

エクザデンチャー[®] シリーズ



親水性ビニルシリコン印象材



Since 1921
100 years of Quality in Dental



トレーの辺縁部にアドヒーズを塗布・乾燥する

無歯顎印象のニュースタンダード。
2種類のエクザデンチャーで
簡便・確実な印象採得。

エクザデンチャー[®] ボーダータイプ

親水性ビニルシリコン印象材(辺縁形成用)



辺縁部全周に「ボーダータイプ」を盛り上げる



口腔内に挿入・機能運動し、辺縁形成を行う



辺縁形成を容易にする
優れた操作性

エクザデンチャー[®]

親水性ビニルシリコン印象材(口腔内粘膜印象用)



必要に応じて余剰部を削除し、「エクザデンチャー」の入るスペースを確保する



アドヒーズを塗布・乾燥後、「エクザデンチャー」を盛り上げ口腔内で筋形成を行う



わずかな圧で
優れた流動性を発揮!

物理的性質表

	エクザデンチャー	エクザデンチャー ボーダータイプ
操作余裕時間	2分30秒	2分00秒
口腔内保持時間	3分	3分
弾性ひずみ (%)	4.5	2.5
永久ひずみ (%)	1.0	0.6
寸法変化 (%)	-0.1	-0.1
石こうとの適合性 (mm)	0.02	0.05

JIS T6513による参考データ



「エクザデンチャーボーダータイプ」で辺縁形成した後、「エクザデンチャー」で仕上げ印象を行うことにより、口腔粘膜の形状を的確に再現した確実な印象採得が簡単にできます。

無歯顎の印象採得に最適なシリコーン印象材 エクザデンチャー®シリーズ。

エクザデンチャー® ボーダータイプ

辺縁形成に適した操作性。

エクザデンチャー ボーダータイプは辺縁形成に最適な印象材です。カートリッジタイプなので辺縁に均一な厚みで盛り上げることができるのはもちろんのこと、1回で全周に盛り上げられるため、治療時間が大幅に短縮でき、患者さんの負担も軽減されます。



垂れることなく、均一な厚みに盛り上げられます。



辺縁形成後の印象面。



硬化後のトリミングも容易に行えます。


エクザデンチャー®

優れた流動性で確実な仕上げ印象。

エクザデンチャーの練和後のペーストはタレにくいいため、トレーへの盛り上げや口腔内への挿入が容易。しかも、わずかな印象圧で優れた流動性を発揮するため、無歯顎口腔粘膜の形状を的確に再現。ボーダータイプによる辺縁形成後の仕上げ印象材として、確実な無歯顎の印象採得が行えます。

●流れずに扱いやすいちょう度

練和後のエクザデンチャーは自然フローがなく、盛り上げたカタチを維持しています。



「エクザデンチャー ボーダータイプ」と「エクザデンチャー」を使用した印象採得。



エクザデンチャー
エクザフィン
インジェクションタイプ



エクザデンチャー
エクザフィン
インジェクションタイプ

●加圧したときの流動性

エクザデンチャーは、わずかな加圧を与えるだけで、優れた流動性を発揮します。

試験方法：

0.5mLの印象材（練和開始90秒後）に1,500gの荷重を2秒間かけたもの。



カートリッジ



チューブ



カートリッジ

* ボーダータイプは
カートリッジタイプのみ

エクザデンチャー

親水性ビニルシリコーン印象材（口腔内粘膜印象用）

カートリッジ

包装●

組合せ1 函：カートリッジ67g（48mL）2 個、ミキシングチップⅡ S8 本

チューブ

包装●

組合せ1 函：ペースペースト70g（50.4mL）1 本、キャタリストペースト70g（50.4mL）1 本、アドヒーズ8g1 本、GCシリコーンリターダー3g1 本、練和紙（No.2）1 冊

ペースペースト1 本1 函：70g（50.4mL）
キャタリストペースト1 本1 函：70g（50.4mL）
アドヒーズ1 本1 函：8g
GCシリコーンリターダー1 本1 函：3g

歯科用シリコーン印象材 ジーシー エクザデンチャー 管理医療機器 222AABZX00013000

*アドヒーズはエクザフィン、エクザハイフレックスと共用です。

*GCシリコーンリターダー 3g使用対象製品：

「エクザフィン レギュラータイプ」、「エクザハイフレックス レギュラータイプ（チューブタイプ）」
「エクザデンチャー（チューブタイプ）」、「フィットチェッカー アドバンス（チューブタイプ）」

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2024年1月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

エクザデンチャー ボーダータイプ

親水性ビニルシリコーン印象材（辺縁形成用）

包装●

組合せ1 函：カートリッジ80g（48mL）2 個、ミキシングチップⅡ L6 本

歯科用シリコーン印象材 ジーシー エクザデンチャー ボーダータイプ
管理医療機器 222AABZX00014000



カートリッジ ディスペンサーⅡ

包装●1 個

歯科用練成器具 ジーシー カートリッジディスペンサーⅡ
一般医療機器 23B2X00038000019

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**
東京都板橋区蓮沼町76-1 愛知県春日井市鳥居松町2-285

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.（土曜日、日曜日、祝日を除く）
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもこちらのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

