

GC



Since 1921  
100 years of Quality in Dental


あなたをサポートする歯ブラシ

ruscello

# Grappo


ルシェロ 歯ブラシ

B-30 / P-30 グラッポ



# 効率よくブラッシングできます

大きな  
ストロークで磨ける  
ヘッドの長さは約2〜3歯分\*



歯面全体を  
いっきに磨ける  
ヘッドの幅は上下の歯に合わせた長さ\*



効率よく  
プラークを落とす  
毛束をランダムに  
密に配置

にぎりやすい  
太めのハンドル

\*現代日本人の歯の大きさについての観察 日大歯学, Nihon Univ. Dent. J., 69, 122-130, 199

※写真はB-30です




滑り止めと、  
お口の中でブラシの  
向きがわかるように  
突起がついています

## Basic むし歯予防に B-30




歯と歯の間も磨ける  
全ての毛がラウンド  
毛なので、プラークを  
しっかり落とします。



## P-30 歯周病対策に Perio

細かいところも磨ける



長いテーパース毛が細か  
いところに入り込み、短  
いラウンド毛が歯面の  
プラークを落とします。



## 歯ブラシは丁寧に 洗いましょう！

歯みがき後は、ブラシを  
清潔に保つために丁寧に  
水洗いしてください。



## 細かいところは歯科医院で！

自分で落とすきれない細かい部分の  
プラークは、歯科医院のプロフェッ  
ショナルケアできれいにしてもらい  
ましょう。



## ルシェロ 歯ブラシ B-30 グラッポ

希望患者価格● 1本=¥390(税込)



クリアパープル

クリアレッド

クリアブルー

クリアグリーン

クリアイエロー

## ルシェロ 歯ブラシ P-30 グラッポ

希望患者価格● 1本=¥390(税込)



ブルー

ネイビーブルー

ピンク

レッド

イエロー

## ルシェロ歯みがきペースト 医薬部外品<薬用ハミガキ>

**B(ベーシック)** 【販売名】ルシェロ歯みがきペーストB(ベーシック)M  
ルシェロ歯みがきペーストB(ベーシック)L

フッ化ナトリウム  
(900ppm)

グリチルリチン酸  
ジカルウム



ミント

マイルドミント  
(レモン/ライム)

内容量●90g  
希望患者価格● 1本=¥530(税込)

**P(ペリオ)** 【販売名】ルシェロ歯みがきペーストP(ペリオ)M  
ルシェロ歯みがきペーストP(ペリオ)L

フッ化ナトリウム  
(900ppm)

グリチルリチン酸  
ジカルウム

+

酢酸トコフェロール  
(VE)

イソプロピルメチル  
フェノール (IPMP)

塩化セチルピリジ  
ニウム (CPC)



ミント

マイルドミント  
(レモン/ライム)

内容量●70g  
希望患者価格● 1本=¥550(税込)

製造販売元 株式会社アイテック 愛媛県大洲市新谷乙1382

※掲載内容・希望患者価格は2024年11月現在のものです。

※印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合がございます。

※無断転載、無断複製を禁じます。

※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元

株式会社 ズーシー お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。