



Fit Checker™ Advanced & Fit Checker™ Advanced Blue



Der einfachste
Weg zum
erfolgreichen
Abschluss Ihrer
prothetischen
Versorgung

Für eine einfache, zuverlässige
und präzise Überprüfung
der Passgenauigkeit.

GC



Fit Checker™ Advanced Blue

Die optimale blaue Farbabstufung zur



- Überprüfung der Passgenauigkeit aller Arten von Prothesen, insbesondere von Kronen und Brücken aus Kunststoff, Keramik und auf Zirkonoxidbasis.
- Bissregistrierung und Überprüfung der Okklusion.



Die thixotrope Beschaffenheit ermöglicht eine **Konsistenz, bei welcher das Material nicht wegfließt**. Fit Checker Advanced Blue fließt unter Druck an, und verfügt über eine **extrem dünne Filmstärke** für eine perfekte Passung.



Passungenauigkeiten sind dank der **optimalen Transparenz** und der einzigartigen **blauen Farbabstufung** leicht zu erkennen.



Endlich ist es möglich, eine **perfekte Passform indirekter Restaurationen** zu gewährleisten, und somit Randspalte und größere Anpassungen der Okklusion nach der Zementierung zu vermeiden.

1

„Snap Set“

Ausreichende Verarbeitungszeit und schnelles Abbinden (1 Minute Verweildauer im Mund) ermöglichen eine zügige und angenehme Verfahrensdurchführung.



2

Klare und deutliche Erkennbarkeit

Perfekte Farbabstufung für das sofortige Erkennen von Okklusionskontakten und schlecht passenden Bereichen.





Fit Checker™ Advanced

Die optimale weiße Farbabstufung zur

- Überprüfung der Passgenauigkeit aller Arten von Prothesen, insbesondere von Voll- und Teilprothesen, sowie von metallbasierten Kronen und Brücken.



Die perfekte Lösung zur Überprüfung der Passgenauigkeit von Voll- und Teilprothesen.



Fit Checker Advanced bietet eine optimale Konsistenz und eine hohe Benetzungsfähigkeit, um ein leichtes Anfließen in die Prothesenbasis und das Mundgewebe zu **gewährleisten**. Fit Checker Advanced lässt sich einfach und in einem einzigen Schritt entfernen.



Passungenauigkeiten der Prothese können nach der Prüfung mit Unterfütterungsmaterial aus Acryl korrigiert werden. Nach der Unterfütterung erfolgt **eine abschließende Prüfung**, um den **Tragekomfort für die Patienten** sicherzustellen.

3 Keine Schwierigkeiten bei Anpassungen

Das Material setzt sich nicht im Bohrer fest, während Druckstellen beseitigt werden.

4 Leicht zu entfernen

Das Silikon ist leicht zu entfernen - für ein sauberes und schnelles Verfahren.



Der einfachste Weg zur erfolgreichen Fertigstellung Ihrer prothetischen Versorgung

Fit Checker Advanced und Fit Checker Advanced Blue von GC bieten eine einfache und präzise Möglichkeit, die Passgenauigkeit von Prothesen zu beurteilen, und beim Anpassungs-/Einsetztermin rechtzeitig Korrekturen vorzunehmen. Auf diese Weise lassen sich potentielle zukünftige Kosten vermeiden, und gleichzeitig wird der Tragekomfort für den Patienten gewährleistet.

Fit Checker™ Advanced	Vorzüge	Fit Checker™ Advanced Blue
VPES-Silikon	Innovatives Silikonmaterial mit intrinsischer Benetzungsfähigkeit, Fließfähigkeit und Reißfestigkeit	VPES-Silikon
Weiß	Zwei verschiedene Farben, um sämtliche klinischen Anforderungen zu erfüllen	Blau
Verarbeitungszeit: 1 Minute Abbindezeit: 1 Minute im Mund	Ausreichende Verarbeitungszeit und eine kurze Abbindezeit im Mund	Verarbeitungszeit: 1 Minute Abbindezeit: 1 Minute im Mund
Handanmisch- oder Automix-Kartuschen	Automix-Kartuschen für ein einfaches, sauberes und schnelles Verfahren	Automix- Kartuschen



Packungen

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, 1-1 Pack. (55 g + 50 g), weiß, + Abbindeverzögerer (3 g) + Zubehör
004904	Fit Checker Advanced, Kartuschen (2 x 62 g), weiß + Mischspitzen IIS (3) und IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, Kartuschen (2 x 56 g), blau + Mischspitzen IIS (3) und IISS (3)
800006	GC Kartuschenspender II
890130	GC Mischspitzen II, 60 x SS (gelb)
800100	GC Mischspitzen II, 60 x S (rosa)

GC GERMANY GmbH
Seifgrundstrasse 2
D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60
Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info@germany.gceurope.com
http://germany.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124
A-8103 Rein bei Graz
Tel. +43.3124.54020
Fax. +43.3124.54020.40
info@austria.gceurope.com
http://austria.gceurope.com

