





30001341 - ND3703
IFU Fuji PLUS CAPSULE



Prior to use, carefully read
the instructions for use.



GC Fuji PLUS™ CAPSULE

RÖNTGENSICHTBARER VERSTÄRKTER GLAS IONOMER-BEFESTIGUNGSEZMEL IN KAPSELN

Nur zur Verwendung durch zahnärztliches Fachpersonal gemäß den Anwendungshinweisen.

INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG

- Cementierung von metallbasierten Inlays, Onlays, Kronen und Brücken
- Cementierung von kunststoffbasierten Inlays, Onlays, Kronen und Brücken
- Cementierung von keramischen Inlays
- Cementierung von all ceramic Inlays
- Cementierung von hochfesten (Zirconia based) all ceramic crowns and bridges
- Cementierung von Metall-, Keramik- und Faserstiften

CONTRAINDIKATIONEN

- Direct pulp capping.
- Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement, methacrylate monomer or methacrylate polymer.

KOMPOSITION

Pulver: Fluor-Alumino-Silikatglas, Initiator, Pigment

Liquid: Methacrylat, Wasser, Polyacrylsäure, Dimethacrylat, Carboxylic acid, Stabilizer.

DIREKTIONEN FOR USE

Pulver / Liquid ratio (g/g)	0.36 / 0.18
Mixing time (sec.)	10"
Working Time (23°C / 73°F) (min., sec.)	2'00"
Setting Time (37°C / 99°F) (min., sec.)	4'15"

ISO 9917-2 Class 1, Luting

Radio-opaque: Its radiopacity is equivalent to 2.1 mm or 210% aluminum. (The radiopacity of aluminum is comparable to dentin.)

TOOTH PREPARATION

- Prepare tooth in usual manner. For direct pulp capping, use calcium hydroxide.
- Clean the prepared teeth with pumice and water.
- Note:
Apply GC Fuji PLUS CONDITIONER for 20 seconds using a cotton pellet or sponge.
- Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently bowing with an oil-free air. DO NOT DESICCATE.
- Best results are obtained when prepared surfaces appear moist (glistening).

RESTORATION PREPARATION

Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the manufacturer's instructions.

CAPSULE ACTIVATION AND MIXING

- Before activation, shake the capsule or tap its side on a hard surface to loosen the powder (Fig. 1).
- To activate the capsule, push the plunger until it is fully depressed with the main body and hold it down for 2 seconds (Fig. 2).
- Note:
1) Ensure the plunger is fully pressed to avoid the incorrect mixing ratio of powder and liquid.
2) The capsule should be activated just before mixing and used immediately.
- Immediately set it into a mixer (or an amalgamator) and mix for 10 seconds (+/- 4,000 RPM) (Fig. 3).

Note:
When using a rotational mixing device, it is recommended not to use the centrifuge option.

DISPENSING

- Immediately remove the mixed capsule from the mixer and load it into the GC CAPSULE APPLIER.
- Make two clicks to prime the capsule (Fig. 4). To adjust the direction of the nozzle, hold the applier with the capsule towards you and turn the capsule body.
- Extrude directly into the restoration (Fig. 5).
- To remove the used capsule, push the applier release button. Twist the capsule and pull upwards.

CEMENTATION

- Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 2 minutes from start of mixing at 23°C (73°F). Higher temperatures will shorten working time.
Note:
For more complex procedures requiring longer working time, it is recommended to refrigerate the capsules in the original aluminum foil.
- Maintain moderate pressure.
- Start removing excess cement when the excess cement feels rubbery (Fig. 6).
- Finishing can be started 4 minutes 15 seconds after seating the restoration.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store the capsules in the original aluminum foil in a cool and dark place 4-25°C (39.2-77.0°F).

SHADES

Yellow
A3 (Vita® shade)
Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PACKAGE

50 capsules
Average contents per capsule: 0.36 g powder and 0.18 g (0.16 mL) liquid
Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.19 mL
Option: GC CAPSULE APPLIER (1 piece)

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER contains 2% Ferric Chloride. It is not recommended to use GC Fuji PLUS CONDITIONER in combination with products containing Epinephrine as this may stain oral tissue.
- Do not use GC Fuji PLUS CAPSULE in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder GC Fuji PLUS CAPSULE from setting or bonding properly.
- This product is not indicated for filling or core build-up.
- In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <https://www.gc.dental/europe>. They can also be obtained from your supplier.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system:
vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

UK Responsible Person
GC UNITED KINGDOM Ltd.
Coopers Court Newport Pagnell Buckinghamshire
MK16 8JS United Kingdom
Last revised: 06/2024

Vor der Benutzung bitte die
Gebräuchsanweisung gründlich lesen! DE

GC Fuji PLUS™ CAPSULE
RÖNTGENSICHTBARER VERSTÄRKTER GLAS IONOMER-BEFESTIGUNGSEZMEL IN KAPSELN

Nur zur Verwendung durch zahnärztliches Fachpersonal gemäß den Anwendungshinweisen.

INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG

- Befestigung von metallbasierten Inlays, Onlays, Kronen und Brücken
- Befestigung von kunststoffbasierten Inlays, Onlays, Kronen und Brücken
- Befestigung von keramischen Inlays
- Befestigung von hochfesten (Zirconia based) all ceramic crowns and bridges
- Befestigung von Metall-, Keramik- und Faserstiften

CONTRAINDIKATIONEN

- Direct pulp capping.
- Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement, methacrylate monomer or methacrylate polymer.

KOMPOSITION

Pulver: Fluor-Alumino-Silikatglas, Initiator, Pigment

Liquid: Methacrylat, Wasser, Polyacrylsäure, Dimethacrylat, carboxylic acid, stabilizer.

DIREKTIONEN FOR USE

Pulver / Liquid ratio (g/g)	0.36 / 0.18
Mixing time (sec.)	10"
Working Time (23°C / 73°F) (min., sec.)	2'00"
Setting Time (37°C / 99°F) (min., sec.)	4'15"

ISO 9917-2 Class 1, Luting

Radio-opaque: Its radiopacity is equivalent to 2.1 mm or 210% aluminum. (The radiopacity of aluminum is comparable to dentin.)

TOOTH PREPARATION

- Prepare tooth in usual manner. For direct pulp capping, use calcium hydroxide.
- Clean the prepared teeth with pumice and water.
- Note:
Apply GC Fuji PLUS CONDITIONER for 20 seconds using a cotton pellet or sponge.
- Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently bowing with an oil-free air. DO NOT DESICCATE.
- Best results are obtained when prepared surfaces appear moist (glistening).

REPARATIE DER RESTAURATION

Die Reparatur gem. den Anweisungen des Herstellers vorbereiten und behandeln.

AKTIVIEREN UND ANMISCHEN DER KAPSEL

- Vor der Aktivierung die Kapsel schütteln oder mit der Seite auf eine harte Oberfläche klopfen und das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- Um die Kapsel zu aktivieren den Kolben drücken bis dieser bündig mit dem Kapselkörper abschließt und für 2 Sekunden halten (Abb. 2).

Anmerkung:
Sicherstellen das der Kolben vollständig gedrückt ist um fehlerhaften Anmischen von Pulver und Flüssigkeit zu verhindern.

VERBREITUNG DER RESTAURATION

Aussere die Restaurierung ist präpariert und manipuliert werden.

AKTIVATION ET MELANGE DE LA CAPSULE

- Avant l'activation, tapote la capsule sur une surface dure afin de détartrer la poudre (Fig. 1).
- Pour activer la capsule, appuyer sur le piston jusqu'à ce qu'il touche totalement le corps de la capsule et le laisser vers le bas pendant 2 secondes (Fig. 2).

Note:
Si vous souhaitez, la dent préparée peut être traitée avec le conditionneur GC Fuji PLUS CONDITIONER sur la surface du dent préparée.

PRÄPARATION DER DENTALTEILE

a) Präparieren die Zahnfläche habitual. Pour le coiffage pulpaire directe, utiliser de l'hydroxyde de calcium.

b) Puliere die Zahnfläche mit einem Tüpfel und Wasser und Bims reinigen.

Anm.: Durch Anwendung von GC Fuji PLUS CONDITIONER wird eine optimale Adhäsion erreicht.

ANBRINGEN

a) Gleichmäßig das Pulver auf die Zahnoberfläche verteilen.

b) Den Zahnpulpa mit einem Tüpfel und Wasser und Bims reinigen.

ANBRINGEN DER KAPSULE

a) Vor der Aktivierung die Kapsel auf die Zahnoberfläche aufsetzen.

b) Die Kapsel mit dem Zahnpulpa verschließen.

c) Den Zahnpulpa mit einem Tüpfel und Wasser und Bims reinigen.

ANBRINGEN DER KOMPOSITION

a) Nach dem Anmischen des Zements in einem Kapselschäler die Kapsel wieder in den GC CAPSULE APPLIER einlegen.

b) Den Auslösehebel zweimal betätigen, um die Kapseln vorzubereiten (Abb. 4).

c) Die Kapsel sollte direkt vor Anmischbeginn aktiviert und sofort verwendet werden.

d) Sofort in den Kapselmischer geben (einen Maßnahmenmixer) und für 10 Sekunden (+/- 4,000 RPM) (Abb. 5).

Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugaloftion des Kapselmischers nicht verwenden.

e) Sofort in den Kapselmischer geben (einen Maßnahmenmixer) und für 10 Sekunden anmischen (+/- 4,000 RPM) (Abb. 6).

Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugaloftion des Kapselmischers nicht verwenden.

f) Die Kapsel sollte direkt vor Anmischbeginn aktiviert und sofort verwendet werden.

g) Sofort in den Kapselmischer geben (einen Maßnahmenmixer) und für 10 Sekunden anmischen (+/- 4,000 RPM) (Abb. 7).

Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugaloftion des Kapselmischers nicht verwenden.

h) Sofort in den Kapselmischer geben (einen Maßnahmenmixer) und für 10 Sekunden anmischen (+/- 4,000 RPM) (Abb. 8).

Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugaloftion des Kapselmischers nicht verwenden.

i) Sofort in den Kapselmischer geben (einen Maßnahmenmixer) und für 10 Sekunden anmischen (+/- 4,000 RPM) (Abb. 9).

Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugaloftion des Kapselmischers nicht verwenden.

j) Sofort in den Kapselmischer geben (einen Maßnahmenmixer) und für 10 Sekunden anmischen (+/- 4,000 RPM) (Abb. 10).

Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugaloftion des Kapselmischers nicht verwenden.

k) Sofort in den Kapselmischer geben (einen Maßnahmenmixer) und für 10 Sekunden anmischen (+/- 4,000 RPM) (Abb. 11).

Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugaloftion des Kapselmischers nicht verwenden.

l) Sofort in den Kapselmischer geben (einen Maßnahmenmixer) und für 10 Sekunden anmischen (+/- 4,000 RPM) (Abb. 12).

Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugaloftion des Kapselmischers nicht verwenden.

m) Sofort in den Kapselmischer geben (einen Maßnahmenmixer) und für 10 Sekunden anmischen (+/- 4,000 RPM) (Abb. 13).

Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugaloftion des Kapselmischers nicht verwenden.

n) Sofort in den Kapselmischer geben (einen Maßnahmenmixer) und für 10 Sekunden anmischen (+/- 4,000 RPM) (Abb. 14).

Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugaloft

Tilbehør: GC CAPSULE APPLIER (1 stk.)

ADVARSLER

- Hvis materialet kommer i kontakt med oralt blodledsvæv eller huden: så fjernes det umiddelbart med svamp eller bomuldsstøvet, fugtet med vand. Skylt rigtigt med vand. Vi anbefaler at anvende kofferdam og/eller kokos smør som isolering af operatonsområdet.
- I tilfælde af at materialet kommer i øjnene skyldes omhyggeligt med vand og læg konsekvenser.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER indeholder 2 % jernklorid. Derfor anbefales det ikke, at anvende GC Fuji PLUS CONDITIONER i kombination med produkter som inneholder adrenalin døbt det kan resultere i misfarvning af oral væv.
- Anvend ikke GC Fuji PLUS CAPSULE i kombination med eugenolholdige materialer, idet det kan forhindre korrekt afbindning og binding af materialet.
- Dette produkt er ikke indikeret til fyldning eller core build-up.
- Hos overfølsomme personer kan der en sensibilisering fra produktet ikkeudelukkes. Særfrem den opstrår allergiske reaktioner, skal brugen afproduktet indstilles. I tilfælde af allergi henvises patienten til lege.
- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.



Fig. 1
Abb. 1




Fig. 2
Abb. 2




Fig. 3
Abb. 3




Fig. 4
Abb. 4



Fig. 5
Abb. 5




Fig. 6
Abb. 6

Läs bruksanvisningen noggrant före användning.



GC Fuji PLUS™ CAPSULE

RÖNTGENKONTRASTERANDE FÖRSTÄRKTA

GLASJONOMER FÖR CEMENTERING I KAPSLER

För endast användnings av tandvårdspersonal enligt indikationerna för användning.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

- Cementering av metallbaserade inlägg, onlays, kronor och broar
- Cementering av resinbaserade inlägg, onlays, kronor och broar
- Cementering av helkeramiska inlägg
- Cementering av högfaststarkta (zirkoniumdioxidbaserade) helkeramiska kronor och broar
- Cementering av metall-, keramik- och glasfiberpelare

KONTRAINDIKATIONER

- Direct pulpaöverkapping.
- Undvik användning av denna produkt på patienter med känd allergi mot glasjonomercement, metakrylat monomer eller metakrylat polymerer.

INNEHALL

Pulver / vätske relatio (g/g)

0.36 / 0.18

Blandningsstid (sek.)

10"

Arbetsid (vid 23°C/73°F) (min., sek.)

2'00"

Inställningsid (37°C/99°F) (min., sek.)

4'15"

BRUKSANVISNING

Radio-opak: Dess radiopacitet motsvarar 2,1 mm eller 210% aluminium. (Radiopaciteten hos aluminium är jämförbar med dentin).

1. PREPARATION AV TANDEN

- Apreparera tanden på sedvanligt sätt. Ifall önskvärt, använd kaliumhydroxid för direkt pulpaöverkapping.
- Bringgör den preparerade tanden med pimsten och vatten.

Notera:
Använd GC Fuji PLUS CONDITIONER under 20 sekunder på den preparerade tanden för optimal adhesion.

c) Skölj noggrant med vatten. Torka forsiktig med bomullspelet eller blästra forsiktig med oljefri luft. DEHYDRERA INTE. De preparerade ytorna ska se lätt fuktiga (glitterande).

2. PREPARATION AV ERSÄTTNINGEN

Försäkra dig om att ersättningen är förberedd enligt tillverkarens instruktioner.

3. AKTIVERING AV KAPSELN OCH BLANDNING

- a) Skaka kapseln eller knacka den mot bordskivan i syfte att frigöra pulvert. (Fig. 1)
- b) Aktivera kapseln genom att trycka in knappen så att den kommer i ett nära så lågt läge i förhållande till kapselfickan, håll nere i 2 sekunder. (Fig. 2)

Notera:
1) Kontrollera att kolven är helt intykt för att undvika feklaktiga blandningsförhållanden mellan pulvra och vätska.
2) Kapseln skall aktiveras direkt före tillblandningen och används omedelbart.

c) Sätt omedelbart kapseln i blandningsapparaten (eller amalgamglädjare). Blanda under 10 sekunder (+/- 4,000 RPM). (Fig. 3)

Notera:
Om en roterande blandare används för G-Cem kapslar så rekommenderar vi att inte använda blandaren centrifugfunktionen.

4. APLICACIÓN DE CEMENTO

- a) Tag kapseln från blandningsmaskinen och placera den åter i en GC CAPSULE APPLIER.
- b) Pressa samman hållaren tillsång gärna att "klick hör". (Fig. 4). Kapseln spets kan nu vridas efter önskemål genom att hela kapseln vrids i hållaren.
- c) Applicera cementet direkt från kapseln i restaurerationen (Fig. 5).
- d) Avlägsna kapseln från hållaren efter att spärknappen trycks in. Vrid kapseln och drag den sedan ur hållaren.

5. CEMENTERING

- a) Tack den idag syn på ersättningen med tillräckligt mycket cement och sätt omedelbart på plats. Arbetstiden är 2 minuter från blandningsstart vid 23°C (73°F). Högre temperatur förkortar arbetstiden, till längre arbetsid ömskás, förvara patronen i kylskåp.

Notera:
Då komplexa protetiska ersättningar, som kräver längre arbetsid, ska cementeras rekommenderas att kylskåpssärliga cementplasterna i originalflp. av aluminium. Behåll ett mättigt tryck på restaurerationen.

c) Avlägsna överskottscement med en scalär när cementet är gummifärgat (Fig. 6).

d) Finishering kan påbörjas 4 minuter 15 sekunder efter att ersättningen är på plats.

FÖRVARING

För optimala resultat, förvaras kallt och mörkt (4-25°C) (39.2-77.0°F).

FÄRGER
Gul
A3 (Färger enligt Vita® skalan)

Vita® är ett av Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland, registrerat varumärke.

FÖRPACKNINGAR

50 Kapslar

Genomsnittligt innehåll per kapsel: 0,36 g pulver och 0,18 g (0,16 ml) vätska

Minimum nettovolym blandat cement per kapsel: 0,19 mL

Tillval: GC CAPSULE APPLIER (1 st)

VARNING

- Om materialet kommer i kontakt med oralt blodledsvæv eller huden: så fjernes det umiddelbart med svamp eller bomuldsstøvet, fugtet med vand. Skylt rigtigt med vand. Vi anbefaler at anvende kofferdam og/eller kokos smør som isolering af operatonsområdet.
- I tilfælde af at materialet kommer i øjnene skyldes omhyggeligt med vand og læg konsekvenser.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER indeholder 2 % jernklorid. Derfor anbefales det ikke, at anvende GC Fuji PLUS CONDITIONER i kombination med produkter som inneholder adrenalin døbt det kan resultere i misfarvning af oral væv.
- Anvend ikke GC Fuji PLUS CAPSULE i kombination med eugenolholdige materialer, idet det kan forhindre korrekt afbinding og binding af materialet.
- Dette produkt er ikke indikeret til fyldning eller core build-up.
- Hos overfølsomme personer kan der en sensibilisering fra produktet ikkeudelukkes. Særfrem den opstrår allergiske reaktioner, skal brugen afproduktet indstilles. I tilfælde af allergi henvises patienten til lege.
- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som ses beskrevet i IFU er evt. klasseficeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdshygieniske anvisninger som kan findes på:

<https://www.gc.dental/europe>

De kan altid rekvireres hos dit depot.

Se venligst EUDAMED databasen (<https://ec.eu/tools/eudamed>) for en oversigt over sikkerhed og klinik ydeevne (SSCP) eller kontakt os på Regulatory.gce@gc.dental

Rapportering om teknisk effekt:

Om du upptäcker några form av omedelbara effekter, reaktioner eller liknande händelser som uppvisas efter användning av denna produkt, inklusive de inte upptagna i den brukssystemrapport, rapportera dem direkt gentemot det relevanta vaksamhetsystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via den länk: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Sämt var intima vaksamhetsystem: vigilance@gc.dental Herved hjälper du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Sist redigeret: 06/2024

https://www.gc.dental/europe

Ett annat produkt har gjort sig tillverkning.

Hvis du ved bruk av produktet opplever nogen ukundte effekter, hviskning eller lign. som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Laemmidelstyrelsen eller via dette link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Særlig til vore interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental

Utskriftsbericht:

Hvis du ved bruk av produktet opplever nogen ukundte effekter, hviskning eller lign. som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Laemmidelstyrelsen eller via dette link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Særlig til vore interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental

Rapportering om teknisk effekt:

Om du upptäcker några form av omedelbara effekter, reaktioner eller liknande händelser som uppvisas efter användning av denna produkt, inklusive de inte upptagna i den brukssystemrapport, rapportera dem direkt gentemot det relevanta vaksamhetsystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via den länk: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Sämt var intima vaksamhetsystem: vigilance@gc.dental Herved hjälper du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Sist redigeret: 06/2024

https://www.gc.dental/europe

Ett annat produkt har gjort sig tillverkning.

Hvis du ved bruk av produktet opplever nogen ukundte effekter, hviskning eller lign. som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Laemmidelstyrelsen eller via dette link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Særlig til vore interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental

Utskriftsbericht:

Hvis du ved bruk av produktet opplever nogen ukundte effekter, hviskning eller lign. som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Laemmidelstyrelsen eller via dette link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Særlig til vore interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental

Rapportering om teknisk effekt:

Om du upptäcker några form av omedelbara effekter, reaktioner eller liknande händelser som uppvisas efter användning av denna produkt, inklusive de inte upptagna i den brukssystemrapport, rapportera dem direkt gentemot det relevanta vaksamhetsystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via den länk: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Sämt var intima vaksamhetsystem: vigilance@gc.dental Herved hjälper du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Sist redigeret: 06/2024

https://www.gc.dental/europe

Ett annat produkt har gjort sig tillverkning.

Hvis du ved bruk av produktet opplever nogen ukundte effekter, hviskning eller lign. som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Laemmidelstyrelsen eller via dette link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Særlig til vore interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental

Utskriftsbericht:

Hvis du ved bruk av produktet opplever nogen ukundte effekter, hviskning eller lign. som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Laemmidelstyrelsen eller via dette link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Særlig til vore interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental

Rapportering om teknisk effekt:

Om du upptäcker några form av omedelbara effekter, reaktioner eller liknande händelser som uppvisas efter användning av denna produkt, inklusive de inte upptagna i den brukssystemrapport, rapportera dem direkt gentemot det relevanta vaksamhetsystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via den länk: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Sämt var intima vaksamhetsystem: vigilance@gc.dental Herved hjälper du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Sist redigeret: 06/2024

https://www.gc.dental/europe

Ett annat produkt har gjort sig tillverkning.

Hvis du ved bruk av produktet opplever nogen ukundte effekter, hviskning eller lign. som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Laemmidelstyrelsen eller via dette link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Særlig til vore interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental

Utskriftsbericht:

Hvis du ved bruk av produktet opplever nogen ukundte effekter, hviskning