

Prior to use, carefully read the instructions for use. **EN**

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen! **DE**

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. **FR**

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. **IT**

Antes de usar, lea detenidamente las instrucciones de uso. **ES**

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. **NL**

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. **DA**

Paste Pak Dispenser

For use only by a dental professional in the recommended indications.

Paste Pak Delivery System consists of Paste Pak Dispenser and the special Paste Pak cartridge. Paste Pak Dispenser enables you to dispense material easily and correctly from the cartridge.

RECOMMENDED INDICATIONS
Dispensing material from GC special Paste Pak cartridges.

IDENTIFICATION OF PARTS
(Paste Pak Cartridge)
1. Cover 2. Inner plunger 3. Cartridge tip
(Paste Pak Dispenser)
4. Piston 5. Adjusting guide 6. Lever
7. Sliding block 8. Piston release (Fig. 1)

DIRECTIONS FOR USE
1. Make sure that the piston is completely retracted into the dispenser. (Fig. 2)
Note:
To retract the piston, push the piston release and at the same time pull the sliding block (on the underside of the dispenser) with fingers.
2. Paste Pak Cartridge Loading (Fig. 3)
a. Ensure the **▲** mark on the cartridge lines up with the **▲** mark on the Paste Pak Dispenser as illustrated.
b. Then turn the cartridge fully to the right position.
Note:
To turn the cartridge, retract the piston fully and turn the cartridge back to the marked positions.
3. After cartridge loading, push the piston release forward until it stops. (Fig. 4)
a. Push the piston release forward.
b. Do not push the upper side.
4. Remove the cartridge cover. (Fig. 5)
5. a) Depress the lever to dispense the required amounts of paste onto the mixing pad.
Note:
Before dispensing the first time from a new cartridge or after a long interval in between use, bleed the pastes from the cartridge. (Fig. 6)
The adjusting guide can be moved forwards or backwards to change the quantity of material to be dispensed. (Fig. 7)
1. Position of adjusting guide for one inlay.
2. Position of adjusting guide for one crown.
b) While depressing the lever (Fig. 8-1), level and cut off the extruded material from the cartridge tips by moving the cartridge and dispenser to an upright position on the mixing pad (Fig. 8-2).
When the lever is released after dispensing, residual pastes at the cartridge tips are retracted into the cartridge. Clean the cartridge tip and replace the cartridge cover. (Fig. 9)
Note:
1) The amount of residual material in the cartridge can be confirmed by the position of the sliding block on the underside of the dispenser. If the cartridge cylinders are translucent, the residual amount can also be confirmed by the position of the inner plunger seen through the cylinders.
2) Do not drop the dispenser with the cartridge. Otherwise the cartridge may be damaged.

Cleaning / Sterilization of Paste Pak Dispenser
1) Clean the dispenser and adjusting guide with gauze soaked in alcohol.
2) The dispenser may be steam autoclaved at 121-135°C (250-275°F) for 10 to 30 minutes or disinfected using alcohol. (Please remove the adjusting guide and the cartridge before autoclaving the dispenser). The use of various chemical disinfectants / sterilants may cause damage to the dispenser and therefore is not recommended.
Note:
After autoclaving, the piston release of the dispenser may not easily be moved forwards and backwards by fingers. In such a case, slide the piston release forward until it stops. Apply a very small quantity of petroleum jelly onto the entire surface of the piston. Do not apply excess petroleum jelly. Then move the piston release back and forth a few times to ensure smooth movement.

PACKAGE
1 piece

CAUTION
1. In rare cases metal may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of the product (nickel-plated aluminum) and refer to a physician.
2. Store Paste Pak Dispenser away from chemicals such as iodine tincture containing halogen elements. Otherwise the dispenser may discolor.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
<http://www.gc-europe.com> or for The Americas
<http://www.gcamerica.com> They can also be obtained from your supplier.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system:
vigilance@gc-dental.com
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 09/2020

Paste Pak Dispenser
Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die genannten Anwendungsbereiche verwendbar.

Das Paste Pak Delivery System besteht aus einem Paste Pak Dispenser und einer geeigneten Paste Pak Kartusche. Der Paste Pak Dispenser ermöglicht ein leichtes und korrektes Ausdrücken des Materials aus der Kartusche heraus.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Ausdrücken von Material aus den geeigneten Paste Pak Kartuschen.

RECOMMANDATION D'UTILISATION
S'utiliser avec les cartouches de pâtes spéciales GC.

IDENTIFICATION DES PARTIES
(Cartouche de pâtes)
1. Capuchon 2. Piston (crêmaillère) interne
3. Embout de la cartouche
(Pistolet à pâte)
4. Piston 5. Régulation du dosage 6. Levier
7. Bloc coulissant 8. Taque de libération (Fig. 1)

DIRECTIONS FOR USE
1. Retirer les attaches placées entre le corps principal et le levier du distributeur.
2. Retirer la V-formée carte à l'arrière du distributeur.

GERAUCHSANWEISUNG
1. Sicherstellen, dass der Kolben komplett in den Dispenser zurückgezogen wurde. (Abb. 2)
Beachten:
Um den Kolben zurück zu ziehen den Freigabehebel drücken und gleichzeitig das Gleitstück an der Unterseite des Dispensers zurückziehen.
2. Paste Pak Cartridge Loading (Fig. 3)
a. Sichern, dass sich die Markierung **▲** auf der Kartusche und die Markierung **▲** auf dem Paste Pak Dispenser abgebildet in einer Linie befinden.
b. Die Kartusche nach rechts in Position drehen.
3. Nach dem Einsetzen der Kartusche den Freigabehebel bis zum Anschlag vorschieben (Kartuschenkopf nicht abnehmen). (Abb. 4)
a. Den Freigabehebel mit dem Daumen in der Mitte nach vorne schieben.
b. Schiebt man den Freigabehebel an der Oberseite nach vorne, kann er abbrechen.
4. Den Einstellhebel entfernen. (Abb. 5)
5. a) Den Hebel drücken, um die erforderliche Menge der Pasten auf den Ammischblock auszudrücken.
Beachten:
1) Vor der ersten Verwendung einer neuen Kartusche, oder bei längerer Zeitspanne zwischen zwei Anwendungen, Pasten aus der Kartusche ausdrücken. (Abb. 6)
2) Der Einstellhebel kann vor oder zurück bewegt werden, um die auszubringende Materialmenge anzupassen. (Fig. 7)
1. Stellung des Einstellhebels für ein Inlay.
2. Position des Einstellhebels für eine Krone.
b) Während der Hebel gedrückt wird, (Abb. 8-1), das ausgepresste Material abstreifen, indem Kartusche und Applikator auf dem Ammischblock in senkrechte Stellung gebracht werden (Abb. 8-2). Wird der Hebel nach dem Ausbringen entlastet, werden verbleibende Pastenreste an den Kartuschenspitzen zurück an die Kartusche gezogen. Kartuschenreinigung und -verschluss wieder aufsetzen. (Abb. 9)
Beachten:
1) Die Menge der restlichen Materials kann der Stellung des Sperrehebels auf der Unterseite des Dispensers entnommen werden. Falls die Kartusche transluzent ist, kann auch die Position der in der Kartusche befindlichen Kolben einen Hinweis auf die verbleibende Menge geben.
2) Den Dispenser mit der Kartusche nicht fallen lassen, da es sonst zu Beschädigungen der Kartusche kommen kann.
Note:
1) Die Menge der restlichen Materials kann der Stellung des Sperrehebels auf der Unterseite des Dispensers entnommen werden. Falls die Kartusche transluzent ist, kann auch die Position der in der Kartusche befindlichen Kolben einen Hinweis auf die verbleibende Menge geben.
2) Den Dispenser mit der Kartusche nicht fallen lassen, da es sonst zu Beschädigungen der Kartusche kommen kann.

Nettoyage / stérilisation du bloc distributeur de pâtes
1) Nettoyer le distributeur et le guide d'ajustement avec de la gaze imbibée d'alcool.
2) Le distributeur Paste Pak peut être plongé dans un bain de vapeur à 121-135°C (250-275°F) pour 10 à 30 minutes autoclavé ou avec de l'alcool désinfecté (après avoir démonté les vis de serrage du distributeur).
La application de divers désinfectants / stérilisants peuvent causer des dommages au distributeur et des lésions, ce qui peut entraîner une défaillance de la partie mobile. Ne pas utiliser de désinfectants / stérilisants.

HANDELSSFORM
1 Stück

PRESENTATION
1 piece

ACHTUNG
1. In seltenen Fällen können Metalle bei einigen Personen Überempfindlichkeiten hervorrufen. Falls solche Reaktionen auftreten, die Anwendung des Produktes (nickelüberzogenes Aluminium) nicht fortsetzen und einen Arzt aufsuchen.
2. Bei Kontakt mit jodhaltigen Tinturen kann eine Verfärbung auftreten!

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:
<http://www.gc-europe.com>
In Amerika gilt folgender Link:
<http://www.gcamerica.com>
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMENNE
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob sie in dieser Gebrauchsweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
für Ihre internationale Meldestelle
vigilance@gc.dental
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Zuletzt aktualisiert: 09/2020

LAST REVISED: 09/2020

Paste Pak Dispenser
Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni raccomandate.

Il Paste Pak Delivery System si compone del Paste Pak Dispenser e della apposita Paste Pak cartuccia. Il Paste Pak Dispenser permette di distribuire facilmente e correttamente il materiale contenuto nella cartuccia.

INDICAZIONI RACCOMANDATE
Erogazione del materiale contenuto nelle apposite cartucce GC Paste Pak.

I COMPONENTI
(Cartuccia di pasta - Paste Pak Cartridge)
1. Cappuccio 2. Staffunto interno 3. Puntali (Paste Pak Dispenser)
4. Pistone 5. Regolazione del dosaggio 6. Leva 7. Blocco scorrevole 8. Taque di liberazione (Fig. 1)

DIRECCIONES DE USO
1. Retirar las ataches colocadas entre el cuerpo principal y la palanca del dispensador.
2. Retirar la tarjeta en forma de V colocada en dessous del dispensador.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
1. Asegúrese de que el pistón esté completamente retirado del dispensador. (Fig. 2)
Nota:
Para retirar el pistón, empuje el pistón y al mismo tiempo tire del bloque deslizante (debajo del dispensador) con los dedos.
2. Carga de la cartuza Paste Pak (Fig. 3)
a. Asegúrese de que la marca **▲** en la cartuza esté alineada con la marca **▲** en el dispensador Paste Pak como ilustrado.
b. Doble la cartuza completamente para la introducción.
3. Una vez la cartuza en su lugar, retire completamente el pistón y gire la tapa de nuevo la cartuza para volver a su posición inicial.
4. Apretar la tapa de liberación del pistón.
5. Despegue la tapa de liberación para distribuir la cantidad deseada de pasta sobre el bloccetto de mezcla.
Nota:
1) Antes de dispensar la primera vez de una nueva cartuza o después de un largo intervalo sin utilización, purgar las pastas de la cartuza. (Fig. 6)
2) La guía de regulación puede ser desplazada hacia adelante o hacia atrás para cambiar la cantidad de producto distribuido. (Fig. 7)
1. Posición de la guía de regulación para un inlay.
2. Posición de la guía de regulación para una corona.
b) Tener en cuenta que el dispensador tiene que estar completamente apretado en la posición de liberación. (Fig. 8-1), y luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-2). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia abajo. (Fig. 8-3). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-4). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-5). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia abajo. (Fig. 8-6). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-7). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-8). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-9). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-10). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-11). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-12). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-13). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-14). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-15). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-16). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-17). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-18). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-19). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-20). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-21). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-22). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-23). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-24). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-25). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-26). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-27). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-28). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-29). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-30). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-31). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-32). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-33). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-34). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-35). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-36). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-37). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-38). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-39). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-40). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-41). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-42). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-43). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-44). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-45). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-46). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-47). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-48). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-49). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-50). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-51). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-52). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-53). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-54). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-55). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-56). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-57). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-58). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-59). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-60). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-61). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-62). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-63). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-64). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-65). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-66). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-67). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-68). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-69). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-70). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-71). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-72). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-73). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-74). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-75). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-76). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-77). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-78). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-79). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-80). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-81). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-82). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-83). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-84). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-85). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-86). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-87). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-88). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-89). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-90). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-91). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-92). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia arriba. (Fig. 8-93). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la derecha. (Fig. 8-94). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza quede dirigida hacia la izquierda. (Fig. 8-95). Luego sacar la cartuza y girarla para que la boca de la cartuza



Paste Pak Dispenser
Endast för användning av tandvårdspersonal vid rekommenderade indikationer.

Paste Pak Delivery System består av Paste Pak Dispenser och den speciella Paste Pak patronen. Paste Pak Dispenser ger enkel och korrekt dosering från patronen.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

Dosera material från GC special Paste Pak patroner.

FÖRTECKNING ÖVER INGAENDE DELAR

(Paste Pak Patron)

1. Lock
2. Inre pasklutsringkolv
3. Spets
- (Paste Pak Dispenser)
4. Pistong
5. Lång fingergrepp
6. Härvärm
7. Rörlig blockeringsvägg
8. Härvärm för dosering (Fig. 1)

För användning:

1. Avlägsna fixeringstapen som håller härvärmen mot dispensern.

2. Avlägsna det V formade skyddet från undersidan av förpackningen.

BRUKSANVISNING

1. Kontrollera att pistongen är helt tillbakadragen i dispensern. (Fig. 2)

For att dra tillbaka pistongen, håll i båda sidorna på det rörliga blocket (på undersidan av dispensern) med fingrarna och dra tillbaka.

2. Laddning av Paste Pak Patron. (Fig. 3)

a. Försäkra er om att linjera upp ▲-market på patronen med ▲-market på Paste Pak dispensern enligt illustrationen.

b. Vrid sedan patronen helt till dess rätta position.

Observera: För att avlägsna patronen, dra tillbaka pistongen och vrid patronen tillbaka till den markerade positionen.

3. Efter laddning av patronen, ta inte av locket på (patronen) för härvärmen för dosering fram till stopp. (Fig. 4)

a. Tryck på fronden av härvärmen.

b. Tryck inte på uppsidan.

4. Avlägsna locket. (Fig. 5)

a. Tryck på härvärmen för att dosera den erforderliga mängden material på blandningsblocket.

Observera: Innan dosering från en ny patron, eller dosering från en patron som skall användas efter en längre tids uppehåll, tryck ut lite pasta och se till att det kommer ut från härvärmen kanalerna. (Fig. 6)

2) Dosingguiden kan skjutas fram åt bakåt för att få den mångd cement som önskas. (Fig. 7)

1. Dosingguidens läge för cementering av ett inlägg.

b) Medan härvärmen tryckes ned (Fig. 8-1) och se till att både patron och dispensern har en upprätt position i förhållande till handtagshållblocket (Fig. 8-2). När härvärmen frigörs efter doseringen dras överskottet i spetsarna i patronen. Sätt på locket på patronen. (Fig. 9)

Obs.:

1) Mångdöverskott i patronen framgår av positionen på blockeringsväggen på undersidan av dispensern. Om patronen har genomsiktiga cylinder kan kalkuleras också bekräffas av positionen på den inre pasklutsringkollen som man ser genom cylindern.

2) Tappa inte dispensern med patron, det kan skada patronen.

RENGÖRING / STERILISERING AV PASTE PAK DISPENSER

1) Rengör dispensern och fingergreppet med en kompress dränkt i alkohol.

2) Dispenserns fingergrepp kan steriliseras i en autoclav (avlägsna det V formade skyddet från undersidan av förpackningen).

Användning av olika kemiska desinfektions-/ steriliseringss preparat kan orsaka skada på dispensern varför det inte rekommenderas.

OBS.

Efter autoclavering kan det inträffa att dispensern härvärn får en trög gång när man ska skjuta den fram till härvärmen. I sådana fall, dra tillbaka pistongen helt och smörj hela pistongkroppen. Dra sedan härvärmen nägra gånger fram och tillbaka för att försäkra optimal gång.

FÖRPACKNING

1 st

VARNING

1. I sällsynta fall kan vissa personer vara överkänsliga mot metaller. Vid sådana fall saklits produkten inte används.

2. Förvara Paste Pak dispensern på ett ställe där jordmåttet är mindre än tre mm. Om detta tröts alt sikt, kan missfargning av Paste Pak dispensern komma att ske.

Vissa produkter som härvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, här är alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på: <http://www.geurope.com> eller för Amerika på <http://www.gcamerica.com>

Dessa kan också erhållas från leverantör.

Rapportering av oönskade effekter:

Om du upptäcker någon form av oönskade effekter, reaktioner eller liknande händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta vaksamhetssystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via denna länk:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

sälv som vårt interna vaksamhetssystem:

vigilance@gc.dental

På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Reviderad senast: 09/2020

Ultima revisão: 09/2020

Telextauta antasäkringar kemiuniv: 09/2020

Fig. 1/Eik.1/Kuva 1/ Gbr. 1/Hin. 1/uhf 1

Fig. 2/Eik.2/Kuva 2/ Gbr. 2/Hin. 2/uhf 2

Fig. 3/Eik.3/Kuva 3/ Gbr. 3/Hin. 3/uhf 3

Marker
Markering
Marca
πιστολή¹
Marker
Markering
Merkennat

TANDA
KY HIUE
kyt ənəmən

Fig. 4/Eik.4/Kuva 4/ Gbr. 4/Hin. 4/uhf 4

Fig. 5/Eik.5/Kuva 5/ Gbr. 5/Hin. 5/uhf 5

Fig. 6/Eik.6/Kuva 6/ Gbr. 6/Hin. 6/uhf 6

Fig. 7/Eik.7/Kuva 7/ Gbr. 7/Hin. 7/uhf 7

Fig. 8/Eik.8/Kuva 8/ Gbr. 8/Hin. 8/uhf 8

Fig. 9/Eik.9/Kuva 9/ Gbr. 9/Hin. 9/uhf 9

Las bruksanvisningen
noggrant före användning. SV

Antes de utilizar, leia cuidadosamente
as instruções de utilização. PT

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε
διάβαστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. EL

Les bruksanvisningen
nøye før bruk. NO

Sue loje huolellisesti
ennen käyttöä. FI

Sebelum digunakan, baca petunjuk
penggunaan dengan seksama. ID

Vui lòng đọc kỹ hướng
dẫn trước khi sử dụng. VI

ก่อนใช้ ให้อ่านคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน TH

Paste Pak Dispenser
Endast för användning av tandvårdspersonal vid rekommenderade indikationer.

Paste Pak Delivery System består av Paste Pak Dispenser och den speciella Paste Pak patronen. Paste Pak Dispenser ger enkel och korrekt dosering från patronen.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

Dosera material från GC special Paste Pak patroner.

FÖRTECKNING ÖVER INGAENDE DELAR

(Paste Pak Patron)

1. Lock
2. Inre pasklutsringkolv
3. Spets
- (Paste Pak Dispenser)
4. Pistong
5. Lång fingergrepp
6. Härvärm
7. Rörlig blockeringsvägg
8. Härvärm för dosering (Fig. 1)

För användning:

1. Avlägsna fixeringstapen som håller härvärmen mot dispensern.

2. Avlägsna det V formade skyddet från undersidan av förpackningen.

BRUKSANVISNING

1. Kontrollera att pistongen är helt tillbakadragen i dispensern. (Fig. 2)

For att dra tillbaka pistongen, håll i båda sidorna på det rörliga blocket (på undersidan av dispensern) med fingrarna och dra tillbaka.

2. Laddning av Paste Pak Patron. (Fig. 3)

a. Försäkra er om att linjera upp ▲-market på patronen med ▲-market på Paste Pak dispensern enligt illustrationen.

b. Vrid sedan patronen helt till dess rätta position.

Observera: För att avlägsna patronen, dra tillbaka pistongen och vrid patronen tillbaka till den markerade positionen.

3. Efter laddning av patronen, ta inte av locket på (patronen) för härvärmen för dosering fram till stopp. (Fig. 4)

a. Tryck på fronden av härvärmen.

b. Tryck inte på uppsidan.

4. Avlägsna locket. (Fig. 5)

a. Tryck på härvärmen för att dosera den erforderliga mängden material på blandningsblocket.

Observera: Innan dosering från en ny patron, eller dosering från en patron som skall användas efter en längre tids uppehåll, tryck ut lite pasta och se till att det kommer ut från härvärmen kanalerna. (Fig. 6)

2) Dosingguiden kan skjutas fram åt bakåt för att få den mångd cement som önskas. (Fig. 7)

1. Dosingguidens läge för cementering av ett inlägg.

b) Medan härvärmen tryckes ned (Fig. 8-1) och se till att både patron och dispensern har en upprätt position i förhållande till handtagshållblocket (Fig. 8-2). När härvärmen frigörs efter doseringen dras överskottet i spetsarna i patronen. Sätt på locket på patronen. (Fig. 9)

Obs.:

1) Mångdöverskott i patronen framgår av positionen på blockeringsväggen på undersidan av dispensern. Om patronen har genomsiktiga cylinder kan kalkuleras också bekräffas av positionen på den inre pasklutsringkollen som man ser genom cylindern.

2) Tappa inte dispensern med patron, det kan skada patronen.

RENGÖRING / STERILISERING AV PASTE PAK DISPENSER

1) Rengör dispensern och fingergreppet med en kompress dränkt i alkohol.

2) Dispenserns fingergrepp kan steriliseras i en autoclav (avlägsna det V formade skyddet från undersidan av förpackningen).

Användning av olika kemiska desinfektions-/ steriliseringss preparat kan orsaka skada på dispensern varför det inte rekommenderas.

OBS.

Efter autoclavering kan det inträffa att dispensern härvärn får en trög gång när man ska skjuta den fram till härvärmen. I sådana fall, dra tillbaka pistongen helt och smörj hela pistongkroppen. Dra sedan härvärmen nägra gånger fram och tillbaka för att försäkra optimal gång.

FÖRPACKNING

1 st

VARNING

1. I sällsynta fall kan vissa personer vara överkänsliga mot metaller. Vid sådana fall saklits produkten inte används.

2. Förvara Paste Pak dispensern på ett ställe där jordmåttet är mindre än tre mm. Om detta tröts alt sikt, kan missfargning av Paste Pak dispensern komma att ske.

Vissa produkter som härvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, här är alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på: <http://www.geurope.com> eller för Amerika på <http://www.gcamerica.com>

Dessa kan också erhållas från leverantör.

Rapportering av oönskade effekter:

Om du upptäcker någon form av oönskade effekter, reaktioner eller liknande händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta vaksamhetssystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via denna länk:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

sälv som vårt interna vaksamhetssystem:

vigilance@gc.dental

På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Reviderad senast: 09/2020

Ultima revisão: 09/2020

Telextauta antasäkringar kemiuniv: 09/2020

Fig. 1/Eik.1/Kuva 1/ Gbr. 1/Hin. 1/uhf 1