

GC AUSTRIA NEWS & HIGHLIGHTS

JULI BIS DEZEMBER 2024

PRAXIS



Since 1921
100 years of Quality in Dental



Workflows für ästhetische Kronen

Starke Lösungen für schöne Zähne

In der modernen Zahnheilkunde sind Vollkeramikronen zu einer Routineversorgung geworden, die sowohl Haltbarkeit als auch Ästhetik bietet. Wir bei GC wissen, wie wichtig es ist, Zahnärztinnen und Zahnärzten einen Arbeitsablauf an die Hand zu geben, der auf ihre

Bedürfnisse zugeschnitten ist – von A bis Z. Unser Angebot an hochwertigen Produkten stellt sicher, dass jeder Aspekt des Restaurationsprozesses mit Präzision und hoher Qualität erfüllt wird, so dass optimale Ergebnisse für Ihre Patientinnen und Patienten resultieren.

1.

Materialauswahl: Wissen, was zu wählen ist und warum

Ästhetik und Festigkeit in Balance mit Initial Zirkonia Disk oder Initial LiSi Block



Initial Zirkonia Disk:
Das perfekte Gerüst für anspruchsvolle Fälle



- Hohe Kaubelastung
- Subgingivale Ränder
- Auswahl bei Transluzenz und Schichtstärke
- Abgestimmt auf das Initial-Keramik-System



Initial LiSi Press & Initial LiSi Block:

Vollständig kristallisierter Block mit idealen Eigenschaften – kein Brennen erforderlich
Unübertroffene physikalische Eigenschaften und natürliche, lebenschte Ästhetik

- Überzeugende Opaleszenz und Transluzenz
- Für Restaurationsränder auf oder über Gingivaniveau
- Abgestimmt auf das Initial-Keramik-System
- Perfekter Randschluss

2.

Smarte Präparation:


Kriterien, die Sie beachten sollten

Entfernen Sie so wenig Hartsubstanz wie möglich – unter Einhaltung der erforderlichen Gerüststärke.




Präparationstiefe an das Material anpassen

Mindestschichtstärken für Gerüste



Für Initial LiSi Press, Initial LiSi Block und Initial Zirkonia Disk UHT



Für Initial Zirkonia Disk HT



Workflows für ästhetische Kronen

HIER ERHALTEN SIE WEITERE INFORMATIONEN ZUM SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ABLAUF!

3.

Der ästhetische Feinschliff: Charakterisierung & Politur

Initial Keramiken: Optionen zur Charakterisierung von monolithischen Restaurationen bis zu klassischem Cut-back erforderlich ist.

A. Monolithische Restauration und Individualisierung mit Initial IQ Lustre Pastes ONE

(Zirkonoxid oder Lithium-Disilikat)




01



Monolithisches Gerüst

02



Initial Lustre Pastes ONE

03



Fertig!

B. Micro-Cutback und Charakterisierung durch Micro-Layering mit Initial IQ ONE SQIN

(Zirkonoxid oder Lithium-Disilikat)



01



Labiale Mikroreduktion

02



Initial Lustre Pastes ONE

03



Initial IQ ONE SQIN

04



Fertig!

C. Reduktion & Schichtung mit Initial Zr-FS (Zirkonoxid) oder Initial LiSi (Lithium-Disilikat)



01



Labiale Reduktion

02



Schichten aus INside und Fluo

03



Schmelzschichten

04



Fertig!

4.

Die reibungslose Befestigung

Zementieren oder adhäsiv befestigen, je nach Situation und Präferenz



Einzelkrone mit hohem ästhetischem Anspruch. Mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Forster, Ungarn



Zirkonoxidkronen mit subgingivalen Rändern. Mit freundlicher Genehmigung von Dr. J. Tapia Guadix, Spanien

Adhäsiv befestigen mit G-CEM ONE™

- Universelle, vielseitige Option
- Kann bei nicht ausreichender Retention mit G-Premio BOND oder G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer kombiniert werden
- 4 ästhetische Farben, langfristig farbstabil
- Hervorragende Dunkelhärtung auch bei Kronen mit großer Schichtstärke oder hoher Opazität



Zementieren mit FujiCEM™ Evolve

- Ideal bei subgingivalen Rändern
- Bei ausreichender Retention
- Ausgezeichneter Haftverbund zu Zirkonoxid
- Geringes Risiko für postoperative Sensibilität
- Vorteilhaft bei hohem Kariesrisiko



Initial LiSi Press



Initial LiSi Block



Initial IQ Lustre Pastes ONE



Initial LiSi



G-CEM ONE



Initial Zirkonia Disks



Initial Zirkonia Coloring Liquids



Initial IQ ONE SQIN



Initial Zr-FS



FujiCEM Evolve



G-CEM ONE Universal Kits

Universelles, selbstadhäsives
Befestigungs-Composite

Vereinfachtes Universal-Adhäsiv in nur einer Flasche dank G-Premio BOND:

- Die Kombination aus drei funktionellen Monomeren, sorgt für eine optimale Haftung – nur ein Adhäsiv für alle direkten und indirekten Workflows!
- Einfache Anwendung: G-Premio BOND auftragen, 10 Sekunden warten, Luft trocknen, Lichthärtung für 10 Sekunden. Kompatibel mit allen Ätzverfahren (Self-Etch, Selektive und Total-Etch).



NEU

Jetzt auch mit G-Premio
BOND kombinierbar!


G-CEM ONE ist nun zusätzlich
in drei neuen Packungen in
Kombination mit G-Premio
BOND verfügbar, aus denen
Sie Ihr bevorzugtes Befestigungs-
protokoll wählen können.

Art.-Nr. 10037114
G-CEM ONE Universal Starter Kit A2
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 8 x GC Automix
Tips Regulär, 2 x GC Automix Endo tips,
1 x G-Premio BOND 5 ml; 128,80 EUR

Art.-Nr. 10037115
G-CEM ONE Universal Starter Kit Transluzent
1 x G-CEM ONE Syr.TR (4,6 g), 8 x GC Automix
Tips Regulär, 2 x GC Automix Endo tips,
1 x G-Premio BOND 5 ml; 128,80 EUR

Art.-Nr. 10037116
G-CEM ONE Universal System Kit
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 1 x G-CEM
ONE Syr. TR (4,6 g), 15 x GC Automix Tips
Regulär, 5 x GC Automix endo tips 1 x G-Premio
BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml;
147,60 EUR anstatt 184,50 EUR

Farben G-CEM ONE & G-CEM ONE Universal



Befestigungslösungen

Der GC „Luting Guide“ Befestigungs-
leitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl des
richtigen Materials. Er enthält darüber
hinaus Informationen zu den einzelnen
Befestigungsschritten.

Entdecken
Sie den
GC Luting
Guide!



Mehr Informationen
finden Sie in unserem
Befestigungsleitfaden
oder in der App!



Die schrittweise
Anleitung für alle
Befestigungen finden
Sie im **GC Luting
Guide** (Befestigungs-
leitfaden)

G-CEM ONE™ Selbstadhäsives Befestigungs-Composite

Zuverlässig

Optimale Haftwerte bei retentiven und
nicht-retentiven¹ Präparationen, dank der
einzigartigen GC Touch Cure Technologie
des optionalen G-CEM ONE Adhesive
Enhancing Primers.

Universell

Hervorragende Haftfestigkeit zum Zahn und zu
allen Substraten: Schmelz, Dentin, Zirkonoxid,
Metall, Glaskeramik², Hybrid-Keramik².

Ästhetisch

Unsichtbare,
abrasionsstabile
Ränder für
ästhetische Ergebnisse.



Anwenderfreundlich

Ausgeprägte Dunkelhärtung, „tack-cure“
Überschussentfernung, hohe Toleranz gegen-
über Speichel und Feuchtigkeit¹, Fließfähigkeit
ideal für Befestigungen, praktisch keine
postoperative Sensibilitäten³.

GC Touch Cure

Der Initiator im G-CEM ONE
Adhesive Enhancing Primer
beschleunigt die chemische
Aushärtung (Dunkelhärtung) des
Befestigungs-Composites an der
Zahnoberfläche und stellt einen
stabilen Verbund her.



PREISVORTEIL
4 + 1 AB **68,40** EUR
Preis pro Packung

Erhalte 5 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 4!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der
Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit
einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10006918 **G-CEM ONE Starter Kit A2**
Art.-Nr. 10006919 **G-CEM ONE Starter Kit Transluzent**
Inhalt pro Starter Kit: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips,
1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml; 79,30 EUR

Art.-Nr. 10006921 **G-CEM ONE Twin Refill A2**
Art.-Nr. 10006922 **G-CEM ONE Twin Refill Transluzent**
Inhalt pro Twin Refill: 2 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix Endo Tips;
Preis pro Packung 130,50 EUR

Art.-Nr. 10006923 **G-CEM ONE Single Refill AO3**
Art.-Nr. 10006924 **G-CEM ONE Single Refill Weiß Opak**
Inhalt pro Single Refill: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips;
Preis pro Packung 68,40 EUR

Art.-Nr. 10006925 **G-CEM ONE Value Refill A2**
Art.-Nr. 10006926 **G-CEM ONE Value Refill Transluzent**
Inhalt pro Value Refill: 8 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
60 x GC Automix Tips Regular, 20 x GC Automix Endo Tips;
Preis pro Packung 414,60 EUR

Art.-Nr. 10006833
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml;
Preis pro Packung 70,80 EUR

Zubehör:
Art.-Nr. 10003289 **Automix Tip for Endo**
10 Stk. mit Verlängerungstip; 13,50 EUR
Art.-Nr. 10003335 **Automix Tip Regular**
10 Stk.: 12,50 EUR

**ON TOP 20%
PREISVORTEIL**

G-CEM ONE SYSTEM KIT

**+ ZUSÄTZLICH
G-CEM ONE REFILL GRATIS**

Kaufe 1 G-CEM ONE System Kit oder 1 G-CEM ONE
Universal System Kit mit 20% Preisvorteil und erhalte
zusätzlich 1 G-CEM ONE Refillpackung (Single) gratis!

Art.-Nr. 10006920 **G-CEM ONE System Kit**
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Spritze A2 (4,6 g), 1 x G-CEM
ONE Spritze TR (4,6 g), 15 x Automix Tips Regular,
5 x Automix endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive
Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 4 ml;
138,60 EUR anstatt 173,20 EUR

Art.-Nr. 10037116 **G-CEM ONE Universal System Kit**
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE
Spritze TR (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular,
5 x GC Automix endo tips 1 x G-Premio BOND 5 ml;
1 x G-Multi PRIMER 5 ml;
147,60 EUR anstatt 184,50 EUR

Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

¹ Mit G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
² Mit G-Multi PRIMER | ³ Feldtestergebnisse, nur für G-CEM ONE.
Daten auf Anfrage.

GC FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomer für Zuverlässigkeit und angenehmen Komfort

Einen Schritt voraus

Ein neues Dosiersystem und die Möglichkeit der Lichthärtung zur Entfernung von Rückständen machen die Zementierung einfacher denn je. Darüber hinaus besticht FujiCEM Evolve durch verbesserte Eigenschaften, wie eine höhere Röntgenopazität und einen langlebigeren Haftverbund – hauptsächlich auf Zirkonoxid.



Workflows für ästhetische Kronen
Starke Lösungen für schöne Zähne

DA DENTAL ADVISOR
2024 TOP AWARD WINNER



Hier geht's zu den Videos

- Ideal für Metall- und Zirkonrestaurationen
- Handmischvariante oder Automix
 - Keine Vorbehandlung
 - Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
 - Hervorragende Randsdichtigkeit
 - Kein Kofferdam, feuchtigkeitstolerant
 - Optimale Viskosität
 - Geringe Filmstärke
 - Optionale Lichthärtung

PREISVORTEIL

JETZT EINSTEIGEN

3 + 1 103,30 EUR
Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen FujiCEM Evolve zum Preis von 3!
Art.-Nr. 10004926 **FujiCEM Evolve Single Pack**
Inhalt: 1 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mischkanülen Regular

Weitere Verpackungseinheiten:
Art.-Nr. 10004916 **FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix**
Inhalt pro Triple Pack Handmix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritzen (à 9,2 g / 5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22; 224,70 EUR
Art.-Nr. 10004928 **FujiCEM Evolve Triple Pack Automix**
Inhalt pro Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click Mischkanülen Regular; 263,30 EUR

PREISVORTEIL

20% 426,08 EUR
~~532,60 EUR~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006621 **FujiCEM Evolve Klinikpackung**
Inhalt: 8 x GC FujiCEM Evolve syringe (9,2 g / 5,0 ml), 2 x Mixing Pad #22;
426,08 EUR anstatt 532,60 EUR

Zubehör:
Art.-Nr. 10004917 **Push and Click Mixing Tips Regular** (15 Stk.); 20,10 EUR
Art.-Nr. 10004929 **Push and Click Mixing Tips Endo** (15 Stk.); 30,00 EUR

GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement in Kombination mit der innovativen Force & Fusion Technologie



Verpackungseinheiten:
Art.-Nr. 10003463
FujiCEM 2 Starter Kits – Paste Pak Dispenser
15 Mixing tips, 5 Intra oral Tips, 1 Kartusche (13 g/7,2 ml); 264,50 EUR
Art.-Nr. 10003462
FujiCEM 2 Starter Kits – Kunststoffdispenser
15 Mixing tips, 5 Intra oral Tips, 1 Kartusche (13 g/7,2 ml); 186,90 EUR

Art.-Nr. 10003460
FujiCEM 2 SL, Automix Package
+ 44 x Mixing Tip SL FujiCEM 2 SL Automix Package (13 g/7,2 ml); 348,70 EUR

Art.-Nr. 10003459
FujiCEM 2 SL, Refill + Mixing pad N° 22
FujiCEM 2 SL Refill (13 g/7,2 ml); 260,60 EUR

PREISVORTEIL

25% 390,- EUR
~~521,20 EUR~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003468 **FujiCEM 2 SL Eco pack**
Inhalt: 4 FujiCEM 2 SL Kartuschen (à 13,3g/7,2 ml)
390,- EUR anstatt 521,20 EUR

Zubehör:
Art.-Nr. 10003465 **FujiCEM 2 Mixing Tips SL für Endo**, Nachfüllpackung (10 Stk.) (nur für FujiCEM 2 SL Kartusche geeignet); 30,90 EUR

Art.-Nr. 10003464 **FujiCEM 2 Mixing Tips SL**, Nachfüllpackung (20 Stk.) (nur für FujiCEM 2 SL Kartusche geeignet); 55,70 EUR

Hier gehts zur Webpage:
www.initiallisiblock.com



GC FUJICEM EVOLVE
GC FUJICEM 2 SL
GC INITIAL LISI BLOCK

GC Initial™ LiSi Block

Vollkristallisierter CAD/CAM-Block aus Lithium-Disilikat

Initial LiSi Block ist ein vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie (High Density Micronization) für die CAD/CAM-Zahnmedizin, sorgt für hohe Abrasionsbeständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. In Verbindung mit der ONE SQIN Technik – dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramiksistem – können Sie schnell und einfach ästhetischere Ergebnisse erzielen.

Workflows für ästhetische Kronen
Starke Lösungen für schöne Zähne



PREISVORTEIL

4 + 1 125,20 EUR
10 + 3
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.) zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.) zum Preis von 10!

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur innerhalb derselben Produktgruppe und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Farben: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, BL; Größe 14: 125,20 EUR
Packungseinheit: 5 Blöcke pro Packung

Preis pro Initial LiSi Block Packung (à 5 Stk.) 125,20 EUR

KAUFE 4 x PACKUNGEN INITIAL LISI BLOCK

1 x G-CEM ONE STARTER KIT UNIVERSAL IM WERT VON 128,80 EUR GRATIS!

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur innerhalb derselben Produktgruppe und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Zeitersparnis, da kein Kristallisationsbrand erforderlich
- Langlebige Ästhetik
- Feine, passgenaue Ränder
- Natürliche Opaleszenz
- Ideale Basis für die ONE SQIN Technik
- Einfach schleifen, polieren, einsetzen

INITIAL LISI BLOCK AESTHETIC KIT

488,10 EUR
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10007322
Initial LiSi Block Aesthetic Kit
Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, 5 Farben à 1 Block; A1 HT; A2 HT; A2 LT; A3 HT; A3 LT; Initial IQ, Lustre Paste ONE, 5 Farben à 4 g; L-NFL; L-A; L-3; L-2; L-OP; Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, Diluting Liquid, 8 ml; Refresh Liquid, 8 ml
Zubehör; 488,10 EUR

Politur und Fertigstellung



1 Schleifen 2 Vorpolitur 3 Brennplatte vorbereiten 4 Kristallisation 5 Abkühlung 6 Entfernen der Brennplatte 7 Reinigung 8 Abschließende Politur
Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage. Unter Testbedingungen basierend auf Gebrauchsanweisung.



Amalgam phase out – Let's do it together!

Gemeinsam die Verwendung von Amalgam reduzieren!
Welche Alternativen haben Sie?



**1 x EQUIA Forte HT
KLINIKPACKUNG**
Inhalt: à 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

**+ 1 SILVERMIX
KAPSELMISCHER GRATIS!**

**+ 1 CAPSULE APPLIER IV
GRATIS!**

Kaufe 1 Packung EQUIA Forte HT Klinikpackung und erhalte 1 Silvermix Kapselmischer (im Wert von 450,- EUR) und 1 Capsule Applier IV (im Wert von 118,30 EUR) gratis!

Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Aktion für alle verfügbaren Klinikpackungen gültig.



PREISVORTEIL

EQUIA Forte HT
NACHFÜLLPACKUNG A2 oder A3

10% **164,60 EUR**
~~182,90 EUR~~
Preis pro Packung

Preisvorteil von 10 % gilt ausschließlich für die Nachfüllpackung in Farbe A2 (Art-Nr. 10004841) oder die Nachfüllpackung in Farbe A3 (Art-Nr. 10004901)!

Weitere Verpackungseinheiten:

EQUIA Forte HT, Nachfüllpackung;
Aktionspreis nur gültig für Farbe A2 und A3

164,60 EUR anstatt **182,90 EUR**

Inhalt: 1 Packung beinhaltet 50 Kapseln EQUIA Forte HT, 0,40g Pulver und 0,13g (0,10ml) Liquid; gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml Farben: sortiert, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

EQUIA Forte HT Intropackung; 103,- EUR;
Inhalt: 20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose
Farben: A2, A3, B2

EQUIA Forte HT Promopackung; 356,70 EUR
Inhalt: 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml
Farben: A2, A2-A3, A3, A3-B2

EQUIA Forte HT Klinikpackung; 603,70 EUR
Inhalt: 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml
Farben: A2, A3, B2

Art.-Nr. 10004885
EQUIA Forte Coat FlipCap
4 ml Flasche, Zubehör, 89,60 EUR

Art.-Nr. 10003513
EQUIA Forte Coat, Unitdose-Packung
50 Unitdose (à 0,1 ml) 118,40 EUR

NEU



EQUIA Forte Coat

Selbstadhäsiver Composite-Schutzlack

EQUIA Forte Coat ist ein selbstadhäsiver, nanogefüllter Composite-Schutzlack, der die darunter liegende Restauration während der Aushärtung schützt und dadurch die physikalischen Eigenschaften optimiert. Er ist ein Bestandteil des kosteneffizienten Glas-Hybrid-Bulk-Fill Restaurationssystems EQUIA Forte HT.

Änderung der
Primärverpackung

EQUIA Forte™ HT

Das neueste Glas-Hybrid-Bulk-Fill-Restaurationssystem –
Ihr verlässlicher Partner
für Seitenzahnrestaurationen

- **Stärkeres** und nicht klebriges Material, perfekt für die Bulk-Fill-Platzierung
- **Erhöhte** Transluzenz
- Kofferdam-Platzierung und das Auftragen des Adhäsivs fallen weg
- Hervorragende Biokompatibilität
- **Einfache** Seitenzahnrestaurationen in wenigen Schritten – ohne absolute Isolation
- Restauration empfindlicher, hypomineralisierter MIH-Zähne bei jungen Patienten

EQUIA Forte HT – Hybrid Technologie

- **verbesserte Transluzenz**
- **noch einfachere Verarbeitung**

INDIKATIONEN

- Klasse-I-Restaurationen/ permanent
- Kaudruckbelastete Klasse-II-Restaurationen/ permanent
- Interimsfüllungen
- Klasse-V- und Wurzeloberflächenrestaurationen Stumpfaufbau



Hier geht's zu den Videos

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3 **176,- EUR**
Preis pro Packung

Erhalte 5 EQUIA Forte HT Nachfüllpackung zum Preis von 4 !
Erhalte 13 EQUIA Forte HT Nachfüllpackung zum Preis von 10 !

Aktion nur gültig für alle Refillpackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Restorative-Guide

Mehr Informationen finden Sie
in unserem Restaurations-Leitfaden
oder in der App!



**GC GLASIONOMER/
GLAS-HYBRID-
MATERIAL
(5 PACKUNGEN)**

**SILVERMIX
KAPSELMISCHER
GRATIS!**



Kaufe 5 Packungen GC Glasionomer oder GC Glas-Hybrid + 1 Silvermix Kapselmischer (im Gesamtwert von 450,- EUR) gratis!

Aktion für alle erhältlichen GC Glasionomer/ Glashybrid Kapselpackungen gültig. Farbmix möglich.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Aktualisierung der Quecksilberverordnung der Europäischen Kommission:

Register of Commission Documents COM(2023)395 (europa.eu)



GC Fuji™ II LC

Lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes Glasionomer-Restaurationsmaterial

Besonders geeignet zur Verwendung bei Klasse III- und bei Klasse V-Fällen, bei denen hohe Anforderungen an die Ästhetik gestellt werden und Wurzelkaries, Sandwich-Technik, Restaurationen bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfüllungen oder als Liner.

- Kontrollierter Lichteinsatz für ein direktes und einfaches Verfahren
- Ausgezeichnete Ästhetik & Transluzenz
- Ideal für zervikale Erosion, Ausbrechungen, Restaurationen der Wurzeloberfläche und die Behandlung von Kindern
- Optimal auch bei der geschlossenen und offenen Sandwich-Technik
- Hohe chemische Haftung für eine perfekte Randintegrität
- Hervorragende praxiserprobte, klinische Leistung



MUST HAVE!
JETZT TESTEN!



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
186,70 EUR
Preis pro Packung

Erhalte 5 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10000035 **Fuji II LC Kapseln A2**
Art.-Nr. 10000036 **Fuji II LC Kapseln A3**
Inhalt: à 50 Kapseln (0,33 g Pulver und 0,10 g (0,085 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,10 ml)

Aktion für alle Farben gültig.
Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Kaufe 5 Packungen GC Glasionomer oder GC Glas-Hybrid + 1 Silvermix Kapselmischer (im Gesamtwert von 450,- EUR) gratis!

Aktion für alle erhältlichen GC Glasionomer / Glashybrid Kapselpackungen gültig. Farbmix möglich.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



**GC GLASIONOMER/
GLAS-HYBRID-MATERIAL
(5 PACKUNGEN)**



**SILVERMIX
KAPSELMISCHER
GRATIS!**

GC Fuji IX GP FAST

Selbsthärtendes, hochviskoses, stopfbares Glasionomer-Restaurationsmaterial

Die stopfbare, nicht klebende Konsistenz von Fuji IX GP FAST macht ihn zu einem idealen Glasionomer für Restaurationen der Klassen V, I & II, als Basis- oder Stumpfaufbaumaterial. Die charakteristischen Glasionomereigenschaften in Kombination mit leichter Handhabung stellen die Anforderungen der heutigen Füllungsmaterialien sicher.

- Breites Indikationsspektrum
- Sehr guter chemischer Verbund
- Schnelle Bulkapplikation
- Keine Mikropaltbildung
- Hervorragende Druckfestigkeit und Oberflächenhärte
- Schutz durch Fluoride
- Biokompatibel



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
159,40 EUR
Preis pro Packung

Erhalte 5 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10000078 **Fuji IX GP FAST Kapseln A2**
Art.-Nr. 10000079 **Fuji IX GP FAST Kapseln A3**
Inhalt: à 50 Kapseln (0,40 g Pulver und 0,11 g (0,09 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml)

Aktion für alle Farben gültig.

Farben: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Amalgam phase out – Let's do it together!

Gemeinsam die Verwendung von Amalgam reduzieren!
Welche Alternativen haben Sie?

**HOCHSTABILES,
INJIZIERBARES
COMPOSITE**

**G-ænial Universal
Injectable**

Das besonders thixotrope und vielseitige Material



Das besonders thixotrope und vielseitige Material

- Injizierbare Viskosität: bleibt an Ort und Stelle, passt sich jeder Kavität an
- Ein Material für alle Kavitäten (auch kaudruckbelastete), ohne Abdeckschicht

Hohe Abrasionsbeständigkeit

- Basierend auf der FSC-Technologie: hervorragende Dispersion sowie Adhäsion der Füllstoffe in der Matrix
- Hervorragende, langfristige Haltbarkeit

Ästhetische Restaurationen

- Kurze Politurzeit
- Optimale Glanzbeständigkeit
- Große Auswahl an Farben

GLASHYBRID

EQUIA Forte HT

Das besonders feuchtigkeitstolerante und flexibel einsetzbare Material



Das besonders feuchtigkeitstolerante und flexibel einsetzbare Material

- Ideal bei schwieriger Isolierung
- Aufgrund der chemischen Haftung ist kein separates Bonding erforderlich
- Minimalinvasiv, da nur infiziertes Dentin entfernt werden muss

Hervorragende Langzeitstabilität, selbst bei kaudruckbelasteten Kavitäten

- Äußerst widerstandsfähige finale Coating-Schicht
- EQUIA Forte HT ist ein zuverlässiges System für langlebige Restaurationen, das auf zwölf Jahren klinischer Erfahrung mit EQUIA beruht

Das Bulk-Material lässt sich schnell und einfach anwenden

- Schnelle Verarbeitung
- Für kaudruckbelastete Klasse I und II Kavitäten geeignet
- Geringe Techniksensibilität

**GLASFASER-
VERSTÄRKTES
COMPOSITE**

everX Flow

Das stabilste Material für den Dentinersatz



Das stabilste Material für den Dentinersatz

- Glasfaserverstärkungseffekt
- Überragende Bruchfestigkeit
- Optimal für tiefe Kavitäten oder Kavitäten mit Brüchen

Schnelle Bulk-Füllung

- Bis zu einer Schichtstärke von 5,5 mm in dem Bulk-Farbtönen
- Fließfähige Konsistenz für eine perfekte Anpassung an die Kavität

Kostengünstige Lösung für die Patienten

- Ermöglicht eine direkte Restauration in Fällen, in denen auch eine indirekte indiziert sein könnte

**1 EQUIA FORTE HT
PROMOPACKUNG**

**+ 2 SPRITZEN
GC COMPOSITE GRATIS**
(G-ænial Universal Injectable
ODER everX Flow)

Kaufe 1 x EQUIA Forte HT Promopackung (100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml) und erhalte 2 Spritzen GC Composite gratis! Zur Auswahl der Composite Spritzen stehen: G-ænial Universal Injectable oder everX Flow.

Produkt- und Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

EQUIA Forte HT Promopackung; 356,70 EUR
Inhalt: 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml
Farben: A2, A2-A3, A3, A3-B2

Kontaktieren Sie uns oder Ihren persönlichen GC Fachberater um ein Sample anzufordern.

everX Flow®

Mit Glasfasern
verstärktes fließfähiges
Composite für den
Dentinersatz



Hier geht's zu
den Videos

Überzeugend stabile Struktur

everX Flow ist die neue Lösung aus dem Hause GC für die widerstandsfähige und unkomplizierte Verstärkung all Ihrer Restaurationen. Mit seiner einfachen Anwendung, zwei Farbtönen und seiner herausragenden Festigkeit wird everX Flow schnell zu Ihrem neuen Nummer-1-Produkt für alle Restaurationen, die einen starken Aufbau erfordern. Die „Bulk-Farbe“ mit einer Aushärtungstiefe von 5,5 mm eignet sich optimal für tiefe posteriore Kavitäten, während die Dentin-Farbe die erste Wahl für herausragende ästhetische Ergebnisse ist.

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB 66,-
EUR
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen everX Flow zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen everX Flow zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10001488 **everX Flow Bulk**
Spritze 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 Dispensing Tip III Kunststoff,
Lichtschutzkappe

Art.-Nr. 10001489 **everX Flow Dentin**
Spritze 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 Dispensing Tip III Kunststoff,
Lichtschutzkappe

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

**AUCH ALS BULK-FARBE
BEI TIEFEN KAVITÄTEN MIT
AUSHÄRTUNGSTIEFE BIS
5,5 MM OPTIMAL GEEIGNET!**

PREIS VORTEIL

everX Flow
+ G-æniel Universal
Injectable
185,- EUR
~~218,00 EUR~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10004834
**everX Flow + G-æniel Universal
Injectable Bundlepack**
Inhalt: everX Flow Spritzen 1 x Bulk,
1 x Dentin, G-æniel Universal Injectable
Spritzen 1 x A2, 1 x A3, Zubehör.

PREIS VORTEIL

everX Flow
+ G-æniel A'CHORD
210,- EUR
~~260,40 EUR~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006949
**everX Flow +
G-æniel A'CHORD Bundlepack**
Inhalt: everX Flow Spritzen, 1 x Bulk,
1 x Dentin, G-æniel A'CHORD Spritzen
1 x A2, 1 x A3

G-æniel™ Universal Injectable

Hochfestes Füllungscomposite

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise

Das innovative Design sorgt für einfache Handhabung und Formstabilität. Durch mühelose Materialausgabe und der einfachen Darreichung macht es Freude unsere Spritzen und Unitips in Verwendung zu haben.



Hier geht's zu
den Videos

PREISVORTEIL

8 + 2
10 + 3
AB 43,-
EUR
Preis pro Packung

Erhalte 10 Packungen G-æniel Universal Injectable
zum Preis von 8!
Erhalte 13 Packungen G-æniel Universal Injectable
zum Preis von 10!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit
und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

4 x G-æniel Universal Injectable
UNITIPS oder SPRITZEN
G-PREMIO BOND 5 ML
GRATIS

Kaufe 4 Packungen G-æniel Universal
Injectable Spritzen (à 1 ml/1,7 g) oder Unitips
(à 15 x 0,16 ml/0,27 g) und erhalte
1 x G-Premio BOND
5 ml Flasche (im Wert von
109,40 EUR) gratis!




Farbmix möglich.
Gültig innerhalb gleicher
Verpackungseinheit und
nach Rücksprache mit
einem GC Fachberater.

PREIS VORTEIL

G-æniel Universal
Injectable
+ G-Premio BOND
205,- EUR
~~238,40 EUR~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003741
**G-æniel Universal Injectable
+ G-Premio BOND Bundlepack**
Inhalt: G-æniel Universal Injectable
je 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml), 1 x A3 (1 ml),
G-Premio BOND 5 ml Flasche,
Zubehör



Außergewöhnliche Stärke und Verschleißfestigkeit
3 in 1 Formen und und Konturieren während der Injektion
Injizieren, Formen und Konturieren zugleich

Unübertroffene
Polierbarkeit
mit hervorragender
Ästhetik
Universell
einsetzbar für
alle Kavitäten-
klassen
Schnellere
Platzierung
ohne Material-
verschwendung



G-æniel Universal Injectable Spritze 1 ml (1,7 g); 43,00 EUR Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003705 A1	Art.-Nr. 10003714 AO1	Art.-Nr. 10003712 CV
Art.-Nr. 10003706 A2	Art.-Nr. 10003715 AO2	Art.-Nr. 10003713 CVD
Art.-Nr. 10003707 A3	Art.-Nr. 10003716 AO3	Art.-Nr. 10003717 JE
Art.-Nr. 10003708 A3.5	Art.-Nr. 10003710 B1	Art.-Nr. 10003703 XBW
Art.-Nr. 10003709 A4	Art.-Nr. 10003711 B2	
Art.-Nr. 10003718 AE	Art.-Nr. 10003704 BW	

G-æniel Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); 64,80 EUR Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006896 A1	Art.-Nr. 10006905 AO1	Art.-Nr. 10006903 CV
Art.-Nr. 10006897 A2	Art.-Nr. 10006906 AO2	Art.-Nr. 10006904 CVD
Art.-Nr. 10006898 A3	Art.-Nr. 10006907 AO3	Art.-Nr. 10006908 JE
Art.-Nr. 10006899 A3.5	Art.-Nr. 10006901 B1	Art.-Nr. 10006910 XBW
Art.-Nr. 10006900 A4	Art.-Nr. 10006902 B2	
Art.-Nr. 10006909 AE	Art.-Nr. 10006911 BW	

everX Posterior®

Glasfaserverstärkte Composite-
Unterkonstruktion für große Kavitäten



Art.-Nr. 10001048 **everX Posterior**;
89,10 EUR pro Packung 15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Art.-Nr. 10001148 **everX Posterior**;
267,40 EUR pro Packung 50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Aktion nur gültig innerhalb
der gleichen Packungseinheit
und nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.



Verpassen Sie nicht unseren Injection-Moulding-Technik-Workshop mit dem Referenten Dr. Knut Hufschmidt!

Weitere Informationen auf Seite 27

Injection-Moulding-Technik

Neuartige Spritzgusstechnik zur Behandlung von Patienten mit hohen ästhetischen Ansprüchen



Sehen Sie hier Injection-Moulding-Techniken!



Injection-Moulding-Technik mit EXACLEAR und G-æniel Universal Injectable mit Dr. Serhat Köken



**JETZT
INFORMIEREN!**

PREISVORTEIL

10% ~~151,40 EUR~~
136,26 EUR
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003753 **Injection Moulding Kit**
Inhalt: je 1 Spritze G-æniel Universal Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3; 1 Exaclear Kartusche 48 ml; 136,26 anstatt 151,40 EUR



G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung
- Für Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzitverstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperative Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

Nähere Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 21.



EXACLEAR

Klares Vinyl-Polysiloxan-Material

- Hohe Transparenz ermöglicht visuelle Detailkontrolle
- Effektive Lichthärtung durch exzellente Transparenz
- Optimale Konsistenz für einfache Platzierung im Abformlöffel
- Einfach zu schneiden oder zu durchbohren
- Gut reproduzierbar, hat während des Applizierens optimale Stabilität und Reißfestigkeit

Perfekt geeignet für:
• Injection Moulding Technik: einfache Kontrolle beim Injizieren und effektive Lichthärtung

PREISVORTEIL

4 + 1 ~~80,20 EUR~~
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen Exaclear zum Preis von 4 !

Art.-Nr. 10001483 **Exaclear**
2 x Kartuschen à 48 ml (51 g),
6 x Mixing Tips II L (blue); 80,20 EUR

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



D-Light® Pro

LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge, autoklavierbar & Detection Mode

Aushärten

- HP Modus (High Power) 1400 mW/cm²
- Blaue LED (Wellenlänge: 460 – 465 nm)
- Violette LED (Wellenlänge: 400 – 405 nm)
- Effiziente Härtung alternativer am Markt befindlichen Licht-Initiatoren

Schützen

- LP Modus (Low Power) mit reduzierter Leistungsabgabe von 700 mW/cm² z. B. bei tiefen Kavitäten, wenn die Präparation nahe an der Pulpa liegt

Erkennen

- DT Modus (Detection Mode) verwendet ausschließlich UV-nahes Licht
- Visualisierung von Plaque
- Visualisierung von infiziertem Dentin
- Visualisierung von Mikro-Rand-Undichtheiten
- Bewertung von Bakterienaktivität z. B. in den Fissuren
- Visualisierung von fluoreszierenden Materialien
- Bewertung der Riststiefe

Autoklavieren

Hochstabiler Lichtleiter
Gesteigertere Akkuleistung



AKTIONSPREIS

~~1418,60 EUR~~
999,- EUR

Art.-Nr. 70000008 **D-Light Pro**
Inhalt: Handstückhülle und Elektronikmodul, Lichtleiter 8 mm; Akkus (2 Stk.), Ladestation, Netzteil, EU-/UK-Adapter, Lichtschutzschild, weicher Augenschutz (3 Stk.)

Das Unsichtbare sehen



**GC PRODUKT
AKTION**

D-LIGHT PRO GRATIS

Kaufe GC-Produkte (G-æniel, Essentia, EverX Flow, CERASMART270 oder EQUIA Forte HT) im Wert von 2900,- EUR und erhalte die D-Light Pro gratis!

Produktmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

G-æniäl A'CHORD

Lichthärtendes Universal-Composite-Füllungsmaterial
Einfachheit, Ästhetik und Funktionalität in Ihren Händen

A'CHORD Vereinfachung

- Einfaches Unishade-System
- Einfache Handhabung
- Einfach Universal

A'CHORD Ästhetik

- Natürliche Fluoreszenz
- Langanhaltender Glanz
- Extreme Herausforderungen

A'CHORD revolutionäre Technologie

- Patentierte Füllstoffe und Beschichtung
- Hohe Farbstabilität und Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit



Vor Politur | Nach Politur



© Dr. J. Tapia Guadix, Spanien

Verpassen Sie nicht unsere Composite-Workshops mit unseren Top-Referenten!
Weitere Informationen auf Seite 28.



Hier gehts zur G-æniäl A'CHORD Webpage
<http://gaenialachord.com>



Hier geht's zu den Videos

15% PREISVORTEIL

G-æniäl A'CHORD Spritzen
Layering Kit • Core Kit • Trial Kit A

Art.-Nr. 10006767 **G-æniäl A'CHORD Layering Kit**
1 Spritze / Farbe: A2; A3; AO2; AE; JE (à 2,1 ml/4 g);
245,14 EUR anstatt 288,40 EUR (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006768 **G-æniäl A'CHORD Core Kit**
1 Spritze / Farbe: A1; A2; A3; A3.5; A4 (à 2,1 ml/4 g);
245,14 EUR anstatt 288,40 EUR (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006769 **Trial Kit A**
3 Spritzen, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)
147,82 EUR anstatt 173,90 EUR (Preis pro Packung)



4 x G-æniäl A'CHORD
UNITIPS oder SPRITZEN

COMPOSITE
MODELLING KIT GRATIS

Kaufe 4 x G-æniäl A'CHORD Unitips (à 15 x 0,16 ml) oder Spritzen (à 2,1 ml/4 g) und erhalte 1 x Composite Modelling Kit im Wert von 107,00 EUR gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

4 x G-æniäl A'CHORD
UNITIPS oder SPRITZEN

G-PREMIO BOND 5 ML
GRATIS

Kaufe 4 x G-æniäl A'CHORD Spritzen (à 2,1 ml/4 g) oder Unitips (à 15 x 0,16ml) und erhalte eine G-Premio BOND 5 ml Flasche im Wert von 109,40 EUR gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB
61,80
EUR
Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 5 Packungen G-æniäl A'CHORD zum Preis von 41!
Erhalte 13 Packungen G-æniäl A'CHORD zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

SPRITZEN

Weitere Verpackungseinheiten:

Art.-Nr. 10006771
G-æniäl A'CHORD Bleach Kit
1 Spritze/Farbe: BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4g)
173,90 EUR (Preis pro Packung)
G-æniäl A'CHORD Bleach KIT nur in Spritzenform erhältlich. Bleachfarben für Unitips als Refill verfügbar.

Spritzen Refill
à 2,1 ml/4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6; AO1, O1, AO2, AO3; JE, AE; BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); 64,20 EUR (Preis pro Packung)

UNITIPS

Art.-Nr. 10006772
G-æniäl A'CHORD Layering Kit Unitips
15 Unitips / Farbe: A2, A3, AO2, AE, JE (à 15 x 0,16 ml);
309,40 EUR (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006773
G-æniäl A'CHORD Core Kit Unitips
15 Unitips / Farbe: A1, A2, A3, A3.5, A4 (à 15 x 0,16 ml);
309,40 EUR (Preis pro Packung)

Unitips Refill
à 15x 0,16 ml: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6; AO1, O1, AO2, AO3; JE, AE; BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); 68,80 EUR (Preis pro Packung)




Der Leitfaden „Restaurative Lösungen“ von GC

Der Leitfaden bietet Ihnen 3D-Darstellungen aller Kavitätenarten und zeigt deren Wiederherstellung mit GCs fortschrittlichen Gasionomeren, Glas-Hybriden und/oder Restaurations-Compositen. Außerdem stellt die App Schritt für Schritt dar, welche Farbtöne und


Schichtdicke verwendet werden sollten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Zusätzlich enthält die App Informationen über Adhäsivsysteme und Fiberglasverstärkten Restaurationstechniken, sowie detaillierte Verfahrensdarstellungen für die Reparatur von indirekten Restaurationen.

Mehr Informationen finden Sie in unserem Restaurations-Leitfaden oder in der App!



G-æniaal

Das Allround-Composite für unsichtbare Restaurationen – mit altersspezifischem Farbauswahlssystem



- G-æniaal Anterior** überzeugt durch
- Seine Ästhetik & Röntgensichtbarkeit
 - Seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit
 - Auf das Alter abgestimmtes Farbsystem
 - Mühelose Verarbeitung



- G-æniaal Posterior** überzeugt durch
- Ein angepasstes Farbsystem
 - Sehr gute Röntgensichtbarkeit
 - Seine gute Stopfbarkeit
 - Hervorragende Festigkeit und Langlebigkeit

PREISVORTEIL

4 + 1 | 10 + 3
AB 107,60
EUR
Preis pro 20er-Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniaal Anterior/Posterior Unitips zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-æniaal Anterior/Posterior Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000776 **Anterior Unitip A2**
Art.-Nr. 10000777 **Anterior Unitip A3**
Art.-Nr. 10000798 **Posterior Unitip PA2**
Art.-Nr. 10000799 **Posterior Unitip PA3**

Farben: Anterior Packung mit 20 Unitips: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Anterior Packung mit 10 Unitips: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Posterior Packung mit 20 Unitips: PA1, PA2, PA3, PA3.5, PJE, PIE

PREISVORTEIL

4 + 1 | 10 + 3
AB 75,70
EUR
Preis pro 20er-Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniaal Anterior/Posterior Spritzen zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-æniaal Anterior/Posterior Spritzen zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000805 **Anterior Spritzen A2**
Art.-Nr. 10000806 **Anterior Spritzen A3**
Art.-Nr. 10000826 **Posterior Spritzen PA2**
Art.-Nr. 10000827 **Posterior Spritzen PA3**

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE und P-IE

4 x G-æniaal Anterior/Posterior UNITIPS oder SPRITZEN

COMPOSITE MODELLING KIT GRATIS



Kaufe 4 x G-æniaal Anterior/Posterior Unitips oder Spritzen und erhalte 1 Composite Modelling Kit im Wert von 107,- EUR gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

4 x G-æniaal Anterior/Posterior UNITIPS oder SPRITZEN

G-PREMIO BOND 5 ML GRATIS



Kaufe 4 x G-æniaal Anterior/Posterior Spritzen oder Unitips und erhalte eine G-Premio BOND 5 ml Flasche im Wert von 109,40 EUR gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

G-æniaal Flo X

Der perfekte Partner!

G-æniaal Flo X enthält homogen verteilte, ultrafeine Partikel in einer mittleren Füllergröße (Barium-Glasfüller) und zeichnet sich durch seine niedrige Viskosität und insbesondere durch seine sehr gute Röntgenopazität (300 % bei 1 mm, 284 % bei 0,5 mm Schichtung) aus, was unter anderem die Diagnose von Sekundärkaries vereinfacht.

PREISVORTEIL

4 + 1 | 10 + 3
76,30
EUR
Preis pro Spritze

Erhalte 5 Packungen G-æniaal FloX Spritzen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniaal FloX Spritzen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10003362 **G-æniaal Flo X A2**
Art.-Nr. 10003363 **G-æniaal Flo X A3**
Spritze 3,6 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung
Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 und AO3

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



G-æniaal Universal Injectable

Hochfestes Composite für Restaurationen
Fließfähige Konsistenz – dauerhafte Festigkeit

G-æniaal Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationscomposite mit außerordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen. Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-æniaal Universal Injectable außerordentliche Festigkeit.

PREISVORTEIL

8 + 2 | 10 + 3
AB 43,-
EUR
Preis pro Packung

Erhalte 10 Packungen G-æniaal Universal Injectable Spritzen oder Unitips zum Preis von 8!
Erhalte 13 Packungen G-æniaal Universal Injectable Spritzen oder Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Preis pro Spritzen-Packung 43,00 EUR
Art.-Nr. 10003706 **A2 Spritze**
Art.-Nr. 10003707 **A3 Spritze**

Preis pro Unitip-Packung 64,80 EUR
Art.-Nr. 10006897 **A2 Unitip**
Art.-Nr. 10006898 **A3 Unitip**



Weitere Informationen zu G-æniaal Universal Injectable finden Sie auf Seite 13 im Praxistext.

G-æniaal Universal Flo

Fließfähig und absolut universell für alle Kavitätenindikationen

Durch die einzigartige Fließfähigkeit lässt sich G-æniaal Universal Flo wie ein Flowable applizieren und ist zusätzlich so standfest wie ein herkömmliches Composite. Es ist für alle Kavitätenklassen geeignet und zeichnet sich durch hervorragende Festigkeit, Polierbarkeit und Vielseitigkeit aus.

PREISVORTEIL

4 + 1 | 10 + 3
78,-
EUR
Preis pro Spritze

Erhalte 5 Packungen G-æniaal Universal Flo Spritzen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniaal Universal Flo Spritzen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10000839 **G-æniaal Universal Flo A2**
Art.-Nr. 10000840 **G-æniaal Universal Flo A3**
Spritze 3,4 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung
Standardfarben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;
Innenfarben: AO2, AO3; Außenfarben: JE, AE

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Optimal geeignet für die
IDS-Technik (IMMEDIATE
DENTIN SEALING Technik)!

G2-BOND Universal

Der neue Standard der
2-Flaschen-Universal-Bondings –
wegweisend für einen
neuen Standard in Ihren Händen

G2-BOND Universal mit seiner patentierten Dual-
H-Technologie, die für fortschrittlich optimierten
Haftverbund sowohl am Zahn als auch am Composite
sorgt, ist ein vielseitig einsetzbares 2-Flaschen-
Universal-System, das die zahnärztlichen Anforderungen
in Hinblick auf die existierenden Goldstandards für
Selbstätzung (SE) und Etch-and-Rinse (ER) erfüllt und
darüber hinaus folgendes bietet:

- Auswahl des bevorzugten
Ätzverfahrens
- Hervorragende Haltbarkeit
und erstklassiger Haftverbund
- Hervorragende Beständigkeit
gegenüber Randverfärbungen
- Hervorragende Dosierung
und geringe Techniksensibilität
- Multiindikativ¹
- Modernes, intelligentes
und ergonomisches Design:
1-PRIMER/2-BOND

JETZT EINSTEIGEN

170,60 EUR

Preis pro Flaschen Kit

Art.-Nr. 10006819
G2-BOND Universal Flasche Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml,
Zubehör; 170,60 EUR



Verkleinerter Kontaktpunkt zwischen
Schützhülle und Flasche

Lamelle für effektives Drücken
der Flasche

¹ Indikationen: Direkte Composites | Intraorale Reparatur | Sofortige Dentinversiegelung (IDS) | Behandlung von Hypersensibilitäten | Behandlung freiliegender Wurzeloberflächen | Befestigung indirekter Restaurationen (mit G-CEM LinkForce) | Stiftpfesterbau & Stumpfaufbau (mit GRADIA CORE & GPB DCA).



DIE ERFOLGREICHEN

Unsere starken und
kompetenten Adhäsivsysteme
für all Ihre täglichen
restaurativen Aufgabestellungen

Fragen Sie zusätzlich Ihren

GC Fachberater nach weiteren Informationen!



Ein neuer 2-Flaschen-
Bonding-Standard
für alle Ätzverfahren

Für eine rundum
Zufriedenheit
und den Komfort
Ihrer Patienten!

Gesamtleistung einer einzigartigen Zusammensetzung

- 4-MET für zuverlässige Adhäsion an Zahnschmelz und Dentin
- MDP für ausgezeichnete Adhäsion an Zahnschmelz und Dentin, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Nichtedelmetallen
- MDTP zur Adhäsion an Edelmetallen
- HEMA-freies Bonding-System für klinisch nachgewiesene, herausragende Haltbarkeit²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

Weitere Verpackungseinheiten: Nachfüllpackungen
Art.-Nr. 10006821 **G2-BOND Universal 1-PRIMER Refill**
1 x Flasche 5 ml; 125,00 EUR
Art.-Nr. 10006822 **G2-BOND Universal 2-BOND Refill**
1 x Flasche 5 ml; 52,80 EUR



4 x GC COMPOSITE
PACKUNGEN

G-PREMIO BOND 5 ML
GRATIS

Zur Auswahl der Composite-Packungen
stehen: G-aenial A'CHORD Spritze oder
Unitips (15 Stk.) oder G-aenial Anterior oder
Posterior Spritze oder Unitips (20 Stk.)
oder Essentia Spritze oder Unitips (15 Stk.).

Produkt- und Farbmix möglich. Gültig
innerhalb gleicher Verpackungseinheit
und nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.

G-PREMIO BOND
PACKUNG

G-ÆNIAL UNIVERSAL
INJECTABLE GRATIS

Kaufe 1x G-Premio BOND (gültig für alle
erhältlichen G-Premio BOND Packungen)
und erhalte zusätzlich 2x G-aenial Universal
Injectable Spritzen oder Unitipspackungen
gratis!

Gültig für alle G-Premio BOND
Verpackungseinheiten und nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater.
Farbmix möglich.



G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-
Universaladhäsiv für alle Bonding
Techniken und ideal für Reparaturen
und als Desensitizer einsetzbar!



G-PREMIO BOND
3ER-PACKUNG

G-ÆNIAL ACHORD
SPRITZE ODER UNITIPS
GRATIS

Kaufe 1x G-Premio BOND
3-Bottle Packung und
erhalte zusätzlich 1x G-aenial
A'CHORD Spritze oder
Unitipspackung gratis!

Gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL

G-PREMIO BOND
3-BOTTLE PACKUNG

279,90 EUR

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001458
G-Premio BOND 3-Bottle-Packung
3 Flaschen à 5 ml; 279,90 EUR

G-PREMIO BOND
BOTTLE

109,40 EUR

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001461
G-Premio BOND Bottle
1 Flasche à 5 ml, 109,40 EUR



4-MET

MDP

MDTP

FLIP-TOP
VERSCHLUSSKAPPE

300 Applikationen pro 5 ml Flasche

Genießen Sie die gewohnte Performance
und entdecken Sie
gleichzeitig ein einfaches Handling

Als weitere Option:



G-Premio BOND DCA =
Dual-cure Aktivator

Weitere erhältliche Verpackungseinheiten:
Art.-Nr. 10001242
G-Premio BOND Unitdose
50 Stück à 0,1 ml, Zubehör; 137,60 EUR
Art.-Nr. 10001457
G-Premio BOND Kit
1 Flasche 5 ml, Zubehör; 138,80 EUR
Art.-Nr. 10001349
G-Premio BOND DCA
1 Flasche 3 ml Dual Cure Activator (DCA); 57,10 EUR

GC Fuji TRIAGE®

Die Glasionomer-Lösung für den Schutz partiell durchgebrochener Molaren

Für die optimale Versorgung frisch durchgebrochener Molaren sprechen darüber hinaus auch Vorteile in der Verarbeitung des Materials: Da weder Anätzen noch ein Haftvermittler notwendig sind, ist die Anwendung extrem einfach und schnell und dank der Fließfähigkeit von Fuji TRIAGE fließt das Material leicht auch in tiefe Fissuren. Die Selbsthärtung von Fuji TRIAGE kann in der Variante Fuji TRIAGE Pink durch die Wärme einer Polymerisationslampe beschleunigt werden. Fuji TRIAGE in weiß bietet sich als ästhetische Lösung an.



PREISVORTEIL

4 + 1

175,10
EUR

Preis pro 20er-Packung

Art.-Nr. 10000389 Fuji TRIAGE Kapseln PINK
Art.-Nr. 10000390 Fuji TRIAGE Kapseln WEISS
1 Packung beinhaltet à 50 Kapseln (0,30 g Pulver und 0,15 g (0,12 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel (0,13 ml)

Erhalte 5 Packungen Fuji TRIAGE Kapseln zum Preis von 4 !
Erhalte 13 Packungen Fuji TRIAGE Kapseln zum Preis von 10 !

Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL

2x FUJI TRIAGE KAPSELPACKUNGEN

1 x 10er TOOTH MOUSSE
PACKUNG GRATIS

Kaufe 2 x Fuji Triage Kapselpackungen (à 50 Stk.)
und erhalte 1 x 10er Packung Tooth Mousse im Wert
von 199,90 EUR gratis.

Farbmix möglich.
Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater.



1 von 7 Kindern leidet
an Molaren-Inzisiven-
Hypomineralisation.
GC hat Lösungsansätze
zur Behandlung
von MIH.



Mehr zu MIH
Weitere Informationen,
das klinische
Erscheinungsbild, die
Symptome und den
GC-Behandlungsplan
finden Sie hier:



GC MI BEHANDLUNGSLÖSUNGEN

GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Remineralisierende zuckerfreie Zahnschutzcreme
mit RECALDENT™ CPP-ACP
Dreifachwirkung: Stärken, Schützen, Regenerieren.



PREISVORTEIL

5 + 1

199,90
EUR

Preis pro Packung

Kaufe 5 x 10er Packung Tooth Mousse (Einzelgeschmacks-
richtung oder sortiert) und erhalte 1 x 10er Packung Tooth
Mousse (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) gratis!

Flavour-Mix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit
einem GC Fachberater. **Nur gültig bei entsprechender
Abnahme der 10er Packungen von Tooth Mousse.**

Verpackungseinheiten:

GC Tooth Mousse
10-Packung 199,90 EUR

Art.-Nr. 10001743
GC Tooth Mousse,
sortiert (je Geschmacks-
richtung 2 Tuben)
Art.-Nr. 10001746

GC Tooth Mousse,
Melone
Art.-Nr. 10001747

GC Tooth Mousse,
Minze
Art.-Nr. 10001745

GC Tooth Mousse,
Erdbeere
Art.-Nr. 10001748

GC Tooth Mousse,
Tutti-Frutti
Art.-Nr. 10001744

GC Tooth Mousse,
Vanille

Art.-Nr. 10003205
GC Tooth Mousse,
Promotional 5-Packung
(je Geschmacksrichtung
1 Tube) 108,60 EUR



PREISVORTEIL

5 + 1

223,50
EUR

Preis pro Packung

Kaufe 5 x 10er Packung MI Paste Plus (Einzelgeschmacks-
richtung oder sortiert) und erhalte 1 x 10er Packung
MI Paste Plus (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert)
gratis!

Flavour-Mix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit
einem GC Fachberater. **Nur gültig bei entsprechender
Abnahme der 10er Packungen von MI Paste Plus.**

Verpackungseinheiten:

GC MI Paste
10-Packung 223,50 EUR

Art.-Nr. 10001749
GC MI Paste Plus,
sortiert
(je Geschmacks-
richtung 2 Tuben)
Art.-Nr. 10001752

GC MI Paste Plus,
Melone
Art.-Nr. 10001750

GC MI Paste Plus,
Minze
Art.-Nr. 10001751

GC MI Paste Plus,
Erdbeere
Art.-Nr. 10001754

GC MI Paste Plus,
Tutti Frutti
Art.-Nr. 10001753

GC MI Paste Plus,
Vanille

Art.-Nr. 10003270
GC MI Paste Plus,
Promotional 5-Packung
(je Geschmacksrichtung
1 Tube), 117,50 EUR



MI Paste Plus & Tooth Mousse

- Die erste und millionenfach bewährte Zahnschutzcreme mit dem patentierten Wirkstoff Recaldent™
- Versorgt die Zähne mit der nötigen Menge an Kalzium, Phosphat und Fluorid
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Wirkt schnell und effektiv
- Zuckerfreier Zahnschutz

MI Paste Plus enthält zusätzlich 900 ppm Fluorid



RECALDENT und das RECALDENT-Logo sind Marken der Mondelez international group und werden unter Lizenz verwendet. RECALDENT™ wird aus Milchkeisein gewonnen. Nicht bei Personen mit einer Milchallergie anwenden. Im Falle einer allergischen Reaktion: Anwendung abbrechen, Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

**JETZT SYMPRESS
MISCHER GRATIS!**

EXA'lence®

Vinyl PolyEther Silikon Abformmaterial

Mit EXA'lence bringt GC die Abformtechnik auf ein neues Niveau und löst eine ganze Reihe bekannter Problemstellungen im täglichen Umgang von Abformmaterialien – Abformtechniken. EXA'lence fließt im feuchten Milieu detailgenau an die Präparation an und garantiert selbst bei feuchten subgingivalen Präparationen stets blasen- und verzugsfreie Funktions- bzw. Präzisionsabformungen. Das Ergebnis sind jederzeit reproduzierbare und absolut zeichnungsscharfe Modelle.



- Intrinsisch hydrophil Für beste und feinste Detailgenauigkeit, auch bei feuchtem Milieu
- Ausserordentliche Fließfähigkeit und thixotrope Charakteristika für ausserordentliche Wiedergabe von Präparationsrändern
- Sehr gute Elastizitäts- und Reissfestigkeit um eventuellen Abriss bei der Entnahme entgegen zu wirken
- Angenehmer milder Pfefferminzgeschmack
- Grosse Auswahl an Viskositäten
- Für alle Abformtechniken wie Einphasen

PREISVORTEIL
6 + 1 167,60 EUR
Preis pro Packung

Erhalte 7 Packungen EXA'lence zum Preis von 6!

EXA'lence Standard Kit, 370 ml Kartusche à 167,60 EUR;
10 Dynamic Mixing Tips, 1 Bayonet Locking Ring;
Art.-Nr. 10001518 Medium Body Regular Set
Art.-Nr. 10001519 Heavy Body Regular Set
Art.-Nr. 10001520 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Nachfüllpackung, 2 x 370 ml Kartusche à 233,10 EUR;
Art.-Nr. 10001507 Medium Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001506 Heavy Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001504 Heavy Body Fast Set

Art.-Nr. 10001512 **EXA'lence Putty 1-1 Packung**
(500 g/278 ml Base, 500 g/278 ml Katalysator, Zubehör);
151,00 EUR

Art.-Nr. 10001514 **EXA'lence Putty 5-5 Klinikpackung**
(5 x 500 g/278 ml Base, 5 x 500 g/278 ml Katalysator, Zubehör);
439,20 EUR

EXA'lence, Klinikpackung, 6 x 370 ml Kartusche à 687,40 EUR;
Art.-Nr. 10001516 Medium Body Regular Set
Art.-Nr. 10001515 Heavy Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001517 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Nachfüllpackung,
2 x 48 ml pro Refillpackung, Mischkanülen à 77,30 EUR;
EXA'lence ExtraLight Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow);
Art.-Nr. 10001524 Regular Set | Art.-Nr. 10001529 Fast Set
EXA'lence Light Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow)
Art.-Nr. 10001525 Regular Set | Art.-Nr. 10001530 Fast Set
EXA'lence Medium Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001531 Regular Set | Art.-Nr. 10001528 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001522 Regular Set | Art.-Nr. 10001526 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Rigid Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001527 Fast Set

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig,
nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Renfert Sympress Mischer
ist keine Handelsmarke von GC.

**ABFORMMATERIAL
AKTION**

**RENFERT SYMPRESS
MISCHER GRATIS!**

Kaufe GC Abformmaterial (EXA'lence) im Wert von 1890,- EUR
und erhalte einen Renfert Sympress Mischer (im Wert von 949,- EUR)
kostenlos!

TEMPSMART® DC

Schnell und effizient zur
provisorischen Restauration

Verpassen Sie nicht unsere
Provisorienworkshops
mit dem Referenten ZTM
Andreas Wunsch.

Weitere Informationen auf Seite 26.



**Dualhärtendes Composite
für provisorische Kronen und Brücken**

Provisorische Restaurationen spielen in der restaurativen Zahnheilkunde eine wichtige Rolle. Mit TEMPSMART DC hat GC eine neue Technologie für ein smartes Provisorienmaterial eingeführt. TEMPSMART DC ist das erste frei von Weichmachern und dualhärtende Provisorienmaterial, das entwickelt wurde, um Ihnen die tägliche Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten.

PREISVORTEIL
4 + 1 AB 68,90 EUR
Preis pro Packung

TEMPSMART DC 48 ml Kartusche; 115,60 EUR
Erhalte 5 Packungen TEMPSMART DC 48 ml Kartusche
zum Preis von 4!

TEMPSMART DC 10 ml Kartusche; 68,90 EUR
Erhalte 5 Packungen TEMPSMART DC 10 ml Kartusche
zum Preis von 4!

Aktion gültig für alle Farben innerhalb gleicher
Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.

Zubehör: Art.-Nr. 10003754
Mischkanülen II Größe SSS
(60 Stk.) 67,90 EUR

Art.-Nr. 10003335
GC Automix Tip Regular
(10 Stk.) 12,50 EUR

SICHERE
HALTBARKEIT

- Hohe Bruchstabilität
- Ideal für Seitenzahnbrücken

INTELLIGENTES
KONZEPT

- Kurze Verarbeitungszeit
durch Lichthärtung

ÄSTHETISCHE
ERGEBNISSE

- Fluoreszenz und
langanhaltender Glanz

BEQUEME
VERARBEITUNG

- Nicht-klebrig
- Hochglanz in
wenigen Schritten



48 ml Kartusche, 16 Mischkanülen; 115,60 EUR

Art.-Nr.	10001463	10001464	10001465	10001466
Farbe	A1	A2	A3	A3,5
Art.-Nr.	10001467	10001468		
Farbe	B1	BW		

10 ml Kartusche, 10 Mischkanülen; 68,90 EUR

Art.-Nr.	10001469	10001470	10001471	10001472
Farbe	A1	A2	A3	B3



REFERENT
ZTM Andreas Wunsch

1 KURS WANN

04. Oktober 2024
14.00 – 16.00 Uhr

ZFP-FORTBILDUNG
3 Punkte

TEILNEHMER
max. 16

KURSGEBÜHR
Mitglieder ÖGZMK 120,- EUR
Nichtmitglieder 150,- EUR

2 KURS WANN

05. Oktober 2024
08.30 – 11.30 Uhr

ZFP-FORTBILDUNG
4 Punkte

TEILNEHMER
max. 16

KURSGEBÜHR
Mitglieder ÖGZMK 135,- EUR
Nichtmitglieder 165,- EUR

1 2 KURS ORT

Fortbildungsakademie
ZAHN
Garnisonstraße 7
4010 Linz

1 2 KURS ANMELDUNG

ÖGZMK OÖ
Postfach 603 | 4021 Linz
office@oegzmkooe.at

In Zusammenarbeit mit



A 1

Schnell und effizient zur provisorischen Restauration

Die Herstellung einer temporären Versorgung ist im wesentlichen Bestandteil des Herstellungsprozesses von festsitzendem Zahnersatz. Als zeitlich begrenzte Versorgung erfüllt das Provisorium vielfältige Aufgaben: Es schützt die präparierte Zahnschicht vor thermischen, chemischen, mechanischen und mikrobiellen Reizen. Es dient dem Erhalt von Okklusion und Kaufunktion, stellt Ästhetik und Phonetik wieder her und sichert die Zahnposition.

- Theoretische Grundlagen
- Praktische Abformung des Situationsmodells
- Fertigung einer Einzelkrone und einer dreigliedrigen Brücke
- Die 4 wichtigsten Tipps zur Herstellung provisorischer Kronen und Brücken

REFERENT
ZTM Andreas Wunsch

KURS A

Kurs-Nr. AF-0901
WANN

15. November 2024
9.00 bis 13.00 Uhr

ZFP-FORTBILDUNG 5 Punkte

TEILNEHMER max. 16

KURSGEBÜHR
210,00 EUR Zahnärzt:innen
105,00 EUR Student:innen

KURS B

Kurs-Nr. AF-1106
WANN

15. November 2024
13.30 bis 17.30 Uhr

ZFP-FORTBILDUNG 5 Punkte

TEILNEHMER max. 16

KURSGEBÜHR
200,00 EUR Zahnärzt:innen
100,00 EUR Student:innen

KURS A B

ORT
Zafi Wien

KURS A B

ANMELDUNG
Zahnärztliches Fortbildungsinstitut der Landes Zahnärztekammer für Wien
Gumpendorfer Strasse 83
1060 Wien
Tel. 0043 1 5973357
www.zafi.at

In Zusammenarbeit mit



Reparatur-Workshop

2

Einfach Reparatur schnell und effizient

In diesem Seminar werden kleine Reparaturen, die in der Ordination durchgeführt werden, können theoretisch erläutert und praktisch erprobt.

- Sprung- und Bruchreparaturen
- Kunststoffergänzungen
- Wiederbefestigung von Zähnen

Voraussetzung für ZAss: Positiver Abschluss der Ausbildung in der Zahnärztlichen Assistenz

Hands-on-Kurs
(vom Abdruck bis zum fertigen Werkstück)

B

Tipps und Tricks in der Prothetik

- Kommunikation zwischen Zahnarzt und Zahntechniker
- Die exakte Abformung – worauf muss geachtet werden?
- Analoge vs. Digitale Abformung
- Anschließende Beurteilung des Abdruck
- Unterschiedliche Abdruckmaterialien
- Farbwahl
- Bissnahme – welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung?
- Retraktionsfäden vs. Retraktionspaste
- Werkstoffkunde
- Behind the scene – Was geschieht im Labor? Anfertigung einer Krone im Labor (Step by Step)
- Hands on


Vortrag und Workshop

Handwerk

Innovative Techniken, Trends und Tipps in der konservierenden Zahnheilkunde

In diesem Referat werden mehrere spannende und herausfordernde Patientenfälle vorgestellt. Dabei berücksichtigt man neue innovative Techniken, Materialien und Behandlungsoptionen. Das in diesem Vortrag präsentierte konservierende Behandlungsspektrum erstreckt sich von der Einzelzahnrestauration über die Quadrantensanierung bis zur Versorgung des Abrasionsgebisses, wobei sich der non-invasive oder minimal-invasive Behandlungsansatz wie ein roter Faden durch den gesamten Vortrag zieht.

Im anschließenden Workshop werden verschiedene Restaurationsoptionen von den Kursteilnehmern durchgeführt.



2-Tages-Intensivkurs

Anterior Composite

Composite-Restaurationen im Frontzahnbereich

Kursziel

Diese hochwertige Fortbildung richtet sich an alle Kliniker und bestätigt sich über die letzten 10 Jahre und deren Vielzahl an Teilnehmern.

Das Ziel dieses Kurses ist, dass nach Abschluss die Teilnehmer in der Lage sind, auf folgende Thematiken einzugehen:

- die Morphologie des Frontzahnbereichs
- Farbgebung und Farbanalyse
- Gestaltung von Zahnforum und Lachlinie
- den Aufbau von mono- und polychromatischen Einzel- und Mehrfachrestaurationen
- Oberflächentextur, Ausarbeitung und Politur und deren Polierprotokolle für Frontzahnrestaurationen

powered by



Dieser Kurs bietet ein umfangreiches Update zu Composite-Restaurationen im Rahmen der restaurativ-ästhetischen Zahnheilkunde.

Er beginnt bei den Grundlagen der Composite-Versorgungen und führt schnell zu fortgeschrittenen Techniken und Überlegungen, um Ihr Wissen über direkte Versorgungen im Frontzahnbereich so weit zu erweitern, dass Sie Fälle mit einer systematischen und logischen Denkweise umsetzen können.

Dr. Johannes Bantleon



REFERENT
Dr. Knut Hufschmidt

WANN
Freitag, 18. Oktober 2024
13.30 – 18.30 Uhr

WO
Henry Schein Dental Austria
St. Peter Gürtel 4/2
8042 Graz

ZFP-FORTBILDUNG
Workshop ist im Rahmen des ZFP der ÖZAK mit FB-Punkten approbiert

KURSGEBÜHR
299,- EUR zzgl. MwSt.

KONTAKT/ANMELDUNG
Henry Schein Dental Austria
carola.samwald@henryschein.at



REFERENTEN
Dr. Gurvinder Bhirth
Dr. Johannes Bantleon

WANN
Freitag, 17. Januar 2025
08.30 – 19.00 Uhr
Anschließend Abendessen mit Referenten in netter Atmosphäre

Samstag, 18. Januar 2025
09.00 – 18.30 Uhr

WO
Zahnklinik der Sigmund Freud PrivatUniversität
Freudplatz 3
2. Stock | 1020 Wien

KURSSPRACHE Englisch

KURSGEBÜHR
1299,- EUR inkl. MwSt.

FORTBILDUNGSPUNKTE
Workshop ist im Rahmen des ZFP der ÖZAK mit FB-Punkten approbiert und wird separat in Rechnung gestellt.

KONTAKT/ANMELDUNG
T: 03124.54020
info.austria@gc.dental



REFERENT
Zahnarzt Georg Benjamin

WANN
KURS-NR. AF-1005
Freitag, 11. Oktober 2024
09.00 – 17.00 Uhr

WO ZAFI Wien
KURSBEBÜHR
Zahnärzt:innen 500,- EUR
Student:innen 250,- EUR

ZFP-FORTBILDUNG
9 Punkte

ANMELDUNG
Kurs-Nr. AF1005
Zahnärztliches
Fortbildungsinstitut der
Landes Zahnärztekammer
für Wien
Gumpendorfer Straße 83
1060 Wien
Tel. 0043 1 5973357
www.zafi.at

Workshop Kurs-Nr. AF1005

Composite Workshop Seitenzahn

Wir arbeiten täglich mit Composites, aber wie gelingt es uns gute direkte Seitenzahnrestaurationen zu gestalten. Dieser Kurs vermittelt Tipps und Tricks wobei besonderen Wert auf praktisches Arbeiten gelegt wird, um Ihnen die Umsetzung der gezeigten Techniken in der Praxis zu erleichtern.

Kursinhalt

- Crashkurs Kofferdam
- Matrizenkunde im Seitenzahnbereich
- Mit einfachen Tricks weniger einschleifen
- Direkte postendodontische Versorgung mit Glasfaser-Composite
- Malfarben im Seitenzahnbereich

- Wie erreicht man mit einfachen Mitteln schönere Ergebnisse im Seitenzahnbereich?
- Mit wenig Aufwand hohe Randleisten gestalten
- Composite extrem – die neuen Indikationen erlauben den Ersatz von mehreren Höckern mit Composite. Der Einsatz von injizierbarem Material macht Seitenzahnfüllungen mit Höckerersatz einfacher und spart Zeit
- Direkte postendodontische Versorgung – sind Glasfaserstifte out? Das glasfaserverstärkte everX Flow gibt dem Praktiker ein risshemmendes Material, das den Zahn stabilisiert.
- Wann macht die Benutzung von Composite-Malfarben Sinn





**LERNEN.
TEILEN
PROFITIEREN.**

GET CONNECTED SMILE PROGRAM

GC Get Connected – alles in einer App!

Nutzen Sie die Chance, sich jeder Zeit über GC und unsere Produkte zu informieren – laden Sie sich die GC Get Connected App auf Ihr Handy. Stöbern Sie online in unserer Bibliothek, sehen Sie Anwendervideos, erfahren Sie mehr zu Fortbildungen oder Events und erhalten Sie Informationen zu unseren Produkten. Bei GC sind Smiles mehr wert – lernen, teilen, profitieren. Laden Sie sich jetzt das Get Connected Smile Program auf Ihr Handy. Sammeln Sie Smiles, indem Sie Artikel teilen, an Umfragen teilnehmen und sich für Fortbildungsveranstaltungen anmelden.

**Laden Sie die App
und sammeln Sie Smiles!**



2 Tage Workshop inklusive Theorie und Hands-on

Adhäsive Befestigung > No-Finishing-Konzept Vertiprep > 10-Punkte-Übersicht

**Adhäsiv befestigte indirekte Restaurationen:
Das No-Finishing-Konzept**

TAG 1: Die adhäsive Zahnheilkunde hat unser Fachgebiet grundlegend verändert und buchstäblich umgestaltet, und zwar in Richtung auf wesentlich langlebigere und ästhetischere Zahnrestaurationen. Nicht nur, weil die Restaurationen selbst gut funktionieren, sondern vor allem, weil mehr Zahnschubstanz erhalten werden konnte. Die Philosophie der Bio-Emulationsgruppe lautet: „Beobachten, bewahren und konservieren“. Die Wiederherstellung der anatomischen Form und der optischen Merkmale eines intakten Zahns ist nach wie vor eine mühsame und schwierige Aufgabe, die sowohl im klinischen als auch im zahntechnischen Bereich zuweilen schwer zu bewältigen ist. Einer der Schlüssel zur Langlebigkeit von indirekt adhäsiven Restaurationen ist ihre Fähigkeit, das Anhaften von bakterieller Plaque an ihrer Oberfläche zu verhindern. In diesem Vortrag wird daher ein klinisches Protokoll beschrieben, mit dem sich möglichst glatte prothetische Ränder erzielen lassen, ohne dass auf herkömmliche Finier- und Poliertechniken zurückgegriffen werden muss, die mühsam und zeitaufwändig sind.

**Vertikale Präparationen für Kronen:
eine 10-Punkte-Übersicht**

TAG 2: In den letzten 15 Jahren wurde jedoch eine neue dichte Keramik namens Zirkoniumdioxid für die prothetische Versorgung verwendet. Dabei ermöglicht die Kombination einer peripheren Präparation mit vertikalen Finishing-Linien in Verbindung mit einem stiftfreien, faserverstärkten Composite-Abutment und Zirkonoxid als prothetischem Material eine Verstärkung der zuvor präparierten Zähne. Dieser Ansatz verbessert somit die Langzeitprognose von stark unterminierten Zähnen und ist eine vielversprechende Alternative zu konventionellen Schulter-/Stufenpräparationen und postretinierten Abutments.



REFERENT
Dr. David Gerdolle



D. Gerdolle

WANN
Freitag, 20. September 2024
8.30 – 18.00 Uhr
Anschließend Abendessen mit Referenten in netter Atmosphäre

Samstag, 21. September 2024
08.30 – 18.00 Uhr

WO
Zahnklinik der Sigmund
Freud PrivatUniversität
Freudplatz 3
2. Stock | 1020 Wien

KURSBEBÜHR
1590,- EUR inkl. MwSt.

TEILNEHMERANZAHL 16

KURSSPRACHE Englisch

FORTBILDUNGSPUNKTE
Workshop ist im Rahmen
des ZFP der OZAK mit
FB-Punkten approbiert
und wird separat in
Rechnung gestellt.

KONTAKT/ANMELDUNG
T: 03124.54020
info.austria@gc.dental

Sie haben Interesse an weiteren Workshops? Hier finden Sie alle Informationen!



Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!



Die aktuellen Kurstermine für unsere Workshops finden Sie unter <https://europe.gc.dental/de-AT/education/courses>

Werte Kund:Innen!

High-end-Produkte, hochqualitative für Sie abgestimmte Beratung in Kombination mit exzellentem Service und umfangreichen Fortbildungsprogrammen in verschiedensten Bereichen der Zahnheilkunde, unterstützen Sie und Ihr gesamtes Praxisteam bei den täglichen Herausforderungen der Patientenbehandlungen und geben Ihnen Freiraum für Optimierungen und das Wertvollste, nämlich Ihre Zeit zurück.

Mit effizienten und optimierten Workflows vorhersagbare und einfach zu erzielende Ergebnisse plus Arbeitszeitersparnis in der täglichen Praxis erreichen!
Nutzen Sie die Gelegenheit und kontaktieren Sie unsere Produktspezialisten für einen individuellen und unverbindlichen Beratungs- bzw. Demotermine.

Unser Team freut sich darauf Sie unterstützen zu dürfen!



RONALD DÖRFLINGER
Geschäftsführer GC Austria GmbH
M: +43.664.3085320
ronald.doerflinger@gc.dental



MARIO PUSCHITZ
Leitung Produktspezialisten
Professional Service
MP Berater
M: +43.664.2218141
mario.puschitz@gc.dental



KARL KAINZ
Produktspezialist
Labor Österreich
MP Berater
M: +43.664.88610076
karl.kainz@gc.dental

für alle Gebiete



JÜRGEN DÖRNINGER
Produktspezialist
Ordination/Labor
Oberösterreich und
Niederösterreich
MP Berater
M: +43.664.88316617
juergen.dorninger@gc.dental



HANNES KITTL
Produktspezialist
Ordination/Labor
Salzburg, Tirol
und Vorarlberg
MP Berater
M: +43.664.3001990
hannes.kittl@gc.dental




RICHARD KOINEGG
Produktspezialist
Ordination/Labor
Steiermark, Burgenland
und Kärnten
MP Berater
M: +43.664.88102715
richard.koinegg@gc.dental

ANDREAS KARPf
Produktspezialist
Ordination/Labor
Wien, Niederösterreich
und Burgenland
MP Berater
M: +43.664.7951388
andreas.karpf@gc.dental



GC Fachberater ← →



GC Service

Unsere besonderen Serviceleistungen



Praxisgründungsberatung
Nutzen Sie die Gelegenheit unsere Spezialisten für Ihre Praxisgründung und individuelle Beratung anzufordern.

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Praxisgründung mit optimaler, strukturierter und professioneller Produktspelektierung – und dies zu ganz besonderen Konditionen.



Inhouse – Hands-on Workshops

Unsere Produktspezialisten sind jederzeit gerne bereit in Ihrer Praxis/Ihrem Labor Sie und Ihr Team mit verschiedensten Hands-on Workshops zu unterstützen!

Inhouse-Kurse und Workshops sowie Beratung zu individuellen Themen durch unsere GC Produktspezialisten.



Kundenservice

Unser außergewöhnlicher Kundenservice mit dem jeweiligen Produktspezialisten steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Zusätzlich zu unseren bevorzugten persönlichen Kundenbesuchen bieten wir auch die Möglichkeit der Online-Beratung zu Ihrem individuellen Termin.



GC Austria GmbH



Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/gcaustriagmbh



Besuchen Sie unsere Homepage
<https://www.gc.dental/europe/de-AT>



Besuchen Sie uns auf Instagram:
gc_austria



Besuchen Sie uns auf Youtube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts

PATTERN RESIN LS

Schrumpfungsoptimierter Modellierkunststoff

Der bewährte Modellierkunststoff zum modellieren von Teleskop- und Konuskronen, Geschiebearbeiten, Klammern, Klebebrücken, Palatinalbögel, Verbindungsteilen usw. – auch als Kunststoffstumpfmateriale für die Galvanotechnik verwendbar!



PREISVORTEIL

10% ~~106,40 EUR~~
95,76 EUR
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001702 PATTERN RESIN LS 1-1 Packung

Inhalt: 100g Pulver, 105ml Liquid, 2 Mixing cups, 1 Pinsel Nr.4, 1 Pipette

- Minimale Schrumpfung: Präzise Modelle und Gussresultate
- Hohe Festigkeit und Stabilität: Sehr dünne Schichtstärken realisierbar
- Brennt rückstandsfrei aus: Glatte, saubere Gussoberfläche
- Leichtes Ausarbeiten: Kann direkt im Mund angewendet werden



GC Initial Leitfaden App



Entdecke die GC Apps!

3D-Konfiguratoren von GC zum Gratis-Download



Workflows für ästhetische Kronen

Starke Lösungen für schöne Zähne

Materialauswahl: Wissen, was zu wählen ist und warum

Ästhetik und Festigkeit in Balance mit Initial Zirkonia Disk oder Initial LiSi Block



1.

Smarte Präparation: Kriterien, die Sie beachten sollten


Entfernen Sie so wenig Hartsubstanz wie möglich – unter Einhaltung der erforderlichen Gerüststärke.



2.

Der ästhetische Feinschliff: Charakterisierung & Politur

Initial Keramiken: Optionen zur Charakterisierung von monolithischen Restaurationen bis zu klassischem Cut-back erforderlich ist.



3.

Die reibungslose Befestigung

Schema für die optimale Vorbehandlung



4.

GC Initial IQ ONE SQIN



1 Effizientes Konzept für monolithische und Cut-Back-Technik

Maximale Ästhetik in einer Mikro-Schicht!

2 „The next step“

Advanced Workshop für Ästhetik in „Rot & Weiß“

GC Initial IQ ONE SQIN ist ein in Farbe und Form malbares Micro-Layering-Keramiksysteem. Mit diesem können effizient und einfach hochästhetische Ergebnisse erzielt werden, welche den Vergleich mit konventionell geschichteten Restaurationen ebenbürtig sind, aber mit einem deutlichen Zeitgewinn verarbeitet werden können. Bitte Schicht- bzw. Schleifinstrumente mitbringen.

Ein Tages-Workshop mit dem Ziel eine VITA® Zahnfarbe zu reproduzieren bzw. der Einsatz der entsprechenden GUM Farben für den Zahnfleischanteil! GC Initial IQ ONE SQIN ist ein in Farbe und Form malbares Micro-Layering-Keramiksysteem. Mit diesem können effizient und einfach hochästhetische Ergebnisse erzielt werden, welche den Vergleich mit konventionell geschichteten Restaurationen ebenbürtig sind, aber mit einem deutlichen Zeitgewinn verarbeitet werden können.

NICHT VERPASSEN UND GLEICH ANMELDEN!



REFERENT
ZTM Manfred Rochelt

WANN 1
26. September 2024
14. November 2024
13 – 17 Uhr

WO
Akademie für Zahntechniker
Baden, Austria

KURSGEBÜHR
249,- EUR inkl. MwSt.

WANN 2
27. September 2024
15. November 2024
9 – 17 Uhr

WO
Akademie für Zahntechniker
Baden, Austria

KURSGEBÜHR
499,- EUR inkl. MwSt.

ANMELDUNG UND INFORMATION
GC Austria GmbH
info.austria@gc.dental oder
bei Ihrem GC Fachberater

Sie haben Interesse an weiteren Workshops? Hier finden Sie alle Informationen!



Wir bieten Ihnen individuelle Fortbildungstermine in Ihrem Labor an. Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und die Ihres Laborteams. Sprechen Sie uns einfach an und wir planen mit Ihnen Ihren Inhouse-Kurs!



Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!




Die aktuellen Kurstermine für unsere Workshops finden Sie unter <https://europe.gc.dental/de-AT/education/courses>

TOPAKTUELL


CADLOCK™

Das speziell konstruierte und optimierte Geschiebe für den digitalen Workflow!



VORTEILE FÜR DAS LABOR <<


Für das CADLOCK werden STL-Datensätze für CAD-Systeme kostenfrei zur Verfügung gestellt – **einfache** und **schnelle** Einbindung in die CAD




Stufenlose, einfache Einstellung der Friktion, mittels Schraube – **optimaler Halt** selbst nach Jahren, **keine Neuanfertigung**



Jederzeit austauschbares Kunststoff-Insert – **lange Haltbarkeit** und **einfache Wartung**



Matrize aus hochwertigem Reintitan – **langlebig, einfach** und **zuverlässig zu verkleben**




Jetzt Information anfordern!
Einfachste und schnellste
Friktionsaktivierung!

Unübertroffene kleinste Spaltmaße –
minimale Speichelansammlungen
(bakterienarm und geruchsneutral)



Perfekte Passung – kaum Nacharbeit und
Zeitgewinn



Das CADLOCK-System besteht aus **Matrize** (Ti), **Friktionseinsatz** (Kunststoff), **Aktivierschraube** (Ti) und **Patrize** (wird als STL-Datensatz zur Verfügung gestellt)



CADLOCK SET

80,- EUR ~~90,80 EUR~~
Preis pro Set

Bezugsquelle:
Zauchner Dentalprodukte GmbH
info@zauchnerdentalprodukte.at

Aadva™ Lab Scanner 3

Sie sind auf der Suche nach einem einzigartigen und mitreißenden Scan-Erlebnis?



**JETZT
NEU**

Einzigartiger gestengesteuerter Laborscanner

Der Aadva Lab Scanner 3 von GC ist ein Scanner der nächsten Generation mit zahlreichen ausgeklügelten und praktischen Funktionen. Dieser gestengesteuerte Laborscanner vereint ein einzigartiges Benutzererlebnis mit hoher Geschwindigkeit, Präzision, Flexibilität und Sicherheit, die Sie in einem modernen CAD/CAM-Workflow benötigen.

- Überzeugendes Benutzererlebnis durch patentierte Projektionstechnologie
- Schnelligkeit und Präzision vereint durch ein abgewinkeltes Doppelkamera-Set-up und Hochgeschwindigkeitsmotoren
- Einfache Positionierung durch vollautomatische Objekterkennung
- Augensicheres LED-Blaulicht
- Hybrid-Scan für das Arbeiten ohne Sägeschnitt-Modellvorbereitung.
- Smart Occlusion für das Arbeiten ohne vestibulär Scan.

AADVA ALS 3

14.999,- EUR

Aadva™



Sie möchten unseren
ALS 3 testen?



Kontaktieren Sie unseren
Laborspezialisten
Herrn Karl Kainz für
eine unverbindliche
Teststellung unter
karl.kainz@gc.dental
oder telefonisch unter
0664.88610076

Das speziell konstruierte und optimierte Attachment für CAD-Anwendungen! CADLOCK ist ein starres, extracoronales, feinjustierbares Halteelement für die prothetische Versorgung mit Freiid- und Schaltprothesen. Die moderne und langlebige Lösung für Ihre Kombiarbeiten mit softgleitenden Attachments.

ANWENDUNGSBEREICH
Freiid- und Schaltprothesen; ideal für Stege aus Kobalt-Chrom, Titan oder Zirkonoxid

- VORTEILE FÜR DIE PRAXIS**
- Einfache Einstellung der Friktion chairside
 - Keine zusätzlichen Hilfsmittel und Instrumente zur Justierung erforderlich
 - Zufriedene Patienten durch geruchsneutrale und wartungsfreie Konstruktion
 - Einfaches, softgleitendes Eingliedern für den Patienten
 - Höchste Präzision für eine langlebige Versorgung

- Art.-Nr. 4331 **Matrize, kpl. mit Patrize (Kst)**
- Art.-Nr. 738 **Matrize inkl. Friktionseinsatz und Aktivierschraube**
- Art.-Nr. 737 **Friktionseinsatz**
- Art.-Nr. 726 **Aktivierschraube**
- Art.-Nr. 750 **Parallelhalter**
- Art.-Nr. 572 **Schraubinstrument**

Bitte beachten Sie die rechtzeitige Bevorratung von Einbettmassen-Liquids aufgrund der Frostgefahr während der Wintermonate!

EINBETTMASSEN-LIQUID-AKTION

GC FUJIVEST® PLATINUM II

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Platinum II ist eine Einbettmasse, die speziell für Edel- und Halbedelmetalllegierungen geschaffen wurde. Mit ihrer langen, komfortablen Verarbeitungszeit und der verbesserten Fließfähigkeit wird das Einbetten bei schwierigen Fällen einfacher als je zuvor. Der erweiterte Ausdehnungsbereich macht diesen Premium-Werkstoff sogar noch vielseitiger. Die extrem glatte Oberfläche von Fujivest Platinum II sorgt jederzeit für hochpräzise Gussstücke. Diese Spitzen-Einbettmasse kann sowohl in Verfahren mit schneller als auch mit schrittweiser Erhitzung eingesetzt werden.

Indikationen

Präzisionseinbettmasse für schnelle und konventionelle, schrittweise Erhitzungsverfahren. Für Edelmetall-, Halbedelmetall und auf Palladium basierende Legierungen.

- Längere Verarbeitungszeit, bessere Fließfähigkeit
- Sorgt für eine perfekte Passung bei schwierigen Fällen, wie Implantat-Suprastrukturen und weit spannende Brücken
- Äußerst glatte Werkstückoberflächen
- Einfach zu steuern und großer Ausdehnungsbereich
- Einfache Entnahme, mit geringerem Risiko, die Gussstücke zu beschädigen

LIQUID GRATIS

AB 181,50 EUR

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003338 **Fujivest Platinum II, Powder**
100 x 60 g Bags | 6 kg; 216,70 EUR

Art.-Nr. 10003339 **Fujivest Platinum II, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 212,60 EUR

Art.-Nr. 10003340 **Fujivest Platinum II, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 181,50 EUR

Liquid

Art.-Nr. 10003343
Fujivest Platinum II, Liquid
900 ml Bottle | 900 ml;
36,60 EUR

GC FUJIVEST® SUPER

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Super, eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für den Guss von Edelmetall-, Halbedelmetall- und palladiumbasierten Legierungen, auch für anspruchsvolle Implantatgüsse.

Indikationen

Hohe Genauigkeit für Edel- und Halbedelmetalllegierungen, sogar für weit spannende Restaurationen. Bitte fragen Sie nach unseren besonderen Verarbeitungsanweisungen für den Einsatz bei implantologischen Arbeiten.

- Schnellaufheiz-Methode
- Gesamtexpansion bis zu 2,34% – spezielle Flüssigkeit für eine hohe Expansion erhältlich
- Cremige Konsistenz mit hoher Fließfähigkeit und hoher Benetzbarkeit für eine exzellente Detailreproduktion
- Kontrolliertes Abbinden und Wärmeausdehnung für hochpräzise Passformen
- Einfache Entnahme
- Genaue Definition für exakte Oberflächenreproduktion und präzisen Guss

LIQUID GRATIS

AB 187,10 EUR

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001776 **Fujivest Super, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 187,10 EUR

Art.-Nr. 10001778 **Fujivest Super, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 203,90 EUR

Liquid

Art.-Nr. 10001777
Fujivest Super, Liquid
900 ml Bottle | 900 ml;
37,90 EUR

Art.-Nr. 10001780
Fujivest Super High Expansion
900 ml Bottle | 900 ml;
37,90 EUR

GC FUJIVEST® PREMIUM

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Premium ist eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken, geeignet für alle Dentallegierungstypen mit besonderem Schwerpunkt auf NEM-Legierungen. Egal, ob die Erhitzung schnell oder konventionell erfolgt, mit oder ohne Kuvette: Die zuverlässige Expansionskontrolle von Fujivest Premium sorgt für konsistent präzise Gussstücke.

Indikationen

Geeignet für alle Dentallegierungen mit speziellem Schwerpunkt auf NEM-Legierungen. Für die Verwendung in schnellen und schrittweisen Erhitzungsverfahren.

- Bietet einen weiten Ausdehnungsbereich von bis zu 3,5% – Implantat-Suprastrukturen mit NEM-Legierungen sind jetzt sicher und einfach
- Ermöglicht Verfahren ohne Muffeln bei schnellen und schrittweisen Aufheizprozeduren
- Hochpräzise Passformen aufgrund einfacher Expansionssteuerung mit der Anmischflüssigkeit.
- Hohe Fließfähigkeit und glatte Konsistenz
- Robuste Einbettmasse, aber einfache Entnahme

LIQUID GRATIS

AB 150,80 EUR

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003213 **Fujivest Premium, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 150,80 EUR

Art.-Nr. 10003214 **Fujivest Premium, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 172,10 EUR

Liquid

Art.-Nr. 10003215
Fujivest Premium, Liquid
900 ml Bottle | 900 ml;
36,60 EUR

GC FUJIVEST® II

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



Eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für den Präzisionsguss von Kronen und Brücken mit allen Dentallegierungen, inklusive Ni-Cr und Co-Cr.

Indikationen

Perfekter Guss mit NEM-Legierungen, ermöglicht schnelle und langsame Aufheizverfahren.

- Karbonfrei
- Muffellose Verfahren sind sowohl bei schnellen als auch bei langsamen Aufheizverfahren möglich.
- Hohe Fließfähigkeit und hohe Benetzbarkeit
- Glatte Oberfläche
- Kontrolliertes Abbinden und Wärmeausdehnung
- Spezielle Flüssigkeit mit geringer Ausdehnung

LIQUID GRATIS

AB 198,50 EUR

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001770 **Fujivest II, Powder**
100 x 60 g | Bags; 216,60 EUR

Art.-Nr. 10001771 **Fujivest II, Powder**
40 x 150 g | Bags; 198,50 EUR

Art.-Nr. 10003332 **Fujivest II, Powder**
4 x 2 kg; 225,60 EUR

Art.-Nr. 10001773 **Fujivest II, Powder**
67 x 90 g | Bags; 211,90 EUR

Liquid

Art.-Nr. 10001772
Fujivest II, Liquid
900 ml Bottle; 37,70 EUR

Art.-Nr. 10001792
Fujivest II, Low Expansion
900 ml Bottle; 37,70 EUR

- Hohe Fließfähigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Konstante Abbindezeit
- Bessere interne Anpassung
- Mehr zeitliche Flexibilität vor dem Brennvorgang
- Zeitersparnis – hervorragend für die Arbeitsabläufe im Labor
- Größere Ausnutzung der Kapazität beim Anstiften auf den Sockelformer
- Problemloses Entfernen der Reaktionsschicht – keine Fluss säure



GC LISI PRESSVEST

Phosphatgebundene Einbettmasse für Presskeramikverfahren (Typ I) Klasse 2

Einbetten und Pressen: Durch die Verwendung eines Trennmittels im Einbettmassenpulver und des GC LiSi PressVest SR Liquids wird eine „Trennschicht“ erzeugt, so dass eine leicht mit Glanzstrahlperlen abstrahlende Reaktionsschicht gebildet wird.

Indikationen

Speziell für viele Presskeramikverfahren entwickelt:

- Vollkeramische Pressverfahren: Inlays, Verblendungen und Kronen
- Überpress-Verfahren

LIQUID GRATIS

219,70 EUR

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003661 **GC LiSi PressVest Powder**
100 g x 60, EU/US | 6 kg; 219,70 EUR

Liquid

Art.-Nr. 10003662
GC LiSi PressVest Liquid
900ml, EU/US | 900 ml;
44,40 EUR

Art.-Nr. 10003663
GC LiSi PressVest SR Liquid
100 ml, EU/US | 100 ml;
67,10 EUR

Labolight DUO

Mit der Entwicklung der Labolight DUO bietet GC jetzt ein multifunktionelles Lichthärtegerät für den Techniker, das zwei Härtingsmodi kombiniert.

Vorhärtung – Step Modus | Endhärtung – Vollmodus

Mit der neuesten LED-Technologie

Das Labolight DUO ist mit einer zweiwelligen LED-Technologie ausgestattet, die jedes GC Composite sicher und dauerhaft härtet.

Es verfügt über einen Wellenlängenbereich von 380 nm – 510 nm mit maximalen Spektralbereichen von:

- 465 nm - 485 nm (12 blaue LEDs)
- 390 nm - 400 nm (3 lilafarbene LEDs)

Diese Technologie gewährleistet einerseits eine optimale Härtung von allen lichtgehärteten Dentalwerkstoffen und verkürzt andererseits die Lichthärtungszyklen durch die höhere Leistung.



Automatisches Drehsystem

Die Reflektionsplatte streut das Licht effektiv und belichtet Ihre Werkstoffe von allen Seiten. Auf der Halterung der Härtungslampe werden die Objekte während sämtlicher Lichthärtungszyklen sicher positioniert.



Kompaktes, ergonomisches Design

Die Labolight DUO von GC kann nicht nur den Großteil Ihrer Arbeiten fertigstellen. Es sieht dabei auch noch gut aus. Das preisgekrönte, schlanke, moderne Design mit den glatten Oberflächen lässt sich ganz einfach reinigen und in Ihrem Labor platzsparend aufstellen. Das Design ist zudem auch noch anwenderfreundlich: Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach und intuitiv. Die inneren Komponenten sind dank der breiten Öffnung leicht zugänglich.



Zwischenhärtungs-Modus



Endhärtungs-Modus

SONDERPREIS DUO-AKTION

Art.-Nr. 10001246 **Labolight DUO**
Normalpreis 3265,80 EUR

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

2990,- EUR

Fordern Sie ein Demo-Set

zum Testen an!



GRADIA® PLUS

Modulares Composite-System für indirekte Restaurationen

Ein neuer Standard für natürliche Mischungen und die Reproduktion von Farben

- Innovation trifft Indikation
- Keramikpolymer-Technologie
- Rot & Weiß-Ästhetik
- Indikationsspezifische Konsistenz
- Effizient, modular und ökonomisch
- Lichthärtung: LED-Technologie



Technisches Handbuch GRADIA PLUS



Farbtabelle GRADIA PLUS

35% PREISVORTEIL

A 1565,79 EUR ~~2408,90 EUR~~

GRADIA PLUS Combi-Set A

Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 1094,90 EUR
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 691,60 EUR
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 EUR

35% PREISVORTEIL

B 2210,- EUR ~~3400,00 EUR~~

GRADIA PLUS Combi-Set B

Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 1094,90 EUR
Art.-Nr. 10003652 **Layer Pro Set** 991,10 EUR
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 691,60 EUR
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 EUR

35% PREISVORTEIL

C 1251,19 EUR ~~1924,90 EUR~~

GRADIA PLUS Combi-Set C

Art.-Nr. 10003562 **One Body Set** 610,90 EUR
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 691,60 EUR
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 EUR

35% PREISVORTEIL

D 868,99 EUR ~~1336,90 EUR~~

GRADIA PLUS Combi-Set D

Art.-Nr. 10003561 **GUM Set** 714,50 EUR
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 EUR

Die Farben sind auch als Einzelnachfüllpackungen erhältlich.
Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Jetzt mit neuer Kuvette für die Injectionstechnik.



Kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater für weitere Informationen!

Optimale Verklebung
von Hybrid-Abutments!

Ein malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksyste m für Lithium-Disilikat

Unsere Lithium-Disilikat-Lösungen –
für Presskeramik oder CAD/CAM-Technik –
überzeugen mit optimalen physikalischen
und ästhetischen Eigenschaften



GC Initial LiSi Press
Pressrohling aus Glaskeramik



GC Initial LiSi Block
Lithium-Disilikat CAD/CAM-Block
für Chairside-Lösungen



Wie funktioniert es? Sie haben die Wahl ... What you paint is what you get!



Vestibulär reduziertes
(0,3 mm) Gerüst
(Zr oder LDS)



Lustre Pastes ONE
Auftragen
+ Brennen
Farbe + Fluoreszenz



SQIN
Auftragen + Brennen
Form, Textur + Glanz



FERTIG!



Monolithisches Gerüst
(Zr oder LDS)



Lustre Pastes ONE
Auftragen
+ Brennen
Farbe + Fluoreszenz



FERTIG!

G-CEM ONE

Der EINE klinische Partner für
all Ihre Befestigungsindikationen.
...das optimale Befestigungs-
material für GC Initial LiSi Block –
Lithium-Disilikat CAD/CAM-
Block und GC Initial LiSi Press!



G-CEM ONE™

Extraorale Verklebungen von Hybrid-Abutments

G-CEM ONE ist ein dualhärtendes, selbstadhäsives
Befestigungs-Composite zum Verkleben aller Keramiken,
Metall und Composite-Restaurationen. Die Eigenschaften
und Vorteile gewährleisten zudem auch den optimalen
Einsatz beim Verkleben von laborgefertigten Abutments
im Labor. Durch die optimierte Dunkelhärtung gewähr-
leistet G-CEM ONE hervorragende Ergebnisse sowie eine
sichere Aushärtung - auch in Fällen in denen die Licht-
durchlässigkeit beeinträchtigt ist. Durch die Verwendung
von MDP in G-CEM ONE wird eine hohe und dauerhafte
Haftfestigkeit sowohl zu Titan als auch zu Zirkonoxid
erzielt, ohne die Vorbehandlung durch zusätzliche Primer.
Bei Glaskeramiken wird die Vorbehandlung durch
Silan empfohlen. Mit der dünnsten am Markt verfügbaren
Filmstärke von nur 5µm gewährleistet es die optimal
Passung Ihrer Prothetik.* G-CEM ONE ist in einer
Automix-Spritze erhältlich und gewährleistet mit wenigen
Komponenten und Arbeitsschritten reproduzierbare
Befestigungsergebnisse.

Für die Befestigung wird G-CEM ONE, Farbe AO3
(opak) empfohlen. Die Spritzenöffnungen vor dem
Aufsetzen der Automix-Tips überprüfen. Eine geringe
Materialmenge herausdrücken und verwerfen bevor
Material auf die Klebeflächen aufgetragen wird.
Abhängig von Ihren ästhetischen Anforderungen,
ist G-CEM ONE auch in der Farbe White Opaque
(weiß opak) erhältlich.

*Alle Daten auf Anfrage erhältlich



PREISVORTEIL

4 + 1 68,40 EUR
Preis pro Packung

Erhalte 5 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 4!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der
Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig
nach Rücksprache mit
einem GC Fachberater.



Opake Farben — AO3 — Weiß Opak

Art.-Nr. 10006923

G-CEM ONE

Single Refill AO3

Art.-Nr. 10006924

G-CEM ONE

Single Refill Weiß Opak

Inhalt pro Single Refill:

1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),

8 x GC Automix Tips Regular,

2 x GC Automix Endo Tips;

Preis pro Packung 68,40 EUR

Zubehör:

Art.-Nr. 10003289

Automix Tip for Endo

10 Stk. mit Verlängerungstip;

13,50 EUR

Art.-Nr. 10003335

Automix Tip Regular

10 Stk.; 12,50 EUR

Weitere Details siehe
Seite 5 im Praxisteil.

Fordern Sie die Verarbeitungsanleitung für extraorale
Verklebung von Hybrid-Abutments mit G-CEM ONE an.



Aadvia-Abutment mit
Titanbasis mit Schraube



Modell mit Implantatanalog
+ Abutment auf Ti-Basis
+ Gingivamaske
(okklusale Ansicht)



Implantat Analog mit
Gingiva-Maske
(laterale Ansicht)



Implantat Analog
+ Ti-Basis-Abutment
+ Vollkeramik-Krone
(Zirkonoxid-Basis)

Initial Zirconia Disk

CAD/CAM-
Zirkonoxid-Ronde

Starke Lösungen für schöne Zähne


Mit Initial Zirconia Disk haben Sie die perfekte Lösung für besonders anspruchsvolle Restaurationen und sie passt perfekt zur Initial-Keramik.

PREISVORTEIL

4 + 1 AB 198,20 EUR
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen zum Preis von 4!

Mix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Initial Zirconia Disk: Das perfekte Gerüst für anspruchsvolle Fälle

- Hohe Kaubelastung
- Subgingivale Ränder
- Auswahl bei Transluzenz und Schichtstärke
- Abgestimmt auf das Initial-Keramik-System
- Mit einem Durchmesser von 98,5 mm und Dicken von 12, 14, 18 und 25 mm passen die Scheiben in die meisten CAD/CAM-Fräsmaschinen

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Preis
10006708	98,5x12 mm		198,20 EUR
10006709	98,5x14 mm	ST	211,10 EUR
10006710	98,5x18 mm		245,40 EUR
10006711	98,5x25 mm		305,60 EUR
10006712	98,5x12 mm	HT	198,20 EUR
10006713	98,5x14 mm		211,10 EUR
10006714	98,5x18 mm		245,40 EUR
10006715	98,5x25 mm		305,60 EUR
10006716	98,5x12 mm	UHT	198,20 EUR
10006717	98,5x14 mm		211,10 EUR
10006718	98,5x18 mm		245,40 EUR
10006719	98,5x25 mm		305,60 EUR

Standard Translucent (ST) und High Translucent Zirconia (HT)

- Front- und Seitenzahnkronen
- Mehrgliedrige Brücken
- Hybrid-Abutments
- Implantatgerüste

Ultrahoch-transluzentes Zirkonoxid (UHT)

- Inlays
- Onlays
- Veneers
- Front- und Seitenzahnkronen
- Dreigliedrige Brücken (einschließlich Molaren)



Initial Spectrum Stains

2D- und 3D-Lösungen für malbare Keramik

INITIAL SPECTRUM STAIN SET

947,90 EUR
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003190 Initial Spectrum Stain Set

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.



Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die **einzigartige revolutionäre Initial™ Spectrum Stains** beraten und **sichern Sie sich Ihre speziellen Angebote!**

initial™
Painting Solutions



Charakterisierung außen

Ein breites Anwendungsspektrum

- Malfarben zur Charakterisierung
- Individualisierung der Schichtkeramik
- Breiter WAK-Bereich
- Kompatibel mit allen Arten der Dentalkeramik
- 1 Set für alle Initial Systeme
- 20 Pulverfarben

Hier geht es zum Technischen Handbuch:



Hier geht es zur Painting Solution Broschüre:

GC Initial Zirconia Coloring Liquids können ab dem 01. September 2024 bestellt werden.

COMING SOON

Initial Zirconia Coloring Liquid

Coloring Liquid für ZrO2



Ein wasserbasiertes System für die vollständige oder teilweise Einfärbung vorgesinterter Zirkonoxid-Restaurationen

Passen Sie die vorgesinteren Zirkonoxid-Versorgungen an, in dem Sie das Initial Zirconia Coloring Liquid auftragen. Dies ermöglicht eine zeitsparende, einfache und ästhetische Individualisierung mit Keramik wie z.B. dem Initial IQ ONE SQIN Konzept. Speziell für die GC Initial Zirconia HT-Ronden entwickelt, nutzt das Initial Zirconia Coloring Liquid seine natürlichen Farbtöne optimal aus. Nach dem Fräsen wird das Liquid einfach auf die monolithische oder anatomisch reduzierte Restauration mit der Pinsel- oder Tauchtechnik aufgetragen.

Die erforderliche Charakterisierungszeit verkürzen

Mit einem Gerüst in der passenden Farbe, wird wertvolle Zeit bei der Individualisierung durch Bemalen oder Micro-Layering eingespart.

Zeitsparend, kalkulierbar und maßgeschneidert

Das Initial Zirconia Coloring Liquid bietet einen individuellen Ansatz von der Basis bis einschließlich zahnfleischfarbenen Bereichen. Mit nur 11 Farben vereinfacht das Initial Zirconia Coloring Liquid die Lagerhaltung und garantiert gleichzeitig die Nachbildung von natürlich schönen Effekten und naturgetreuen Farben vor dem Sintern.

Bemalen oder Tauchen

Sie können das Initial Zirconia Coloring Liquid entweder gemäß einem standardisierten oder einem individuellen Verfahren verwenden. Bei dem standardisierten Verfahren wird die Krone für einige Sekunden in das Liquid getaucht. Zu beachten ist, dass zuerst nur der inzisale Bereich in einen bläulich/grauen Farbton getaucht wird. Anschließend wird die gesamte Restauration mit einer Body Farbe eingefärbt.

Art.-Nr. 10041648

GC Initial Zr Coloring Liquid Set; 599,00 EUR
700 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml: 1 x Body A, 1 x Body B, 1 x Body C, 1 x Body D, 1 x Cervical A, 1 x Cervical B, 1 x Cervical C, 1 x Cervical D, 1 x Effect Blue, 1 x Effect Grey, 1 x Effect Pink, 1 x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25 ml: 1 x Red, 1 x Blue, 1 x Yellow, 1 x Green, Technisches Handbuch

Art.-Nr. 10041649

GC Initial Zr Coloring Liquid, Intro Kit; 190,00 EUR
250 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml: 1 x Body A, 1 x Cervical A, 1 x Effect Grey, 1 x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25ml: 1 x Red, 1 x Blue, Kurze Gebrauchsanweisung

Nachfüllpackungen à 50 ml; 53,50 EUR

Initial Zr Coloring Liquid: Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D; Effect Blue, Effect Grey, Effect Pink, Neutral

Nachfüllpackungen à 25 ml, 25,00 EUR

Initial Zr Marking Liquid: Red, Blue, Yellow, Green



OPTIGLAZE® color

Lichthärtende Oberflächenversiegelung zur Individualisierung indirekter Composite-Restaurationen



PREISVORTEIL

20% 618,40 EUR
~~773,00 EUR~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001150 OPTIGLAZE color Set;

618,40 EUR anstatt 773,00 EUR
Inhalt: 1 x OPTIGLAZE color A plus, 1 x B plus, 1 x C plus, 1 x white, 1 x ivory white, 1 x yellow, 1 x orange, 1 x pink orange, 1 x red brown, 1 x olive, 1 x grey, 1 x blue, 1 x lavender, 1 x pink, 1 x red (pro Farbe 2,6 ml); 1 x OPTIGLAZE color clear, 1 x clear HV, (pro Farbe 5 ml); 5x disposable pallet, 1 x protective cover, 1 x brush round 5 Stk. (N°1B), 1 x brush flat 5 Stk. (N°1B), 2 x brush holder (1 each ivory, white), 1 x OPTIGLAZE color IFU, 1 x OPTIGLAZE color Technique Card



Zur Charakterisierung aller Composites und PMMA-Kunststoffe

- Direkte & indirekte Composite-Restaurationen
- Prothesen und Konfektionszähne
- Provisorien
- Gefräste Restaurationen mit Composite-Blöcken
- Gefräste PMMA-Ronden und -Blöcke

PREISVORTEIL

4 + 1 AB 63,80 EUR
Preis pro Packung

OPTIGLAZE® color Nachfüllpackung

Art.-Nr. 10001151 **OPTIGLAZE color, A plus**
Art.-Nr. 10001152 **OPTIGLAZE color, B plus**
Art.-Nr. 10001153 **OPTIGLAZE color, C plus**
Art.-Nr. 10001154 **OPTIGLAZE color, White**
Art.-Nr. 10001155 **OPTIGLAZE color, Ivory White**
Art.-Nr. 10001156 **OPTIGLAZE color, Yellow**
Art.-Nr. 10001157 **OPTIGLAZE color, Orange**
Art.-Nr. 10001158 **OPTIGLAZE color, Pink Orange**
Art.-Nr. 10001159 **OPTIGLAZE color, Red Brown**
Art.-Nr. 10001160 **OPTIGLAZE color, Olive**
Art.-Nr. 10001161 **OPTIGLAZE color, Grey**
Art.-Nr. 10001162 **OPTIGLAZE color, Blue**
Art.-Nr. 10001163 **OPTIGLAZE color, Lavender**
Art.-Nr. 10001164 **OPTIGLAZE color, Pink**
Art.-Nr. 10001165 **OPTIGLAZE color, Red**
Preis pro Einzelpackung 63,80 EUR à 2,6 ml

Art.-Nr. 10001166 **OPTIGLAZE color, Clear**
Art.-Nr. 10001167 **OPTIGLAZE color, Clear HV**
Preis pro Einzelpackung 63,80 EUR à 5 ml

Initial LiSi

Verblendkeramik für Lithium-Disilikat
Ein Farbsystem – ein Schichtungssystem



Hier geht's zu den Videos



AKTION
JETZT AB 830,50 EUR
Preis pro Packung

Initial LiSi Basic + Advanced Set
Art.-Nr. 10003184 **Initial LiSi Basic Set** 750,90 CHF
Art.-Nr. 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** 910,10 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Hervorragende natürliche Ästhetik
- Niedrige Brenntemperatur und exakt aufeinander abgestimmter WAK-Wert mit sehr hoher Brennstabilität
- Umfassendes Farb- und Schichtungssystem – Initial-Konzept
- Einfache Handhabung und effiziente Verarbeitung
- Schnelle, ästhetische und wirtschaftliche Ergebnisse

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Umsteigerpaket an!



Initial Zr-FS Multiindikatives Vollkeramik-System

AKTION — **JETZT AB 1946,40 EUR**

Initial Zr-FS Basic + Advanced Set
Art.-Nr. 10003119 **Basic Set**; 1946,40 EUR
Art.-Nr. 10003120 **Advanced Set**; 1946,40 EUR
Art.-Nr. 10003168 **Bleach Set**; 359,70 EUR
Art.-Nr. 10003172 **Gum Shades Set**; 325,40 EUR

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Initial MC Metall-Keramik

AKTION — **JETZT AB 2090,65 EUR**

Initial MC Basic + Basic Plus + Advanced Set
Art.-Nr. 10003150 **Basic Set mit Pulver-Opaquer**; 1709,10 EUR
Art.-Nr. 10003111 **Basic Set mit Pasten-Opaquer**; 1546,10 EUR
Art.-Nr. 10003151 **Basic Plus Set mit Pulver-Opaquer**; 1700,30 EUR
Art.-Nr. 10003112 **Basic Plus Set mit Pasten-Opaquer**; 1590,30 EUR
Art.-Nr. 10003113 **Advanced Set**; 1044,90 EUR

Art.-Nr. 10003170 **Gum Shade Set (Pulver-Opaquer)**; 286,60 EUR
Art.-Nr. 10003171 **Gum Shade Set (Pasten-Opaquer)**; 255,30 EUR
Art.-Nr. 10003165 **Bleach Set**; 351,80 EUR
Art.-Nr. 10003181 **Initial MC Classic Line Paste Opaque Set**; 589,50 EUR

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL
5 + 1 Initial Zr-FS
Initial MC

Erhalte 6 Nachfüllpackungen von Initial Zr-FS oder Initial MC zum Preis von 5!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater und innerhalb der gleichen Verpackungseinheit.

Initial LiSi Press

Die innovative Press-Keramik kombiniert beeindruckende Stärke mit hervorragender Ästhetik



Hier geht's zu den Videos



Das werden Sie an Initial LiSi Press lieben:

- Sehr hohe Biegefestigkeit
- Hervorragende Ästhetik
- Deutliche Zeitersparnis
- Nahezu keine Reaktionsschicht beim Ausbetten
- Schont die Antagonisten und ist abrasionsstabil

Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die einzigartige revolutionäre Initial LiSi Press Keramik beraten und holen Sie sich Ihre speziellen Angebote ab.


PREISVORTEIL
4 + 1 AB 96,50 EUR
Preis pro Packung

Erhalte 5 Initial LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g) zum Preis von 4!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater




High Translucency (HT)




Color-Charts

Medium Translucency (MT)




Low Translucency (LT)



Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Medium Opacity (MO)



Diese Tabelle ist nur als Orientierungshilfe gedacht.

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Kalibrierset an!

Initial™ IQ ONE SQIN

Malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksyste

90% aller Restaurationen werden in einer Farbschlüsselfarbe bestellt ...

Seit einiger Zeit ist es möglich, Seitenzahnrestaurationen aus einem einzigen keramischen Material herzustellen, z. B. aus Lithium-Disilikat oder Zirkonoxid. Diese Werkstoffe können ohne arbeitsaufwendige Schichttechniken ausreichend ästhetisch sein. Diese Art der monolithischen Restaurationen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Mit GC Initial IQ ONE SQIN – dem malbaren Farb- und MicroLayering-Keramiksystem – lassen sich auf einfache Weise ästhetisch ansprechende Restaurationen für den Frontzahnbereich herstellen. Das System basiert auf der GC Initial „IQ-Philosophie“ und besteht aus verschiedenen perfekt aufeinander abgestimmten Keramikmaterialien. Wer sie gezielt kombiniert, kann monolithische und vestibulär reduzierte Verblendgerüste effizient sowie ästhetisch überzeugend vollenden.

Wie funktioniert es? Sie haben die Wahl.

Micro-Layering-Technik (vestibulär minimal reduzierte Verblendgerüste)

What you see is what you get!

Maltechnik (monolithische Restaurationen)

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben

Initial IQ ONE BODY Lustre Pastes NF Gum Farben

Zwei Systeme – ein Ansatz: Malen Sie Ihre rote und weiße Ästhetik

Ausgangssituation




Endergebnis



ONE SQIN-Technik – für alle Restaurationen aus Zirkonoxid und Lithium-Disilikat

- Erarbeiten der Form sowie feinsten Texturdetails im nassen Zustand – keine Veränderung durch den Brennvorgang.
- Selbstglasierende Eigenschaften – für ein schönes, glänzendes Finish nach nur einem Brand.
- Optimal eingestellte Fluoreszenz – für einen natürlichen Look in jedem Licht.
- Maximale Ästhetik in einer minimalen Schicht.



© ZTM Michael Brösch
© ZTM Stefan M. Roosen

INITIAL IQ LUSTRE PASTES ONE SET (833,90 EUR) INITIAL IQ ONE BODY LP NF GUM SHADES SET GRATIS

Kaufe 1 x Initial IQ Lustre Paste ONE V-Shade Set und erhalte zusätzlich 1x Initial IQ ONE Body Concept LP NR GUM Set im Wert von 461,30 EUR gratis!

Art.-Nr. 10007017

Initial IQ Lustre Pastes ONE – V-Shades Set

2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g; 4 x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g; 10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g; 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP ONE Mixing dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00; 1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Colour Chart; 833,90 EUR

Art.-Nr. 10003186

Initial IQ One Body LP NF Gum Shades Set

5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4 g); 4 x Stain Modifier (LP-M1,M2,M3,M4) (3 g); 1 x IQ LP NF Diluting Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF mixing dish; 1 x IQ LP NF Brush A; 1 x IQ LP NF Brush B; 1 x IQ LP NF Plastic Cover; 1 x IQ LP NF Colour Chart; 1 x IQ LP NF; Technical Manual; 461,30 EUR

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Verpassen Sie nicht unsere INITIAL IQ ONE SQIN Workshops!

Weitere Details entnehmen Sie bitte auf Seite 17.



RISK-FREE EINFÜHRUNGSAKTION

1085,70 EUR ~~1447,60 EUR~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006991

Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

10 x SPS Stain (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18/19/20), 3g
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g;
4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A/B/C/D), 4 g;
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3/6/8/9/10/OP), 4 g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ LP ONE Mixing Dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00
1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Plastic Cover
1 x IQ ONE SQIN Technical Manual;
1 x IQ LP ONE Colour Chart; 1 x SPS Colour Chart

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

INKLUSIVE HALBTAGESKURS im Wert von 249,- EUR

Kursinformation Seite 17 oder fragen Sie Ihren persönlichen GC Fachberater.

INITIAL IQ SQIN SHADES SET

592,20 EUR
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006990

Initial IQ SQIN SHADES SET

5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ SQIN; Technical Manual




PREISVORTEIL 3 + 1

Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit für Lustre Pastes ONE V-Farben sowie Lustre Paste NF GUM Farben, nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Farbmix innerhalb gleicher Verpackungseinheit möglich.

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben (4 g), 68,40 EUR



Lustre Pastes NF Gum Farben (4 g), 56,70 EUR



INITIAL IQ ONE SQIN
INITIAL IQ LUSTRE
PASTES ONE

NEU



GC AUSTRIA NEWS & HIGHLIGHTS

JULI BIS DEZEMBER 2024

LABOR

