

GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JULI BIS DEZEMBER 2024

LABOR



Initial™ IQ ONE SQIN

Malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksysteem

90% aller Restaurationen werden in einer Farbschlüsselfarbe bestellt ...

Seit einiger Zeit ist es möglich, Seitenzahnrestaurationen aus einem einzigen keramischen Material herzustellen, z. B. aus Lithium-Disilikat oder Zirkonoxid. Diese Werkstoffe können ohne arbeitsaufwendige Schichttechniken ausreichend ästhetisch sein. Diese Art der monolithischen Restaurationen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Mit GC Initial IQ ONE SQIN – dem malbaren Farb- und MicroLayering-Keramiksystem – lassen sich auf einfache Weise ästhetisch ansprechende Restaurationen für den Frontzahnbereich herstellen. Das System basiert auf der GC Initial „IQ-Philosophie“ und besteht aus verschiedenen perfekt aufeinander abgestimmten Keramikmaterialien. Wer sie gezielt kombiniert, kann monolithische und vestibulär reduzierte Verblendgerüste effizient sowie ästhetisch überzeugend vollenden.

Wie funktioniert es? Sie haben die Wahl.

Micro-Layering-Technik (vestibulär minimal reduzierte Verblendgerüste)

What you see is what you get!

Maltechnik (monolithische Restaurationen)

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben

Initial IQ ONE BODY Lustre Pastes NF Gum Farben

Zwei Systeme – ein Ansatz:
Malen Sie Ihre rote und weiße Ästhetik

Ausgangssituation



Endergebnis




initial™
IQ ONE SQIN



ONE SQIN-Technik – für alle Restaurationen aus Zirkonoxid und Lithium-Disilikat

- Erarbeiten der Form sowie feinsten Texturdetails im nassen Zustand – keine Veränderung durch den Brennvorgang.
- Selbstglasierende Eigenschaften – für ein schönes, glänzendes Finish nach nur einem Brand.
- Optimal eingestellte Fluoreszenz – für einen natürlichen Look in jedem Licht.
- Maximale Ästhetik in einer minimalen Schicht.



© ZTM Michael Brünsch
© ZTM Stefan M. Roosen

INITIAL IQ LUSTRE PASTES ONE SET (833,90 CHF)

INITIAL IQ ONE BODY LP NF GUM SHADES SET GRATIS

Kaufe 1 x Initial IQ Lustre Paste ONE V-Shade Set und erhalte zusätzlich 1x Initial IQ ONE Body Concept LP NR GUM Set im Wert von 461,30 CHF gratis!

Art.-Nr. 10007017

Initial IQ Lustre Pastes ONE – V-Shades Set

2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g; 4 x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g; 10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g; 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP ONE Mixing dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00; 1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Colour Chart; 833,90 CHF

Art.-Nr. 10003186

Initial IQ One Body LP NF Gum Shades Set

5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4 g); 4 x Stain Modifier (LP-M1,M2,M3,M4) (3 g); 1 x IQ LP NF Diluting Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF mixing dish; 1 x IQ LP NF Brush A; 1 x IQ LP NF Brush B; 1 x IQ LP NF Plastic Cover; 1 x IQ LP NF Colour Chart; 1 x IQ LP NF; Technical Manual; 461,30 CHF

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



RISK-FREE EINFÜHRUNGSAKTION

1085,70 CHF ~~1447,60 CHF~~

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006991

Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

10 x SPS Stain (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18/19/20), 3g
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N/L-NFL), 4 g;
4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A/B/C/D), 4 g;
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3/6/8/9/10/OP), 4 g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ LP ONE Mixing Dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00
1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Plastic Cover
1 x IQ ONE SQIN Technical Manual;
1 x IQ LP ONE Colour Chart; 1 x SPS Colour Chart

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREIS VORTEIL


3 + 1

Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit für Lustre Pastes ONE V-Farben sowie Lustre Paste NF GUM Farben, nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Farbmix innerhalb gleicher Verpackungseinheit möglich.

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben (4 g), 68,40 CHF



Lustre Pastes NF Gum Farben (4 g), 56,70 CHF



INITIAL IQ ONE SQIN
INITIAL IQ LUSTRE
PASTES ONE

NEU



INITIAL IQ SQIN SHADES SET

592,20 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006990

Initial IQ SQIN SHADES SET

5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ SQIN; Technical Manual



Initial LiSi

Verblendkeramik für Lithium-Disilikat
Ein Farbsystem – ein Schichtungssystem



Hier geht's zu den Videos

AKTION
JETZT AB 830,50 CHF
Preis pro Packung

Initial LiSi Basic + Advanced Set
Art.-Nr. 10003184 **Initial LiSi Basic Set** 750,90 CHF
Art.-Nr. 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** 910,10 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Hervorragende natürliche Ästhetik
- Niedrige Brenntemperatur und exakt aufeinander abgestimmter WAK-Wert mit sehr hoher Brennstabilität
- Umfassendes Farb- und Schichtungssystem – Initial-Konzept
- Einfache Handhabung und effiziente Verarbeitung
- Schnelle, ästhetische und wirtschaftliche Ergebnisse

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Umsteigerpaket an!



Initial Zr-FS Multiindikatives Vollkeramik-System

AKTION — **JETZT AB 1946,40 CHF**

Initial Zr-FS Basic + Advanced Set
Art.-Nr. 10003119 **Basic Set**; 1946,40 CHF
Art.-Nr. 10003120 **Advanced Set**; 1946,40 CHF
Art.-Nr. 10003168 **Bleach Set**; 359,70 CHF
Art.-Nr. 10003172 **Gum Shades Set**; 325,40 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Initial MC Metall-Keramik

AKTION — **JETZT AB 2090,65 CHF**

Initial MC Basic + Basic Plus + Advanced Set
Art.-Nr. 10003150 **Basic Set mit Pulver-Opaquer**; 1709,10 CHF
Art.-Nr. 10003111 **Basic Set mit Pasten-Opaquer**; 1546,10 CHF
Art.-Nr. 10003151 **Basic Plus Set mit Pulver-Opaquer**; 1700,30 CHF
Art.-Nr. 10003112 **Basic Plus Set mit Pasten-Opaquer**; 1590,30 CHF
Art.-Nr. 10003113 **Advanced Set**; 1044,90 CHF

Art.-Nr. 10003170 **Gum Shade Set (Pulver-Opaquer)**; 286,60 CHF
Art.-Nr. 10003171 **Gum Shade Set (Pasten-Opaquer)**; 255,30 CHF
Art.-Nr. 10003165 **Bleach Set**; 351,80 CHF
Art.-Nr. 10003181 **Initial MC Classic Line Paste Opaque Set**; 589,50 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL
5 + 1 Initial Zr-FS
Initial MC

Erhalte 6 Nachfüllpackungen von Initial Zr-FS oder Initial MC zum Preis von 5!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater und innerhalb der gleichen Verpackungseinheit.

Initial LiSi Press

Die innovative Press-Keramik kombiniert beeindruckende Stärke mit hervorragender Ästhetik



Das werden Sie an Initial LiSi Press lieben:

- Sehr hohe Biegefestigkeit
- Hervorragende Ästhetik
- Deutliche Zeitersparnis
- Nahezu keine Reaktionsschicht beim Ausbetten
- Schont die Antagonisten und ist abrasionsstabil



Hier geht's zu den Videos

Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die einzigartige revolutionäre Initial LiSi Press Keramik beraten und holen Sie sich Ihre speziellen Angebote ab.


PREISVORTEIL
4 + 1 AB 96,50 CHF
Preis pro Packung

Erhalte 5 Initial LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g) zum Preis von 4!


Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater




High Translucency (HT)




Medium Translucency (MT)



Low Translucency (LT)



Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Medium Opacity (MO)

Diese Tabelle ist nur als Orientierungshilfe gedacht.

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Kalibrierset an!

Initial Zirconia Disk

CAD/CAM-
Zirkonoxid-Ronde

Starke Lösungen für schöne Zähne

Mit Initial Zirconia Disk haben Sie die perfekte Lösung für besonders anspruchsvolle Restaurationen und sie passt perfekt zur Initial-Keramik.

PREISVORTEIL

4 + 1 AB 198,20 CHF
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen zum Preis von 4!

Mix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Initial Zirconia Disk: Das perfekte Gerüst für anspruchsvolle Fälle

- Hohe Kaubelastung
- Subgingivale Ränder
- Auswahl bei Transluzenz und Schichtstärke
- Abgestimmt auf das Initial-Keramik-System
- Mit einem Durchmesser von 98,5 mm und Dicken von 12, 14, 18 und 25 mm passen die Scheiben in die meisten CAD/CAM-Fräsmaschinen

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Preis
10006708	98,5x12 mm		198,20 CHF
10006709	98,5x14 mm	ST	211,10 CHF
10006710	98,5x18 mm		245,40 CHF
10006711	98,5x25 mm		305,60 CHF
10006712	98,5x12 mm	HT	198,20 CHF
10006713	98,5x14 mm		211,10 CHF
10006714	98,5x18 mm		245,40 CHF
10006715	98,5x25 mm		305,60 CHF
10006716	98,5x12 mm	UHT	198,20 CHF
10006717	98,5x14 mm		211,10 CHF
10006718	98,5x18 mm		245,40 CHF
10006719	98,5x25 mm		305,60 CHF

Standard Translucent (ST) und High Translucent Zirconia (HT)

- Front- und Seitenzahnkronen
- Mehrgliedrige Brücken
- Hybrid-Abutments
- Implantatgerüste

Ultrahoch-transluzentes Zirkonoxid (UHT)

- Inlays
- Onlays
- Veneers
- Front- und Seitenzahnkronen
- Dreigliedrige Brücken (einschließlich Molaren)



Initial Spectrum Stains

2D- und 3D-Lösungen für malbare Keramik



Hier geht es zum Technischen Handbuch:



Hier geht es zur Painting Solution Broschüre:

INITIAL SPECTRUM STAIN SET

947,90 CHF
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003190 Initial Spectrum Stain Set

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.



Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die **einzigartige revolutionäre Initial™ Spectrum Stains** beraten und **sichern Sie sich Ihre speziellen Angebote!**



Charakterisierung außen

Ein breites Anwendungsspektrum

- Malfarben zur Charakterisierung
- Individualisierung der Schichtkeramik
- Breiter WAK-Bereich
- Kompatibel mit allen Arten der Dentalkeramik
- 1 Set für alle Initial Systeme
- 20 Pulverfarben

GC Initial Zirconia Coloring Liquids können ab dem 01. September 2024 bestellt werden.

COMING SOON

Initial Zirconia Coloring Liquid

Coloring Liquid für ZrO2



Ein wasserbasiertes System für die vollständige oder teilweise Einfärbung vorgesinterter Zirkonoxid-Restaurationen

Passen Sie die vorgesinteren Zirkonoxid-Versorgungen an, in dem Sie das Initial Zirconia Coloring Liquid auftragen. Dies ermöglicht eine zeitsparende, einfache und ästhetische Individualisierung mit Keramik wie z.B. dem Initial IQ ONE SQIN Konzept. Speziell für die GC Initial Zirconia HT-Ronden entwickelt, nutzt das Initial Zirconia Coloring Liquid seine natürlichen Farbtöne optimal aus. Nach dem Fräsen wird das Liquid einfach auf die monolithische oder anatomisch reduzierte Restauration mit der Pinsel- oder Tauchtechnik aufgetragen.

Die erforderliche Charakterisierungszeit verkürzen

Mit einem Gerüst in der passenden Farbe, wird wertvolle Zeit bei der Individualisierung durch Bemalen oder Micro-Layering eingespart.

Zeitsparend, kalkulierbar und maßgeschneidert

Das Initial Zirconia Coloring Liquid bietet einen individuellen Ansatz von der Basis bis einschließlich zahnfleischfarbenen Bereichen. Mit nur 11 Farben vereinfacht das Initial Zirconia Coloring Liquid die Lagerhaltung und garantiert gleichzeitig die Nachbildung von natürlich schönen Effekten und naturgetreuen Farben vor dem Sintern.

Bemalen oder Tauchen

Sie können das Initial Zirconia Coloring Liquid entweder gemäß einem standardisierten oder einem individuellen Verfahren verwenden. Bei dem standardisierten Verfahren wird die Krone für einige Sekunden in das Liquid getaucht. Zu beachten ist, dass zuerst nur der inzisale Bereich in einen bläulich/grauen Farbton getaucht wird. Anschließend wird die gesamte Restauration mit einer Body Farbe eingefärbt.

Art.-Nr. 10041648

GC Initial Zr Coloring Liquid Set; 599,00 CHF
700 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml: 1 x Body A, 1 x Body B, 1 x Body C, 1 x Body D, 1 x Cervical A, 1 x Cervical B, 1 x Cervical C, 1 x Cervical D, 1 x Effect Blue, 1 x Effect Grey, 1 x Effect Pink, 1 x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25 ml: 1 x Red, 1 x Blue, 1 x Yellow, 1 x Green, Technisches Handbuch

Art.-Nr. 10041649

GC Initial Zr Coloring Liquid, Intro Kit; 190,00 CHF
250 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml: 1 x Body A, 1 x Cervical A, 1 x Effect Grey, 1 x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25ml: 1 x Red, 1 x Blue, Kurze Gebrauchsanweisung

Nachfüllpackungen à 50 ml; 53,50 CHF

Initial Zr Coloring Liquid: Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D; Effect Blue, Effect Grey, Effect Pink, Neutral

Nachfüllpackungen à 25 ml, 25,00 CHF

Initial Zr Marking Liquid: Red, Blue, Yellow, Green



OPTIGLAZE® color

Lichthärtende Oberflächenversiegelung zur Individualisierung indirekter Composite-Restaurationen



PREISVORTEIL

20% 618,40 CHF
~~773,00 CHF~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001150 OPTIGLAZE color Set;

618,40 CHF anstatt 773,00 CHF
Inhalt: 1 x OPTIGLAZE color A plus, 1 x B plus, 1 x C plus, 1 x white, 1 x ivory white, 1 x yellow, 1 x orange, 1 x pink orange, 1 x red brown, 1 x olive, 1 x grey, 1 x blue, 1 x lavender, 1 x pink, 1 x red (pro Farbe 2,6 ml); 1 x OPTIGLAZE color clear, 1 x clear HV, (pro Farbe 5 ml); 5x disposable pallet, 1 x protective cover, 1 x brush round 5 Stk. (N°1B), 1 x brush flat 5 Stk. (N°1B), 2 x brush holder (1 each ivory, white), 1 x OPTIGLAZE color IFU, 1 x OPTIGLAZE color Technique Card



Zur Charakterisierung aller Composites und PMMA-Kunststoffe

- Direkte & indirekte Composite-Restaurationen
- Prothesen und Konfektionszähne
- Provisorien
- Gefräste Restaurationen mit Composite-Blöcken
- Gefräste PMMA-Ronden und -Blöcke

PREISVORTEIL

4 + 1 AB 63,80 CHF
Preis pro Packung

OPTIGLAZE® color Nachfüllpackung

Art.-Nr. 10001151 **OPTIGLAZE color, A plus**
Art.-Nr. 10001152 **OPTIGLAZE color, B plus**
Art.-Nr. 10001153 **OPTIGLAZE color, C plus**
Art.-Nr. 10001154 **OPTIGLAZE color, White**
Art.-Nr. 10001155 **OPTIGLAZE color, Ivory White**
Art.-Nr. 10001156 **OPTIGLAZE color, Yellow**
Art.-Nr. 10001157 **OPTIGLAZE color, Orange**
Art.-Nr. 10001158 **OPTIGLAZE color, Pink Orange**
Art.-Nr. 10001159 **OPTIGLAZE color, Red Brown**
Art.-Nr. 10001160 **OPTIGLAZE color, Olive**
Art.-Nr. 10001161 **OPTIGLAZE color, Grey**
Art.-Nr. 10001162 **OPTIGLAZE color, Blue**
Art.-Nr. 10001163 **OPTIGLAZE color, Lavender**
Art.-Nr. 10001164 **OPTIGLAZE color, Pink**
Art.-Nr. 10001165 **OPTIGLAZE color, Red**
Preis pro Einzelpackung 63,80 CHF à 2,6 ml

Art.-Nr. 10001166 **OPTIGLAZE color, Clear**
Art.-Nr. 10001167 **OPTIGLAZE color, Clear HV**
Preis pro Einzelpackung 63,80 CHF à 5 ml

Optimale Verklebung
von Hybrid-Abutments!

Ein malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksistem für Lithium-Disilikat



Unsere Lithium-Disilikat-Lösungen – für Presskeramik oder CAD/CAM-Technik – überzeugen mit optimalen physikalischen und ästhetischen Eigenschaften



GC Initial LiSi Press
Pressrohling aus Glaskeramik



GC Initial LiSi Block
Lithium-Disilikat CAD/CAM-Block für Chairside-Lösungen

Wie funktioniert es? Sie haben die Wahl ... What you paint is what you get!



Vestibulär reduziertes (0,3 mm) Gerüst (Zr oder LDS)



Lustre Pastes ONE
Auftragen + Brennen
Farbe + Fluoreszenz



SQIN
Auftragen + Brennen
Form, Textur + Glanz



FERTIG!



Monolithisches Gerüst (Zr oder LDS)



Lustre Pastes ONE
Auftragen + Brennen
Farbe + Fluoreszenz



FERTIG!

G-CEM ONE
Der EINE klinische Partner für all Ihre Befestigungsindikationen. ...das optimale Befestigungsmaterial für GC Initial LiSi Block – Lithium-Disilikat CAD/CAM-Block und GC Initial LiSi Press!



G-CEM ONE™

Extraorale Verklebungen von Hybrid-Abutments

G-CEM ONE ist ein dualhärtendes, selbstadhäsives Befestigungs-Composite zum Verkleben aller Keramiken, Metall und Composite-Restaurationen. Die Eigenschaften und Vorteile gewährleisten zudem auch den optimalen Einsatz beim Verkleben von laborgefertigten Abutments im Labor. Durch die optimierte Dunkelhärtung gewährleistet G-CEM ONE hervorragende Ergebnisse sowie eine sichere Aushärtung - auch in Fällen in denen die Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigt ist. Durch die Verwendung von MDP in G-CEM ONE wird eine hohe und dauerhafte Haftfestigkeit sowohl zu Titan als auch zu Zirkonoxid erzielt, ohne die Vorbehandlung durch zusätzliche Primer. Bei Glaskeramiken wird die Vorbehandlung durch Silan empfohlen. Mit der dünnsten am Markt verfügbaren Filmstärke von nur 5µm gewährleistet es die optimal Passung Ihrer Prothetik.* G-CEM ONE ist in einer Automix-Spritze erhältlich und gewährleistet mit wenigen Komponenten und Arbeitsschritten reproduzierbare Befestigungsergebnisse.

Für die Befestigung wird G-CEM ONE, Farbe AO3 (opak) empfohlen. Die Spritzenöffnungen vor dem Aufsetzen der Automix-Tips überprüfen. Eine geringe Materialmenge herausdrücken und verwerfen bevor Material auf die Klebeflächen aufgetragen wird. Abhängig von Ihren ästhetischen Anforderungen, ist G-CEM ONE auch in der Farbe White Opaque (weiß opak) erhältlich.

*Alle Daten auf Anfrage erhältlich



PREISVORTEIL
4 + 1 68,40 CHF
Preis pro Packung

Erhalte 5 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 4!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Opake Farben — AO3 — Weiß Opak

Art.-Nr. 10006923

G-CEM ONE

Single Refill AO3

Art.-Nr. 10006924

G-CEM ONE

Single Refill Weiß Opak

Inhalt pro Single Refill:
1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
8 x GC Automix Tips Regular,
2 x GC Automix Endo Tips;
Preis pro Packung 68,40 CHF

Weitere Details siehe Seite 5 im Praxisteil.

Zubehör:

Art.-Nr. 10003289

Automix Tip for Endo

10 Stk. mit Verlängerungstip;

13,50 CHF

Art.-Nr. 10003335

Automix Tip Regular

10 Stk.; 12,50 CHF

Fordern Sie die Verarbeitungsanleitung für extraorale Verklebung von Hybrid-Abutments mit G-CEM ONE an.



Aadva-Abutment mit Titanbasis mit Schraube



Modell mit Implantatanalog + Abutment auf Ti-Basis + Gingivamaske (okklusale Ansicht)



Implantat Analog mit Gingiva-Maske (laterale Ansicht)



Implantat Analog + Ti-Basis-Abutment + Vollkeramik-Krone (Zirkonoxid-Basis)

Fordern Sie ein Demo-Set

zum Testen an!

Labolight DUO

Mit der Entwicklung der Labolight DUO bietet GC jetzt ein multifunktionelles Lichthärtegerät für den Techniker, das zwei Härtingsmodi kombiniert.

Vorhärtung – Step Modus | Endhärtung – Vollmodus

Mit der neuesten LED-Technologie

Das Labolight DUO ist mit einer zweiwelligen LED-Technologie ausgestattet, die jedes GC Composite sicher und dauerhaft härtet.

Es verfügt über einen Wellenlängenbereich von 380 nm – 510 nm mit maximalen Spektralbereichen von:

- 465 nm - 485 nm (12 blaue LEDs)
- 390 nm - 400 nm (3 lilafarbene LEDs)

Diese Technologie gewährleistet einerseits eine optimale Härtung von allen lichtgehärteten Dentalwerkstoffen und verkürzt andererseits die Lichthärtungszyklen durch die höhere Leistung.



Automatisches Drehsystem

Die Reflektionsplatte streut das Licht effektiv und belichtet Ihre Werkstoffe von allen Seiten. Auf der Halterung der Härtungslampe werden die Objekte während sämtlicher Lichthärtungszyklen sicher positioniert.



Kompaktes, ergonomisches Design

Die Labolight DUO von GC kann nicht nur den Großteil Ihrer Arbeiten fertigstellen. Es sieht dabei auch noch gut aus. Das preisgekrönte, schlanke, moderne Design mit den glatten Oberflächen lässt sich ganz einfach reinigen und in Ihrem Labor platzsparend aufstellen. Das Design ist zudem auch noch anwenderfreundlich: Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach und intuitiv. Die inneren Komponenten sind dank der breiten Öffnung leicht zugänglich.



Zwischenhärtungs-Modus



Endhärtungs-Modus

SONDERPREIS DUO-AKTION

Art.-Nr. 10001246 **Labolight DUO**
Normalpreis 3265,80 CHF

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

2990,- CHF

GRADIA® PLUS

Modulares Composite-System für indirekte Restaurationen

Ein neuer Standard für natürliche Mischungen und die Reproduktion von Farben



Technisches Handbuch GRADIA PLUS

- Innovation trifft Indikation
- Keramikpolymer-Technologie
- Rot & Weiß-Ästhetik
- Indikationsspezifische Konsistenz
- Effizient, modular und ökonomisch
- Lichthärtung: LED-Technologie

35% PREISVORTEIL

A 1565,79 CHF ~~2408,90 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set A

Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 1094,90 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 691,60 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 CHF

35% PREISVORTEIL

B 2210,- CHF ~~3400,00 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set B

Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 1094,90 CHF
Art.-Nr. 10003652 **Layer Pro Set** 991,10 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 691,60 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 CHF

35% PREISVORTEIL

C 1251,19 CHF ~~1924,90 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set C

Art.-Nr. 10003562 **One Body Set** 610,90 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 691,60 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 CHF

35% PREISVORTEIL

D 868,99 CHF ~~1336,90 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set D

Art.-Nr. 10003561 **GUM Set** 714,50 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 CHF

Die Farben sind auch als Einzelnachfüllpackungen erhältlich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Farbtabelle GRADIA PLUS

Jetzt mit neuer Kuvette für die Injectionstechnik.



Kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater für weitere Informationen!

Bitte beachten Sie die rechtzeitige Bevorratung von Einbettmassen-Liquids aufgrund der Frostgefahr während der Wintermonate!

EINBETTMASSEN-LIQUID-AKTION

GC FUJIVEST® PLATINUM II

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Platinum II ist eine Einbettmasse, die speziell für Edel- und Halbedelmetalllegierungen geschaffen wurde. Mit ihrer langen, komfortablen Verarbeitungszeit und der verbesserten Fließfähigkeit wird das Einbetten bei schwierigen Fällen einfacher als je zuvor. Der erweiterte Ausdehnungsbereich macht diesen Premium-Werkstoff sogar noch vielseitiger. Die extrem glatte Oberfläche von Fujivest Platinum II sorgt jederzeit für hochpräzise Gussstücke. Diese Spitzen-Einbettmasse kann sowohl in Verfahren mit schneller als auch mit schrittweiser Erhitzung eingesetzt werden.

Indikationen

Präzisionseinbettmasse für schnelle und konventionelle, schrittweise Erhitzungsverfahren. Für Edelmetall-, Halbedelmetall und auf Palladium basierende Legierungen.

- Längere Verarbeitungszeit, bessere Fließfähigkeit
- Sorgt für eine perfekte Passung bei schwierigen Fällen, wie Implantat-Suprastrukturen und weit spannende Brücken
- Äußerst glatte Werkstückoberflächen
- Einfach zu steuern und großer Ausdehnungsbereich
- Einfache Entnahme, mit geringerem Risiko, die Gussstücke zu beschädigen

LIQUID GRATIS

AB 181,50 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003338 **Fujivest Platinum II, Powder**
100 x 60 g Bags | 6 kg; 216,70 CHF

Art.-Nr. 10003339 **Fujivest Platinum II, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 212,60 CHF

Art.-Nr. 10003340 **Fujivest Platinum II, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 181,50 CHF

Liquid

Art.-Nr. 10003343 **Fujivest Platinum II, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml;
36,60 CHF

GC FUJIVEST® SUPER

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Super, eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für den Guss von Edelmetall-, Halbedelmetall- und palladiumbasierten Legierungen, auch für anspruchsvolle Implantatgüsse.

Indikationen

Hohe Genauigkeit für Edel- und Halbedelmetalllegierungen, sogar für weit spannende Restaurationen. Bitte fragen Sie nach unseren besonderen Verarbeitungsanweisungen für den Einsatz bei implantologischen Arbeiten.

- Schnellaufheiz-Methode
- Gesamtexpansion bis zu 2,34% – spezielle Flüssigkeit für eine hohe Expansion erhältlich
- Cremige Konsistenz mit hoher Fließfähigkeit und hoher Benetzbarkeit für eine exzellente Detailreproduktion
- Kontrolliertes Abbinden und Wärmeausdehnung für hochpräzise Passformen
- Einfache Entnahme
- Genaue Definition für exakte Oberflächenreproduktion und präzisen Guss

LIQUID GRATIS

AB 187,10 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001776 **Fujivest Super, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 187,10 CHF

Art.-Nr. 10001778 **Fujivest Super, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 203,90 CHF

Liquid

Art.-Nr. 10001777 **Fujivest Super, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml;
37,90 CHF

Art.-Nr. 10001780 **Fujivest Super High Expansion**
900 ml Bottle | 900 ml;
37,90 CHF

GC FUJIVEST® PREMIUM

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Premium ist eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken, geeignet für alle Dentallegierungstypen mit besonderem Schwerpunkt auf NEM-Legierungen. Egal, ob die Erhitzung schnell oder konventionell erfolgt, mit oder ohne Kuvette: Die zuverlässige Expansionskontrolle von Fujivest Premium sorgt für konsistent präzise Gussstücke.

Indikationen

Geeignet für alle Dentallegierungen mit speziellem Schwerpunkt auf NEM-Legierungen. Für die Verwendung in schnellen und schrittweisen Erhitzungsverfahren.

- Bietet einen weiten Ausdehnungsbereich von bis zu 3,5% – Implantat-Suprastrukturen mit NEM-Legierungen sind jetzt sicher und einfach
- Ermöglicht Verfahren ohne Muffeln bei schnellen und schrittweisen Aufheizprozeduren
- Hochpräzise Passformen aufgrund einfacher Expansionssteuerung mit der Anmischflüssigkeit.
- Hohe Fließfähigkeit und glatte Konsistenz
- Robuste Einbettmasse, aber einfache Entnahme

LIQUID GRATIS

AB 150,80 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003213 **Fujivest Premium, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 150,80 CHF

Art.-Nr. 10003214 **Fujivest Premium, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 172,10 CHF

Liquid

Art.-Nr. 10003215 **Fujivest Premium, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml;
36,60 CHF

GC FUJIVEST® II

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



Eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für den Präzisionsguss von Kronen und Brücken mit allen Dentallegierungen, inklusive Ni-Cr und Co-Cr.

Indikationen

Perfekter Guss mit NEM-Legierungen, ermöglicht schnelle und langsame Aufheizverfahren.

- Karbonfrei
- Muffellose Verfahren sind sowohl bei schnellen als auch bei langsamen Aufheizverfahren möglich.
- Hohe Fließfähigkeit und hohe Benetzbarkeit
- Glatte Oberfläche
- Kontrolliertes Abbinden und Wärmeausdehnung
- Spezielle Flüssigkeit mit geringer Ausdehnung

LIQUID GRATIS

AB 198,50 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001770 **Fujivest II, Powder**
100 x 60 g | Bags; 216,60 CHF

Art.-Nr. 10001771 **Fujivest II, Powder**
40 x 150 g | Bags; 198,50 CHF

Art.-Nr. 10003332 **Fujivest II, Powder**
4 x 2 kg; 225,60 CHF

Art.-Nr. 10001773 **Fujivest II, Powder**
67 x 90 g | Bags; 211,90 CHF

Liquid

Art.-Nr. 10001772 **Fujivest II, Liquid**
900 ml Bottle; 37,70 CHF

Art.-Nr. 10001792 **Fujivest II, Low Expansion**
900 ml Bottle; 37,70 CHF

- Hohe Fließfähigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Konstante Abbindezeit
- Bessere interne Anpassung
- Mehr zeitliche Flexibilität vor dem Brennvorgang
- Zeitersparnis – hervorragend für die Arbeitsabläufe im Labor
- Größere Ausnutzung der Kapazität beim Anstiften auf den Sockelformer
- Problemloses Entfernen der Reaktionsschicht – keine Fluss säure



GC LISI PRESSVEST

Phosphatgebundene Einbettmasse für Presskeramikverfahren (Typ I) Klasse 2

Einbetten und Pressen: Durch die Verwendung eines Trennmittels im Einbettmassenpulver und des GC LiSi PressVest SR Liquids wird eine „Trennschicht“ erzeugt, so dass eine leicht mit Glanzstrahlperlen abstrahlende Reaktionsschicht gebildet wird.

Indikationen

Speziell für viele Presskeramikverfahren entwickelt:

- Vollkeramische Pressverfahren: Inlays, Verblendungen und Kronen
- Überpress-Verfahren

LIQUID GRATIS

219,70 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003661 **GC LiSi PressVest Powder**
100 g x 60, EU/US | 6 kg; 219,70 CHF

Liquid

Art.-Nr. 10003662 **GC LiSi PressVest Liquid**
900ml, EU/US | 900 ml;
44,40 CHF

Art.-Nr. 10003663 **GC LiSi PressVest SR Liquid**
100 ml, EU/US | 100 ml;
67,10 CHF

Aadva™ Lab Scanner 3

Sie sind auf der Suche nach einem einzigartigen und mitreißenden Scan-Erlebnis?



**JETZT
NEU**


Einzigartiger gestengesteuerter Laborscanner

Der Aadva Lab Scanner 3 von GC ist ein Scanner der nächsten Generation mit zahlreichen ausgeklügelten und praktischen Funktionen. Dieser gestengesteuerte Laborscanner vereint ein einzigartiges Benutzererlebnis mit hoher Geschwindigkeit, Präzision, Flexibilität und Sicherheit, die Sie in einem modernen CAD/CAM-Workflow benötigen.

- Überzeugendes Benutzererlebnis durch patentierte Projektionstechnologie
- Schnelligkeit und Präzision vereint durch ein abgewinkeltes Doppelkamera-Set-up und Hochgeschwindigkeitsmotoren
- Einfache Positionierung durch vollautomatische Objekterkennung
- Augensicheres LED-Blaulicht
- Hybrid-Scan für das Arbeiten ohne Sägeschnitt-Modellvorbereitung.
- Smart Occlusion für das Arbeiten ohne vestibulär Scan.

AADVA ALS 3

14.999,- CHF



**Sie möchten unseren
ALS 3 testen?**

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Teststellung unter info.switzerland@gc.dental oder telefonisch unter 041 5200178.

PATTERN RESIN LS

Schrumpfungsoptimierter Modellierkunststoff

Der bewährte Modellierkunststoff zum Modellieren von Teleskop- und Konuskronen, Geschiebearbeiten, Klammern, Klebebrücken, Palatinalbügel, Verbindungsteilen usw. – auch als Kunststoffstumpfmateriale für die Galvanotechnik verwendbar!



PREISVORTEIL

10% **95,76 CHF**
~~106,40 CHF~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001702 **PATTERN RESIN LS 1-1 Packung**

Inhalt: 100g Pulver, 105ml Liquid, 2 Mixing cups, 1 Pinsel Nr.4, 1 Pipette

- Minimale Schrumpfung: Präzise Modelle und Gussresultate
- Hohe Festigkeit und Stabilität: Sehr dünne Schichtstärken realisierbar
- Brennt rückstandsfrei aus: Glatte, saubere Gussoberfläche
- Leichtes Ausarbeiten: Kann direkt im Mund angewendet werden

Sie haben Interesse an weiteren Workshops? Hier finden Sie alle Informationen!



Wir bieten Ihnen individuelle Fortbildungstermine in Ihrem Labor an. Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und die Ihres Laborteams. Sprechen Sie uns einfach an und wir planen mit Ihnen Ihren Inhouse-Kurs!



Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!



Die aktuellen Kurstermine für unsere Workshops finden Sie unter <https://europe.gc.dental/de-CH/education/courses>

*initial*TM



Entdecke die GC Apps!
3D-Konfiguratoren von GC
zum Gratis-Download



GC Initial
Leitfaden App

**Workflows für
ästhetische Kronen**
Starke Lösungen
für schöne Zähne



**Materialauswahl:
Wissen, was zu wählen ist
und warum**

Ästhetik und Festigkeit in
Balance mit Initial Zirkonia
Disk oder Initial LiSi Block



1.

**Smarte Präparation:
Kriterien, die Sie
beachten sollten**

Entfernen Sie so wenig
Hartsubstanz wie möglich –
unter Einhaltung der
erforderlichen Gerüststärke.



2.

**Der ästhetische Feinschliff:
Charakterisierung & Politur**


Initial Keramiken: Optionen
zur Charakterisierung
von monolithischen
Restaurationen bis zu
klassischem Cut-back
erforderlich ist.



3.

**Die reibungslose
Befestigung**

Schema für die optimale
Vorbehandlung



4.

GC Fachberater




EVELINE WANGLER
Produktspezialistin Praxis
Region Basel, Aargau,
Zentralschweiz
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental

MANUELA SCHULER
Produktspezialistin Praxis
Region Ostschweiz, Graubünden,
Zürich und Thurgau
M: 079 326 23 30
manuela.schuler@gc.dental



FELIX GLOOR
Zahntechniker;
Produktspezialist Praxis/Labor
Region Westschweiz, Wallis
M: 079 950 09 50
felix.gloor@gc.dental



CLAUS NÜSSELE
Regional Sales Manager DACH
Managing Director Germany
Country Manager Switzerland
M: 079 172 19 85
claus.nuessle@gc.dental



NICOLE NIEDERBERGER
Produktspezialistin Praxis
Region Bern, Solothurn, Tessin
M: 079 889 39 74
nicole.niederberger@gc.dental

Besondere Serviceleistungen von GC



Praxisgründungsberatung

Nutzen Sie die Gelegenheit unsere Spezialisten für Ihre Praxisgründung und individuelle Beratung anzufordern. Wir unterstützen Sie gerne!

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Praxisgründung mit optimaler, strukturierter und professioneller Produktselektierung – und dies zu ganz besonderen Konditionen.



Inhouse – Hands-on Workshops

Unsere Produktspezialisten sind jederzeit gerne bereit in Ihrer Praxis/Ihrem Labor Sie und Ihr Team mit verschiedensten Hands-on Workshops zu unterstützen!

Inhouse-Kurse und Workshops sowie Beratung zu individuellen Themen durch unsere GC Produktspezialisten.



Kundenservice

Unser außergewöhnlicher Kundenservice mit dem jeweiligen Produktspezialisten steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Zusätzlich zu unseren bevorzugten persönlichen Kundenbesuchen bieten wir auch die Möglichkeit der Online-Beratung zu Ihrem individuellen Termin.



Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/gcswitzerland



Besuchen Sie unsere Homepage
<https://www.gc.dental/europe/de-CH>



Besuchen Sie uns auf Instagram:
[gc_switzerland](https://www.instagram.com/gc_switzerland)



Besuchen Sie uns auf Youtube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



REFERENT
Prof. Dr. Ivo Krejci

WANN
Freitag, 11. Oktober 2024
9.00 Uhr – 17.00 Uhr

WO
GC International AG
Zürichstrasse 31
6004 Luzern

KURSBEBÜHR
490,- CHF pro Person

TEILNEHMERZAHL max. 15

KONTAKT/ANMELDUNG
GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater

Composite Workshop

Direkte adhäsive Composite-Restaurationen

Praktischer Workshop mit 3D-Demonstrationen

In diesem Workshop dürfen Sie keine Scheu vor praktischen Arbeiten haben. Nach einer kurzen theoretischen Einführung mit PowerPoint-Unterstützung geht es gleich in die Praxis sämtlicher Arten von direkten Composite-Füllungen. Angefangen mit der nichtinvasiven adhäsiven Restauration bis zum direkten Höckeraufbau aus Composite in ausgedehnten Kavitäten mit subgingival liegenden Rändern wird der Referent sämtliche Techniken von A bis Z am Modell mit Hilfe eines 3D-Mikroskops demonstrieren. Anschliessend werden die Teilnehmer jede Technik Schritt für Schritt am Modell praktisch umsetzen.

Für die Teilnahme ist eine Lupenbrille unabdingbare Voraussetzung. Melden Sie sich frühzeitig an – first come, first serve.

Die Rechnung wird nach Erhalt der Anmeldung verschickt und ist innert 14 Tagen fällig. Eine Annullierung ist bis eine Woche vor Kursbeginn kostenlos möglich. Danach kann die Kursgebühr nicht mehr rückerstattet werden. Die Einzahlungsbestätigung berechtigt zur Kursteilnahme. Ihre Anmeldung ist erst nach Zahlungseingang gültig.



bds dental ag



REFERENT
Dr. Domenico Di Rocco

WANN
Donnerstag,
12. September 2024
17.00 – ca. 20.00 Uhr
Einlass ab 16.30 Uhr,
im Anschluss Apero

WO
GC International AG
Zürichstrasse 31 | 6004 Luzern

KURSBEBÜHR
350,- CHF (inkl. Verpflegung)

ANMELDUNG
GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater

Workshop

Zementieren – gewusst wie!

Praktischer Workshop Die Wahl der richtigen Befestigung

Eine Grosszahl an Herstellern bieten heutzutage eine beträchtliche Anzahl an verschiedenen Befestigungs-Kompositen, -zementen und Adhäsivsystemen an. Die Wahl, Indikationsstellung und schlussendlich die intraorale Verwendung eines geeigneten Befestigungssystems fällt daher nicht immer leicht. Der Kurs soll kurz und prägnant eine Übersicht über die Dentalkeramiken und keramikähnlichen Materialien geben und die wichtigsten Grundsätze der konventionellen, selbstadhäsiven und adhäsiven Befestigung von keramischen oder konventionellen Rekonstruktionen vermitteln.

Es erwartet Sie eine systematische Vertiefung zur praxisorientierten Auswahl und Anwendung verschiedener Systeme, bezogen auf die Materialeigenschaften der Rekonstruktion und der individuellen intraoralen Begebenheiten. Exemplarisch werden einzelne Befestigungssysteme vertieft und anschliessend an den Theorieteil in einem Hands-On Kurs direkt am Modell angewendet und geübt.

Kurspreis inklusive Goody-Bag von GC inbegriffen.



LERNEN. TEILEN. PROFITIEREN.



GET CONNECTED SMILE PROGRAM


GC Get Connected – alles in einer App!

Nutzen Sie die Chance, sich jeder Zeit über GC und unsere Produkte zu informieren – laden Sie sich die GC Get Connected App auf Ihr Handy. Stöbern Sie online in unserer Bibliothek, sehen Sie Anwendervideos, erfahren Sie mehr zu Fortbildungen oder Events und erhalten Sie Informationen zu unseren Produkten.

Bei GC sind Smiles mehr wert – lernen, teilen, profitieren. Laden Sie sich jetzt das Get Connected Smile Program auf Ihr Handy.

Sammeln Sie Smiles, indem Sie Artikel teilen, an Umfragen teilnehmen und sich für Fortbildungsveranstaltungen anmelden.

Laden Sie die App und sammeln Sie Smiles!



Sie haben Interesse an weiteren Workshops? Hier finden Sie alle Informationen!



Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!



Die aktuellen Kurstermine für unsere Workshops finden Sie unter <https://europe.gc.dental/de-CH/education/courses>

**JETZT SYMPRESS
MISCHER GRATIS!**

EXA'lence®

Vinyl PolyEther Silikon Abformmaterial

Mit EXA'lence bringt GC die Abformtechnik auf ein neues Niveau und löst eine ganze Reihe bekannter Problemstellungen im täglichen Umgang von Abformmaterialien – Abformtechniken. EXA'lence fließt im feuchten Milieu detailgenau an die Präparation an und garantiert selbst bei feuchten subgingivalen Präparationen stets blasen- und verzugsfreie Funktions- bzw. Präzisionsabformungen. Das Ergebnis sind jederzeit reproduzierbare und absolut zeichnungsscharfe Modelle.



PREISVORTEIL

6 + 1 167,60 CHF
Preis pro Packung

Erhalte 7 Packungen EXA'lence zum Preis von 6!

EXA'lence Standard Kit, 370 ml Kartusche à 167,60 CHF;
10 Dynamic Mixing Tips, 1 Bayonet Locking Ring;
Art.-Nr. 10001518 Medium Body Regular Set
Art.-Nr. 10001519 Heavy Body Regular Set
Art.-Nr. 10001520 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Nachfüllpackung, 2 x 370 ml Kartusche à 233,10 CHF;
Art.-Nr. 10001507 Medium Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001506 Heavy Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001504 Heavy Body Fast Set

Art.-Nr. 10001512 **EXA'lence Putty 1-1 Packung**
(500 g/278 ml Base, 500 g/278 ml Katalysator, Zubehör);
151,00 CHF

Art.-Nr. 10001514 **EXA'lence Putty 5-5 Klinikpackung**
(5 x 500 g/278 ml Base, 5 x 500 g/278 ml Katalysator, Zubehör);
439,20 CHF

EXA'lence, Klinikpackung, 6 x 370 ml Kartusche à 687,40 CHF;
Art.-Nr. 10001516 Medium Body Regular Set
Art.-Nr. 10001515 Heavy Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001517 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Nachfüllpackung,
2 x 48 ml pro Refillpackung, Mischkanülen à 77,30 CHF;
EXA'lence ExtraLight Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow);
Art.-Nr. 10001524 Regular Set | Art.-Nr. 10001529 Fast Set
EXA'lence Light Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow)
Art.-Nr. 10001525 Regular Set | Art.-Nr. 10001530 Fast Set
EXA'lence Medium Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001531 Regular Set | Art.-Nr. 10001528 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001522 Regular Set | Art.-Nr. 10001526 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Rigid Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001527 Fast Set

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig,
nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



TEMPSMART® DC

Schnell und effizient zur provisorischen Restauration



Dualhärtendes Composite für provisorische Kronen und Brücken

Provisorische Restaurationen spielen in der restaurativen Zahnheilkunde eine wichtige Rolle. Mit TEMPSMART DC hat GC eine neue Technologie für ein smartes Provisorienmaterial eingeführt. TEMPSMART DC ist das erste frei von Weichmachern und dualhärtende Provisorienmaterial, das entwickelt wurde, um Ihnen die tägliche Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten.

PREISVORTEIL

4 + 1 AB 68,90 CHF
Preis pro Packung

TEMPSMART DC 48 ml Kartusche; 115,60 CHF
Erhalte 5 Packungen TEMPSMART DC 48 ml Kartusche
zum Preis von 4!

TEMPSMART DC 10 ml Kartusche; 68,90 CHF
Erhalte 5 Packungen TEMPSMART DC 10 ml Kartusche
zum Preis von 4!

Aktion gültig für alle Farben innerhalb gleicher
Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.

Zubehör: Art.-Nr. 10003754
Mischkanülen II Größe SSS
(60 Stk.) 67,90 CHF

Art.-Nr. 10003335
GC Automix Tip Regular
(10 Stk.) 12,50 CHF

SICHERE
HALTBARKEIT



- Hohe Bruchstabilität
- Ideal für Seitenzahnbrücken

INTELLIGENTES
KONZEPT



- Kurze Verarbeitungszeit
durch Lichthärtung



BEQUEME
VERARBEITUNG



- Nicht-klebrig
- Hochglanz in
wenigen Schritten

ÄSTHETISCHE
ERGEBNISSE



- Fluoreszenz und
langanhaltender Glanz



48 ml Kartusche, 16 Mischkanülen; 115,60 CHF

Art.-Nr.	10001463	10001464	10001465	10001466
Farbe	A1	A2	A3	A3,5
Art.-Nr.	10001467	10001468		
Farbe	B1	BW		

10 ml Kartusche, 10 Mischkanülen; 68,90 CHF

Art.-Nr.	10001469	10001470	10001471	10001472
Farbe	A1	A2	A3	B3

**ABFORMMATERIAL
AKTION**

**RENFERT SYMPRESS
MISCHER GRATIS!**

Kaufe GC Abformmaterial (EXA'lence) im Wert von 1890,- CHF
und erhalte einen Renfert Sympress Mischer (im Wert von 949,- CHF)
kostenlos!



Renfert Sympress Mischer
ist keine Handelsmarke von GC.

GC Fuji TRIAGE®

Die Glasionomer-Lösung für den Schutz partiell durchgebrochener Molaren

Für die optimale Versorgung frisch durchgebrochener Molaren sprechen darüber hinaus auch Vorteile in der Verarbeitung des Materials: Da weder Anätzen noch ein Haftvermittler notwendig sind, ist die Anwendung extrem einfach und schnell und dank der Fließfähigkeit von Fuji TRIAGE fließt das Material leicht auch in tiefe Fissuren. Die Selbsthärtung von Fuji TRIAGE kann in der Variante Fuji TRIAGE Pink durch die Wärme einer Polymerisationslampe beschleunigt werden. Fuji TRIAGE in weiß bietet sich als ästhetische Lösung an.



PREISVORTEIL

4 + 1

175,10

CHF

10 + 3

Preis pro 20er-Packung

Art.-Nr. 10000389 Fuji TRIAGE Kapseln PINK
Art.-Nr. 10000390 Fuji TRIAGE Kapseln WEISS
1 Packung beinhaltet à 50 Kapseln (0,30 g Pulver und 0,15 g (0,12 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel (0,13 ml)

Erhalte 5 Packungen Fuji TRIAGE Kapseln zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen Fuji TRIAGE Kapseln zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL

2x FUJI TRIAGE KAPSELPACKUNGEN

1 x 10er TOOTH MOUSSE
PACKUNG GRATIS

Kaufe 2 x Fuji Triage Kapselpackungen (à 50 Stk.)
und erhalte 1 x 10er Packung Tooth Mousse im Wert
von 199,90 CHF gratis.

Farbmix möglich.
Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater.



1 von 7 Kindern leidet
an Molaren-Inzisiven-
Hypomineralisation.
GC hat Lösungsansätze
zur Behandlung
von MIH.



Mehr zu MIH
Weitere Informationen,
das klinische
Erscheinungsbild, die
Symptome und den
GC-Behandlungsplan
finden Sie hier:



GC MI BEHANDLUNGSLÖSUNGEN

GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Remineralisierende zuckerfreie Zahnschutzcreme
mit RECALDENT™ CPP-ACP
Dreifachwirkung: Stärken, Schützen, Regenerieren.



Tooth Mousse oder MI Paste Plus?

Tooth Mousse und MI Paste Plus können für dieselben Indikationen verwendet werden. Tooth Mousse wird bei Kindern unter 6 Jahren empfohlen, um das Fluoroserisiko zu vermeiden. Außerdem eignet sich das Produkt für Fälle, in denen keine Fluorid-Ergänzung erforderlich oder erwünscht ist. Für die Anwendung über Nacht wird Tooth Mousse bis zum Alter von 12 Jahren empfohlen. MI Paste Plus kann ab diesem Alter verwendet werden.

MI Paste Plus & Tooth Mousse

- Die erste und millionenfach bewährte Zahnschutzcreme mit dem patentierten Wirkstoff Recaldent™
- Versorgt die Zähne mit der nötigen Menge an Kalzium, Phosphat und Fluorid
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Wirkt schnell und effektiv
- Zuckerfreier Zahnschutz

MI Paste Plus enthält zusätzlich 900 ppm Fluorid



RECALDENT und das RECALDENT-Logo sind Marken der Mondelez international group und werden unter Lizenz verwendet. RECALDENT™ wird aus Milchkeisein gewonnen. Nicht bei Personen mit einer Milchallergie anwenden. Im Falle einer allergischen Reaktion: Anwendung abbrechen, Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

PREISVORTEIL

5 + 1

199,90

CHF

Kaufe 5 x 10er Packung Tooth Mousse (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) und erhalte 1 x 10er Packung Tooth Mousse (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) gratis!

Flavour-Mix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. **Nur gültig bei entsprechender Abnahme der 10er Packungen von Tooth Mousse.**

Verpackungseinheiten:

GC Tooth Mousse
10-Packung 199,90 CHF

Art.-Nr. 10001743
GC Tooth Mousse,
sortiert (je Geschmacks-
richtung 2 Tuben)
Art.-Nr. 10001746
GC Tooth Mousse,
Melone

Art.-Nr. 10001747
GC Tooth Mousse,
Minze

Art.-Nr. 10001745
GC Tooth Mousse,
Erdbeere
Art.-Nr. 10001748
GC Tooth Mousse,
Tutti-Frutti

Art.-Nr. 10001744
GC Tooth Mousse,
Vanille

Art.-Nr. 10003205
GC Tooth Mousse,
Promotional 5-Packung
(je Geschmacksrichtung
1 Tube) 108,60 CHF



PREISVORTEIL

5 + 1

223,50

CHF

Kaufe 5 x 10er Packung MI Paste Plus (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) und erhalte 1 x 10er Packung MI Paste Plus (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) gratis!

Flavour-Mix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. **Nur gültig bei entsprechender Abnahme der 10er Packungen von MI Paste Plus.**

Verpackungseinheiten:

GC MI Paste
10-Packung 223,50 CHF

Art.-Nr. 10001749
GC MI Paste Plus,
sortiert
(je Geschmacks-
richtung 2 Tuben)
Art.-Nr. 10001752
GC MI Paste Plus,
Melone

Art.-Nr. 10001750
GC MI Paste Plus,
Minze

Art.-Nr. 10001751
GC MI Paste Plus,
Erdbeere

Art.-Nr. 10001754
GC MI Paste Plus,
Tutti Frutti
Art.-Nr. 10001753
GC MI Paste Plus,
Vanille

Art.-Nr. 10003270
GC MI Paste Plus,
Promotional 5-Packung
(je Geschmacksrichtung
1 Tube), 117,50 CHF



Optimal geeignet für die
IDS-Technik (IMMEDIATE
DENTIN SEALING Technik)!

G2-BOND Universal

Der neue Standard der
2-Flaschen-Universal-Bondings –
wegweisend für einen
neuen Standard in Ihren Händen

G2-BOND Universal mit seiner patentierten Dual-
H-Technologie, die für fortschrittlich optimierten
Haftverbund sowohl am Zahn als auch am Composite
sorgt, ist ein vielseitig einsetzbares 2-Flaschen-
Universal-System, das die zahnärztlichen Anforderungen
in Hinblick auf die existierenden Goldstandards für
Selbstätzung (SE) und Etch-and-Rinse (ER) erfüllt und
darüber hinaus folgendes bietet:

- Auswahl des bevorzugten
Ätzverfahrens
- Hervorragende Haltbarkeit
und erstklassiger Haftverbund
- Hervorragende Beständigkeit
gegenüber Randverfärbungen
- Hervorragende Dosierung
und geringe Techniksensibilität
- Multiindikativ¹
- Modernes, intelligentes
und ergonomisches Design:
1-PRIMER/2-BOND

JETZT EINSTEIGEN

170,60 CHF

Preis pro Flaschen Kit

Art.-Nr. 10006819
G2-BOND Universal Flasche Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml,
Zubehör; 170,60 CHF



Verkleinerter Kontaktpunkt zwischen
Schützhülle und Flasche

Lamelle für effektives Drücken
der Flasche

¹ Indikationen: Direkte Composites | Intraorale Reparatur | Sofortige Dentinversiegelung (IDS) | Behandlung von Hypersensibilitäten | Behandlung freiliegender Wurzeloberflächen | Befestigung indirekter Restaurationen (mit G-CEM LinkForce) | Stiftpfestschraubung & Stumpfaufbau (mit GRADIA CORE & GPB DCA).



DIE ERFOLGREICHEN 2!

Unsere starken und
kompetenten Adhäsivsysteme
für all Ihre täglichen
restaurativen Aufgabestellungen

Fragen Sie zusätzlich Ihren

GC Fachberater nach weiteren Informationen!



Ein neuer 2-Flaschen-
Bonding-Standard
für alle Ätzverfahren

Für eine rundum
Zufriedenheit
und den Komfort
Ihrer Patienten!

Gesamtleistung einer einzigartigen Zusammensetzung

- 4-MET für zuverlässige Adhäsion an Zahnschmelz und Dentin
- MDP für ausgezeichnete Adhäsion an Zahnschmelz und Dentin, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Nichtedelmetallen
- MDTP zur Adhäsion an Edelmetallen
- HEMA-freies Bonding-System für klinisch nachgewiesene, herausragende Haltbarkeit²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

Weitere Verpackungseinheiten: Nachfüllpackungen
Art.-Nr. 10006821 **G2-BOND Universal 1-PRIMER Refill**
1 x Flasche 5 ml; 125,00 CHF
Art.-Nr. 10006822 **G2-BOND Universal 2-BOND Refill**
1 x Flasche 5 ml; 52,80 CHF



4 x GC COMPOSITE
PACKUNGEN

G-PREMIO BOND 5 ML
GRATIS

Zur Auswahl der Composite-Packungen
stehen: G-aenial A'CHORD Spritze oder
Unitips (15 Stk.) oder G-aenial Anterior oder
Posterior Spritze oder Unitips (20 Stk.)
oder Essentia Spritze oder Unitips (15 Stk.).

Produkt- und Farbmix möglich. Gültig
innerhalb gleicher Verpackungseinheit
und nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.

G-PREMIO BOND
PACKUNG

G-ÆNIAL UNIVERSAL
INJECTABLE GRATIS

Kaufe 1x G-Premio BOND (gültig für alle
erhältlichen G-Premio BOND Packungen)
und erhalte zusätzlich 2x G-aenial Universal
Injectable Spritzen oder Unitipspackungen
gratis!

Gültig für alle G-Premio BOND
Verpackungseinheiten und nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater.
Farbmix möglich.



G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-
Universaladhäsiv für alle Bonding
Techniken und ideal für Reparaturen
und als Desensitizer einsetzbar!



G-PREMIO BOND
3ER-PACKUNG

G-ÆNIAL ACHORD
SPRITZE ODER UNITIPS
GRATIS

Kaufe 1x G-Premio BOND
3-Bottle Packung und
erhalte zusätzlich 1x G-aenial
A'CHORD Spritze oder
Unitipspackung gratis!

Gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL

G-PREMIO BOND
3-BOTTLE PACKUNG

279,90 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001458
G-Premio BOND 3-Bottle-Packung
3 Flaschen à 5 ml; 279,90 CHF

G-PREMIO BOND
BOTTLE

109,40 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001461
G-Premio BOND Bottle
1 Flasche à 5 ml, 109,40 CHF



4-MET

MDP


MDTP

FLIP-TOP VERSCHLUSSKAPPE

300 Applikationen pro 5 ml Flasche

Genießen Sie die gewohnte Performance
und entdecken Sie
gleichzeitig ein einfaches Handling

Als weitere Option:




G-Premio BOND DCA =
Dual-cure Aktivator

Weitere erhältliche Verpackungseinheiten:

Art.-Nr. 10001242
G-Premio BOND Unitdose
50 Stück à 0,1 ml, Zubehör; 137,60 CHF
Art.-Nr. 10001457
G-Premio BOND Kit
1 Flasche 5 ml, Zubehör; 138,80 CHF
Art.-Nr. 10001349
G-Premio BOND DCA
1 Flasche 3 ml Dual Cure Aktivator (DCA); 57,10 CHF

G-æniaal

Das Allround-Composite für unsichtbare Restaurationen – mit altersspezifischem Farbauswahlssystem



- G-æniaal Anterior** überzeugt durch
- Seine Ästhetik & Röntgensichtbarkeit
 - Seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit
 - Auf das Alter abgestimmtes Farbsystem
 - Mühelose Verarbeitung

- G-æniaal Posterior** überzeugt durch
- Ein angepasstes Farbsystem
 - Sehr gute Röntgensichtbarkeit
 - Seine gute Stopfbarkeit
 - Hervorragende Festigkeit und Langlebigkeit

PREISVORTEIL

4 + 1 | 10 + 3
107,60 CHF
Preis pro 20er-Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniaal Anterior/Posterior Unitips zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-æniaal Anterior/Posterior Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000776 **Anterior Unitip A2**
Art.-Nr. 10000777 **Anterior Unitip A3**
Art.-Nr. 10000798 **Posterior Unitip PA2**
Art.-Nr. 10000799 **Posterior Unitip PA3**

Farben: Anterior Packung mit 20 Unitips: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Anterior Packung mit 10 Unitips: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Posterior Packung mit 20 Unitips: PA1, PA2, PA3, PA3.5, PJE, PIE

PREISVORTEIL

4 + 1 | 10 + 3
75,70 CHF
Preis pro 20er-Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniaal Anterior/Posterior Spritzen zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-æniaal Anterior/Posterior Spritzen zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000805 **Anterior Spritzen A2**
Art.-Nr. 10000806 **Anterior Spritzen A3**
Art.-Nr. 10000826 **Posterior Spritzen PA2**
Art.-Nr. 10000827 **Posterior Spritzen PA3**

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE und P-IE

4 x G-æniaal Anterior/Posterior UNITIPS oder SPRITZEN

COMPOSITE MODELLING KIT GRATIS



Kaufe 4 x G-æniaal Anterior/Posterior Unitips oder Spritzen und erhalte 1 Composite Modelling Kit im Wert von 107,00 CHF gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

4 x G-æniaal Anterior/Posterior UNITIPS oder SPRITZEN

G-PREMIO BOND 5 ML GRATIS



Kaufe 4 x G-æniaal Anterior/Posterior Spritzen oder Unitips und erhalte eine G-Premio BOND 5 ml Flasche im Wert von 109,40 CHF gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

G-æniaal Flo X

Der perfekte Partner!

G-æniaal Flo X enthält homogen verteilte, ultrafeine Partikel in einer mittleren Füllergröße (Barium-Glasfüller) und zeichnet sich durch seine niedrige Viskosität und insbesondere durch seine sehr gute Röntgenopazität (300 % bei 1 mm, 284 % bei 0,5 mm Schichtung) aus, was unter anderem die Diagnose von Sekundärkaries vereinfacht.

PREISVORTEIL

4 + 1 | 10 + 3
76,30 CHF
Preis pro Spritze

Erhalte 5 Packungen G-æniaal FloX Spritzen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniaal FloX Spritzen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10003362 **G-æniaal Flo X A2**
Art.-Nr. 10003363 **G-æniaal Flo X A3**
Spritze 3,6 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung
Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 und AO3

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



G-æniaal Universal Injectable

Hochfestes Composite für Restaurationen
Fließfähige Konsistenz – dauerhafte Festigkeit

G-æniaal Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationscomposite mit außerordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen. Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-æniaal Universal Injectable außerordentliche Festigkeit.

PREISVORTEIL

8 + 2 | 10 + 3
AB 43,- CHF
Preis pro Packung

Erhalte 10 Packungen G-æniaal Universal Injectable Spritzen oder Unitips zum Preis von 8!
Erhalte 13 Packungen G-æniaal Universal Injectable Spritzen oder Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Preis pro Spritzen-Packung 43,00 CHF
Art.-Nr. 10003706 **A2 Spritze**
Art.-Nr. 10003707 **A3 Spritze**

Preis pro Unitip-Packung 64,80 CHF
Art.-Nr. 10006897 **A2 Unitip**
Art.-Nr. 10006898 **A3 Unitip**



Weitere Informationen zu G-æniaal Universal Injectable finden Sie auf Seite 13 im Praxistext.

G-æniaal Universal Flo

Fließfähig und absolut universell für alle Kavitätenindikationen

Durch die einzigartige Fließfähigkeit lässt sich G-æniaal Universal Flo wie ein Flowable applizieren und ist zusätzlich so standfest wie ein herkömmliches Composite. Es ist für alle Kavitätenklassen geeignet und zeichnet sich durch hervorragende Festigkeit, Polierbarkeit und Vielseitigkeit aus.

PREISVORTEIL

4 + 1 | 10 + 3
78,- CHF
Preis pro Spritze

Erhalte 5 Packungen G-æniaal Universal Flo Spritzen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniaal Universal Flo Spritzen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10000839 **G-æniaal Universal Flo A2**
Art.-Nr. 10000840 **G-æniaal Universal Flo A3**
Spritze 3,4 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung
Standardfarben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;
Innenfarben: AO2, AO3; Außenfarben: JE, AE

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Verpassen Sie nicht unsere Composite-Workshops mit unseren Top-Referenten!
Weitere Informationen auf Seite 28.

Hier gehts zur G-æniäl A'CHORD Webpage
<http://gaenialachord.com>



Hier geht's zu den Videos

G-æniäl A'CHORD

Lichthärtendes Universal-Composite-Füllungsmaterial
Einfachheit, Ästhetik und Funktionalität in Ihren Händen

A'CHORD Vereinfachung

- Einfaches Unishade-System
- Einfache Handhabung
- Einfach Universal

A'CHORD Ästhetik

- Natürliche Fluoreszenz
- Langanhaltender Glanz
- Extreme Herausforderungen

A'CHORD revolutionäre Technologie

- Patentierte Füllstoffe und Beschichtung
- Hohe Farbstabilität und Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit



Vor Politur | Nach Politur



© Dr. J. Tapia Guadix, Spanien

Der Leitfaden „Restaurative Lösungen“ von GC

Der Leitfaden bietet Ihnen 3D-Darstellungen aller Kavitätenarten und zeigt deren Wiederherstellung mit GCs fortschrittlichen Glasionomeren, Glas-Hybriden und/oder Restaurations-Compositen. Außerdem stellt die App Schritt für Schritt dar, welche Farbtöne und

Schichtdicke verwendet werden sollten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Zusätzlich enthält die App Informationen über Adhäsivsysteme und Fiberglasverstärkten Restaurationstechniken, sowie detaillierte Verfahrensdarstellungen für die Reparatur von indirekten Restaurationen.

Mehr Informationen finden Sie in unserem Restaurations-Leitfaden oder in der App!



15% PREISVORTEIL

G-æniäl A'CHORD Spritzen
Layering Kit • Core Kit • Trial Kit A

Art.-Nr. 10006767 **G-æniäl A'CHORD Layering Kit**
1 Spritze / Farbe: A2; A3; AO2; AE; JE (à 2,1 ml/4 g);
245,14 CHF anstatt 288,40 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006768 **G-æniäl A'CHORD Core Kit**
1 Spritze / Farbe: A1; A2; A3; A3.5; A4 (à 2,1 ml/4 g);
245,14 CHF anstatt 288,40 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006769 **Trial Kit A**
3 Spritzen, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)
147,82 CHF anstatt 173,90 CHF (Preis pro Packung)

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB
61,80
CHF
Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 5 Packungen G-æniäl A'CHORD zum Preis von 41!
Erhalte 13 Packungen G-æniäl A'CHORD zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.



SPRITZEN

Weitere Verpackungseinheiten:

Art.-Nr. 10006771
G-æniäl A'CHORD Bleach Kit
1 Spritze/Farbe: BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4g)
173,90 CHF (Preis pro Packung)
G-æniäl A'CHORD Bleach KIT nur in Spritzenform erhältlich. Bleachfarben für Unitips als Refill verfügbar.

Spritzen Refill
à 2,1 ml /4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6; AO1, O1, AO2, AO3; JE, AE; BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); 64,20 CHF (Preis pro Packung)

UNITIPS

Art.-Nr. 10006772
G-æniäl A'CHORD Layering Kit Unitips
15 Unitips / Farbe: A2, A3, AO2, AE, JE (à 15 x 0,16 ml);
309,40 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006773
G-æniäl A'CHORD Core Kit Unitips
15 Unitips / Farbe: A1, A2, A3, A3.5, A4 (à 15 x 0,16 ml);
309,40 CHF (Preis pro Packung)

Unitips Refill
à 15x 0,16 ml: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6; AO1, O1, AO2, AO3; JE, AE; BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); 68,80 CHF (Preis pro Packung)



4 x G-æniäl A'CHORD UNITIPS oder SPRITZEN

COMPOSITE MODELLING KIT GRATIS

Kaufe 4 x G-æniäl A'CHORD Unitips (à 15 x 0,16 ml) oder Spritzen (à 2,1 ml/4 g) und erhalte 1 x Composite Modelling Kit im Wert von 107,00 CHF gratis!


Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

4 x G-æniäl A'CHORD UNITIPS oder SPRITZEN

G-PREMIO BOND 5 ML GRATIS

Kaufe 4 x G-æniäl A'CHORD Spritzen (à 2,1 ml/4 g) oder Unitips (à 15 x 0,16ml) und erhalte eine G-Premio BOND 5 ml Flasche im Wert von 109,40 CHF gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Injection-Moulding-Technik

Neuartige Spritzgusstechnik zur Behandlung von Patienten mit hohen ästhetischen Ansprüchen



Sehen Sie hier Injection-Moulding-Techniken!



Injection-Moulding-Technik mit EXACLEAR und G-æniel Universal Injectable mit Dr. Serhat Köken



JETZT INFORMIEREN!

PREISVORTEIL
10% ~~151,40 CHF~~
136,26 CHF
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003753 **Injection Moulding Kit**
Inhalt: je 1 Spritze G-æniel Universal Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3; 1 Exaclear Kartusche 48 ml; 136,26 anstatt 151,40 CHF



G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung
- Für Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzitverstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperative Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

Nähere Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 21.



EXACLEAR

Klares Vinyl-Polysiloxan-Material

- Hohe Transparenz ermöglicht visuelle Detailkontrolle
- Effektive Lichthärtung durch exzellente Transparenz
- Optimale Konsistenz für einfache Platzierung im Abformlöffel
- Einfach zu schneiden oder zu durchbohren
- Gut reproduzierbar, hat während des Applizierens optimale Stabilität und Reißfestigkeit

Perfekt geeignet für:
• Injection Moulding Technik: einfache Kontrolle beim Injizieren und effektive Lichthärtung

PREISVORTEIL
4 + 1 ~~80,20 CHF~~
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen Exaclear zum Preis von 4 !

Art.-Nr. 10001483 **Exaclear**
2 x Kartuschen à 48 ml (51 g),
6 x Mixing Tips II L (blue); 80,20 CHF

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



D-Light® Pro

LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge, autoklavierbar & Detection Mode

Aushärten

- HP Modus (High Power) 1400 mW/cm²
- Blaue LED (Wellenlänge: 460 – 465 nm)
- Violette LED (Wellenlänge: 400 – 405 nm)
- Effiziente Härtung alternativer am Markt befindlichen Licht-Initiatoren

Schützen

- LP Modus (Low Power) mit reduzierter Leistungsabgabe von 700 mW/cm² z. B. bei tiefen Kavitäten, wenn die Präparation nahe an der Pulpa liegt

Erkennen

- DT Modus (Detection Mode) verwendet ausschließlich UV-nahes Licht
- Visualisierung von Plaque
- Visualisierung von infiziertem Dentin
- Visualisierung von Mikro-Rand-Undichtheiten
- Bewertung von Bakterienaktivität z. B. in den Fissuren
- Visualisierung von fluoreszierenden Materialien
- Bewertung der Riststiefe

Autoklavieren

Hochstabiler Lichtleiter

Gesteigertere Akkuleistung



AKTIONSPREIS

999,- CHF ~~1418,60 CHF~~

Art.-Nr. 70000008 **D-Light Pro**
Inhalt: Handstückhülle und Elektronikmodul, Lichtleiter 8 mm; Akkus (2 Stk.), Ladestation, Netzteil, EU-/UK-Adapter, Lichtschutzschild, weicher Augenschutz (3 Stk.)

Das Unsichtbare sehen



G-æniel Universal Injectable

Injizieren, formen und konturieren – alles zugleich

- Ultra-feine Bariumfüller (150µm)
- Hoher Fülleranteil
- Full-coverage Silane Coating (FSC) Technologie verbessert: das Ausbringen & den Verbund der Füller in der Matrix
- Geringer Auspressdruck
- Klebt nicht
- Hohe Röntgensichtbarkeit

Nähere Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 13.



everX Flow®

Mit Glasfasern
verstärktes fließfähiges
Composite für den
Dentinersatz



Hier geht's zu
den Videos

Überzeugend stabile Struktur

everX Flow ist die neue Lösung aus dem Hause GC für die widerstands-
fähige und unkomplizierte Verstärkung all Ihrer Restaurationen. Mit
seiner einfachen Anwendung, zwei Farbtönen und seiner herausragenden
Festigkeit wird everX Flow schnell zu Ihrem neuen Nummer-1-Produkt für
alle Restaurationen, die einen starken Aufbau erfordern. Die „Bulk-Farbe“
mit einer Aushärtungstiefe von 5,5 mm eignet sich optimal für tiefe
posteriore Kavitäten, während die Dentin-Farbe die erste Wahl für heraus-
ragende ästhetische Ergebnisse ist.

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB 66,-
CHF
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen everX Flow zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen everX Flow zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10001488 **everX Flow Bulk**
Spritze 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 Dispensing Tip III Kunststoff,
Lichtschutzkappe

Art.-Nr. 10001489 **everX Flow Dentin**
Spritze 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 Dispensing Tip III Kunststoff,
Lichtschutzkappe

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

**AUCH ALS BULK-FARBE
BEI TIEFEN KAVITÄTEN MIT
AUSHÄRTUNGSTIEFE BIS
5,5 MM OPTIMAL GEEIGNET!**

PREIS VORTEIL

everX Flow
+ G-æniel Universal
Injectable
185,- CHF
~~218,00 CHF~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10004834
**everX Flow + G-æniel Universal
Injectable Bundlepack**
Inhalt: everX Flow Spritzen 1 x Bulk,
1 x Dentin, G-æniel Universal Injectable
Spritzen 1 x A2, 1 x A3, Zubehör.

PREIS VORTEIL

everX Flow
+ G-æniel A'CHORD
210,- CHF
~~260,40 CHF~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006949
**everX Flow +
G-æniel A'CHORD Bundlepack**
Inhalt: everX Flow Spritzen, 1 x Bulk,
1 x Dentin, G-æniel A'CHORD Spritzen
1 x A2, 1 x A3

G-æniel™ Universal Injectable

Hochfestes Füllungscomposite

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise

Das innovative Design sorgt für einfache Handhabung und Formstabilität.
Durch mühelose Materialausgabe und der einfachen Darreichung macht es Freude
unsere Spritzen und Unitips in Verwendung zu haben.



Hier geht's zu
den Videos

PREISVORTEIL

8 + 2
10 + 3
AB 43,- CHF
Preis pro Packung

Erhalte 10 Packungen G-æniel Universal Injectable
zum Preis von 8!
Erhalte 13 Packungen G-æniel Universal Injectable
zum Preis von 10!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit
und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

4 x G-æniel Universal Injectable
UNITIPS oder SPRITZEN
G-PREMIO BOND 5 ML
GRATIS

Kaufe 4 Packungen G-æniel Universal
Injectable Spritzen (à 1 ml/1,7 g) oder Unitips
(à 15 x 0,16 ml/0,27 g) und erhalte
1 x G-Premio BOND
5 ml Flasche (im Wert von
109,40 CHF) gratis!


Farbmix möglich.
Gültig innerhalb gleicher
Verpackungseinheit und
nach Rücksprache mit
einem GC Fachberater.



PREIS VORTEIL

G-æniel Universal
Injectable
+ G-Premio BOND
205,- CHF
~~238,40 CHF~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003741
**G-æniel Universal Injectable
+ G-Premio BOND Bundlepack**
Inhalt: G-æniel Universal Injectable
je 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml), 1 x A3 (1 ml),
G-Premio BOND 5 ml Flasche,
Zubehör



Außergewöhnliche Stärke und Verschleißfestigkeit
3 in 1 Formen und und Konturieren während der Injektion
Injizieren, Formen und Konturieren zugleich

Unübertroffene
Polierbarkeit
mit hervorragender
Ästhetik
Universell
einsetzbar für
alle Kavitäten-
klassen
Schnellere
Platzierung
ohne Material-
verschwendung



G-æniel Universal Injectable Spritze 1 ml (1,7 g); 43,00 CHF Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003705 A1	Art.-Nr. 10003714 AO1	Art.-Nr. 10003712 CV
Art.-Nr. 10003706 A2	Art.-Nr. 10003715 AO2	Art.-Nr. 10003713 CVD
Art.-Nr. 10003707 A3	Art.-Nr. 10003716 AO3	Art.-Nr. 10003717 JE
Art.-Nr. 10003708 A3.5	Art.-Nr. 10003710 B1	Art.-Nr. 10003703 XBW
Art.-Nr. 10003709 A4	Art.-Nr. 10003711 B2	
Art.-Nr. 10003718 AE	Art.-Nr. 10003704 BW	

G-æniel Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); 64,80 CHF Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006896 A1	Art.-Nr. 10006905 AO1	Art.-Nr. 10006903 CV
Art.-Nr. 10006897 A2	Art.-Nr. 10006906 AO2	Art.-Nr. 10006904 CVD
Art.-Nr. 10006898 A3	Art.-Nr. 10006907 AO3	Art.-Nr. 10006908 JE
Art.-Nr. 10006899 A3.5	Art.-Nr. 10006901 B1	Art.-Nr. 10006910 XBW
Art.-Nr. 10006900 A4	Art.-Nr. 10006902 B2	
Art.-Nr. 10006909 AE	Art.-Nr. 10006911 BW	

everX Posterior®

Glasfaserverstärkte Composite-
Unterkonstruktion für große Kavitäten



Art.-Nr. 10001048 **everX Posterior**;
89,10 CHF pro Packung 15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Art.-Nr. 10001148 **everX Posterior**;
267,40 CHF pro Packung 50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Aktion nur gültig innerhalb
der gleichen Packungseinheit
und nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.



GC Fuji™ II LC

Lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes
Glasionomer-Restaurationsmaterial



Besonders geeignet zur Verwendung bei Klasse III- und bei Klasse V-Fällen,
bei denen hohe Anforderungen an die Ästhetik gestellt werden und Wurzelkaries, Sandwich-Technik,
Restaurationen bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfüllungen oder als Liner.

- Kontrollierter Lichteinsatz für ein direktes und einfaches Verfahren
- Ausgezeichnete Ästhetik & Transluzenz
- Ideal für zervikale Erosion, Ausbrechungen, Restaurationen der Wurzeloberfläche und die Behandlung von Kindern
- Optimal auch bei der geschlossenen und offenen Sandwich-Technik
- Hohe chemische Haftung für eine perfekte Randintegrität
- Hervorragende praxiserprobte, klinische Leistung



MUST HAVE!
JETZT TESTEN!

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
186,70 CHF
Preis pro Packung

Erhalte 5 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 10!
Art.-Nr. 10000035 Fuji II LC Kapseln A2
Art.-Nr. 10000036 Fuji II LC Kapseln A3
Inhalt: à 50 Kapseln (0,33 g Pulver und 0,10 g (0,085 ml) Liquid.
Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,10 ml)
Aktion für alle Farben gültig.
Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Kaufe 5 Packungen GC Glasionomer
oder GC Glas-Hybrid +1 Capsule
Mixer CM-II (im Wert von
749,10 CHF) gratis!

Aktion für alle erhältlichen
GC Glasionomer/Glashybrid
Kapselpackungen gültig.
Farbmix möglich.

Aktion gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.



GC GLASIONOMER/
GLAS-HYBRID-MATERIAL
(5 PACKUNGEN)



CM-II
KAPSELMISCHER
GRATIS!

GC Fuji IX GP FAST

Selbsthärtendes, hochviskoses, stopfbares
Glasionomer-Restaurationsmaterial

Die stopfbare, nicht klebende Konsistenz von Fuji IX GP FAST macht ihn
zu einem idealen Glasionomer für Restaurationen der Klassen V, I & II,
als Basis- oder Stumpfaufbaumaterial. Die charakteristischen
Glasionomereigenschaften in Kombination mit leichter Handhabung
stellen die Anforderungen der heutigen Füllungsmaterialien sicher.

- Breites Indikationsspektrum
- Sehr guter chemischer Verbund
- Schnelle Bulkapplikation
- Keine Mikropaltbildung
- Hervorragende Druckfestigkeit und Oberflächenhärte
- Schutz durch Fluoride
- Biokompatibel



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
159,40 CHF
Preis pro Packung

Erhalte 5 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10000078 Fuji IX GP FAST Kapseln A2
Art.-Nr. 10000079 Fuji IX GP FAST Kapseln A3
Inhalt: à 50 Kapseln (0,40 g Pulver und 0,11 g (0,09 ml) Liquid.
Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml)


Aktion für alle Farben gültig.

Farben: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Die erfolgreichen Restaurations- und Befestigungssysteme von GC!



G-aenial
Family
G-aenial Universal
Injectable

everX Posterior
everX Flow

EQUIA Forte HT

G-CEM LinkForce

G-CEM ONE

FujiCEM 2 SL
FujiCEM Evolve

RESTORATIVE
SOLUTIONS



LUTING
SOLUTIONS

G2-BOND Universal
G-Premio BOND



GC Fuji IX GP FAST
GC Fuji II LC



Hier geht's zum
You tube Channel:
www.youtube.com/user/



3D-Konfigurator GC
Restorative Dentistry Guide
zum GRATIS-Download:



1 x EQUIA Forte HT KLINIKPACKUNG
 Inhalt: à 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

+ 1 CM-II KAPSELMISCHER GRATIS!
+ 1 CAPSULE APPLIER IV GRATIS!

Kaufe 1 Packung EQUIA Forte HT Klinikpackung und erhalte 1 Capsule Mixer CM-II (im Wert von 749,10 CHF) und 1 Capsule Applier IV (im Wert von 118,30 CHF) gratis!

EQUIA Forte HT **Klinikpackung**; 603,70 CHF (200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml) Farben: A2, A3, B2

Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Aktion für alle verfügbaren Klinikpackungen gültig.



PREISVORTEIL

EQUIA Forte HT NACHFÜLLPACKUNG A2 oder A3

10% **164,60 CHF**
~~182,90 CHF~~
 Preis pro Packung

Preisvorteil von 10 % gilt ausschließlich für die Nachfüllpackung in Farbe A2 (Art-Nr. 10004841) oder die Nachfüllpackung in Farbe A3 (Art-Nr. 10004901)!

Weitere Verpackungseinheiten:

EQUIA Forte HT, Nachfüllpackung;
 Aktionspreis nur gültig für Farbe A2 und A3

164,60 CHF anstatt 182,90 CHF
 Inhalt: 1 Packung beinhaltet 50 Kapseln EQUIA Forte HT, 0,40g Pulver und 0,13g (0,10ml) Liquid; gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml Farben: sortiert, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

EQUIA Forte HT Intropackung; 103,- CHF;
 Inhalt: 20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose
 Farben: A2, A3, B2

EQUIA Forte HT Promopackung; 356,70 CHF
 Inhalt: 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml
 Farben: A2, A2-A3, A3, A3-B2

EQUIA Forte HT Klinikpackung; 603,70 CHF
 Inhalt: 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml)
 Farben: A2, A3, B2

Art.-Nr. 10004885
EQUIA Forte Coat FlipCap
 4 ml Flasche, Zubehör, 89,60 CHF

Art.-Nr. 10003513
EQUIA Forte Coat, Unitdose-Packung
 50 Unitdose (à 0,1 ml) 118,40 CHF

EQUIA Forte™ HT

Das neueste Glas-Hybrid-Bulk-Fill-Restaurationssystem – Ihr verlässlicher Partner für Seitenzahnrestaurationen

INDIKATIONEN

- Klasse-I-Restaurationen/permanent
- Kaudruckbelastete Klasse-II-Restaurationen/permanent
- Interimsfüllungen
- Klasse-V- und Wurzeloberflächen-restaurationen Stumpfaufbau

EQUIA Forte HT – Hybrid Technologie

- verbesserte Transluzenz
- noch einfachere Verarbeitung

- Stärkeres und nicht klebriges Material, perfekt für die Bulk-Fill-Platzierung
- Erhöhte Transluzenz
- Kofferdam-Platzierung und das Auftragen des Adhäsivs fallen weg
- Hervorragende Biokompatibilität
- Einfache Seitenzahnrestaurationen in wenigen Schritten – ohne absolute Isolation
- Restauration empfindlicher, hypomineralisierter MIH-Zähne bei jungen Patienten

1 EQUIA FORTE HT PROMOPACKUNG

+ 2 SPRITZEN GC COMPOSITE GRATIS
 (G-aenial Universal Injectable ODER everX Flow)

Kaufe 1 x EQUIA Forte HT Promopackung (100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml) und erhalte 2 Spritzen GC Composite gratis! Zur Auswahl der Composite Spritzen stehen: G-aenial Universal Injectable oder everX Flow.

Produkt- und Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Hier geht's zu den Videos

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
176,- CHF
 Preis pro Packung

Erhalte 5 EQUIA Forte HT Nachfüllpackung zum Preis von 4 ! Erhalte 13 EQUIA Forte HT Nachfüllpackung zum Preis von 10 !

Aktion nur gültig für alle Refillpackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

1 x EQUIA Forte HT PROMOPACKUNG

Inhalt: à 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

1 x EQUIA Forte HT INTROPACKUNG GRATIS

Inhalt: 20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose

Kaufe 1 x EQUIA Forte HT Promopackung (à 100 Kapseln, 1 EQUIA Forte Coat 4ml) und erhalte 1 x EQUIA Forte HT Intropackung (20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose) gratis!

Aktion nur gültig für alle Promopackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

NEU



EQUIA Forte Coat

Änderung der Primärverpackung

Selbstadhäsiver Composite-Schutzlack

EQUIA Forte Coat ist ein selbstadhäsiver, nanogefüllter Composite-Schutzlack, der die darunter liegende Restauration während der Aushärtung schützt und dadurch die physikalischen Eigenschaften optimiert. Er ist ein Bestandteil des kosteneffizienten Glas-Hybrid-Bulk-Fill Restaurationssystems EQUIA Forte HT.

Restorative-Guide

Mehr Informationen finden Sie in unserem Restaurations-Leitfaden oder in der App!



GC GLASIONOMER/ GLAS-HYBRID-MATERIAL (5 PACKUNGEN)

KAPSELMISCHER CM-II GRATIS!



Kaufe 5 Packungen GC Glasionomer oder GC Glas-Hybrid + 1 Capsule Mixer CM-II (im Wert von 749,10 CHF) gratis!

Aktion für alle erhältlichen GC Glasionomer/ Glashybrid Kapselpackungen gültig. Farbmix möglich.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

GC FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomer für Zuverlässigkeit und angenehmen Komfort

Einen Schritt voraus

Ein neues Dosiersystem und die Möglichkeit der Lichthärtung zur Entfernung von Rückständen machen die Zementierung einfacher denn je. Darüber hinaus besticht FujiCEM Evolve durch verbesserte Eigenschaften, wie eine höhere Röntgenopazität und einen langlebigeren Haftverbund – hauptsächlich auf Zirkonoxid.



Workflows für ästhetische Kronen
Starke Lösungen für schöne Zähne



Hier geht's zu den Videos

- Ideal für Metall- und Zirkonrestaurationen
- Handmischvariante oder Automix
- Keine Vorbehandlung
- Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
- Hervorragende Randdichtigkeit
- Kein Kofferdam, feuchtigkeitstolerant
- Optimale Viskosität
- Geringe Filmstärke
- Optionale Lichthärtung

PREISVORTEIL

JETZT EINSTEIGEN

3 + 1 103,30 CHF
Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen FujiCEM Evolve zum Preis von 3!
Art.-Nr. 10004926 **GC FujiCEM Evolve Single Pack**
Inhalt: 1 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mischkanülen Regular

Weitere Verpackungseinheiten:
Art.-Nr. 10004916 **GC FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix**
Inhalt pro Triple Pack Handmix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritzen (à 9,2 g / 5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22; 224,70 CHF
Art.-Nr. 10004928 **GC FujiCEM Evolve Triple Pack Automix**
Inhalt pro Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click Mischkanülen Regular; 263,30 CHF

PREISVORTEIL

20% 426,08 CHF
~~532,60 CHF~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006621 **GC FujiCEM Evolve Klinikpackung**
Inhalt: 8 x GC FujiCEM Evolve syringe (9,2 g / 5,0 ml), 2 x Mixing Pad #22;
426,08 CHF anstatt 532,60 CHF

Zubehör:
Art.-Nr. 10004917 **GC Push and Click Mixing Tips Regular**
(15 Stk.); 20,10 CHF
Art.-Nr. 10004929 **GC Push and Click Mixing Tips Endo**
(15 Stk.); 30,00 CHF

GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement in Kombination mit der innovativen Force & Fusion Technologie



Verpackungseinheiten:
Art.-Nr. 10003463
GC FujiCEM 2 Starter Kits – Paste Pak Dispenser
15 Mixing tips, 5 Intra oral Tips,
1 Kartusche (13 g/7,2 ml); 264,50 CHF
Art.-Nr. 10003462
GC FujiCEM 2 Starter Kits – Kunststoffdispenser
15 Mixing tips, 5 Intra oral Tips,
1 Kartusche (13 g/7,2 ml); 186,90 CHF

Art.-Nr. 10003460
GC FujiCEM 2 SL, Automix Package
+ 44 x Mixing Tip SL FujiCEM 2 SL Automix Package
(13 g/7,2 ml); 348,70 CHF

Art.-Nr. 10003459
GC FujiCEM 2 SL, Refill + Mixing pad N° 22
FujiCEM 2 SL Refill (13 g/7,2 ml); 260,60 CHF

PREISVORTEIL

25% 390,- CHF
~~521,20 CHF~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003468 **GC FujiCEM 2 SL Eco pack**
Inhalt: 4 FujiCEM 2 SL Kartuschen (à 13,3g/7,2 ml)
390,- CHF anstatt 521,20 CHF

Zubehör:
Art.-Nr. 10003465 **GC FujiCEM 2 Mixing Tips SL für Endo**,
Nachfüllpackung (10 Stk.) (nur für FujiCEM 2 SL
Kartusche geeignet); 30,90 CHF

Art.-Nr. 10003464 **GC FujiCEM 2 Mixing Tips SL**,
Nachfüllpackung (20 Stk.) (nur für FujiCEM 2 SL
Kartusche geeignet); 55,70 CHF

Hier gehts zur Webpage:
www.initiallisiblock.com



GC FUJICEM EVOLVE
GC FUJICEM 2 SL
GC INITIAL LISI BLOCK

GC Initial™ LiSi Block

Vollkristallisierter CAD/CAM-Block aus Lithium-Disilikat

Initial LiSi Block ist ein vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie (High Density Micronization) für die CAD/CAM-Zahnmedizin, sorgt für hohe Abrasionsbeständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. In Verbindung mit der ONE SQIN Technik – dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramiksistem – können Sie schnell und einfach ästhetischere Ergebnisse erzielen.

Workflows für ästhetische Kronen
Starke Lösungen für schöne Zähne



PREISVORTEIL

4 + 1 125,20 CHF
10 + 3
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.) zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.) zum Preis von 10!

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur innerhalb derselben Produktgruppe und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Farben: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, BL; Größe 14: 125,20 CHF
Packungseinheit: 5 Blöcke pro Packung
Preis pro Initial LiSi Block Packung (à 5 Stk.) 125,20 CHF

KAUFE 4 x PACKUNGEN INITIAL LISI BLOCK

1 x G-CEM ONE STARTER KIT UNIVERSAL IM WERT VON 128,80 CHF GRATIS!

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur innerhalb derselben Produktgruppe und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Zeitersparnis, da kein Kristallisationsbrand erforderlich
- Langlebige Ästhetik
- Feine, passgenaue Ränder
- Natürliche Opaleszenz
- Ideale Basis für die ONE SQIN Technik
- Einfach schleifen, polieren, einsetzen

INITIAL LISI BLOCK AESTHETIC KIT

488,10 CHF
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10007322
Initial LiSi Block Aesthetic Kit
Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, 5 Farben à 1 Block; A1 HT; A2 HT; A2 LT; A3 HT; A3 LT; Initial IQ, Lustre Paste ONE, 5 Farben à 4 g; L-NFL; L-A; L-3; L-2; L-OP; Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, Diluting Liquid, 8 ml; Refresh Liquid, 8 ml
Zubehör; 488,10 CHF

Politur und Fertigstellung



1 Schleifen 2 Vorpolitur 3 Brennplatte vorbereiten 4 Kristallisation 5 Abkühlung 6 Entfernen der Brennplatte 7 Reinigung 8 Abschließende Politur
Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage. Unter Testbedingungen basierend auf Gebrauchsanweisung.




G-CEM ONE Universal Kits

Universelles, selbstadhäsives
Befestigungs-Composite

Vereinfachtes Universal-Adhäsiv in nur einer Flasche dank G-Premio BOND:

- Die Kombination aus drei funktionellen Monomeren, sorgt für eine optimale Haftung – nur ein Adhäsiv für alle direkten und indirekten Workflows!
- Einfache Anwendung: G-Premio BOND auftragen, 10 Sekunden warten, Luft trocknen, Lichthärtung für 10 Sekunden. Kompatibel mit allen Ätzverfahren (Self-Etch, Selektive und Total-Etch).



NEU

Jetzt auch mit G-Premio
BOND kombinierbar!


GC-CEM ONE ist nun zusätzlich
in drei neuen Packungen in
Kombination mit G-Premio
BOND verfügbar, aus denen
Sie Ihr bevorzugtes Befestigungs-
protokoll wählen können.

Art.-Nr. 10037114
G-CEM ONE Universal Starter Kit A2
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 8 x GC Automix
Tips Regulär, 2 x GC Automix Endo tips,
1 x G-Premio BOND 5 ml; 128,80 CHF

Art.-Nr. 10037115
G-CEM ONE Universal Starter Kit Transluzent
1 x G-CEM ONE Syr.TR (4,6 g), 8 x GC Automix
Tips Regulär, 2 x GC Automix Endo tips,
1 x G-Premio BOND 5 ml; 128,80 CHF

Art.-Nr. 10037116
G-CEM ONE Universal System Kit
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 1 x G-CEM
ONE Syr. TR (4,6 g), 15 x GC Automix Tips
Regulär, 5 x GC Automix endo tips 1 x G-Premio
BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml;
147,60 CHF anstatt 184,50 CHF

Farben G-CEM ONE & G-CEM ONE Universal



Befestigungslösungen

Der GC „Luting Guide“ Befestigungs-
leitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl des
richtigen Materials. Er enthält darüber
hinaus Informationen zu den einzelnen
Befestigungsschritten.

Entdecken
Sie den
GC Luting
Guide!



Mehr Informationen
finden Sie in unserem
Befestigungsleitfaden
oder in der App!



Die schrittweise
Anleitung für alle
Befestigungen finden
Sie im **GC Luting
Guide** (Befestigungs-
leitfaden)

G-CEM ONE™ Selbstadhäsives Befestigungs-Composite

Zuverlässig

Optimale Haftwerte bei retentiven und
nicht-retentiven¹ Präparationen, dank der
einzigartigen GC Touch Cure Technologie
des optionalen G-CEM ONE Adhesive
Enhancing Primers.

Universell

Hervorragende Haftfestigkeit zum Zahn und zu
allen Substraten: Schmelz, Dentin, Zirkonoxid,
Metall, Glaskeramik², Hybrid-Keramik².

Ästhetisch

Unsichtbare,
abrasionsstabile
Ränder für
ästhetische Ergebnisse.



Anwenderfreundlich

Ausgeprägte Dunkelhärtung, „tack-cure“
Überschussentfernung, hohe Toleranz gegen-
über Speichel und Feuchtigkeit¹, Fließfähigkeit
ideal für Befestigungen, praktisch keine
postoperative Sensibilitäten³.

GC Touch Cure

Der Initiator im G-CEM ONE
Adhesive Enhancing Primer
beschleunigt die chemische
Aushärtung (Dunkelhärtung) des
Befestigungs-Composites an der
Zahnoberfläche und stellt einen
stabilen Verbund her.



PREISVORTEIL
4 + 1 AB **68,40 CHF**
Preis pro Packung

Erhalte 5 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 4!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der
Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit
einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10006918 **G-CEM ONE Starter Kit A2**
Art.-Nr. 10006919 **G-CEM ONE Starter Kit Transluzent**
Inhalt pro Starter Kit: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips,
1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml; 79,30 CHF

Art.-Nr. 10006921 **G-CEM ONE Twin Refill A2**
Art.-Nr. 10006922 **G-CEM ONE Twin Refill Transluzent**
Inhalt pro Twin Refill: 2 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix Endo Tips;
Preis pro Packung 130,50 CHF

Art.-Nr. 10006923 **G-CEM ONE Single Refill AO3**
Art.-Nr. 10006924 **G-CEM ONE Single Refill Weiß Opak**
Inhalt pro Single Refill: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips;
Preis pro Packung 68,40 CHF

Art.-Nr. 10006925 **G-CEM ONE Value Refill A2**
Art.-Nr. 10006926 **G-CEM ONE Value Refill Transluzent**
Inhalt pro Value Refill: 8 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
60 x GC Automix Tips Regular, 20 x GC Automix Endo Tips;
Preis pro Packung 414,60 CHF

Art.-Nr. 10006833
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml;
Preis pro Packung 70,80 CHF

Zubehör:
Art.-Nr. 10003289 **Automix Tip for Endo**
10 Stk. mit Verlängerungstip; 13,50 CHF
Art.-Nr. 10003335 **Automix Tip Regular**
10 Stk.: 12,50 CHF

**ON TOP 20%
PREISVORTEIL**

G-CEM ONE SYSTEM KIT

**+ ZUSÄTZLICH
G-CEM ONE REFILL GRATIS**

Kaufe 1 G-CEM ONE System Kit oder 1 G-CEM ONE
Universal System Kit mit 20% Preisvorteil und erhalte
zusätzlich 1 G-CEM ONE Refillpackung (Single) gratis!

Art.-Nr. 10006920 **G-CEM ONE System Kit**
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Spritze A2 (4,6 g), 1 x G-CEM
ONE Spritze TR (4,6 g), 15 x Automix Tips Regular,
5 x Automix endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive
Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 4 ml;
138,60 CHF anstatt 173,20 CHF

Art.-Nr. 10037116 **G-CEM ONE Universal System Kit**
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE
Spritze TR (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular,
5 x GC Automix endo tips 1 x G-Premio BOND 5 ml;
1 x G-Multi PRIMER 5 ml;
147,60 CHF anstatt 184,50 CHF

Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

¹ Mit G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
² Mit G-Multi PRIMER | ³ Feldtestergebnisse, nur für G-CEM ONE.
Daten auf Anfrage.

Workflows für ästhetische Kronen

Starke Lösungen für schöne Zähne

In der modernen Zahnheilkunde sind Vollkeramikkronen zu einer Routineversorgung geworden, die sowohl Haltbarkeit als auch Ästhetik bietet. Wir bei GC wissen, wie wichtig es ist, Zahnärztinnen und Zahnärzten einen Arbeitsablauf an die Hand zu geben, der auf ihre

Bedürfnisse zugeschnitten ist – von A bis Z. Unser Angebot an hochwertigen Produkten stellt sicher, dass jeder Aspekt des Restaurationsprozesses mit Präzision und hoher Qualität erfüllt wird, so dass optimale Ergebnisse für Ihre Patientinnen und Patienten resultieren.

1.

Materialauswahl: Wissen, was zu wählen ist und warum

Ästhetik und Festigkeit in Balance mit Initial Zirconia Disk oder Initial LiSi Block



Initial Zirconia Disk:
Das perfekte Gerüst für anspruchsvolle Fälle



- Hohe Kaubelastung
- Subgingivale Ränder
- Auswahl bei Transluzenz und Schichtstärke
- Abgestimmt auf das Initial-Keramik-System



Initial LiSi Press & Initial LiSi Block:

Vollständig kristallisierter Block mit idealen Eigenschaften – kein Brennen erforderlich
Unübertroffene physikalische Eigenschaften und natürliche, lebensechte Ästhetik

- Überzeugende Opaleszenz und Transluzenz
- Für Restaurationsränder auf oder über Gingivaniveau
- Abgestimmt auf das Initial-Keramik-System
- Perfekter Randschluss

2.

Smarte Präparation:


Kriterien, die Sie beachten sollten

Entfernen Sie so wenig Hartsubstanz wie möglich – unter Einhaltung der erforderlichen Gerüststärke.




Präparationstiefe an das Material anpassen

Mindestschichtstärken für Gerüste



Für Initial LiSi Press, Initial LiSi Block und Initial Zirconia Disk UHT



Für Initial Zirconia Disk HT



Workflows für ästhetische Kronen

HIER ERHALTEN SIE WEITERE INFORMATIONEN ZUM SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ABLAUF!

3.

Der ästhetische Feinschliff: Charakterisierung & Politur

Initial Keramiken: Optionen zur Charakterisierung von monolithischen Restaurationen bis zu klassischem Cut-back erforderlich ist.

A. Monolithische Restauration und Individualisierung mit Initial IQ Lustre Pastes ONE

(Zirkonoxid oder Lithium-Disilikat)



01



Monolithisches Gerüst

02



Initial Lustre Pastes ONE

03



Fertig!

B. Micro-Cutback und Charakterisierung durch Micro-Layering mit Initial IQ ONE SQIN

(Zirkonoxid oder Lithium-Disilikat)



01



Labiale Mikroreduktion

02



Initial Lustre Pastes ONE

03



Initial IQ ONE SQIN

04



Fertig!

C. Reduktion & Schichtung mit Initial Zr-FS

(Zirkonoxid) oder Initial LiSi

(Lithium-Disilikat)



01



Labiale Reduktion

02



Schichten aus INside und Fluo

03



Schmelzsichten

04



Fertig!

4.

Die reibungslose Befestigung

Zementieren oder adhäsiv befestigen, je nach Situation und Präferenz



Einzelkrone mit hohem ästhetischem Anspruch. Mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Forster, Ungarn



Zirkonoxidkronen mit subgingivalen Rändern. Mit freundlicher Genehmigung von Dr. J. Tapia Guadix, Spanien

Adhäsiv befestigen mit G-CEM ONE™

- Universelle, vielseitige Option
- Kann bei nicht ausreichender Retention mit G-Premio BOND oder G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer kombiniert werden
- 4 ästhetische Farben, langfristig farbstabil
- Hervorragende Dunkelhärtung auch bei Kronen mit großer Schichtstärke oder hoher Opazität



Zementieren mit FujiCEM™ Evolve

- Ideal bei subgingivalen Rändern
- Bei ausreichender Retention
- Ausgezeichneter Haftverbund zu Zirkonoxid
- Geringes Risiko für postoperative Sensibilität
- Vorteilhaft bei hohem Kariesrisiko



Initial LiSi Press



Initial LiSi Block



Initial IQ Lustre Pastes ONE



Initial LiSi



G-CEM ONE



Initial Zirconia Disks



Initial Zirconia Coloring Liquids



Initial IQ ONE SQIN



Initial Zr-FS



FujiCEM Evolve

GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JULI BIS DEZEMBER 2024

PRAXIS



Since 1921
100 years of Quality in Dental

