

GC Ibérica - Ofertas y Novedades

Julio - Diciembre 2024



Initial™ IQ ONE SQIN de GC

¡Un nuevo y eficaz concepto para piezas monolíticas y reducidas bucalmente

GC Initial IQ, ONE SQIN System Set, 228g

Ref.: 10006991

GC Initial IQ, ONE SQIN System Set, 228g
 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3g
 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4g
 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g; 1x SPS Glaze Liquid, 25ml
 1x IQ LP ONE/NF (Diluting Liquid 8ml, Refresh Liquid 8ml, Form & Texture Liquid, 25ml, Mixing Dish, Brush 00, Brush 2, Plastic Cover, Technical Manual, Colour Chart, Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g), SPS Colour Chart




OFERTA* (50% Dto*)
 rec 1.686,45 € **843,23 €**

*Solicitar condiciones para adquirir el descuento.

¡Todo lo necesario para comenzar a pintar!



GC Initial IQ ONE SQIN, maquillando un monolítico con Lustre Pastes ONE



Fluorescencia natural



Estética roja y blanca



Máxima estética dentro de una microcapa



Crea la forma y la textura fina en la fase húmeda



Initial IQ Lustre Pastes ONE también se puede usar como cocción de conexión



Propiedades de autoglasado con una sola cocción



Initial™ IQ ONE SQIN


- ✓ **Estética** comparable a la cerámica estratificada pero con un ahorro de tiempo considerable.
- ✓ **Fluorescencia** natural bajo todas las circunstancias.
- ✓ Verdaderamente **Opalescente**.
- ✓ **Propiedades** de autoglasado.
- ✓ **Infinitas posibilidades** de caracterización con **Lustre Pastes ONE & Spectrum Stains**.
- ✓ La **Solución ideal** para las restauraciones anteriores y posteriores de disilicato de litio y zirconio.



Initial™ Zirconia Coloring Liquid

¡Personalizado, a tu manera!

Sistema de Colorantes GC Initial Zirconia, diseñado para la personalización de restauraciones de zirconia pre-sinterizada.



GC Initial Zirconia Coloring Liquid Intro Kit, 250g

Ref.: 10041649

GC Initial Zr Coloring Liquid:
 1x 50ml (Body A, Cervical A, Effect Grey, Neutral)

GC Initial Zr Marking Liquid:
 1x Red, 25ml,
 1x Blue, 25ml.




OFERTA

rec 221,35 € **149,00 €**



- ✓ Reduce la necesidad de acabados adicionales.
- ✓ Colores naturales integrados para resultados estéticos vibrantes.
- ✓ Más rápido y predecible, asegurando un acabado natural desde la base.
- ✓ Ya sea que elijas un enfoque estándar o muy personalizado, nuestros colorantes ofrecen instrucciones claras y efectivas para aplicaciones con pincel o inmersión.
- ✓ Simplifica la gestión de stock con solo 11 colores, permitiendo una personalización individualizada desde la parte incisal hasta la gingival.



Initial™ ZIRCONIA COLORING LIQUID

Initial™ IQ, Lustre Pastes ONE

El arte de pintar cerámica

Initial IQ Lustre Paste ONE V-Shades Set, 88g

Ref.: 10007017

1x Neutral L-N (4g), 1x Neutral Fluo L-NFL (4g),
1x Value L-V (4g), 1x Opal L-OP (4g),
4x Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D) (4g),
10x Enamel Effect Shades (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-10) (4g), 1x Diluting Liquid (8ml),
1x Refresh Liquid (8ml), 1x Mixing Dish, 1x Brush 00,
1x Brush 2, 1x Plastic Cover, 1x Technical Manual,
1x IQ LP ONE Colour Chart.



- ✓ Exclusiva cerámica efecto 3D para maquillar
- ✓ Aportan fluorescencia, profundidad y autenticidad simplemente pintando.
- ✓ Amplio CTE
- ✓ Aptos para uso interno y externo
- ✓ Cocción de conexión
- ✓ Opalescencia real para una dinámica de luz realista

OFERTA
rec 971,50€ **655,00€**



Initial™ IQ LP ONE

Nivel de fluorescencia óptimo. Asegura un diente natural bajo cualquier circunstancia lumínica.

Initial™ IQ Lustre Pastes GUM Shades Set

Pinte su estética en rojo y blanco con transiciones naturales, incluso sobre estructuras de zirconio

Initial IQ Lustre Pastes GUM Shades Set

Ref.: 10003186

5x IQ LP NF Lustre Paste: G-23, 24, 34, 35, 36, 4g,
4x Stain Modifier: LP-M1, M2, M3, M4, 3g,
IQ LP NF Diluting Liquid, 8ml,
IQ LP NF Refresh Liquid, 8ml,
IQ LP NF mixing dish,
IQ LP NF Brush A, Brush B,
IQ LP NF, Manual



OFERTA
rec 537,40€ **365,00€**



Initial™ Spectrum Stains

Uno para todos

Ref. 10003190

16x Initial Spectrum Stain SPS1 – SPS16, 3g
1x Glaze Powder GL, 10g
1x Glaze Liquid, 25ml
1x Glaze Paste Liquid, 8ml
Shade Guide



OFERTA
rec 1.104,30€ **745,00€**



- ✓ Maquillajes y glaseados universales para todos los materiales cerámicos.
- ✓ Un amplio espectro de uso y de colores.
- ✓ Consistencia adaptable de los maquillajes y glaseado.

Initial™ SPECTRUM STAINS

Initial™ LiSi Press

La nueva cerámica de Disilicato de Litio inyectable con la estética y la resistencia que los protésicos dentales exigen sin que presente un valor bajo.




Initial LiSi Press

5x Initial LiSi Press, 3g


OFERTA
rec 112,40€ **75,00€**




Alta Translucidez (HT)




Media Translucidez (MT)




Baja Translucidez (LT)



Baja Translucidez



Media Opacidad (MO)



Concepto One body (LT-IQ)

Initial™ LiSi

Disilicatos de litio redefinidos que proporcionan beneficios para todos

A los protésicos dentales les encanta trabajar con **Initial LiSi Block** y **LiSi Press**



Estética excepcional

Tecnología HDM para una belleza duradera

- ✓ Excelente capacidad de pulid (también intraoral)
- ✓ Excelente resistencia a la abrasión
- ✓ ¡Y una hermosa opalescencia!



Calidad marginal

Tecnología HDM para una alta precisión

- ✓ Resistente al chipping marginal, ya sea inyectado o fresado
- ✓ Excelente integridad marginal



Ahorro de tiempo

Tecnología HDM para mayor eficiencia con Initial LiSi Block

- ✓ Fresado sencillo
- ✓ Glaseado opcional

Initial LiSi Press

- ✓ No hay prácticamente ninguna capa de reacción

G-CEM ONE™

¡EL ÚNICO... que simplifica el proceso!

Cemento de resina **universal, autoadhesivo y dual**

- ✓ Diseñado para la adhesión definitiva de restauraciones indirectas de composite, total-cerámica y metal.
- ✓ Ideal para cementaciones de aditamentos híbridos en el propio laboratorio.
- ✓ Garantiza una fuerza de adhesión y durabilidad inigualables tanto al titanio y zirconia, sin la necesidad de aplicar un pre-tratamiento con Primers.
- ✓ ¡Mínimo espesor (5µm) - ajuste perfecto!



G-CEM ONE Value Kit A2

Ref. 10006925

G-CEM ONE Value Kit A2
8x G-CEM ONE Syringe A2 (4,6g),
60x GC Automix Tips Regular,
20x GC Automix Endo tips.

OFERTA
rec 445,70€ **325,00€**
Jeringas: 40,62 €/Ud.

G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

Ref. 10006923 / 10006924

1x G-CEM ONE Syringe (4,6g),
8x GC Automix Tips Regular,
2x GC Automix Endo Tips.




OFERTA
rec 73,55€ **53,75€**

GC Temp PRINT

Construyendo puentes para el futuro

El nuevo material fotopolimerizable para sistemas de fabricación aditiva



GC Temp PRINT

GC Temp PRINT - 500g
Ref. 10004798 - Light
ó Ref. 10004797 - Medium

OFERTA

rec 304,85€ **179,00€**

GC Temp PRINT es el nuevo líquido **fotopolimerizable e imprimible 3D** para restauraciones temporales de larga duración con alta resistencia al desgaste y la exclusiva tecnología de Reología de Control Dinámico (RCD). Añade color y brillo a sus restauraciones provisionales con.

Reología de control dinámico (RCD)

Gracias a la tecnología RCD, basta con agitar la botella con la mano para obtener una dispersión homogénea. Los aditivos antisedimentación forman una protección alrededor de los pigmentos y rellenos para evitar que se precipiten. De esta manera, se mantiene estable, con una alta precisión y reproducibilidad en el tiempo.

Cortesía de Anthony Mak.



Labolight DUO

Unidad de fotopolimerización de luz LED



1 máquina...
2 modos de polimerizado:

- Pre-polimerizado (modo paso a paso)
- Polimerización final (modo completo)

- ✓ La tecnología LED de doble longitud de onda con dos picos de intervalos espectrales de:
 - 465 nm - 485 nm (12 ledes azules)
 - 390 nm - 400 nm (3 ledes violeta)

- ✓ Fácil utilización
- ✓ Sistema rotatorio automatizado y placa reflectante

Labolight DUO

Ref. 10001246

PROMO

rec 3.510,75€ **2.565,00€**



OPTIGLAZE color de GC

Solución de maquillaje fotopolimerizable

OPTIGLAZE color Set

Ref. 10001150
2,6ml (A Plus, B Plus, C Plus, Blanco, Pink, Blanco Marfil, Amarillo, Naranja, Marrón rojizo, Oliva, Rosa anaranjado, Lavanda, Gris, Azul, Rojo).
Clear 5ml, Clear HV 5ml, Pincel plano, Pincel redondo, Bandeja dispensadora desechable.



OFERTA

rec 830,95€ **485,00€**

- ✓ Coronas y puentes de composite
- ✓ Coronas y puentes provisionales de resina
- ✓ Coronas de cerámica híbrida
- ✓ Puentes sobre implantes fijos permanentes de material acrílico
- ✓ Dientes artificiales
- ✓ Prótesis removibles de material acrílico
- ✓ Prótesis removibles sobre implantes



Caracterización de acrílicos con OPTIGLAZE color

OPTIGLAZE color

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de Diciembre 2024 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

GRADIA™ PLUS

Donde la innovación confluye con la indicación

Sistema de composite modular para restauraciones indirectas

Descubra **GRADIA PLUS**, el sistema de composite indirecto de vanguardia que superará todas sus expectativas en torno a los materiales de restauración, para un amplio espectro de indicaciones y técnicas, desde reconstrucciones clásicas o muticromáticas hasta enfoques monolíticos.

El concepto:

- + Racional (menos = más...)
- + Modular (compre lo que necesite)
- + Una estética en rojo y blanco...en perfecta armonía
- + Una amplia gama de indicaciones
- + Una sola unidad para todas las polimerizaciones
- + Reducción de costes




Fotos: S. Maffei



GRADIA™ PLUS – Técnica de Inyección
cortesía de Roeland De Paepe.



Solicite su **oferta personalizada.**
Descuentos de hasta el 50%
para clientes nuevos.



PROMO



- **2 texturas:** pasta y fluido (Heavy Body & Light Body)
- **Masas fluorescentes y opalescentes**
- **Resistencia a la flexión:** 160 MPa - Dureza: 60 Hv

LAYER SET Ref.: 10003559	rec 1.177,00€	588,50€*
LAYER PRO SET Ref.: 10003652	rec 1.065,00€	532,75€*
ONE BODY SET Ref.: 10003562	rec 656,70€	328,35€*
PAINT SET Ref.: 10003560	rec 743,45€	371,75€*
GUM SHADE SET Ref.: 10003561	rec 768,10€	384,05€*
ACCESORY SET Ref.: 10003563	rec 669,10€	334,55€*

* Solicitar condiciones para adquirir el descuento.

EXACLEAR y GRADIA™ PLUS de GC

EXACLEAR, material de vinilpolisiloxano transparente

Es muy útil para crear coronas o carillas provisionales. Utilizar GRADIA PLUS Light Body de GC en lugar de acrílico resulta más sencillo y es menos sensible a la técnica empleada. Solo tiene que inyectar el material en la llave de EXACLEAR.

Se obtiene un control visual óptimo gracias a la elevada transparencia y también se puede conseguir una polimerización eficaz mediante la fotopolimerización a través de la llave. El material es firme pero flexible, además, se puede retirar y volver a colocar fácilmente sin que se rompa.

Se puede mantener un espacio para CUBRIR con Heavy Body Enamel HB-E.

¡El maquillaje final y glaseado con Lustre Paint son la guinda del pastel!

EL SOCIO DE GRADIA™ PLUS para un trabajo transparente

- ✓ Control excelente de los detalles
- ✓ Manipulación sencilla
- ✓ Fraguado rápido



EXACLEAR inyectado en una plantilla formada al vacío y colocada sobre el modelo de cera.



Modelo preparado, recubierto con un separador de silicona sobre las preparaciones y un separador GRADIA PLUS de GC sobre el resto.



Inyección de Light Body



El composite se polimeriza a través del EXACLEAR extremadamente transparente.




Después de retirar la silicona y la limpieza de los orificios de ventilación.



Restauraciones provisionales acabadas con Lustre Paint.

Su socio en situaciones clínicas complejas



Pilares de implantes provisionales con una capa opaca de GRADIA PLUS y refuerzo GC Stick.



Light Body inyectado y polimerizado.



Después de la limpieza y cut back de las restauraciones.



Modificación de la superficie con Lustre Paint, recubierto con Heavy Body Enamel HB-E.



Caso final acabado con Lustre Paint CLF.

Casos: Stephen Lusty, Reino Unido



Aadva™ ALS 3

El único escáner de laboratorio controlado por gestos

¡El escáner es tu espacio de trabajo!



OFERTA

rec 19.000€

15.000€

SIN CARGO:
Hybrid Scan & Smart Occlusion

Una experiencia de usuario única gracias a la **tecnología de proyección patentada**

Función de oclusión inteligente

Supera la necesidad de escaneos de mordida. Con un solo click, guía automáticamente tus modelos digitales hacia la oclusión



Tecnología de escaneo híbrida

Los escaneos de impresiones y modelos se emparejan automáticamente, aumentando la cobertura de escaneo y eliminando la necesidad de preparar modelos



Botones interactivos de escaneo en la placa del objeto

Te guían a través de los diversos pasos del proceso de escaneo



Posicionamiento totalmente automático de la placa

Según el objeto a escanear



Luz azul segura para los ojos

El diseño seguro te protege de los peligros de la luz azul



Balance dinámico entre velocidad y precisión

Gracias a la disposición de la cámara gemela angulada y los motores de alta velocidad



✓ Solicite información de su cuota mensual mediante renting
Se incluye 3 meses gratuitos Hybrid Scan & Smart Occlusion



GC IBÉRICA Dental Products, S.L. - Edificio Codesa 2 • Playa de las Américas, 2 - 1º • 28290 Las Rozas, Madrid,
Tel.: 91 636 43 40 • info.spain@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe/es-ES>

