

GC Ibérica - Ofertas y Novedades

Enero - Junio 2025



Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

La mejor elección para los estándares más altos.

Diseñado para ofrecer el equilibrio perfecto entre alta resistencia y estética excepcional, Initial Zirconia Disk Multilayer Elite es la opción ideal tanto para restauraciones anteriores como posteriores.



ESTÉTICA SUPERIOR

Color natural y degradado de translucidez para restauraciones anteriores y posteriores.



ALTA RESISTENCIA

Clasificado como Clase V según la norma DIN EN ISO 6872, con un valor medio de > 1.100 MPa.




OMNI-FUNCIONAL

Versátil y adecuado para una amplia gama de indicaciones clínicas. Sinterizado rápido o regular.

Degradado natural

Sorprendentemente natural: un degradado continuo desde la zona cervical hasta incisal, tanto en el color como en los gradientes de translucidez, imitando de la mejor manera posible la estructura dental natural.

Translucidez > 49% Resistencia < 800MPa	5Y INCISAL	20%
	4-5Y CAPA INTERMEDIA 1	15%
	4-5Y CAPA INTERMEDIA 2	15%
	4-5Y CAPA INTERMEDIA 3	15%
Translucidez >45% Resistencia 1.150MPa	4Y CERVICAL	35%



Propiedades físicas

- ✓ Dióxido de circonio Tipo II Clase V DIN EN ISO 6872
- ✓ Resistencia a la flexión: valor medio típico ≥ 1.100 MPa
- ✓ Alto gradiente de translucidez de >45 % a >49 %
- ✓ Sinterizado rápido para coronas y puentes de hasta 3 Uds.

Hecho para una productividad cualitativa

Adecuado para una alta productividad sin comprometer la calidad

ESCANEO Y DISEÑO con Aadv Lab Scan 3

Escáner controlado por gestos con alta precisión y funciones de escaneo inteligente



MAQUILLAJE INTERIOR 2D con Initial Zirconia Coloring Liquid

Perfecciona con colores de efecto para lograr la máxima sofisticación



MICROCAPAS con Initial IQ ONE SQIN

Maquillaje 3D con Initial IQ Lustre Pastes ONE Color y fluorescencia, ya sea para trabajos puramente monolíticos o con micro-cutback en combinación con IQ SQIN.



FORMA Y TEXTURA con INITIAL IQ SQIN

Vitalidad, textura natural y brillo dentro de una microcapa.



RECUBRIMIENTO CLÁSICO con Initial Zr-FS

Efectos ópticos insuperables y alta estabilidad después de múltiples cocciones para estructuras con cutback clásico.



CEMENTO con FujiCEM Evolve

La opción preferida para zirconia, fácil de usar e ideal para márgenes yuxtagingivales o subgingivales.



Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite (16 colores VITA y 3 Bleach)

14mm
OFERTA
rec 192,50 € 140,65 €

16mm
OFERTA
rec 213,90 € 156,35 €

20mm
OFERTA
rec 222,35 € 187,80 €

25mm
OFERTA
rec 298,95 € 218,40 €



Initial™ IQ ONE SQIN

¡Un nuevo y eficaz concepto para piezas monolíticas y reducidas bucalmente

GC Initial IQ ONE SQIN System Set, 228g

Ref.: 10006991

GC Initial IQ ONE SQIN System Set, 228g
 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3g
 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4g
 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g; 1x SPS Glaze Liquid, 25ml
 1x IQ LP ONE/NF (Diluting Liquid 8ml, Refresh Liquid 8ml, Form & Texture Liquid, 25ml, Mixing Dish, Brush 00, Brush 2, Plastic Cover, Technical Manual, Colour Chart, Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g), SPS Colour Chart




OFERTA* (50% Dto*)
 rec 1.686,45 € **843,23 €**

*Solicitar condiciones para adquirir el descuento.

¡Todo lo necesario para comenzar a pintar!



GC Initial IQ ONE SQIN, maquillando un monolítico con Lustre Pastes ONE



Fluorescencia natural



Estética roja y blanca



Máxima estética dentro de una microcapa



Crea la forma y la textura fina en la fase húmeda



Initial IQ Lustre Pastes ONE también se puede usar como cocción de conexión



Propiedades de autoglaseado con una sola cocción



INITIAL ONE SQIN

Initial™ IQ ONE SQIN


- ✓ **Estética** comparable a la cerámica estratificada pero con un ahorro de tiempo considerable.
- ✓ **Fluorescencia** natural bajo todas las circunstancias.
- ✓ Verdaderamente **Opalescente**.
- ✓ **Propiedades** de autoglaseado.
- ✓ **Infinitas posibilidades** de caracterización con **Lustre Pastes ONE & Spectrum Stains**.
- ✓ La **Solución ideal** para las restauraciones anteriores y posteriores de disilicato de litio y zirconio.



Initial™ Zirconia Coloring Liquid

¡Personalizado, a tu manera!

Sistema de Colorantes GC Initial Zirconia, diseñado para la personalización de restauraciones de zirconia pre-sinterizada.



GC Initial Zirconia Coloring Liquid Intro Kit, 250g

Ref.: 10041649

GC Initial Zirconia Coloring Liquid:
 1x 50ml (Body A, Cervical A, Effect Grey, Neutral)

GC Initial Zirconia Marking Liquid:
 1x Red, 25ml,
 1x Blue, 25ml.



OFERTA

rec 221,35 € **149,00 €**

GC Initial Zirconia Coloring Liquid Set, 700g

Ref.: 10041648

GC Initial Zirconia Coloring Liquid:
 1x 50ml (Body A-B-C-D, Cervical A-B-C-D, Effect Blue, Grey, Pink, Neutral);


GC Initial Zirconia Marking Liquid:
 1x 25ml: (Red, Blue, Yellow, Green).

OFERTA

rec 645,00 € **375,00 €**



- ✓ Reduce la necesidad de acabados adicionales.
- ✓ Colores naturales integrados para resultados estéticos vibrantes.
- ✓ Más rápido y predecible, asegurando un acabado natural desde la base.
- ✓ Ya sea que elijas un enfoque estándar o muy personalizado, nuestros colorantes ofrecen instrucciones claras y efectivas para aplicaciones con pincel o inmersión.
- ✓ Simplifica la gestión de stock con solo 11 colores, permitiendo una personalización individualizada desde la parte incisal hasta la gingival.



Initial™ ZIRCONIA COLORING LIQUID

Initial™ IQ ONE SQIN
 Initial™ Zirconia Coloring Liquid

Precios y contenidos válidos hasta el 30 de Junio 2025 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

Initial™ IQ, Lustre Pastes ONE V-Shades

El arte de pintar cerámica

Initial IQ Lustre Paste ONE V-Shades Set, 88g

Ref.: 10007017

1x Neutral L-N (4g), 1x Neutral Fluo L-NFL (4g),
1x Value L-V (4g), 1x Opal L-OP (4g),
4x Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D) (4g),
10x Enamel Effect Shades (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5,
L-6, L-7, L-8, L-9, L-10) (4g), 1x Diluting Liquid (8ml),
1x Refresh Liquid (8ml), 1x Mixing Dish, 1x Brush 00,
1x Brush 2, 1x Plastic Cover, 1x Technical Manual,
1x IQ LP ONE Colour Chart.

- ✓ Exclusiva cerámica efecto 3D para maquillar
- ✓ Aportan fluorescencia, profundidad y autenticidad simplemente pintando.
- ✓ Amplio CTE
- ✓ Aptos para uso interno y externo
- ✓ Cocción de conexión
- ✓ Opalescencia real para una dinámica de luz realista



OFERTA
rec 971,50 € **655,00 €**



Initial™ IQ LP ONE

Nivel de fluorescencia óptimo. Asegura un diente natural bajo cualquier circunstancia lumínica.

Initial™ IQ Lustre Pastes NF GUM Shades Set

Pinte su estética en rojo y blanco con transiciones naturales, incluso sobre estructuras de zirconio

Initial IQ Lustre Pastes NF GUM Shades Set

Ref.: 10003186

5x IQ LP NF Lustre Pastes NF: G-23, 24, 34, 35, 36, 4g,
4x Stain Modifier: LP-M1, M2, M3, M4, 3g,
IQ LP NF Diluting Liquid, 8ml,
IQ LP NF Refresh Liquid, 8ml,
IQ LP NF mixing dish,
IQ LP NF Brush A, Brush B,
IQ LP NF, Manual



OFERTA
rec 537,40 € **365,00 €**



Initial™ Spectrum Stains

Uno para todos

Ref.: 10003190

16x Initial Spectrum Stain SPS1 – SPS16, 3g
1x Glaze Powder GL, 10g
1x Glaze Liquid, 25ml
1x Glaze Paste Liquid, 8ml
Shade Guide



OFERTA
rec 1.104,30 € **670,00 €**




- ✓ Maquillajes y glaseados universales para todos los materiales cerámicos.
- ✓ Un amplio espectro de uso y de colores.
- ✓ Consistencia adaptable de los maquillajes y glaseado.

Initial™ SPECTRUM STAINS

GC Temp PRINT

Construyendo puentes para el futuro

El nuevo material fotopolimerizable para sistemas de fabricación aditiva



Temp PRINT

GC Temp PRINT es el nuevo líquido **fotopolimerizable e imprimible 3D** para restauraciones temporales de larga duración con alta resistencia al desgaste y la exclusiva tecnología de Reología de Control Dinámico (RCD). Añade color y brillo a sus restauraciones provisionales con.

Reología de control dinámico (RCD)

Gracias a la tecnología RCD, basta con agitar la botella con la mano para obtener una dispersión homogénea. Los aditivos antisedimentación forman una protección alrededor de los pigmentos y rellenos para evitar que se precipiten. De esta manera, se mantiene estable, con una alta precisión y reproducibilidad en el tiempo.



Cortesía de Anthony Mak.



GC Temp PRINT

GC Temp PRINT - 500g
Ref. 10004798 - Light
ó Ref. 10004797 - Medium

OFERTA

rec 304,85€ **225,00€**

Labolight DUO

Unidad de fotopolimerización de luz LED



Labolight DUO

Ref. 10001246

1 máquina...

2 modos de polimerizado:

- Pre-polimerizado (modo paso a paso)
- Polimerización final (modo completo)

- ✓ La tecnología LED de doble longitud de onda con dos picos de intervalos espectrales de:
 - 465 nm - 485 nm (12 ledes azules)
 - 390 nm - 400 nm (3 ledes violeta)

✓ Fácil utilización

✓ Sistema rotatorio automatizado y placa reflectante

PROMO

rec 3.510,75€ **2.310,00€**



OPTIGLAZE color

Solución de maquillaje fotopolimerizable

OPTIGLAZE color Set

Ref. 10001150

2,6ml (A Plus, B Plus, C Plus, Blanco, Pink, Blanco Marfil, Amarillo, Naranja, Marrón rojizo, Oliva, Rosa anaranjado, Lavanda, Gris, Azul, Rojo).
Clear 5ml, Clear HV 5ml,
Pincel plano, Pincel redondo,
Bandeja dispensadora desechable.



OFERTA

rec 830,95€ **599,00€**

- ✓ Coronas y puentes de composite
- ✓ Coronas y puentes provisionales de resina
- ✓ Coronas de cerámica híbrida
- ✓ Puentes sobre implantes fijos permanentes de material acrílico
- ✓ Dientes artificiales
- ✓ Prótesis removibles de material acrílico
- ✓ Prótesis removibles sobre implantes



Caracterización de acrílicos con OPTIGLAZE color

OPTIGLAZE color

Precios y contenidos válidos hasta el 30 de Junio 2025 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

Initial™ LiSi Press

La nueva cerámica de Disilicato de Litio inyectable con la estética y la resistencia que los protésicos dentales exigen sin que presente un valor bajo.


Initial LiSi Press

5x Initial LiSi Press, 3g


OFERTA
rec 112,40€ **70,00€**




Alta Translucidez (HT)




Media Translucidez (MT)



Baja Translucidez (LT)




Baja Translucidez



Concepto One body (LT-IQ)

Media Opacidad (MO)



Initial™ LiSi

Disilicatos de litio redefinidos que proporcionan beneficios para todos

A los protésicos dentales les encanta trabajar con **Initial LiSi Block** y **LiSi Press**



Estética excepcional

Tecnología HDM para una belleza duradera

- ✓ Excelente capacidad de pulid (también intraoral)
- ✓ Excelente resistencia a la abrasión
- ✓ ¡Y una hermosa opalescencia!



Calidad marginal

Tecnología HDM para una alta precisión

- ✓ Resistente al chipping marginal, ya sea inyectado o fresado
- ✓ Excelente integridad marginal



Ahorro de tiempo

Tecnología HDM para mayor eficiencia con Initial LiSi Block

- ✓ Fresado sencillo
- ✓ Glaseado opcional

Initial LiSi Press

- ✓ No hay prácticamente ninguna capa de reacción

Take it easy



G-CEM ONE™

¡EL ÚNICO... que simplifica el proceso!

Cemento de resina **universal, autoadhesivo y dual**

- ✓ Diseñado para la adhesión definitiva de restauraciones indirectas de composite, total-cerámica y metal.
- ✓ Ideal para cementaciones de aditamentos híbridos en el propio laboratorio.
- ✓ Garantiza una fuerza de adhesión y durabilidad inigualables tanto al titanio y zirconia, sin la necesidad de aplicar un pre-tratamiento con Primers.
- ✓ ¡Mínimo espesor (5µm) - ajuste perfecto!

G-CEM ONE Value Kit A2

Ref. 10006925

G-CEM ONE Value Kit A2
8x G-CEM ONE Syringe A2 (4,6g),
60x GC Automix Tips Regular,
20x GC Automix Endo tips.

OFERTA
rec 445,70€ **325,00€**
Jeringas: 40,62 €/Ud.



G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

Ref. 10006923 / 10006924

1x G-CEM ONE Syringe (4,6g),
8x GC Automix Tips Regular,
2x GC Automix Endo Tips.

OFERTA
rec 73,55€ **53,75€**



Aadva™ ALS 3

El único escáner de laboratorio controlado por gestos

¡El escáner es tu espacio de trabajo!



OFERTA

rec 19.000€

15.000€

SIN CARGO:
Hybrid Scan & Smart Occlusion

Una experiencia de usuario única gracias a la tecnología de proyección patentada

Función de oclusión inteligente

Supera la necesidad de escaneos de mordida. Con un solo click, guía automáticamente tus modelos digitales hacia la oclusión



Tecnología de escaneo híbrida

Los escaneos de impresiones y modelos se emparejan automáticamente, aumentando la cobertura de escaneo y eliminando la necesidad de preparar modelos



Botones interactivos de escaneo en la placa del objeto

Te guían a través de los diversos pasos del proceso de escaneo



Posicionamiento totalmente automático de la placa

Según el objeto a escanear



Luz azul segura para los ojos

El diseño seguro te protege de los peligros de la luz azul



Balance dinámico entre velocidad y precisión

Gracias a la disposición de la cámara gemela angulada y los motores de alta velocidad



✓ Solicite información de su cuota mensual mediante renting
Se incluye 3 meses gratuitos Hybrid Scan & Smart Occlusion



GC IBÉRICA Dental Products, S.L. - Edificio Codesa 2 • Playa de las Américas, 2 - 1º • 28290 Las Rozas, Madrid,
Tel.: 91 636 43 40 • info.spain@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe/es-ES>

