

Posebna ponuda GC proizvoda LABORATORIJ

Vrijedi do 30.06.2025.



Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

NOVO!

Najbolji izbor za najviše standarde

Izrađen da pruži savršenu ravnotežu visoke čvrstoće i izvrsne estetike, Initial Zirconia Disk Multilayer Elite idealan je izbor za restauracije u području prednjih i stražnjih zubi.



VRHUNSKA ESTETIKA

Prirodna boja i stupnjevanje translucencije za restauracije u području prednjih i stražnjih zubi.



VISOKA ČVRSTOĆA

Klasificiran kao klasa V prema DIN EN ISO 6872 sa srednjom vrijednošću od > 1.100 MPa.



MULTIFUNKCIONALNOST

Svestran i prikladan za širok raspon kliničkih indikacija. Brzo ili redovno sinteriranje.

Boje:

Svih 16 V-nijansi i 3 vrste izbjeljivanja dostupni su u diskovima debljine 14, 16, 20 i 25 mm promjera 98,5 mm

Debljina diskova: 14 mm

151,54 EUR

16 mm

168,47 EUR

20 mm

202,33 EUR

25 mm

219,66 EUR

Initial™ Zirconia Coloring Liquid

NOVO!

Individualizacija, na vaš način!



Initial Zr Coloring Liquid Set

Sadržaj:

- 4 "Body" boje
- 4 Cervical (cervikalne) boje
- 1 Neutral (neutralna) boje
- 4 Effect boje (za efekt)
- 4 boje za označavanje
- tehnički priručnik

405,67 EUR

Sustav se sastoji od 12 tekućina za bojanje na bazi vode sukladno „IQ filozofiji“

Brzina, veća predvidljivost i visok stupanj individualizacije
U skladu s Initial IQ filozofijom

Manje zalihe, veća dobit
Brzo i jednostavno dobivanje svake boje, uz manje zalihe

Bojanje ili uranjanje
Dva načina nanošenja, odluka je vaša

Initial™ Zirconia Disk



- Standard Translucency (ST)
(standardna translucencija)
- idealna za slojevanje
- High Translucency (HT)
(visoka translucencija)
- idealna za monolitne restauracije
- Ultra Hight Translucency (UHT)
(ultra visoka translucencija)

Pakiranje

Initial Zirconia Disk ST, HT, UHT 98.5 mm x 12 mm	125,84 EUR
Initial Zirconia Disk ST, HT, UHT 98.5 mm x 14 mm	134,03 EUR
Initial Zirconia Disk ST, HT, UHT 98.5 mm x 18 mm	155,81 EUR
Initial Zirconia Disk ST, HT, UHT 98.5 mm x 25 mm	194,04 EUR



Initial™ IQ ONE SQIN

Keramički sustav za bojanje i oblikovanje

Lako postizanje visoko estetskih rezultata, usporedivih s konvencionalno slojevanim restauracijama, uz značajnu uštedu vremena i izbor glavnih keramičkih sastavnica.

GC Initial IQ ONE SQIN System Set

- 10x SPS Stain (boje) (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20) (3 g)
- 1x SPS Glaze Fluo (za glaziranje) (GL-FLUO) (10 g)
- 1x SPS Glaze Liquid (tekućina za glaziranje) (25 ml)
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (neutralne boje) (L-N / L-NFL) (4 g)
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade ("Body" boje) (L-A / B / C / D) (4 g)
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (boje za efekt) (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP) (4 g)
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid (tekućina za razrjeđivanje) (8 ml)
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid (tekućina za osvježavanje) (8 ml)
- 5x IQ SQIN Powder Dentin (prah dentin) (Body A / B / C / D / BL-D) (10 g)
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (prah caklina) (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E) (10 g)
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (prah translucentni opal booster) (TO) (10 g)
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral) (prah gingiva - svijetli, tamni, neutralni) (10 g)
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid (tekućina za oblikovanje i teksturu) (25 ml)

- 1x IQ LP ONE posuda za miješanje
- 1x IQ LP ONE kist 00
- 1x IQ LP ONE kist 2
- 1x IQ LP ONE plastični poklopac
- 1x IQ ONE SQIN tehnički priručnik
- 1x IQ LP ONE ključ za boje
- 1x SPS ključ za boje

919,15 EUR

Initial™ LiSi Press

Jedinstvena litij-disilikatna prešana staklokeramika (s HDM tehnologijom)



Initial LiSi Press je prvi valjčić (ingot) litij-disilikatne keramike izrađen HDM tehnikom mikronizacije visoke gustoće - jedinstvene GC tehnologije, koja pruža izvrsna fizička svojstva i najprirodniju estetiku među ostalim prešanim keramikama na tržištu. HDM koristi jednako raspršene litij-disilikatne mikro kristale za punjenje cjelokupne staklene matrice, umjesto tradicionalnih većih kristala koji ne koriste u potpunosti strukturu matrice. Rezultat je najbolja kombinacija čvrstoće i estetike, što čini Initial LiSi Press savršeno pogodnom keramikom za sve vrste radova sa svim razinama transparentnosti. HDM tehnologija pomaže osigurati odličnu postojanost proizvoda, bez izobličenja ili smanjenja vrijednosti svjetline boje nakon višekratnih pečenja.

Pakiranje:

Kutija s 5 ingota (3 g)

Boje:

HT-EXW	MT-B00	LT-B00	MO-0
HT-BLE	MT-B0	LT-B0	MO-1
HT-BLE+	MT-B0+	LT-B0+	MO-2
HT-E57	MT-A1		
HT-E58	MT-A2	LT-A	
HT-E59	MT-A3	LT-A1	
HT-E60	MT-A3,5	LT-A2	
	MT-A4	LT-A3	
	MT-B1	LT-A3,5	
	MT-B2	LT-A4	
	MT-B3	LT-B	
	MT-B4	LT-B1	
	MT-C1	LT-B2	
	MT-C2	LT-B3	
	MT-C3	LT-B4	
	MT-C4	LT-C	
	MT-D2	LT-C1	
	MT-D3	LT-C2	
	MT-D4	LT-C3	
		LT-C4	
		LT-D	
		LT-D2	
		LT-D3	
		LT-D4	



75,98 EUR



OBRAĐA I INDIKACIJE

	Tehnike				Indikacije				
	Tehnika bojanja	Cut-Back tehnika	Tehnika slojevanja	Ljuske	Inleji	Onleji	Krunice	Troclani mostovi	
HT	•			•	•	•			
MT	•	•		•	•	•	•	•	
LT	•	•						•	
LT-IQ		•	•				•	•	
MO			•				•	•	

ODABIR BOJE

Translucencija	Stupanj bijeljenja			A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT	HT-EXW	BLE+	HT-BLE	HT-E58		HT-E59	HT-E60	HT-E57		HT-E59		HT-E60	HT-E60	HT-E59		HT-E60		HT-E59	
MT	MT-B00	B0+	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3	MT-A3,5	MT-A4	MT-B1	MT-B2	MT-B3	MT-B4	MT-C1	MT-C2	MT-C3	MT-C4	MT-D2	MT-D3	MT-D4
LT	LT-B00	LT-B0+	LT-B0	LT-A1	LT-A2	LT-A3	LT-A3,5	LT-A4	LT-B1	LT-B2	LT-B3	LT-B4	LT-C1	LT-C2	LT-C3	LT-C4	LT-D2	LT-D3	LT-D4
LT-IQ						LT-A			LT-B			LT-C			LT-D				
MO		MO-0		MO-1		MO-2		MO-1	MO-2			MO-1					MO-2		

Initial™ LiSi

Upravlajte izazovima litij-disilikatnog materijala



Initial Basic Set

Sadržaj:

Initial LiSi, Dentin (dentinska) boja, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2 (20 g)
Initial LiSi, Enamel (caklinska) boja, E-57/E-58/E-59/E-60 (20 g)
Initial LiSi, Clear Fluorescence (prozirna fluorescentna) boja, CL-F (20 g)
Initial LiSi, Translucent (transluentna) boja, TN/TO (20 g)
Initial LiSi, Bleach Dentin (dentinska za bijeljenje) boja, BLD-2 (20 g)
Initial LiSi, Enamel Bleach (caklinska za bijeljenje) boja, BL-E (20 g)
Initial LiSi, Translucent Modifier (transluentni modifikator), TM-01/TM-05 (20 g)
Initial Spectrum Glaze Powder (za glaziranje), GL (10 g)
Initial Spectrum Glaze Liquid (tekućina za glaziranje) (25 ml)
Initial LiSi, Modeling Liquid (tekućina za modeliranje) (50 ml)
Initial LiSi Ključ za boje
Initial LiSi Tehnički priručnik

**Naša posebna ponuda
za Vaš laboratorij**

Kontaktirajte još danas Vašeg
GC prodajnog predstavnika

Initial LiSi Advanced Set

Sadržaj:

Initial LiSi, Enamel Occlusal (caklinska okluzijska) boja, EO-15 (20 g)
Initial LiSi, Dentinska Fluo-Dentin (dentinska fluorescentna), FD-91/FD-92/FD-93 (20 g)
Initial LiSi, Enamel Opal (caklinska opalescentna) boja, EOP-2/EOP-3/EOP-4 (20 g)
Initial LiSi, Cervical Translucent (cervikalna translucentna) boja, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25 (20 g)
Initial LiSi, INside boja, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51 (20 g)
Initial LiSi, Modeling Liquid (tekućina za modeliranje) (50 ml)

LiSi PressVest

Materijal za ulaganje za prešanu
keramiku i stvaranje "linije odvajanja"

Pakiranje:

Prašak (6 kg / 60 kom x 100 g)
Tekućina (900 ml)

177,13 EUR



LiSi PressVest SR Liquid

Tekućina za glađenje površina

Pakiranje:

Tekućina (100 ml)

67,62 EUR



Oblikuj svoj svijet keramikom **GC Initial™**.

Modularni keramički sustav za sve indikacije



Naša posebna ponuda za Vaš laboratorij

Kontaktirajte još danas Vašeg GC
prodajnog predstavnika



KUPITE:

Initial™ MC

- 1 x Initial MC Entrance Kit
- 1 x Initial MC Dentin (20 g), D-A1
- 1 x Initial MC Dentin (20 g), D-A2
- 1 x Initial MC Paste Opaque Classic Line PO-CL (4 g), A1
- 1 x Initial MC Paste Opaque Classic Line PO-CL (4 g), A2

260,51 EUR

Initial™ Zr-Fs

- 1 x Initial Zr-Fs Entrance Kit
- 1 x Initial Zr-Fs Dentin (20 g), D-A1
- 1 x Initial Zr-Fs Dentin (20 g), D-A2


240,13 EUR

DOBIJETE:

Initial set kistova (5)



Initial set kistova (5)



Initial™ FIRING FOAM

Specijalni vatrostalni materijal
za potporu pečenja keramike

Pakiranje:
Štrcaljka (10 g)

29,12 EUR



Initial™ IQ Lustre Pastes ONE, V-Shades za sve Initial™ keramike (MC, LF, Zr, Ti, LiSi)

Univerzalne trodimenzionalne keramičke boje koje stvaraju dubinu boje i prirodnu translucenciju



Sadržaj:

- 1 x Neutral (neutralna) boja (4 g)
- 1 x Value boja (4 g)
- 4 x Body boje (4 g)
- 8 x Enamel (caklinske) boje za efekt (4 g)
- 1 x Diluting liquid (tekućina za razrjeđivanje) (8 ml)
- 1 x Refreshing liquid (tekućina za osvježavanje) (8 ml)
- 1 x posuda za miješanje
- 2 x kistovi
- 1 x slikovne upute za uporabu

705,97 EUR

Initial™ Lustre Pastes NF - Gum Shades Komplet boja za gingivu



Univerzalne trodimenzionalne keramičke boje koje stvaraju dubinu boje i prirodnu translucenciju

Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades Set

Sadržaj:

- 5 x Gum boje (za gingivu) (4 g)
- 4 x Stain Modifier boje (modifikatori) za LP NF (3 g)
- 1 x Diluting liquid (tekućina za razrjeđivanje) (8 ml)
- 1 x Refreshing liquid (tekućina za osvježavanje) (8 ml)
- 1 x podloga za miješanje
- 2 x kistovi
- 1 x ključ za boje
- 1 x tehnički priručnik

390,53 EUR

Initial™ Spectrum Stains

Univerzalne boje, glazura za individualizaciju i karakterizaciju keramičkih materijala

Initial Spectrum Stain Set

Sadržaj:

- 16 x Initial Spectrum Stain SPS1 - SPS16 (3 g)
- 1 x Initial Spectrum Glaze powder GL (prašak) (10 g)
- 1 x Initial Spectrum Glaze Liquid (tekućina) (25 ml)
- 1 x Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (tekuća pasta) (8 ml)
- 1 x Initial Spectrum Stain ključ za boje

722,29 EUR



Initial LiSi Block

Potpuno kristalizirani blok
Poliranje ili glaziranje,
ovisno o zahtjevima slučaja

Glatki i precizni rubovi

Manja izloženost rubnom pucanju
zahvaljujući homogenoj strukturi



Opcije:

Translucencija: High Translucency (HT)
(visoka translucencija):
Boje: A1, A2, A3, B1

Translucencija: Low Translucency (LT)
(niska translucencija):
Boje: A1, A2, A3, B1

Pakiranje:

5 x blokovi

95,40 EUR

Initial™ LRF BLOCK

CAD/CAM blok leucitom ojačane
glinične keramike za pune
keramičke indirektno radove

Initial LRF BLOCK - za Cerec

Boje:

- High Translucency (HT) (visoka translucencija):
Boje: A1, A2, A3, A3,5, B1
- Low Translucency (LT) (niska translucencija):
Boje: A1, A2, A3, A3,5, B1
- Bleach (BL) (za bijeljenje)
- veličine: 12, 14 i 14L



Initial LRF Pasta
i tekućina za glaziranje

Pakiranje:
5 x blokovi

71,02 EUR

55,12 EUR

CERASMART™270

Nova hibridna keramika
za CAD/CAM sustav

Kada treba povezati
**čvrstoću i
fleksibilnost**



veličina 12

111,83 EUR

veličina 14

122,07 EUR

veličina 14L

132,40 EUR

CERASMART270 - za Cerec

Boje:

- High Translucency (HT) (visoka translucencija):
Boje: A1, A2, A3, A3,5, B1
- Low Translucency (LT) (niska translucencija):
Boje: A1, A2, A3, A3,5, B1
- Bleach (BL) (za bijeljenje)
- veličine: 12, 14 i 14L

OPTIGLAZE® color

Svjetlosnopolimerizirajući
premaz za karakterizaciju
kompozitnih i akrilatnih
indirektnih radova

- ušteda vremena
- savršena estetika
- postojani rezultati

523,54 EUR





GRADIA PLUS Layer Set
 GRADIA PLUS Layer Pro Set
 GRADIA PLUS Paint Set
 GRADIA PLUS Gum Shade Set
 GRADIA PLUS One Body Set
 GRADIA PLUS Accessory Set



Labolight DUO

Aparat za svjetlosnu polimerizaciju

GRADIA™ PLUS

Modularni kompozitni sustav za indirektnu restauraciju - širok raspon indikacija i tehnika od klasične ili višebojne do monolitnih radova

**Naša posebna
ponuda za Vaš
laboratorij**

Kontaktirajte još danas
Vašeg GC prodajnog
predstavnika

COMPOSITE PRIMER

Adheziv za spajanje kompozita s kompozitom



Pakiranje:
Tekućina (3 ml)

32,45 EUR

GC Acrylic Primer

Svjetlom stvrdnjavajući adheziv za spajanje kompozita s drugim akrilatima



Pakiranje:
Tekućina (6 ml)

76,09 EUR

METAL PRIMER Z

Adheziv za spajanje dentalnih akrilata i kompozita s metalom



Pakiranje:
Tekućina (5 ml)
1 x kist

213,46 EUR

CERAMIC PRIMER II

Adheziv za spajanje kompozita s keramikom



Pakiranje:
Tekućina A (3 ml)

104,91 EUR

Aadva™ Lab Scanner 3

Jedinstveni laboratorijski skener kontroliran pokretima

Pametna okluzija

Otklanja potrebu za skeniranjem zagriz

Brza kontrola motora

s 25% bržim radom

Zaštitna konstrukcija sigurna za oči

Bez rizika od oštećenja
oka

Tehnologija hibridnog skeniranja

Uklanja potrebu za pripremom modela

Patentirana tehnologija projekcije

Interaktivne tipke na ploči s
predmetima i osvijetljene točke u boji
pružaju jedinstveno korisničko iskustvo



GC FUJIROCK® EP

- Classic line

Dentalna sadra tip 4

Pakiranje:

Kutija (5 kg)

Boja: Golden Brown (zlatno smeđa)



49,67 EUR

Pakiranje:

Kutija (5 kg)

Boja: Topaz Beige (topaz bež)



54,74 EUR

Pakiranje:

Kutija (12 kg)

Boja: Golden Brown (zlatno smeđa)



95,47 EUR

GC FUJIROCK® EP

- Premium line

Dentalna sadra tip 4

Pakiranje:

Kutija (4 kg)

Boje: Pastel Yellow (pastelno žuta),
Polar White (polarno bijela), Inca Brown
(inka smeđa), Titanium Grey (titanski siva)

Pakiranje:

Kutija (11 kg)

Boja: Pastel Yellow (pastelno žuta)



44,77 EUR

97,64 EUR

FUJIVEST® SUPER

Materijal za ulaganje
za plemenite legure

Pakiranje:

Prašak (6 kg / 40 vrećica x 150 g)
Tekućina (900 ml)

212,79 EUR



FUJIVEST® PREMIUM

Materijal za ulaganje
za neplemenite legure

Pakiranje:

Prašak (6 kg / 40 vrećica x 150 g)
Tekućina (900 ml)

151,98 EUR



STELLAVEST™

Materijal za ulaganje
za neplemenite legure

Pakiranje:

Prašak (8 kg / 4 vrećice x 2 kg)
Tekućina (900 ml)

179,93 EUR



GC Temp PRINT

Svjetlosno polimerizirajući kompozit za 3D printanje
za privremene krunice i mostove

NOVO!



Složene restauracije lakše je printati, bez otpada materijala!

GC Temp PRINT je biokompatibilan materijal za krunice i mostove
klase IIa, koji ne sadrži metil metakrilat (MMA).

Namijenjen je korištenju za 3D printanje DLP tehnologije.

Ima izvrsna mehanička svojstva te zadržava stabilnost nakon skladištenja.

Pakiranja:

Temp PRINT Light, 500 g	228,65 EUR
Temp PRINT Medium, 500 g	228,65 EUR

everStick® i Stick

Vlakna za ojačanje za uporabu u dentalnom laboratoriju

everStick®C&B

- za mostove



2 x 12 cm²

207,64 EUR

1 x 8 cm

75,76 EUR

Stick

- za proteze

4 x 15 cm

205,51 EUR



StickNET

- za za proteze

1 x 90 cm²

217,50 EUR

StickREFIX L

6 x silikonski instrumenti



63,02 EUR

PATTERN RESIN LS

Adheziv za modeliranje

Pakiranje:

- Prašak (100 g)
- Tekućina (105 ml)
- 2 x čaše za miješanje
- 1 x kist br. 4
- 1 x pipeta



96,51 EUR



GC Europe Apps

Autorizirani prodavači GC proizvoda u Hrvatskoj:

DENTAL GRUPA d.o.o.

43. istarske divizije 20, Umag, tel. 052.75.21.06
Poljana 3, Kastav, tel. 051.37.43.74
Kopilica 62, Split, tel. 021.56.85.00
Žitnjak b.b., Zagreb, tel. 01.23.71.999
e-mail: info@dentalgrupa.hr

MAICO d.o.o.

Franje Galinca 19, Varaždin, tel. 042.26.13.30
Područje Zagreba, Zagrebačke županije, Slavonije
i sjeverozapadne Hrvatske, tel. 091.40.04.087
Područje Rijeke, Istre i Dalmacije, tel. 091.26.13.314
e-mail: info@maico.hr

MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja, tel. 01.33.74.020
e-mail: dental@medical-intertrade.hr
Vukovar, tel. 032.44.54.40
e-mail: dental.vu@medical-intertrade.hr
Split, tel. 021.20.39.87
e-mail: dental.st@medical-intertrade.hr

MEDIKA d.d.

Capraška 1, Zagreb, tel. 01.24.12.585
Industrijska zona Bani, Dugopolje, tel. 098.28.72.82
Tometiči 15b, Matulji, tel. 051.69.11.55
Ul. Jablanova 44, Osijek, tel. 099.23.29.992

SANITARIA DENTAL d.o.o.

Korčulanska 4-6, Zagreb, tel. 01.61.81.178
Hrvatske republike 43, Osijek, tel. 031.21.56.00
Put Supavla 1, Split, tel. 021.32.23.68
Mletačka 12/II, Pula, tel. 052.54.44.57
Područje Rijeke, tel. 099.25.49.958
e-mail: dental@sanitaria.hr

VIK DENTAL d.o.o.

Vladimira Preloga 13, Zagreb, tel. 01.23.13.979
Područje Dalmacije, tel. 091.62.16.209
Područje Slavonije, tel. 091.23.34.230
Područje Zagreba i okolice, tel. 091.23.32.041
Područje Rijeke i Istre, tel. 091.23.32.218
e-mail: vik-dental@zg.t-com.hr

Cijene su izražene u EUR. PDV je uračunat u cijene.

Molimo Vas da se za narudžbe obratite Vašem dobavljaču dentalne opreme i materijala, a za sva dodatna pitanja djelatnicima GC.

Saša Bošnjak
e-mail: sasa.bosnjak@gc.dental
mob. 098.27.99.01

GC EUROPE N.V.
GCEEO Croatia
Siget 19b
HR-10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
info.croatia@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/hr-HR>

