

,'GC,'

Posebna ponuda GC proizvoda ORDINACIJA


Vrijedi do 30.06.2025.



100 years of Quality in Dental

Male promjene, blistavi osmijesi

Minimalno invazivne restauracije za maksimalni estetski rezultat



Gotovo četvrtina ljudi je nezadovoljna svojim osmijehom, što ima značajno psihosocijalno djelovanje. Mnogima bi pomogle male minimalno invazivne promjene na zubima, koje u konačnici mogu u velikoj mjeri poboljšati opću estetiku zubi. **G-aenial A'CHORD** i **G-aenial Universal Injectable** su izvrsni partneri za to. Izvrsnom usklađenošću boja, sjajem i viskoznosti za svaku situaciju i indikaciju, mogu ispuniti i najviše estetske zahtjeve.



Za više
informacija
skenirati:



G-ænial™ Universal Injectable & G-ænial™ A'CHORD

Univerzalni kompoziti

Jednostavni sustav boje - unishade

Pet osnovnih boja kojima se lako zamjenjuje svih 16 klasičnih VITA boja i dodatne boje za ekstremne izazove

Predivna estetika

Prirodna fluorescencija, visoka razina sjaja i zadržavanje sjaja

Revolucionarna tehnologija

Zaštićeno punilo i premaz, visoka otpornost na diskoloracije i trošenje te izvrsna rendgenska vidljivost

Promjenite način rada

Oblikujte i konturirajte tijekom uštrcavanja

Optimalno rukovanje

Jednostavno rukovanje instrumentom ili kistom

Univerzalne indikacije

Brzo postavljanje, izvrsno rukovanje i estetika, za kavitete svih klasa (I-V)


Savitljiv vrh

Lako istiskivanje i izvrsna prilagodba svakom kutu kavite



G-ænial™ A'CHORD

Napredni univerzalni kompozitni materijal s jednostavnim sustavom boje - unishade



- Jednostavan sustav boje - unishade
- Jednostavno rukovanje
- Univerzalan
- Prirodna fluorescencija
- Dugotrajan sjaj
- Zaštićeno punilo i premaz
- Visoka otpornost na diskoloraciju i trošenje
- Ekstremni izazovi
- Izvrsna rendgenska vidljivost

Boje:

Standardne: A1, A2, A3, A3.5, A4

Cervikalne: A5, A6

Caklinske: JE, AE

Opakne: AO1, AO2, AO3

Za izbjeljivanje: BW, BOW

54,35 EUR



Pakiranje:

G-ænial A'CHORD + G-Premio BOND

4 x štrcaljke G-ænial A'CHORD (4 g / 2,1 ml)

Boje: A2 x 2, A3 x 2

1 x G-Premio BOND, bočica (5 ml)

278,53 EUR

G-ænial Universal Injectable

Restaurativni kompozit visoke čvrstoće

Pakiranje:

1 x štrcaljka (1,7 g / 1 ml)

Boje: XBW, BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE

10 x nastavci za doziranje

1 x poklopac za zaštitu od svjetla

36,40 EUR

Pakiranje:

G-ænial Universal Injectable

+ G-Premio BOND

3 x štrcaljke G-ænial Universal Injectable
(1,7 g / 1 ml)

Boje: A1, A2, A3

1 x G-Premio BOND, bočica (5 ml)

173,54 EUR



everX Flow™

Kratkim vlknima ojačan tekući kompozit za nadomještanje dentina

Pakiranje:

1 x štrcaljka (2 ml)

Boje: "Bulk", dentinska

20 x nastavci za miješanje

1 x poklopac za zaštitu od svjetla

55,87 EUR



GC Tri Plaque ID Gel™

Gel za otkrivanje plaka

Pakiranje:

1 x tuba (40 g / 36 ml)

Približno 130 primjena



62,84 EUR

GC Tooth Mousse®

Krema za zubnu zaštitu

Pakiranje:

5 x tube (40 g / 35 ml)

(1 x svakog okusa:

dinja, jagoda, vanilija, metvica, mješano voće)



112,76 EUR

GC MI Paste Plus®

Krema za zubnu zaštitu s dodatkom fluorida

Pakiranje:

5 x tube (40 g / 35 ml)

(1 x svakog okusa:

dinja, jagoda, vanilija, metvica, mješano voće)



122,00 EUR

MI Varnish®

Liječi preosjetljivost zubi
i pruža poboljšanu
dugotrajnu zaštitu

Pakiranje:

Intro pakiranje:

10 x jedinične doze (0,4 ml)

(5 x okus jagode, 5 x okus mente)

20 x kistovi



38,53 EUR

Essentia®

Estetski restaurativni materijal s dvostrukim slojevanjem i manjom paletom boja
6 opcija za sve kliničke slučajeve

Prednje područje: prilagodba slojevanja dobi pacijenta

Za "bleach boje" ili **kod djece** kombiniraju se svjetla dentinska i svjetla caklinska boja

LD LE

Kod **mladih** koristi se srednja dentinska sa svijetlom caklinskom bojom

MD LE

Kod **odraslih** pacijenata optimalno se srednja dentinska boja pokriva tamnom caklinskom

MD DE

Kod **starijih** pacijenata savršena kombinacija je slojevanje tamne dentinske i tamne caklinske boje

DD DE

Stražnje područje: prirodno dvostruko slojevanje ili jednostavni jednobojni ispun

Mono - univerzalna boje

U

Duo - tamna dentinska boja

DD

- svjetla caklinska boja

LE



349,55 EUR

Početno pakiranje:

7 x štrcaljke

Boje: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML

Essentia

5 x štrcaljke

(boje po izboru)



206,12 EUR

Essentia

25 x štrcaljke

(boje po izboru)

+


D-Light Duo

Led sustav za svjetlosnu polimerizaciju
(70 g, 1200-1350 mW / cm²)



1.289,00 EUR

Essentia modifikatori



Pakiranje:
Essentia Modifier Kit
4 x štrcaljke
Boje: RBM, BM, WM i OM

178,63 EUR



G-Premio BOND

Jednokomponentni svjetlosno
polimerizirajući univerzalni adheziv

Pakiranje:
G-Premio BOND Kit
1 x bočica (5 ml)
25 x aplikatori
20 x posude za doziranje

117,80 EUR



GC Composite Modeling Kit

Tekućina za modeliranje kompozita

Pakiranje:
1 x bočica (6 ml)
2 x GRADIA držaci kistova
5 x GRADIA ravnii kistovi
5 x GRADIA okrugli kistovi
1 x posuda za doziranje

91,65 EUR



Stvorite æ-mocije materijalom

G-ænial

Svjetlosno polimerizirajući kompozit za ispune

1 štrcaljka Anterior (4,7 g / 2,7 ml)

1 štrcaljka Posterior (5,5 g / 2,7 ml)

Boje: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, XWB, BW, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE

4 x štrcaljke
(boje po izboru)

205,07 EUR



G-ænial

+

D-Light Duo

25 x štrcaljke
(boje po izboru)

Led sustav za svjetlosnu polimerizaciju
(70 g, 1200-1350 mW / cm²)

1.602,19 EUR



Zakoračite u æ-svijet
GC tekućih materijala.

G-ænial Flo X

Pakiranje:

1 x štrcaljka (3,8 g / 2 ml)

Boje: A1, A2, A3, A3,5, A4, AO2, AO3, CV

10 x nastavci za doziranje

1 x poklopac za zaštitu od svjetla



4 x štrcaljke
(boje po izboru)

206,69 EUR

G-ænial Universal Flo

Pakiranje:

1 x štrcaljka (3,4 g / 2 ml)

Boje: A1, A2, A3, A3,5, A4,

B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE

10 x nastavci za doziranje

1 x poklopac za zaštitu od svjetla



4 x štrcaljke
(boje po izboru)

211,31 EUR

Pobjednički tim za estetske ispune



GRADIA DIRECT

Svetlosno polimerizirajući kompozit za ispune

1 štrcaljka Anterior (4 g / 2,7 ml)

1 štrcaljka Posterior (4 g / 2,7 ml)

Boje: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, BW, XBW, CVT, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-WT, P-NT

GRADIA DIRECT

6 x štrcaljke
(boje po izboru)

215,73 EUR

GRADIA DIRECT + G-BOND™

Početno pakiranje:

Boje: A2, A3, A3,5, AO3, CV, CT, P-A2

Bočica (5 ml)

303,02 EUR

GRADIA DIRECT + D-Light Duo

25 x štrcaljke
(boje po izboru)

Led sustav za svjetlosnu
polimerizaciju
(70 g, 1200-1350 mW / cm²)



1.348,21 EUR

G-BOND

Jednokomponentni samojetkajući
svjetlosno polimerizirajući adheziv



2 pakiranja

178,71 EUR

GRADIA DIRECT Flo / LoFlo

Hibridni tekući kompozit /
Hibridni visoko viskozni tekući
kompozit s mikro punilom



Pakiranje:

2 x štrcaljke (1,5 g / 0,8 ml)
Boje: A1, A2, A3, A3,5,
AO3, CV, BW

2 pakiranja

98,47 EUR

DIAPOLISHER PASTE

Dijamantna pasta za poliranje
kompozita i keramike



Pakiranje:
2 g

56,22 EUR

GC D-Light Pro je LED svjetlo s dvije duljine valova i visoke snage.

Otkrijte kako vrlo mali i lagani uređaj može pokazati što je vašim očima nevidljivo...

Polimerizacija. Zaštita. Detekcija.



Polimerizacija

S ciklusima od 20 sekundi uz izlaznu snagu od 1400 mW/cm^2 u dvije duljine valova, način rada visoke snage (HP) jamči vrlo učinkovitu polimerizaciju svih svjetlosno polimerizirajućih dentalnih materijala.

Zaštita

Način rada niske snage (LP) također je u ciklusima od 20 sekundi s dvije duljine valova, no smanjene izlazne snage od 700 mW/cm^2 savršen ako se želi ograničiti stvaranje topline, npr. kod dubokih kaviteta kada je preparacija blizu pulpe.

Detekcija

D-Light Pro također ima jedinstveni način rada detekcije (DT), koji koristi ljubičasto svjetlo uz kontinuirano isijavanje od 60 sekundi što omogućuje vidljivost onog što nije uvijek vidljivo golom oku: od zaraženog dentina do plaka, mikro propuštanja, starih kompozitnih ispuna...



1.286,76 EUR

Male promjene, blistavi osmijesi



SKENIRATI ZA VIŠE INFORMACIJA O SVAKOM KORAKU



G-Premio BOND
Jednokomponentni svjetlosnopolimerizirajući univerzalni adheziv



G-aenial A'CHORD
Napredni univerzalni kompozit s jednostavnosću jedne boje



G-aenial Universal Injectable
Restaurativni kompozit visoke čvrstoće



DIAPOLISHER PASTE
Dijamantna pasta za poliranje



EPITEX
Trake za završnu obradu i poliranje



D-Light Pro
LED svjetlo za polimerizaciju s dvije duljine valova



Composite Modeling Kit
Set za modeliranje kompozitnih restauracija



MI Paste Plus
Bioraspoloživ kalcij i fosfat, s fluoridom

EXACLEAR

Proziran vinil-polisilosanski materijal

Pakiranje:

2 x patrone (48 ml)



80,83 EUR

Injection Moulding Kit

Pakiranje:

3 x G-aenial Universal Injectable štrcaljke (1,7 g / 1 ml)

Boje: A1, A2 i A3

1 x EXACLEAR patrona (48 ml)



128,17 EUR

GC FujiCEM™ Evolve

Inovativni akrilatom ojačani staklenionomeri cement za pouzdane rezultate i lako korištenje

Pakiranje:

1 x štrcaljka (5 ml)

1 x podloga za miješanje

15 x nastavci za miješanje



87,45 EUR

TEMPSMART™ DC

Dvostruko stvrdnjavajući kompozit
za privremene krunice i mostove

Pakiranje:

1 x patrona (48 ml)

Boje: A1, A2, A3, A3,5, B1, BW

16 x nastavci za miješanje



97,86 EUR

everStick®

vlakna za ojačanje za svakodnevnu dentalnu uporabu

everStick C&B

- površinski retinirani mostovi
- inlej i onlej mostovi
- hibridni i privremenji mostovi



Pakiranje: 2 x 12 cm

207,64 EUR

Pakiranje: 1 x 8 cm

75,76 EUR

everStick PERIO

- parodontalne udlage
- kombinirane parodontalne udlage i površinski retinirani mostovi



Pakiranje: 2 x 12 cm

194,37 EUR

Pakiranje: 1 x 8 cm

69,79 EUR

everStick INTRO

Pakiranje:

- everStickC&B (8 cm)
- everStickPERIO (8 cm)
- StickREFIX D



98,24 EUR

everStick POST Intro

Pakiranje:

- 5 x everStickPOST (veličina 0,9)
- 5 x everStickPOST (veličina 1,2)
- 5 x everStickPOST (veličina 1,5)
- Modeling Liquid, bočica (6 ml)



196,19 EUR

everStick POST

Pakiranje:

- 10 x kolčići (veličine 0,9; 1,2; 1,5)



122,67 EUR

StickREFIX L

6 x silikonski instrumenti



63,02 EUR

everX Posterior™

Pakiranje:

- 15 x jedinične doze (0,13 ml / 0,25 g)

75,21 EUR



Otkrijte
moć
vlakana



EQUIA Forte™ HT

Staklohibridni restaurativni sustav s bulk-tehnikom nanošenja

Početno pakiranje:

20 x kapsule
20 x EQUIA Forte Coat, jedinične doze
15 x jednokratni aplikatori

91,07 EUR

Promotivno pakiranje:

100 x kapsule
Boje: A2, A3
1 x EQUIA Forte Coat, bočica (4 ml)
25 x jednokratni aplikatori

260,15 EUR

Nadopuna:

50 x kapsule
Boje: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

154,40 EUR



EQUIA

Rješenje za estetske stražnje ispune u tehnici nanošenja u jednom komadu

Početno pakiranje:

50 x kapsule
1 x EQUIA Coat, bočica (4 ml)
25 x jednokratni aplikatori

203,33 EUR

Promotivno pakiranje:

100 x kapsule
1 x EQUIA Coat, bočica (4 ml)
25 x jednokratni aplikatori

341,86 EUR

Nadopuna:

50 x kapsule
Boje: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, SW

163,18 EUR

Kapsulirani materijali


Pakiranje:

1 kutija:
50 x kapsule

GC Fuji PLUS

Staklenoionomerni cement za cementiranje, ojačani



2 pakiranja

282,54 EUR

GC Fuji™ IX GP / GC Fuji IX GP FAST

Staklenoionomerni cement za ispune



2 pakiranja

224,72 EUR

GC Fuji II LC

Staklenoionomerni cement za estetske ispune, svjetlosno polimerizirajući



2 pakiranja

267,23 EUR

G-CEM

Samoadhezivni univerzalni akrilatni cement za cementiranje



2 pakiranja

404,64 EUR

GC Fuji IX GP EXTRA

Staklenoionomerni cement za ispune



2 pakiranja

265,51 EUR

GC Fuji TRIAGE®

Staklenoionomerni cement za prevenciju karijesa i privremene ispune



2 pakiranja

250,62 EUR

**Kupite 2 pakiranja GC kapsuliranog materijala,
dobijete GC aplikator za kapsule GRATIS**



Capsule Applier III

**Kupite 6 pakiranja GC kapsuliranog materijala,
dobijete Silver Mix mikser za kapsule GRATIS**



SILVER MIX 90
220/240 V, 50HZ,
70 WAT

**Kupite 10 pakiranja GC kapsuliranog materijala,
dobijete D-Light® Duo lampa GRATIS**



Led sustav za svjetlosnu
polimerizaciju (70 g,
1200-1350 mW/cm²)

G-CEM ONE™

Samoadhezivni akrilatni cement

Pouzdan

Optimalna čvrstoća spajanja za retencijske i neretencijske preparacije, zahvaljujući jedinstvenim **GC Touch Cure** (brzo stvrdnjavanje) svojstvima **opcionalnog primera G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** (primer za poboljšanje adhezije).

Neosjetljiv na tehniku

Izvrsna i pouzdana sposobnost samostvrdnjavanja, opcija brzog stvrdnjavanja (tack-cure) za lakše odstranjivanje viška i čišćenje, toleranca na vlagu i slinu, optimalno tečenje paste gotovo bez postoperativne osjetljivosti.



Univerzalan

Izvrsna čvrstoća spajanja za Zub i sve podloge: caklinu, dentin, cirkonij-oksidnu keramiku, metal, staklokeramiku i hibridnu keramiku.

Estetski

Nevidljiv rub za estetske rezultate otporan na trošenje.

Jednostavan

Minimalni resursi za ponovljivost i optimizaciju tijeka rada.



G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Za sve bataljke i kavite

- MDP: spajanje za Zubno tkivo, cirkonij-oksidnu keramiku i neplemeniti metal
- 4-MET: spajanje za Zubno tkivo
- MDTP: spajanje za plemeniti metal
- Akcelerator ⇒ čvrsto spajanje za bataljak i kavitet omogućeno **GC Touch Cure** (brzo stvrdnjavanje) svojstvima.



Početno pakiranje:

1 x štrcaljka (4,6 g)

Boje: A2 ili Translucent (translucentna)

1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (primer za poboljšanje adhezije) (2 ml)

8 x nastavci za miješanje

2 x nastavci za endo

67,13 EUR



Pakiranje:

G-CEM ONE System Kit

2 x štrcaljke (4,6 g)

Boje: A2 i Translucent (translucentna)

1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (primer za poboljšanje adhezije) (4 ml)

1 x G-Multi PRIMER (4 ml)

15 x nastavci za miješanje

5 x nastavci za endo

144,63 EUR

G-CEM ONE Universal System Kit

G-CEM ONE System Kit +

G-Premio BOND, bočica (5 ml)

156,19 EUR

G-CEM LinkForce™

Adhezivni cement za cementiranje s dvostrukim stvrdnjavanjem

Početno pakiranje:

- 1 x štrcaljka
- Boja: A2 ili Translucent (translucentna)
- 20 x nastavci Automix (za samomiješanje)
 - Regular (regularni)
- 1 x G-Multi PRIMER, bočica (5 ml)
- 1 x G-Premio BOND, bočica (5 ml)
- 20 x jednokratne posuda za miješanje
- 50 x jednokratni aplikatori (fini)
- tehnička karta



190,99 EUR

G-CEM™ Veneer

Svjetlosno polimerizirajući kompozitni cement
za visoku estetiku i lako nanošenje

Početno pakiranje:

- 2 x štrcaljke
- Boja: A2 i Translucent (translucentna)
- 2 x Try-in Paste
 - (Boje: A2 & Translucent (translucentna))
- 1 x G-Multi PRIMER
- 1 x G-Premio BOND, bočica (5 ml)
- 45 x nastavci za doziranje, igličasti



221,84 EUR

GRADIA CORE



Komplet:

- 1 x GRADIA CORE patrona (10 ml / 20 g)
- 1 x G-Premio BOND, bočica (5 ml)
- 1 x G-Premio BOND DCA, bočica (3 ml)
- 20 x automix nastavci
- 1 x posuda za miješanje
- 1 x držać sa 25 mikroaplikatora
- 1 x GRADIA CORE aplikator

225,18 EUR

Nadopuna:

- 1 x GRADIA CORE
patrona (20 g / 10 ml)
- 20 x automix nastavci
- 20 x nastavci za endo

93,12 EUR

initial LiSi Press & LiSi Block

Vraćena prirodna ljepota



Initial LiSi Block

Opcije:

Translucencija: High Translucency (HT)

(visoka translucencija):

Boje: A1, A2, A3, B1

Translucencija: Low Translucency (LT)

(niska translucencija):

Boje: A1, A2, A3, B1

Pakiranje:

5 x blokovi

95,40 EUR

EXA'lence™ Putty

Pakiranje:

500 g baza,
500 g katalizator

2 pakiranja

169,44 EUR



EXA'lence Patrone 48 ml

Pakiranje:

Exa Light Body, Light Body ili Medium Body / Monophase, normalno ili brzovezujući
2 x patrona (2 x 48 ml)
6 x vrhovi za miješanje

2 pakiranja

119,32 EUR

EXA'lence Standardno pakiranje

Pakiranje:

Monophase / Heavy Body, normalno ili brzovezujući
1 x patrona (370 ml)
10 x vrhovi za miješanje
1 x bajunetni prsten za zatvaranje

2 pakiranja

258,64 EUR

EXAFLEX® / EXAFAST PUTTY

Adicijski silikonski materijal za otiske

Pakiranje:

500 g baza
500 g katalizator



2 pakiranja

138,61 EUR

EXA Advanced Injection ili Regular, normalno ili brzovezujući

Adicijski silikonski materijal za otiske

2 pakiranja

95,59 EUR

Pakiranje:

2 x patrona (2 x 48 ml)
6 x vrhovi za miješanje





Autorizirani prodavači GC proizvoda u Hrvatskoj:

DENTAL GRUPA d.o.o.

43. istarske divizije 20, Umag, tel. 052.75.21.06
Poljana 3, Kastav, tel. 051.37.43.74
Kopilica 62, Split, tel. 021.56.85.00
Žitnjak b.b., Zagreb, tel. 01.23.71.999
e-mail: info@dentalgrupa.hr

MAICO d.o.o.

Franje Galinca 19, Varaždin, tel. 042.26.13.30
Područje Istre, Rijeke i istočne Slavonije, tel. 091.42.11.368
Područje sjeverozapadne i srednje Hrvatske i zapadne Slavonije, tel. 091.53.66.700
Područje Istre i Rijeke, tel. 091.26.13.319
Područje sjeverozapadne Hrvatske i Dalmacije, tel. 091.26.13.321
Područje Zagreba i okolice, tel. 091.26.13.316
Područje Dalmacije, tel. 091.26.13.322
e-mail: info@maico.hr

MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja, tel. 01.33.74.020
e-mail: dental@medical-intertrade.hr
Vukovar, tel. 032.44.54.40
e-mail: dental.vu@medical-intertrade.hr
Split, tel. 021.20.39.87
e-mail: dental.st@medical-intertrade.hr

MEDIKA d.d.

Capraška 1, Zagreb, tel. 01.24.12.585
Industrijska zona Bani, Dugopolje, tel. 098.28.72.82
Tometići 15b, Matulji, tel. 051.69.11.55
Ul. Jablanova 44, Osijek, tel. 099.23.29.992

SANITARIA DENTAL d.o.o.

Korčulanska 4-6, Zagreb, tel. 01.61.81.178
Hrvatske republike 43, Osijek, tel. 031.21.56.00
Put Supavlja 1, Split, tel. 021.32.23.68
Mletačka 12/I, Pula, tel. 052.54.44.57
Područje Rijeke, tel. 099.25.49.958
e-mail: dental@sanitaria.hr

VIK DENTAL d.o.o.

Vladimira Preloga 13, Zagreb, tel. 01.23.13.979
Područje Dalmacije, tel. 091.62.16.209
Područje Slavonije, tel. 091.23.34.230
Područje Zagreba i okolice, tel. 091.23.32.041
Područje Rijeke i Istre, tel. 091.23.32.218
e-mail: vik-dental@zg.t-com.hr

Cijene su izražene u EUR. PDV je uračunat u cijene.

Molimo Vas da se za narudžbe obratite Vašem dobavljaču dentalne opreme i materijala, a za sva dodatna pitanja djelatnicima GC.

Alan Simunić
e-mail. alan.simunic@gc.dental
mob. 091.27.10.010

Denis Horvat
e-mail. denis.horvat@gc.dental
mob. 098.25.67.67

GC EUROPE N.V.
GCEEO Croatia
Siget 19b
HR-10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
info.croatia@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/hr-HR>

,'GC,'

