

Най-лесният път към успешното завършване на Вашата протетична конструкция

Fit Checker Advanced и Fit Checker Advanced Blue от GC осигуряват лесен и прецизен начин за успешно пасване на протетичните конструкции и водят до своевременни корекции по време на посещението за проба - предотвратявайки потенциални бъдещи разходи и осигурявайки комфорта на пациента.

Fit Checker™ Advanced	Предимства	Fit Checker™ Advanced Blue
VPES Silicone	Иновативен силиконов материал с характерна омокряемост, течливост и устойчивост	VPES Silicone
Бял	Два различни цвята, за да отговорят на всички клинични изисквания	Син
Време за работа: 1 мин. Време за втвърдяване: 1 мин. в устата	Достатъчно време за работа и кратко време за втвърдяване в устата	Време за работа: 1 мин. Време за втвърдяване: 1 мин. в устата
Ръчно смесване (туби) или Автосмесване (картуши)	Налични са автосмесителни картуши за по-лесна, чиста и бърза процедура	Автосмесителни картуши



Опаковки

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, 1-1 Опаковка (55 g + 50 g), Бял + забавител (3 g) + аксесоари
004904	Fit Checker Advanced, Картуши (2 x 62 g), Бял + смесителни накрайници IIS (3) и IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, Картуши (2 x 56 g), Син + смесителни накрайници IIS (3) и IISS (3)
800006	GC Cartridge Dispenser II
890130	GC Mixing Tips II, 60 x SS (Жълти)
800100	GC Mixing Tips II, 60 x S (Розови)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
bulgaria@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com



z O L F B G 3 67 06/13

Fit Checker™ Advanced & Fit Checker™ Advanced Blue



Най-лесният
път към
успешното
завършване на
Вашата протетична
конструкция

За лека, лесна и
прецизна проверка на пасването
на протетична конструкция.



Fit Checker™ Advanced Blue

Идеалният нюанс на СИННИЯ ЦВЯТ за

- Проверка на пасването на всички протетични конструкции, особено композитни, керамични и циркониеви корони и мостове.
- Регистрация на оклузията и оценка на оклузалните контакти.



Балансираната тиксотропност позволява **не-течлива консистенция**. Fit Checker Advanced Blue предлага **лесно разливане и изключително тънък филм на слоя** за перфектно пасване.



Неточностите се откриват лесно, благодарение на **оптималната транспарентност** и уникалния **нюанс на синия цвят**.



Вече е възможно да определяте със сигурност **перфектното пасване на възстановяванията**, избягвайки маргиналните процепи и дългото оклузално ажустиране след циментиране.

1 Бързо втвърдяване

Достатъчно време за работа и бързо втвърдяване (1 мин. в устата) за бързо и удобно процедурно.



2 Ясна и прецизна визуализация

Перфектен нюанс на цвета за незабавна визуализация на оклузалните контакти и зоните на недобро пасване.



Fit Checker™ Advanced

Идеалният БЯЛ ЦВЯТ за

- Проверка на пасването на всички протетични конструкции, особено цели и частични протези.



Перфектното решение за проверка на адаптацията на цели и частични протези.



Fit Checker Advanced предлага идеална консистенция и голяма омокряемост, **лесно разтичане** върху протезната повърхност и оралните тъкани. Fit Checker Advanced се **отстранява лесно само с едно движение**.



Неточностите в протезата могат да бъдат коригирани с ребазиращи материали. След ребазиране, може да се осъществи окончателна проверка, за да се осигури **комфорт за пациента**.

3 Без зацапване по време на ажустирането

Втвърденият материал не може да бъде увлечен от борера по време на освобождаване на точките на напрежение.

4 Лесен за отстраняване

Силиконовият слой се отлепва лесно за чиста и бърза процедура.

