

# Cea mai simplă metodă pentru finalizarea cu succes a lucrărilor protetice

Fit Checker Advanced și Fit Checker Advanced Blue de la GC oferă o metodă simplă și exactă de evaluare a adaptării lucrărilor protetice și de realizare optimă a ajustărilor în cadrul ședinței de adaptare/cimentare - evitând viitoare costuri potențiale și asigurând confortul pacientului.

Fit Checker™ Advanced	Beneficii	Fit Checker™ Advanced Blue
Silicon VPES	Silicon inovator cu hidrofilitate, fluiditate și rezistență intrinsecă	Silicon VPES
Alb	Două culori diferite pentru a veni în întâmpinarea tuturor cerințelor clinice	Albastru
Timp de lucru: 1 min Timp de realizare a prizei: 1 min. în cavitatea orală	Timp de lucru suficient și timp de priză scurt în cavitatea orală	Timp de lucru: 1 min Timp de realizare a prizei: 1 min. în cavitatea orală
Mixare manuală (tuburi) sau Automix (cartușe)	Cartușe Automix disponibile pentru o procedură ușoară, curată și rapidă	Cartușe Automix



## Ambalare

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, 1-1 Pack (55 g + 50 g), White + inhibitor de priză (3 g) + accesorii
004904	Fit Checker Advanced, Cartușe (2 x 62 g), White + vârf de mixare IIS (3) și IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, Cartușe (2 x 56 g), Blue + vârf de mixare IIS (3) și IISS (3)
800006	GC Cartridge Dispenser II
890130	GC Mixing Tips II, 60 x SS (Galben)
800100	GC Mixing Tips II, 60 x S (Roz)

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GC EEO - Romania  
Str. Gen. N. Dona, nr.22-24,  
sc.1, et.1, ap.13, sect.1  
RO - 010782 București  
Tel. +40.21.313.41.53  
Fax. +40.21.313.41.53  
romania@eoo.gceurope.com  
http://www.eoo.gceurope.com



Z O L F RO 3 67 06/13

**GC**

# Fit Checker™ Advanced & Fit Checker™ Advanced Blue



Cea mai simplă  
metodă pentru  
finalizarea  
cu succes  
a lucrărilor protetice

Pentru o verificare simplă, ușoară  
și exactă a adaptării  
lucrării protetice.

**GC**



## Fit Checker™ Advanced Blue

### Nuanță albastră ideală pentru

- Verificarea adaptării tuturor tipurilor de lucrări protetice, în special coroane și punți rășinice, ceramice și pe bază de zirconiu.
- Verificarea ocluziei și evaluarea contactelor ocluzale.



Tixotropia echilibrată oferă o **consistență non-fluidă**. Sub presiune, Fit Checker Advanced Blue oferă o **fluiditate adecvată și o grosime extrem de subțire a filmului** pentru o adaptare perfectă.



Adaptările incorecte sunt ușor detectabile datorită **transparenței optime și culorii albastre unice**.



Deasemenea, aveți posibilitatea de a vă asigura de **corectitudinea adaptării în cazul restaurărilor indirecte**, evitând spațiile marginale și ajustările ocluzale majore după cimentare.

## 1 Priză rapidă

Timp de lucru suficient și priză rapidă (1 min. în cavitatea orală) pentru o procedură confortabilă și rapidă.



## 2 Vizualizare clară și exactă

O culoare perfectă pentru vizualizare imediată a contactelor ocluzale și a zonelor cu o adaptare deficitară.



## Fit Checker™ Advanced

### Nuanță albă ideală pentru

- Verificarea adaptării tuturor tipurilor de lucrări protetice, în special proteze totale și parțiale și coroane și punți cu suport metalic.



**Soluția perfectă** pentru verificarea adaptării protezelor totale și parțiale.



Fit Checker Advanced oferă o consistență ideală și hidrofilitate ridicată pentru o **mulare perfectă** la baza protezei și pe țesuturile orale. Fit Checker Advanced se **îndepărtează ușor într-o singură etapă**.



Adaptările incorecte ale protezelor pot fi corectate cu materiale de căptușire. După căptușire, se poate realiza verificarea finală pentru a asigura **confortul pacientului**.

## 3 Ajustări simple

Materialul care a făcut priză nu intră în contact cu freza în timpul eliberării zonelor de presiune.

## 4 Ușor de îndepărtat

Película de silicon se îndepărtează ușor pentru o procedură simplă și rapidă.

