

Najjednoduchšia cesta k úspešnému dokončeniu vašej protetickej práce

Fit Checker Advanced a Advanced Fit Checker Blue z GC poskytujú jednoduchý a presný spôsob, ako posúdiť sedenie protetických náhrad a včasnými úpravami tesných/chýbajúcich miest - vyhnúť sa potenciálnym budúcim nákladom a zabezpečiť pohodlie pacienta.

Fit Checker™ Advanced	Výhody	Fit Checker™ Advanced Blue
VPES Silikón	Inovatívny silikónový materiál s vlastnou zmäčavosťou, zatekavosťou a odolnosťou	VPES Silikón
Biely	Dve rôzne farby spĺňajú všetky klinické požiadavky	Modrý
Pracovný čas: 1 min. Čas tuhnutia: 1 min. v ústach	Dostatočný pracovný čas a krátka doba tuhnutia v ústach	Pracovný čas: 1 min. Čas tuhnutia: 1 min. v ústach
Ručné miešanie (tuby) alebo Automix (kartuše)	Automix kartuše sú k dispozícii pre jednoduchú, čistú a rýchlu prácu	Automix kartuše



Balenia

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, 1-1 Pack (55 g + 50 g), Biely + retardér (3 g) + príslušenstvo
004904	Fit Checker Advanced, kartuše (2 x 62 g), Biely + zmiešavacie koncovky IIS (3) a IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, kartuše (2 x 56 g), Modrý + zmiešavacie koncovky IIS (3) a IISS (3)
800006	GC Cartridge Dispenser II
890130	GC zmiešavacie koncovky II, 60 x SS (Žlté)
800100	GC zmiešavacie koncovky II, 60 x S (Ružové)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
slovakia@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com



z O LF SK 3 67 06/13

GC

Fit Checker™ Advanced a Fit Checker™ Advanced Blue



Najjednoduchšia
cesta
k úspešnému
dokončeniu vašej
protetickej práce

Pre jednoduché, ľahké
a presné kontroly sedenia
protetických prác.

GC



Fit Checker™ Advanced Blue

Modré stupňovanie farieb je ideálne pre

- Kontrolu sedenia všetkých druhov protetických prác, najmä pre korunky a mostíky so základmi zo živice, keramiky a zirkónu.
- Registráciu zhryzu a kontrolu oklúzných kontaktov.



Vyvážená tixotropia umožňuje **nestekavú konzistenciu**. Pod tlakom, Fit Checker Advanced Blue ponúka **ľahkú zatekavosť** a **extrémne tenkú vrstvu** pre perfektnú kontrolu nasadenia náhrad.



Tesné miesta sú ľahko rozpoznateľné vďaka **optimálnej transparentci** a unikátnemu **stupňovaniu modrej farby**.



Konečne, je možné sa ubezpečiť o **perfektnom sedení nepriamych náhrad**, a tak zabrániť marginálnym nepresnostiam a veľkým oklúznym úpravám po nacementovaní.

- 1** „Snap set“ tuhnutie
Dostatočný pracovný čas a rýchle tuhnutie (1 min. v ústach), pre rýchlu a pohodlnú prácu.

- 2** Jasná a presná vizualizácia
Perfektné stupňovanie farieb pre okamžitú vizualizáciu oklúzných kontaktov a nesediacych oblastí.



Fit Checker™ Advanced

Biele stupňovanie farieb je ideálne pre

- Kontrolu sedenia všetkých druhov protetických prác, najmä celkových a čiastočných snímateľných náhrad a pre korunky a mostíky na kovovej báze.



Ideálne riešenie pre kontrolu adaptácie celkových a čiastočných snímateľných náhrad.



Fit Checker Advanced ponúka ideálnu konzistenciu a vysokú zmáčavosť pre **ľahké zatekanie** na bázy zubných protéz a sliznicu dutiny ústnej. Fit Checker Advanced **sa dá ľahko odstrániť v jednom kroku**.



Chýbajúce miesta na protéze je možné korigovať rebazovaním. Po rebazácii, môže byť vykonaná konečná kontrola na zaistenie **pohodlia pacienta**.

- 3** Žiadne nečistoty počas úprav
Stuhnutý materiál sa nezachytáva počas brúsenia tlakových miest.

- 4** Ľahké odlepenie
Silikónový film sa ľahko odlupne pre čistú a rýchlu procedúru.

