

# Najenostavnejša pot za uspešno dokončanje vašega protetičnega dela

Fit Checker Advanced in Fit Checker Advanced Blue iz GC-ja nudita enostavno in natančno prilaganje protetičnih izdelkov in s tem pravočasno prilagoditev - v izogib kasnejšim stroškom in zagotovitev pacientovega udobja.

Fit Checker™ Advanced	Prednost	Fit Checker™ Advanced Blue
VPES silikon	Inovativen silikonski material z intrinzično močljivostjo, tečljivostjo in odpornostjo	VPES silikon
Bel	Dve različni barvi za vse klinične potrebe	Moder
Delovni čas: 1 min. Čas strjevanje: 1 min. v ustih	Dovolj dolg delovni čas in kratek čas strjevanja v ustih	Delovni čas: 1 min. Čas strjevanje: 1 min. v ustih
Ročno mešanje (tubi) ali Automix (kartuše)	Automix kartuše so na voljo za enostaven, čist in hiter postopek	Automix kartuše



## Pakiranja

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, 1-1 Pack (55 g + 50 g), bel + zaviralec (3 g) + dodatki
004904	Fit Checker Advanced, kartuše (2 x 62 g), bel + mešalni nastavki IIS (3) in IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, kartuše (2 x 56 g), moder + mešalni nastavki IIS (3) in IISS (3)
800006	GC dispenser kartuša II
890130	GC mešalni nastavki II, 60 x SS (rumeni)
800100	GC mešalni nastavki II, 60 x S (roza)

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GC EEO - Slovenia  
Šlandrov trg 40  
SLO - 3310 Žalec  
Tel. +386.3.710.32.70  
Fax. +386.3.710.32.71  
slovenia@eeo.gceurope.com  
http://www.eeo.gceurope.com



z O L F S I 3 67 06 / 13

**GC**

# Fit Checker™ Advanced & Fit Checker™ Advanced Blue



Najenostavnejša  
pot k  
uspešnem  
zaključevanju vašega  
protetičnega dela

Za preprosto, enostavno in natančno  
preverjanje prilaganja  
protetičnega dela.

**GC**



## Fit Checker™ Advanced Blue

### Idealno modro obarvanje za

- Preverjanje prileganja vseh vrst protetičnih del, predvsem kompozitnih, keramičnih in prevlek in mostičkov na osnovi cirkonija.
- Registracijo griza in oceno okluzijskih kontaktov.



Uravnotežena tiksotropnost omogoča **netekočo konzistenco**. Pod pritiskom, Fit Checker Advanced Blue nudi **enostaven istok** in **ekstremno tanko debelino filma** za natančno prileganje.



Nepravilnosti so enostavno zaznane s pomočjo **optimalne transparence** in edinstvene **obarvanosti v modri barvi**.



Končno je mogoče doseči **idealno prileganje indirektnih restavracij**, se izogniti nepravilnosti ob robu preparacij in večjim okluzalnim popravkom po cementiranju.

## 1 Hitro strjevanje

Dovolj dolg delovni čas in hitro strjevanje (1 min. v ustih) za hiter in udoben delovni postopek.

## 2 Jasna in natančna vizualizacija

Popoln barvni odtенок za takojšno vizualizacijo okluzijskih kontaktov in slabo prilegajočih področij.



## Fit Checker™ Advanced

### Idealen bel odtенок za

- Preverjanje prileganja vseh vrst protetičnih del, predvsem totalnih in delnih protez in prevlek in mostov s kovinskih ogrodjem.



**Popolna rešitev** za preverjanje adaptacije totalnih in delnih protez.



Fit Checker Advanced ima idealno konzistenco in visoko močljivost za **enostaven istok** v bazo proteze in tkiva ustne votline. Fit Checker Advanced se enostavno **odstrani v enem koraku**.



Neprileganje protez se lahko popravi z reliner-ji. Po podlaganju, je potrebno ponovno preveriti prileganje, za zagotovitev **pacientovega ugodja**.

## 3 Brez nereda med popravki

Strjen material se ne ujame v sveder med odstranjevanjem mest, kjer je preveč nalega, pritiska.

## 4 Enostavna odstranitev

Silikonska plast se enostavno odluči, čist in hiter postopek.

