

Najjednostavniji način uspešnog završetka protetskog rada

GC Fit Checker i Fit Checker Advanced Blue pružaju jednostavan i precizan način za ocenu prijanjanja protetskih radova i istovremeno prilagođavanje pri postavljanju - izbegavaju se mogući budući troškovi i osigurava ugodnost za pacijenta.

Fit Checker™ Advanced	Prednost	Fit Checker™ Advanced Blue
VPES silikon	Inovativni silikonski materijal s unutrašnjom sposobnošću vlaženja, tečenja i otpornosti	VPES silikon
Beli	Dve različite boje za zadovoljavanje svih kliničkih zahteva	Plavi
Vreme rada: 1 minut Vreme stvrdnjavanja: 1 minut u ustima	Dovoljno vreme rada i kratko vreme stvrdnjavanja u ustima	Vreme rada: 1 minut Vreme stvrdnjavanja: 1 minut u ustima
Ručno mešanje (tube) ili samomešanje (patrone) (Automix)	Automix patrone omogućavaju lak, čist i brz postupak	Patrone za samomešanje



Pakovanja

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, 1-1 pakovanje (55 g + 50 g); bele boje + retarder 3 g + pribor
004904	Fit Checker Advanced, patrone (2 x 62 g); bele boje + nastavci za mešanje IIS (3) i IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, patrone (2 x 56 g); plave boje + nastavci za mešanje IIS (3) i IISS (3)
800006	GC Cartridge Dispenser II (dozator za patrone)
890130	GC Mixing Tips II (nastavci za mešanje), 60 x SS (žuti)
800100	GC Mixing Tips II (nastavci za mešanje), 60 x S (rozi)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Serbia
Cvijičeva 82
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.20.88.033
Fax. +381.11.20.88.033
serbia@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com



z O L F RS 3 67 06/13

GC

GC

Fit Checker™ Advanced i Fit Checker™ Advanced Blue



Najjednostavniji
način za
uspešan
završetak
protetskog rada

za jednostavnu, laku i preciznu
proveru prijanjanja
protetskog rada.





Fit Checker™ Advanced Blue

Idealna gradacija plave boje za

- Proveru prijanjanja svih vrsta protetskih radova, posebno kompozitnih, keramičkih i krunica i mostova sa osnovom od cirkonijum-oksidne keramike.
- Registraciju zagrižaja i ocenu okluzalnih dodira.



Uravnotežena tiksotropnost omogućava **netečnu konzistenciju**. Pod pritiskom Fit Checker Advanced Blue nudi **lako tečenje** i **izuzetno tanku debljinu nanošenja** za savršeno prijanjanje.



Neodgovarajuće prijanjanje lako se otkriva zahvaljujući **optimalnoj transparentnosti** i jedinstvenoj **gradaciji plave boje**.



Konačno, može se osigurati **savršeno prijanjanje indirektnih ispuna**, bez rubnih pukotina i velikih okluzalnih prilagodavanja posle cementiranja.

1 Brzo stvrdnjavanje
Dovoljno vreme rada i brzo stvrdnjavanje (1 min u ustima) za brz i ugodan postupak.

2 Jasna i tačna vizualizacija
Savršena gradacija boje za direktnu vizualizaciju okluzalnih dodira i područja lošeg prijanjanja.



Fit Checker™ Advanced

Idealna gradacija bele boje za

- Proveru prijanjanja svih vrsta protetskih radova, posebno potpunih i delimičnih proteza i krunica i mostova sa metalnom osnovom.



Savršeno rešenje za proveru prilagodavanja potpunih i delimičnih proteza.



Fit Checker Advanced nudi idealnu konzistenciju i visoku sposobnost vlaženja za **lako tečenje** u bazu proteze i oralna tkiva. Fit Checker Advanced lako se **odstranjuje u jednom potezu**.



Neodgovarajuće prijanjanje može se naknadno popraviti podlaganjem. Nakon podlaganja, može se izvršiti završna provera kako bi se osigurala **ugodnost za pacijenta**.

3 Bez neurednosti tokom prilagođavanja
Pri odstranjenju mesta pritiska na svrdlu nema ostataka stvrdnutog materijala.

4 Lako odstranjivanje
Silikonski sloj lako se odstranjuje i osigurava čist i brz postupak.

