

# initial™ Zirconia Coloring Liquid

Personnalisez, à votre façon !

Plus rapide, plus prévisible  
et hautement individualisé  
selon la philosophie Initial IQ

Moins de stock, plus d'économies  
Obtenez toutes les teintes rapidement  
et facilement avec un stock réduit



Peindre ou immerger  
Deux possibilités,  
à vous de choisir



Since 1921  
100 years of Quality In Dental



## Donnez le ton de l'efficacité - en suivant la philosophie GC Initial IQ.

Le système **Initial Zirconia Coloring Liquid** se compose de 12 colorants liquides à base d'eau qui suivent la « philosophie IQ »

Son utilisation est optimisée avec l'**Initial Zirconia Disk HT**, une zircone blanche universelle qui offre un équilibre idéal entre translucidité, résistance et possibilités esthétiques.

Le système **Initial Zirconia Coloring Liquid** garantit la reproduction des teintes et des effets naturels de la dent avant le frittage tout en simplifiant la gestion des stocks. Il suffit d'appliquer les liquides sur la restauration monolithique ou anatomique réduite après usinage en utilisant la technique du pinceau ou de l'immersion.

Cette armature dans la bonne teinte peut ensuite être finie en utilisant le concept Initial IQ ONE SQIN, qui assure une finition céramique rapide à l'esthétique supérieure grâce au pinceau et à la micro-stratification



## Peindre ou immerger - Deux façons de procéder

### Personnalisation ultime de l'armature

Pénétration précise et localisée de la couleur  
Diminue la nécessité d'ajuster la couleur après le frittage.




### Répartition profonde et uniforme des couleurs

Des résultats cohérents et reproductibles de manière simple et rapide.



### Réduction de la quantité de liquides

- 4 cervical shades
- 4 body shades
- 4 effect shades



### Tableau de dilution simple

Pour obtenir les 16 teintes V

Obtention d'une nuance subtile et diffuse - une base parfaite pour la technique IQ ONE SQIN.

### 4 marking colours

Pour mieux visualiser pendant l'application.





## Les avantages en un coup d'œil

- Pour la caractérisation complète ou partielle des armatures en zircone, soit au **pinceau soit en immersion**
- Des couleurs **analogiques naturelles** pour limiter le temps de finition
- **Une esthétique améliorée** grâce à la personnalisation de la structure en zircone pré-frittée
- Des résultats **plus rapides**, plus prévisibles et hautement individualisés

## Synergies parfaites



Initial Zirconia Disk



Initial Zirconia Coloring Liquids



Initial IQ ONE SQIN

Colorant liquide pour la coloration de restauration en zircone pré-frittée. Dispositifs médicaux de classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans le mode d'emploi avant toute utilisation. Organisme certificateur : n°2797 - Distribués par GC France