

initial™ Zirconia Coloring Liquid

Size özel, sizin tarzınız!

Daha hızlı, daha öngörülebilir
ve tamamen özgün
Initial IQ felsefesiyle uyumlu

Daha az envanter, daha çok
kazanç
Azaltılmış envanter ile istediğiniz her
rengi hızlı ve kolay bir şekilde elde
edin



Boyayın veya
daldırın
İki yöntem, sizin
kararınız



GC Initial IQ felsefesini izleyerek etkili bir ton yakalayın.

Initial Zirconia Coloring Liquid sistemi, 'IQ felsefesini' takip eden 12 su bazlı renklendirici sıvıdan oluşmaktadır.

Translusensi, mukavemet ve estetik seçenekleri arasında ideal bir denge sunan universal beyaz zirkonya olan **Initial Zirconia Disk HT** ile kullanım için optimize edilmiştir.

Initial Zirconia Coloring Liquid sistemi, envanter yönetimini basitleştirirken sinterleme öncesinde doğal diş renklerinin ve efektlerinin kopyalanmasını garanti eder. Boyama veya daldırma tekniğini kullanarak kazıma işleminden sonra sıvıları monolitik veya anatomik olarak indirgenmiş restorasyon üzerine uygulamanız yeterlidir.

İstenilen tondaki bu altyapı daha sonra **Initial IQ ONE SQIN** konsepti ile makyaj ve mikro tabakalama yoluyla hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Estetik açıdan istediğiniz sonuçlara kolayca ulaşabilirsiniz.



Boyayın veya daldırın - İki yöntem, sizin kararınız

Altyapıları kusursuz bir şekilde kişiselleştirin

Kontrollü ve noktasal renk penetrasyonu
Sinterleme sonrası renk düzeltmelerine gereksinimi azaltır



Derin, eşit renk dağılımı

Hızlı ve kolay bir şekilde kalıcı ve tekrarlanabilir sonuçlar.




Az miktarda sıvı ile etkili sonuçlar

- 4 servikal renk seçeneği
- 4 body renk seçeneği
- 4 efekt renk seçeneği

16 V- rengin tamamını elde etmek için kolay seyreltme tablosu.

İnce ve yayılmış bir alt ton sağlar - IQ ONE SQIN tekniği için mükemmel bir baz oluşturur.



4 işaretleme rengi

uygulama sırasında görmeyi kolaylaştırır.





Avantajları

- Zirkonya altyapıların **boyama** veya **daldırma** yöntemiyle tam veya kısmi karakterizasyonu
- Bitim süresini azaltmak için **doğal analog** renk tonları
- Ön sinterleme işlemi sonrası zirkonya yapısına uygun olarak tasarlanmış özelliği ile **geliştirilmiş estetik**
- **Daha hızlı**, daha öngörülebilir ve tamamen özgün sonuçlar

Mükemmel uyum



Initial Zirconia Disk



Initial Zirconia Coloring Liquids



Initial IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V. • Researchpark • Haasrode-Leuven 1240 • Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven • Belgium
Tel. +32.16.74.10.00 • Fax. +32.16.40.48.32 • info.gce@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe>

GC TURKEY • Diş Ürünleri Tic. Ltd. Şti. • Caferağa Mah. • Albay Faik Sözdener Cad. • İffet Gülhan İş Merkezi No:9
D:4 • TR-34710 Kadıköy / İstanbul • Tel. +9002165040601 • info.turkey@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/tr-TR>