



Gestalten Sie Ihre Welt mit **Initial** von **GC.**

Das Allround-Keramiksistem für jede Indikation

Gingiva-Farbtöne

GC Initial Gum Shades Set MC • GC Initial Gum Shades Set Zr



initial

www.gcinitial.gceurope.com

Das GC Initial-System besteht aus sechs Spezialkeramiken, die zur Herstellung von Metallkeramik- und Vollkeramik-restaurationen für jede Indikation bei jedem Herstellungsprozess und jedem Gerüst verwendet werden können. Für weitere Informationen zum kompletten GC Initial System fordern Sie bitte unsere Broschüre an.

Um Gingivarestaurationen mit GC Initial noch ästhetischer und natürlicher zu machen, enthält die modulare Keramikreihe Initial Gingiva-Farbtöne in Spitzenqualität. Die Aufbausätze GC Initial MC und GC Initial Zr Gum Shades erfüllen alle Anforderungen für hochästhetische Gingivareproduktionen - für den natürlich schönen Übergang zur Gingiva und unbegrenzte Kreativität.



GC



GC Initial Gingiva-Farbtöne: GC Initial Gum Shades Set MC • GC Initial Gum Shades Set Zr

Da die Nachfrage nach ästhetischen implantatgestützten Suprakonstruktionen ständig gewachsen ist, besteht unter den Zahn Technikern auch ein wachsender Bedarf nach Keramikmassen zur Reproduktion von Weichgewebeszonen, die individuell angepasst werden können. Damit die Techniker einen lebensechten Übergang vom Kronenrand zur Gingiva erzeugen können, besteht das GC Initial-Keramiksystem aus drei benutzerfreundlichen GC Initial-Gingiva-Farbtönen.

Die neuen gingivafarbenen Materialien sind speziell für Indikationen in den Bereichen der implantatgetragenen Suprakonstruktionen, Kronen und Brücken geeignet.

Gleichzeitig folgen sie dem bewährten GC Initial Konzept: **Ein Farbsystem – eine Schichttechnik“.**



Alle Bilder wurden mit freundlicher Genehmigung von ZTM Mike Richter, Deutschland, zur Verfügung gestellt.

Nahtlose Übergänge – natürliche Harmonie

Jedes Gingivalmerkmal, wie speziell auch immer, lässt sich mit den fünf mischbaren und naturanalogen Gingiva-Farbtönen reproduzieren. Wie auch bei der Veneer-Technik lassen sich die einzelnen Schritte leicht zwischen den verschiedenen Brenngängen ausführen – je nach Indikation und persönlicher Arbeitsweise.

GC Initial MC Gum Shades Set, Pasten-Opaker, GC Initial MC Gum Shades Set, Pulver-Opaker

Das GC Initial MC Gum Shades Set ist in zwei Ausführungen - mit Pasten- oder Pulver-Opaker - und in den folgenden fünf Farbtönen erhältlich: Basis Hell, Basis Dunkel, intensives Violett, intensives Cremeweiß und intensives Rot.

GC Initial Zr Gum Shades Set

Das GC Initial Zr Gum Shades Set enthält den Zr-Gerüstmodifikator FM-5 statt des Opaker-Materials.

Natürlich sind alle Gingiva-Farbtöne auch separat erhältlich.

Technische Daten:

Eigenschaften	GC Initial MC	GC Initial Zr
Dentin-Brand (°C)	890	810
WAK (25-500°C; 10 ⁻⁶ ×K ⁻¹)	2./4. Brand 13.1/13.3	2./4. Brand 9.4/9.4
Glasübergangstemperatur (°C)	575	550
Löslichkeit (µg/cm ²)	25	12
Dichte (µg/cm ²)	2.52	2.43
Biegefestigkeit (Mpa)	84	90
Haftkraft (Mpa)	50	-
Mittlere Partikelgröße (µm; D 50%)	25	21.5

GC Initial MC und GC Initial Zr erfüllen EN ISO 9693:2000 (Die angegebenen technischen/physikalischen Werte beziehen sich auf die Ergebnisse interner Tests).

GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC GERMANY GmbH

Paul-Gerhardt-Allee 50
D – 81245 München
Tel. +49.89.89.66.74.0
Fax. +49.89.89.66.74.29
info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

Austrian Office
Tallak 124
A – 8103 Rein bei Graz
Tel. +43.3124.54020
Fax. +43.3124.54020.40
info@austria.gceurope.com
www.austria.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

Swiss Office
Wilerstrasse 3
CH – 9545 Wängi
Tel. +41.52.366.46.46
Fax. +41.52.366.46.26
info@switzerland.gceurope.com
www.switzerland.gceurope.com

