

ジーシーのアスベスト使用製品に関するご連絡

お客様 各位

日頃はジーシー製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
今夏、アスベストの健康被害についての報道が続いており、歯科界でも過去にアスベストが使われていた経緯があり、お客様より弊社へもお問合せを頂戴しておりますので弊社の使用状況と対応につきまして、下記のとおりご連絡させていただきます。

1. ジーシーのアスベスト使用製品と使用時期について

製品名	アスベスト使用部位	アスベスト使用期間	備考
アスベストリボン	リボンに含有	1973年8月～1991年3月	1991年3月販売中止
オートキャスト HC-II	耐火耐熱部品に使用	1982年4月～1987年3月	1987年3月販売中止
リバーナ/HR-II/HR-III	耐火耐熱部品に使用	1973年2月～1994年9月	※最終機種 HR-III 2001年3月販売中止
ラックリオン LC-I	耐火耐熱部品に使用	1985年2月～1994年9月	※LC-I は継続販売中
サモセッター TS-I	耐火耐熱部品に使用	1977年7月～1994年3月	※1999年3月販売中止
ドライオプン HO-I	耐火耐熱部品に使用	1981年12月～1991年6月	1991年6月販売中止
スパグループ AC-II	バルブシールに使用	1990年3月～1995年1月	1995年1月販売中止
スパグループ AC-E	バルブシールに使用	1997年10月～2003年6月	※AC-E は継続販売中

※上記、機械製品の使用部品は補修部品を含めて、使用期間以降は全てアスベストを含まない材質に変更しております。

※アスベストリボンの代替品として、アスベストを含まないセラミックファイバー製のリボンとしてキャスティングライナーを1981年8月より発売し、現在は改良品のニューキャスティングライナーを販売しております。

2. ジーシーで使用していたアスベストの種類と用途について

- ・弊社で使用していたアスベストの種類は白石綿です。
- ・機械製品での使用用途は耐火耐熱板として組み込み、セメント板材として装着されています。またシール材については、ゴム等結合材でアスベストが固められた状態ですので、通常の使用で飛散の可能性はありません。

3. アスベスト使用製品による市場での健康被害および何らかのトラブルについて

- ・2005年7月26日の朝日新聞夕刊に「石綿被害、歯科技工士2名死亡 道具から飛散の可能性」という記事が掲載され、これがアスベストによる被害に関する最初の情報であります。その後2005年8月3日の日本経済新聞に「石綿被害、歯科技工士2人死亡 作業中に吸引の可能性」が掲載されました。これら以外に8月17日現在で、アスベストの健康被害に関する歯科関係者の情報は得ておりません。

4. アスベスト含有製品の処理について

- ・ジーシーのアスベスト含有製品をお持ちで処理をご希望される方は2005年12月末までに弊社へアスベストが飛散ないように封入してご送付いただければ、弊社にて廃棄処理させていただきます。詳細につきましては、弊社支店・営業所またはフリーダイヤル0120-416480へお問合せください。

2005年10月14日
株式会社 ジーシー