

Primescanの精度はそのままだに リーズナブルモデル登場

Primescan connect

Primescanが選ばれ続けている理由。
確固たる実績と進化し続けるテクノロジーとの融合

1985年から口腔内スキャナーを発展させ、補綴修復を熟知したそのテクノロジーは、精度・スピード・容易な操作を実現します。スキャンだけにとどまらず、将来を見据えて包括的に診療をサポートします。



実績

35年以上にわたる
信頼と実績

35年以上の実績を持ち、世界で年間約700万症例以上の修復物がチェアサイドシステムで製作されています。

接続性

DSの総合プラットフォーム
“DS Core”

強力なセキュリティーを有しGoogleプラットフォームを用いたDS Coreは、ラボと模型レスでシームレスに連携します。

拡張性

Inhouseへ拡張

将来的にはラボソフトウェアやミリングを追加することで院内内製への拡張も可能。

Primescan

35年以上にわたり研究開発し進化し続け、“補綴修復”を知り尽くしたスキャンテクノロジー

広いワンショット撮影範囲

短時間でより多くのデータを収集。
無駄のない、広いガラス有効面積により、最後臼歯までも簡単にアクセス

インテリジェントプロセッシング

取り込まれた膨大な量のデータからコアとなる必要なデータのみを取り込み、
計算の迅速化・最適化を実現

ヒーティング機能


セルフヒーティングにより、
口腔内でカメラが曇らずに
スキャンが可能

ダイナミックレンズ

最大20mmの測定深度でも
シャープさと精度を実現

スマートピクセルセンサー


1秒間に100万を超える3Dポイントを処理し、写真のようにリアルで正確なデータを作成。
天然歯及び様々なマテリアルの修復物の表面を迅速かつ容易にスキャン



DS Core

ひとつのポータルでラボ・専門医とシームレスな連携・コラボレーション

- プライムスキャンのスキャンデータをDS Coreに自動的にアップロード
- DS Coreよりスキャンデータを取引のラボへ送信
- 高水準のサイバーセキュリティーで患者データを保護
- どこからでもさまざまなデバイスでファイルにアクセス&ダウンロード
- さまざまなファイル形式に対応



IOSの補綴修復材料にはセラスマートシリーズ&イニシャルLiSi（リジ）ブロックがおすすめ！

口腔内スキャナのご使用で

【ハイブリッドレジン】
保険 診療 & **【セラミックス】**
自由 診療

同じステップでどちらも対応できます！

セラスマートシリーズ
インレー
●セラスマート 300 (大臼歯用)
●セラスマート プライム (小臼歯用)

高い物性とツヤ維持性を有する
ハイブリッドレジンブロック

イニシャル LiSi(リジ)ブロック
インレー・クラウン

完全に結晶化した
高強度で
熱処理不要な
ニケイ酸リチウムブロック

ジルコニアよりも
口腔内で
咬合調整が
しやすい！

▼製品に関する詳しい情報はコチラ▼



歯科切削加工用レジン材料 セラスマート プライム 管理医療機器 302AKBZX00007000
 歯科切削加工用レジン材料 セラスマート300 管理医療機器 228AABZX00116000
 製造販売元 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 愛知県鳥居松町2丁目285番地
 歯科切削加工用セラミックス ジーシー イニシャル LiSiブロック 管理医療機器 227AKBZX00074000
 製造販売元 株式会社ジーシー 東京都板橋区蓮沼町76番1号

※掲載情報は、2024年8月現在のものです。 ※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
 ※表面及び上記の情報は、デンツプライシロナ（株）のパンフレットに基づく情報です。
 ※本パンフレットに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1

住友不動産汐浜浜離宮ビル

www.dentsplysirona.com

GC

発売元

株式会社 ジーシー

東京都文京区本郷3丁目2番14号