

装備一覧表

●：標準装備 △：オプション ▲：工場オプション（ご注文時に申し付けます）

ドクターユニット	
ドクターユニット本体:フロアマウントタイプ	●
ドクターユニット3HP(タービン1回路/モーター1回路)	●
ドクターハンガー ローラー式	●
ハンガー追加キット 一式	●
ドクターハンドルシリコンカバー	●
標準トレー	●
イオムシリンジDr.(温風無)	●
タービンホースキット(1本)	●
LEDカブリング(1個)	●
Ti モーター SL本体、ホースキット	●
Ti-XコントラC:1L(1本)	●
ウルトラソニックスケーラー:パリオス2Lスケーラー	●
ドクターパネル保護シート(10枚)	●
スーパーロー制御機構	●
歯面清掃器: キット エアフロー エアフローハンドピース(緑上)	▲
歯面清掃器: キット エアフロー ベリオフローハンドピース(緑下)	△
ジーシー 歯面清掃パウダー+	△
液晶モニタステー(別途モニタ要)	△
シリコンシートD	△
トレーシートII(50枚)	△
ペーパートレイシート	△
ドクターパネル保護シート(50枚)	△
デジタルケーブルキット USB/USB+HDMI仕様	▲
アシスタントユニット	
アシスタントユニット本体:フロアマウントタイプ	●

アシスタントハンガー	
バキューム(広径タイプ)(ボールジョイント付)プロフィラクススキャニュール搭載可	●
プロフィラクススキャニュール	●
自動洗浄セパレータータンク	●
回転式スピットン(マニュアル) カラー(セレクト):ホワイト、ミッドナイトグレー、ディープブルー、抹茶	●
ヒータータンク	●
排水トラップ	●
オートコック給水(超音波センサ、エアのカーテン無)	●
エジェクター	●
アシスタントハンガーアーム エクステンション	●
トップカバー ホワイト	●
フラッシングアダプタ(コップ給水対応)	●
外部給水	▲
外部給気	▲
液晶モニタアーム(別途モニタ要)	▲
ティッシュケース:ライトボール用	△
チェア	
チェア本体:ステップスタイプ ヘッドレスト(マニュアル) シートカラー(セレクト): 標準シート	●
標準色:抹茶、紅、栗 特別色:真珠、メタリックブルー、メタリックパープル、サンセットイエロー、リーフグリーン、ターコイズ、マロンブラウン、ワインレッド、ライトピンク、ラベンダーブルー、コーラルオレンジ	●
フットコンローラー:円形タイプ	●
フットスイッチ(チェアタイプ)	●

アームレスト:右のみ/左のみ/左右組	
リラクゼーションシート「シフォン」 標準色:クリミーラテ、シルキーベージュ、ミスティグレー、抹茶、紅、栗 特別色:真珠、メタリックブルー、メタリックパープル、サンセットイエロー、リーフグリーン、ターコイズ、マロンブラウン	▲
オペレーティングライト	
ライト本体:グロ-バルライトII ユニットタイプ	●
ライトヘッドスイッチ:センサタイプ	●
ツイスト機能	●
ライトボール	●
その他	
オペレーティングスツールOS-IV(ドクター用)	△
オペレーティングスツールOS-IV(アシスタント用)	△
配管ボックス	△
PCケース	△
ジーシータービンスプレー(1本)	●
クリーニングアダプターAD	●
パイプクリナー 2000ml	△
オールドプラス	△
フロークリーナー	△
EOM FCコネク 追加キット	▲

主な関連器具の滅菌・消毒対応

オートクレーブ滅菌対応/135℃以下	
Ti-Xコントラ	
パリオス2 ハンドピース・チップ・レンチ	
歯面清掃器ハンドピース	
シリンジスルカカバー	
バキュームハンドピース	
プロフィラクススキャニュール	
エジェクターハンドピース・チップ(金属製)	
シリコンシート	
ライトハンドルカバー	
消毒用アルコールによる清拭消毒対応	
チェアシート ※サラサイド以外不可	
ドクターユニット(トレー・ハンガー・アーム)	
アシスタントユニット(ハンガー・アーム)	
操作パネル	
オペレーティングライト(アーム・ボール)	
タービン用カブリング(ライト付)	
シリンジ本体	
マイクロモーター本体(Ti モーター S)	
ホース(タービン・モーター・バキューム・エジェクター)	
スピットン(洗浄ノズル・コップ用ノズル・コップ受け)	
ディスプレイザブル	
各トレーシート	
各パネル保護シート	
エジェクターチップ(ディスプレイ)	

※詳しくは各製品の使用説明書にしたがい、正しく清掃、除菌、殺菌、滅菌、保管を行ってください。

歯科用口腔洗浄器 イオムシリンジ 一般医療機器 13B1X00155000235 歯科用ガス圧式ハンドピース グリーンインパルス 管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00044A01 製造販売元 株式会社ナカニシ
 歯科用電気回転駆動装置 Ti モーター S 管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00020A01 製造販売元 株式会社ナカニシ ストレート・ギアードアングルハンドピース Ti-Xコントラ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 219ALBZX00013A01 製造販売元 株式会社ナカニシ 歯科用多目的超音波治療器 パリオス 170 管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00036000 製造販売元 株式会社ナカニシ 能動型機器接続歯面清掃用器具 キット エアフロー 管理医療機器 303AKBZX00016000 歯面研磨材 ジーシー 歯面清掃研磨パウダー 一般医療機器 13B1X00155000249 再使用可能な歯科用吸引カニューレ デュールカニューレ 一般医療機器 28B2X10034000003 製造販売元 デュールデンタルジャパン株式会社

寸法図

寸法(1/50縮寸)単位:mm

仕様

●電源電圧=AC100V 50/60Hz ●最大消費電力=900VA ●使用空気圧=0.5MPa ●使用水圧=0.2MPa ●重量=約150kg

