

装備一覧表

●:標準装備 △:オプション ▲:工場オプション(ご注文時に申し受けます)

ドクターユニット	アシスタントユニット
ドクターユニット本体:スライドデリバリータイプ、フロアマウントタイプ、オーバアーームタイプ、カートタイプ*	● アシスタントユニット本体:フロアマウントタイプ
● ドクターユニット2HP(タービン1回路/モーター1回路)	● イオムシリンジAsi.
● イオムシリンジDr.	● バキューム
● タービンホースキット(1本)	● 自動洗浄セパレータータンク
● グリーンインパルス Z-ML	● 回転式スピットン(マニュアル)
● チタンXカプリング(1個)	● カラー:ホワイト(乳白色)、オレンジ(スケルトン)、クリスタルブルー(セレクト)
● TiモーターS本体、ホースキット	● ヒータータンク
● Ti-X コントラ CI:I	● 外部給水
● Ti-X ストレート SI:I	● オートコック給水(反射型紙コップ対応)
● ジーシータービンスプレー(1本)	● ディスポーザブルカップ(100個)
● トレーシートII標準トレー(10枚)	● エジェクター
● スーパーロー制御機構	● オートスピットン
● ハンガー追加キット 一式(1HP追加する際に加算)	● サポートバー
▲ タービンホースキット	▲ 外部給気
△ グリーンインパルス Z-ML	△ 除菌フィルター エアー・水用
△ グリーンインパルス Z-SL	△ 除菌フィルター エアー用
△ チタンXカプリング	△ 除菌フィルター 水用
△ チタンXカプリングLED	△ 液晶モニタアーム(別途モニタ要)
△ カポ エキスパートトルク E680L	▲ ツインターボクリーナー
△ カポ エキスパートトルク ミニ E677L	△ ツインターボクリーナー液750mL(1本/6本セット)
△ カポ マルチフレックスLUXカプリング465LRN	△ フラッシングアダプター(コップ給水対応)
△ カポ マルチフレックスLUXカプリング465LED	△ フラッシングアダプター
△ カポ マルチフレックスLUXカプリング460LED	△ 配管ボックス
▲ Tiモーター本体、ホースキット	△ メガネ置き
▲ Tiモーター L本体、ホースキット	△ ティッシュケース:ライトポール用/オーバアーーム用
▲ Tiモーター S本体、ホースキット	△ G-ライトブリマ用ハンガー
▲ Tiモーター SL本体、ホースキット	△ アシスタントパネル保護シート(50枚)
▲ MGモーター本体、ホースキット	△ アシスタントトレーシリコンシート
▲ MX2 PLUSモーター本体、ホースキット	
▲ Ti-X ストレート SI:I	チェア
△ Ti-X コントラ CI:I/CI:IL	チェア本体:ステップタイプ、カンタータイプ
△ Ti-X コントラ CI:5/CI:5L	ヘッドレスト(マニュアル)
△ カポ エキスパートマティック E20C	シートカラー:コーラルオレンジ、マロンブラウン、ワインレッド、ライトピンク、ライトブルー レガロ、ターコイズ、グラフィイトブラック*、アイポリ* (セレクト)
△ カポ エキスパートマティック E20L	*:特別色(受注生産品)
△ カポ エキスパートマティック E10C	● フットコントローラー:円形ペダルタイプ、2ペダルタイプ(セレクト)
▲ ウルトラスニックスケーラー:パリオス2スケーラー/パリオス2 Lスケーラー	▲ フットコントローラー:ワイヤード2ボタンタイプ
▲ ウルトラスニックスケーラー:EMS2スケーラー/EMS2 Lスケーラー	▲ パワーヘッドレスト アークタイプ
▲ ウルトラスニックスケーラー:ニュートロン スケーラー(ライトなし/ライト付)	▲ フットスイッチ チェアタイプ パワーヘッドレスト切替スイッチ
▲ 歯面清掃器:キット エアフロー(線上)	▲ 低反発シート
▲ 歯面清掃器:キット エアフロー(線上・線下)	▲ フットスイッチ(チェアタイプ)
△ ジーシー 歯面清掃パウダー +	▲ フットスイッチ(円形ペダルタイプ)
▲ 口腔内カメラ:MyRay カム C-U2	▲ フットスイッチ(2ペダルタイプ)
△ ユニットバーナーII	▲ アームレスト(跳ね上げ式):右のみ/左のみ/左右組
△ 液晶モニタステー(別途モニタ要)	▲ アームレスト(回転式):右のみ/左のみ/左右組
△ テンキー・マウストレー	▲ ゴムステップ(ステップタイプのみ)
△ タービンガード	
△ サイドトレー	オペレーティングライト
△ コントラスタンド	● ライト本体:グローバルライトLED ユニットタイプ
▲ 大型トレー(オーバアーーム用:左側ワイド)	▲ ライト本体:イオム レガロライト LEDライト ユニットタイプ
△ シリコンシートD	▲ 患者用ミラー(イオム レガロライト LEDライト用)
△ シリコンシートD 左側ワイド(大型トレー用)	▲ ライト本体:イオム レガロライト LEDライト 自動昇降ユニットタイプ
△ トレーシートII 標準トレー(50枚)	▲ ライト本体:イオム レガロライト グローバルライトLED 自動昇降ユニットタイプ
△ トレーシートII 左側ワイド(大型トレー用)(50枚)	▲ ツイスト機能(グローバルライトLED)
△ ドクターパネル保護シート(50枚)	▲ マイクロスコープ用ライトポール(OPMI pico用/OP-Dent用)
△ バーナーケース保護シート2 ワイドタイプ(50枚)	
▲ デジタルケーブルキット:USB/USB+HDMI	その他
△ ジーシータービンスプレー	▲ カラー外装カバー
△ カポスプレー 2I12A	△ PC本体ケース
△ ルブリフルイド MXモーター用スプレー	△ オペレーティングスツールOS-IV(ドクター用)
	△ オペレーティングスツールOS-IV(アシスタント用)

* ドクターユニット カートタイプの場合、カートホースの長さ及びチェアベースの配管位置については弊社までお問い合わせください。

関連器具の滅菌・消毒対応

オートクレーブ滅菌対応
グリーンインパルス
Ti-X コントラ
Ti-X ストレート
パリオスハンドピース・チップ・レンチ
シリンジノズル・ケース
バキュームハンドピース・L型チップ・シリコンチップ
エジェクターハンドピース・チップ
シリコンシート
ライトハンドルカバー
アルコールによる清拭消毒対応
チェアシート
ドクターユニット(トレー・ハンガー・アーム)
アシスタントユニット(ハンガー・アーム)
操作パネル
ライト(アーム・ポール)
タービン用カプリング(ライト付)
マイクロモーター本体
タービンホース
モーターホース
バキュームホース
エジェクターホース
スピットン(洗浄ノズル・コップ用ノズル・コップ受け)
ディスポーザブル
トレーシート
各パネル保護シート


※詳しくは各製品の使用説明書に従い、正しく清掃、除菌、殺菌、滅菌、保管を行ってください。

シンプルに使えて、 キレイに撮れる口腔内カメラ MyRay カム C-U2



X線画像管理システム

Aadva Station*
と連携可能



*弊社X線の撮影・画像取得等を行う画像管理システム

※撮影用ソフトウェア i Captureが付属しています。*TWAINインターフェースを介してサードパーティ製ソフトウェアに転送できます。*詳しい情報は製品パンフレットをご確認ください。

▶ 一般医療機器 13B1X00155000309