

エンド用

エンドンティック エクスプローラー

包装●1本
歯科用探針 エンドンティック エクスプローラー
一般医療機器 13B1X00155000126



EM DG16

エンドンティック エキスカバーター

包装●1本
歯科用エキスカバーター エンドンティック エキスカバーター
一般医療機器 13B1X00155000125



EM 31L EXC

スプレンダー

形態●3種=ED11-21S, ED11T-21S, ED11T-25S
包装●1本
歯科用根管スプレンダー スプレンダー
一般医療機器 13B1X00155000052



ED11-21S



ED11T-21S



ED11T-25S

ルートキャナルプラグ

形態●3種=E3-5P, E5-7P, E9-11P
包装●1本
歯科用根管プラグ ルートキャナルプラグ
一般医療機器 13B1X00155000060



E3-5P



E5-7P



E9-11P

※掲載情報は2022年3月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store Google Play
どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:13.7以上、Android:9.0以上です。
ジーシー 公式アプリ
KZ010M2203



アメリカンイーグル 診療用 ハンドインスツルメント



American Eagle
INSTRUMENTS®

保存修復用

インタープロキシマルカーバー

形態●2種=IPC、IPC THIN
 包装●IPC 1本
 IPC THIN 1本
 歯科用練成充填形成器 インタープロキシマルカーバー
 一般医療機器 13B1X00155000065



TNTコンポジットインスツルメント

形態●5種=4TN、5TN、6TN、9TN、MCB21A TN
 包装●4TN、5TN、6TN、9TN 1本
 MCB21A TN 1本
 歯科用練成充填形成器 TNTコンポジットインスツルメント
 一般医療機器 13B1X00155000057
 歯科用練成充填形成器 カーバー/充填器
 一般医療機器 13B1X00155000056



M5レストラティブシリーズ コンポジットインスツルメント

形態●5種=スカルプト、アンテリア、パック、ミニ、カーブ
 包装●スカルプト、アンテリア、パック、ミニ 1本
 カーブ 1本
 歯科用練成充填形成器 M5レストラティブシリーズ コンポジットインスツルメント
 一般医療機器 13B1X00155000310

3Dビューで
形態確認



前 前歯部での使用にオススメ 白 臼歯部での使用にオススメ

細い探針

深い窩洞の充填・築盛に

前 白

スカルプト

溝や結節の築盛に

前 白

円錐型

狭い歯間にも!柔軟性もあるので歯の湾曲にフィット

前 白

アンテリア

前 白

薄手のIPC

薄手のIPC

臼歯の窩洞充填・築盛に

前 白

パック

窩洞や咬合面のならしに

前 白

ボールバーニッシャブラガー

φ1mmのブラガー

前 白

ミニ

前 白

短く薄いヘラ

刃のついた鑷型

前 白

カーブ

前 白

刃のついた鑷型



American Eagle
INSTRUMENTS®