

ジーシー PTCパースト

歯科用フッ素入り歯面研磨ペースト



Since 1921
100 years of Quality in Dental

頑固なプラークや歯面の **汚れ除去用**
歯面を傷つけにくい研磨性

歯面を滑沢に仕上げる **PTC仕上げ用**
塩酸クロルヘキシジン配合
(歯周病予防成分)

REGULAR!



PTC PASTE

REGULAR / FINE

for
GC PTC SYSTEM

MINT flavor
ミントフレーバー

FINE!



LEMON flavor
レモンフレーバー

操作性の高いペーストで快適なPTCをサポート!

大容量
80g

- 特長 1** ペーストに透明性があり泡立ちも少なく、研磨面がしっかり見える!
- 特長 2** 歯面へのペースト馴染みが良く、適度な粘性で飛び散りにくい!
- 特長 3** フッ素の働きでう蝕の発生および進行を制御!
(フッ素900ppm含有)
- 特長 4** PTC後、歯面に残ったペーストの洗い流しが簡単!



レギュラー (粗研磨用) ファイン (仕上げ研磨用)

種類 ● 2種:レギュラー(粗研磨用)/ファイン(仕上げ研磨用)
香味 ● レギュラー:ミント/ファイン:レモン
成分 ● (有効成分)レギュラー:モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素900ppm)、
ファイン:グリチルリチン酸ジカルシウム、塩酸クロルヘキシジン、
フッ化ナトリウム(フッ素900ppm)

内容量 ● 80g
包装 ● 1本

医薬部外品

歯面に優しく、ステイン除去

ジーシー PTCペースト ルシェロ ホワイト

フッ素入り歯面研磨ペースト

清掃剤「Lime粒子®」を高濃度に配合した弱アルカリ性のペースト。

歯に沈着したステインを浮かし、「Lime粒子®」が効率よく優しく

ステインを除去します。

成分●炭酸カルシウム(Lime粒子®)、ポリエチレングリコール400、
モノフルオロリン酸ナトリウム、濃グリセリン、バラベン、黄色4号、
青色1号、香料(グリーンシトラス)、その他
内容量●80g
包装●1函:1本

歯面研磨剤 ジーシー PTCペースト ルシェロホワイト
一般医療機器 13B2X00124000003

製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



機能的で使いやすい「ジーシー PTCシステム」



ジーシー PTCカップⅡ


歯面清掃用カップ

- 歯面にぴったりフィットし、効率よく研磨が行えます。
- カップ辺縁部が柔らかくよく広がるため、歯肉縁下も無理なく研磨できます。

歯磨カップ ジーシー PTCカップⅡ 一般医療機器 13B1X00155000291
製造販売元 株式会社ジーシー



包装●1函:20個



ジーシー PTCソフトブラシ


歯面清掃用ブラシ

- ブラシ部は、PTCブラシと比較して毛が細く柔らかいため、より歯面や歯肉への接触がソフトです。
- ブラシ部が短いため、臼歯部頬側等の清掃も効率よく行えます。

歯科予防治療用ブラシ ジーシー PTCソフトブラシ 一般医療機器 27B2X000268000046
製造販売元 プレミアムプラスジャパン株式会社



包装●1函:20個



ジーシー PTCブラシ

歯面清掃用ブラシ

- 適度なコシがあり、ブラシが歯面にフィットします。
- コンパクトなので捻転歯や叢生歯の清掃も効率よく行えます。
- ナイロンブラシなので歯面を傷つけずに研磨が行えます。

歯科予防治療用ブラシ ジーシー PTCブラシ 一般医療機器 13B1X00155000103
製造販売元 株式会社ジーシー



包装●1函:20個



ジーシー PTCコーン

歯面清掃用コーン

- 先端が細く柔らかいため、歯間部や歯周ポケットなどの清掃・研磨が効率よく行えます。

歯科予防治療用ブラシ ジーシー PTCコーン 一般医療機器 13B1X00155000104
製造販売元 株式会社ジーシー



包装●1函:20個

ジーシー PTCマンドレル


歯面清掃器材用アタッチメント

- ラッチタイプのコントラハンドピースにPTCカップやPTCコーン、PTCブラシを取り付けるためのアタッチメントです。

歯科用マンドレル ジーシー PTCマンドレル 一般医療機器 13B1X00155000101
製造販売元 株式会社ジーシー



包装●1函:10本



ジーシー PTC歯間ブラシ

歯面清掃用歯間ブラシ

- 歯間部や矯正用ワイヤー、ポンティック下部などの清掃が効率よく行えます。
- ワイヤー部には、歯牙や歯肉にやさしい樹脂コーティングを施しています。

製造販売元 株式会社ジーシー



包装●1函:20本

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定値の参考データは、2024年6月現在のものです。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **TOA株式会社**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 大阪市中央区北浜3丁目5番29号 日本生命淀屋橋ビル17階

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。