

アメリカンイーグル 診療用

ハンドインスツルメント



Since 1921
100 years of Quality in Dental



American Eagle
INSTRUMENTS®

保存修復用

インタープロキシマルカーバー

形態●2種=IPC、IPC THIN
 包装●IPC 1本
 IPC THIN 1本
 歯科用練成充填形成器 インタープロキシマルカーバー
 一般医療機器 13B1X00155000065



TNTコンポジットインスツルメント

形態●5種=4TN、5TN、6TN、9TN、MCB21A TN
 包装●
 4TN、5TN、6TN、9TN 1本
 MCB21A TN 1本
 歯科用練成充填形成器 TNTコンポジットインスツルメント
 一般医療機器 13B1X00155000057
 歯科用練成充填形成器 カーバー/充填器
 一般医療機器 13B1X00155000056



American Eagle
 INSTRUMENTS®

M5レストラティブシリーズ コンポジットインスツルメント

形態●5種=スカルプト、アンテリア、バック、ミニ、カーブ
 包装●
 スカルプト、アンテリア、バック、ミニ 1本
 カーブ 1本
 歯科用練成充填形成器 M5レストラティブシリーズ コンポジットインスツルメント
 一般医療機器 13B1X00155000310

3Dビューで
 形態確認



前 前歯部での使用にオススメ 白 臼歯部での使用にオススメ

細い探針
 深い窩洞の充填・築盛に
 前 白
 スカルプト
 溝や結節の築盛に
 前 白
 円錐型

狭い歯間にも!柔軟性もあるので歯の湾曲にフィット
 前 白
 アンテリア
 薄手のIPC
 薄手のIPC

臼歯の窩洞充填・築盛に
 前 白
 パック
 窩洞や咬合面のならしに
 前 白
 フラットエンド
 ボールバーニッシュブラガー

小さい窩洞やアクセスが難しい部位への充填に
 前 白
 ミニ
 φ1mmのブラガー
 短く薄いヘラ

余剰レジンの除去に
 前 白
 カーブ
 刃のついた鎌型
 刃のついた鎌型

エンド用

エンドドンティック エクスプローラー

包装●1本

歯科用探針 エンドドンティック エクスプローラー
一般医療機器 13B1X00155000126



エンドドンティック エキスカバーター

包装●1本

歯科用エキスカバーター エンドドンティック エキスカバーター
一般医療機器 13B1X00155000125



スプレダー

形態●3種=E D11-21S、E D11T-21S、E D11T-25S

包装●1本

歯科用根管スプレッター スプレッター
一般医療機器 13B1X00155000052



ルートキャナルプラグー

形態●3種=E3-5P、E5-7P、E9-11P

包装●1本

歯科用根管プラグー ルートキャナルプラグー
一般医療機器 13B1X00155000060



※掲載情報は2024年6月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区連沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

