

# ジーシー T-アロイ M

歯科鑄造用チタン



## 生体親和性、耐食性に優れた JIS H4650 第2種 純チタン

りん酸塩系埋没材“T-インベスト C&B”との組み合わせにより、適合の良い、軽くて丈夫なチタン冠が作製できます。

### ジーシー T-アロイ M

特性	耐力	伸び	密度	液相点・固相点	ビッカース硬さ
	(MPa)	(%)	(g/cm <sup>3</sup> )	(°C)	(HV)
	500	10	4.5	1,668	170

※埋没材や鑄造方式により測定値が異なる場合があります。

形状・門柱状

種類	直径	高さ
13g	16mm	15mm
30g	25mm	14mm
40g	30mm	13mm



「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(保医発0529第1号 令和2年5月29日)より一部抜粋

### ■純チタン2種

#### 定義

次のいずれにも該当すること。

- (1) 業事承認又は認証上、類別が「歯科材料(1) 歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鑄造用チタン合金」であること。
- (2) JIS H4650 第2種に適合するものであること。
- (3) 大臼歯の全部金属冠による歯冠修復に用いるものであること。

厚生労働省保険局医療課(令和2年6月2日) 疑義解釈資料の送付について(その15)より一部抜粋

### 【チタン冠】

問1 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のIIの4の068「純チタン2種」(以下、「純チタン」という。)について、鑄造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか。

(答) 算定できない。

問2 純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。

(答) 区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」又は「2のイ 金属冠」により算定する。

問3 純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。

(答) 区分番号「M005」に掲げる装着の「1 歯冠修復」により算定する。

問4 純チタンで作製した全部金属冠について、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は対象となるか。

(答) なる。

保険適用



### 歯科鑄造用チタン

#### ジーシー T-アロイ M

##### 包装

- 1 函: 650g (13gインゴット)
- 1 函: 1kg (30gインゴット)
- 1 函: 1kg (40gインゴット)

歯科鑄造用チタン合金  
ジーシー T-アロイ M  
管理医療機器  
21000BZZ00566000

関連製品



### りん酸塩系埋没材 T-インベスト C&B

歯科高温鑄造用埋没材  
ジーシー T-インベストC&B  
一般医療機器  
27B2X00008000009  
製造販売元: 大成歯科工業株式会社  
大阪府交野市星田北4丁目38番7号



### 歯科接着用レジンセメント ジーシー ジーセム ONE EM

歯科接着用レジンセメント  
ジーシー ジーセム ONE EM  
管理医療機器  
301AKBZX00021000  
製造販売元: 株式会社ジーシー  
東京都板橋区連沼町76番1号



### 歯科接着用レジンセメント ジーシー ジーセム ONE neo

歯科接着用レジンセメント  
ジーシー ジーセム ONE  
管理医療機器  
226AKBZX00104000  
製造販売元: 株式会社ジーシー  
東京都板橋区連沼町76番1号

※掲載の情報は2021年1月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 大成歯科工業株式会社  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 大阪府交野市星田北4丁目38番7号

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎ 0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722

●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー  
公式アプリ

どちらもコチラのQRコードでOK!

推奨OSバージョンはiOS: 11.0以上、Android: 8.0以上です。

