

Catalogue N°7

Instruments



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu



Instruments

Pinces coupantes distales.....	223
Pinces coupantes.....	223
Pinces Utilitaires.....	224
Pinces Linguales.....	225
Pinces à Plier.....	226
Pinces à Plier (suite).....	227
Instruments.....	227
Précelles.....	228
Pince mosquito et pince Mathieu.....	228
Instruments pour aligneurs.....	228
Instruments auto-ligaturants.....	229
Laboratoire.....	230
Stérilisation.....	230

Pinces coupantes distales



50-0678-1010
Pince coupante distale de sécurité.
Max .021" X .025"



50-0678-101L
Pince coupante distale de sécurité. Manches longs.
Max .021" X .025"



50-0678-1130
Pince coupante distale de sécurité. Fine.
Max .021" X .025"

Pinces coupantes



50-0678-1030
Pince coupante gros fils angulée 15°.
Max .022" X .028"



50-0678-1040
Pince coupante gros fils.
Max .022" X .028"



50-0678-1070
Pince coupante pour ligatures et micro pins
Max .012"



50-0678-107L
Pince coupante pour ligatures et micro pins. Manches longs. Max .012"



50-0678-5000
Mini-pince coupante pour ligatures. Fine . Max .012"



Pinces Utilitaires



50-0678-2000
Pince Weingart ultra-fine



50-0678-2010
Pince Weingart. Mors
coniques angulés à 32°. Fine



50-0678-201L
Pince Weingart. Mors
coniques angulés à 32°. Fine. Manches longs.



50-0678-2020
Pince Weingart polyvalente.
Mors striés Fine.



50-0678-2060
Pince à ôter la colle.
Contre-appui plastique
50-0678-014A
Lame de rechange
50-0678-0010



50-0678-2070
Pince à débayer mors
longs.
Contre-appui plastique
50-0678-0140/0360



50-0678-2080
Pince à débayer mors
courts.
Contre-appui plastique
50-0678-0140/0360



50-0678-2100
Pince à poser les sépara-
teurs



50-0678-2190
Pince droite à déposer
les brackets



50-0678-220L
Pince angulée à déposer
les brackets (manches
longs)

Pinces Linguales



50-0678-7000
Pince coupante distale lin-
guale



50-0678-7010
Pince coupante linguale
pour ligatures



50-0678-7020
Pince Weingart linguale



50-0678-7029
Pince Weingart linguale,
90°



50-0678-7030
Pince à déposer les
brackets Linguaux



50-0678-704S
Pince à plier le NiTi en dis-
tal avec vis de blocage



50-0678-7050
Pince Mathieu Linguale



50-0678-7060
Pousse-ligature lingual



50-0678-7070
Pousse-ligature lingual
Forme en U



Pinces à Plier



50-0678-3020
Pince 3 becs



50-0678-3220
Pince 3 becs pour NiTi



50-0678-3260
Pince bec d'oiseau
(Effilée)

Pinces à Plier (suite)



50-0678-3240
Pince Tweed Loop
Old Style



50-0678-5020
Pince à plier distale "Re-
quin Marteau". Fine



50-00SD-1302
Pince à sertir stops et cro-
chets angulée

Instruments



50-0678-3040
Pince bec d'oiseau



50-0678-3050
Pince bec d'oiseau longue,
pour fil fin, avec rainure



50-0678-3070
Pince de Tweed 442
rectangulaire



50-0678-FELD
Sonde/Pousse ligature



50-0678- BPS1
Instrument Shure



50-0678-LDG2
Pousse ligature double



50-0678-3090
Pince à former les arcs
linguaux



50-0678-3100
Pince Hollow Chop
"de la Rosa"



50-0678-3170
Pince Hollow Chop
"de la Rosa". Mors courts



50-0678-MHE6
Manche / Unité
50-0678-M4C0
Mirroirs / Par 12



Précélles



50-0678-2120
Précelle à brackets



50-0678-5040
Précelle à brackets fine



50-0678-212M
Précelle à brackets
mords étroits



50-0678-5050
Précelle à tubes molaires

Pince mosquito et pince Mathieu



50-0678-H400
Pince Mosquito



50-NH50-74E0
Pince Mathieu



50-0YDM-5090
Pince Mathieu étroite



50-0YDM-5110
Pince Mathieu étroite
pour module

Instruments pour aligneurs



50-0YDM-4490
Pince pour création
de force verticale



50-0YDM-4500
Pince pour création
de force horizontale




50-0YDM-4510
Pince pour création
de découpe large



50-0YDM-4480
Pince pour création
de découpe étroite

Instruments auto-ligaturants



50-0030-0000 
Open Tool, pour ouvrir
les brackets EXPERIENCE
soit par la face (côté cro-
chet) soit par le bord gin-
gival avec la tête concave.



50-1030-0000 
C-Tool, pour ouvrir le
bracket EXPERIENCE C
en toute sécurité par son
bord gingival.




50-2030-0000 
M-Tool pour ouvrir le
bracket EXPERIENCE me-
tal en toute sécurité par
son bord gingival.



50-0032-0000
Bord large pour ouvrir les
EXPERIENCE mini metal
par le bord vestibulaire et
embout fin pour l'ouverture
des EXPERIENCE metal et
ceramic par le bord gingival



50-2130-H000 
(manche seul)
Instrument EXPERIENCE
qui facilite l'ouverture
du clip du bracket
50-2130-B000 : 2 lames
de rechanges

Laboratoire



50-00SD-3140
Pince de Young



50-00SD-5050
Pince d'Adams



50-00SD-2000
Pince 3 becs Aderer



50-00SD-1010
Pince Coupante Gros Fils
.045"

Stérilisation

Pour vos solutions de stérilisation en cassettes, prenez rendez-vous avec votre représentant pour une présentation de la game en rapport avec vos besoins.



50-0040-0620
Gants de protection
(Chimique et perforation)
Taille M



50-0678-ILS0
Spray anti corrosion
(à appliquer après
nettoyage)



50-0000-ORT1
Cassette de Stérilisation