



Katalog 07

IPR, Laborzubehör & Verschiedenes



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gc.dental/ortho



IPR Laborzubehör Verschiedenes

IPR, Laborzubehör & Verschiedenes	211
Gezielte minimalinvasive proximale Schmelzreduktion	213
Multi FA	217
Laborzubehör.....	218
Smile Rite Tiefziehfolien.....	218
Extra-oral	218
Zubehör	219
Wangenhalter	219
NOLA Dry Field System	219

Gezielte minimalinvasive proximale Schmelzreduktion

Für eine sichere und präzise minimalinvasive proximale Schmelzreduktion.



Profi Kit 2

Das Profi Kit 2 enthält ein- und doppelseitige DiaStrips. Diese finden Verwendung zur approximalen Schmelzreduktion, für proximales Finishing und zum Polieren im Rahmen der klassischen Kieferorthopädie, Alignerbehandlungen und in der restaurativen Zahnheilkunde. Das Profi Kit 2 verfügt außerdem über ein wassergekühltes oszillierendes Handstück mit einem Verhältnis von 4:1 und einen zweiten Kopf für rotierende Bohrer und Polierer.

Beschreibung	Artikelnummer
1 Handstück mit Wasserkühlung • 1 zusätzlicher Kopf RA 2.35mm für rotierende Bohrer und Polierer • 4 DiaStrips, 2-seitig beschichtet, davon 3x DiaSaw, • 4 DiaStrips, 1-seitig beschichtet • 2 DiaPolistrips, 2-seitig beschichtet • 2 Debonding Polierer • 1 Meßlehren-Set mit 6 Stärken: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm • 1 Entfernungsdorn • 1 Sprühdüse	55-BD02-0000



NWC Basic Kit

Basic Kit (ohne Wasserkühlung) für gelegentliche Anwendung

Beschreibung	Artikelnummer
1 Handstück ohne Wasserkühlung • 4 DiaStrips beidseitig diamantbeschichtet • 1 Meßlehren-Set mit 6 Stärken: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm • 1 Entfernungsdorn • 1 Sprühdüse	55-BD04-0000



Basic Set Aligner

Ideales Basis-Erstausstattungsset für beidseitig kontrollierte minimal-invasive IPR, approximale Korrektur der Zahngröße und das flexible approximale Finieren und Polieren bei Aligner-Behandlungen.

Beschreibung	Artikelnummer
Lieferumfang: 1x DentaSonic Handstück wassergekühlt (4:1, Hub: 1,1mm), 1x DiaSaw 0.1mm, 1x DSM-0.2mm, 1x DSM-0.3mm, 1x DSM-0.4mm, 1x RDS-0.5mm (resin), 2x RPS-15 (PoliStrip), 1x Meßlehren-Set mit 6 Stärken: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm, 1x DentaSonic Kopf Ø RA 2.35mm, 1x Entfernungsdorn, 1x Sprühdüse, 1x Anleitung Handstück, 1x Nadel zur Reinigung	55-BD06-0000

Basic Set Ortho

Basis-Set: Ideales Basis-Erstausstattungsset für beidseitig kontrollierte minimal-invasive IPR, approximale Reduktion der Zahngröße, approximale Ausarbeitung und Politur in der Kieferorthopädie sowie bei Aligner-Behandlung. Wassergekühltes Handstück mit einem Verhältnis von 4:1 und Wechselkopf für rotierende Bohrer und Polierer.

Beschreibung	Artikelnummer
	55-BD07-0000

Beidseitig beschichtete DiaStrips



Beidseitig beschichtete DiaStrip-Diamantfeilen ermöglichen eine gleichzeitige, beidseitige interproximale Schmelzreduktion. Wird für proximales Finishing und kieferorthopädisches oder restauratives Polieren verwendet.

Beidseitig beschichtet	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip
Artikelnummer (Packung à 5 Stück)	55-FDM0-5215	55-FDM0-5225	55-FDM0-5240	55-FDM0-5260
Artikelnummer (Packung à 12 Stück)	55-FDM0-1215	55-FDM0-1225	55-FDM0-1240	55-FDM0-1260
Stärke	0.1mm	0.15mm	0.2mm	0.3mm

DiaSaw

Beidseitig beschichtete Sägefeile. Öffnet Kontaktpunkte sicher und schnell, ohne Weichteilschäden hervorzurufen.



	DiaSaw	DiaSaw
Beidseitig beschichtet		
Artikelnummer (Packung à 5 Stück)	55-SDM0-5315	55-SDM0-5325
Stärke = +/- 0.03mm	0.1mm	0.15mm

Einseitig beschichtete DiaStrips

Einseitig beschichtete DiaStrips.

	DiaStrip links	DiaStrip rechts
Einseitig beschichtet		
Sortiment à 5 Stück	55-FDML-5100	55-FDMR-5100

Refill-Sets

Beidseitig beschichtet	DiaStrip Set	DiaSaw Set	Aligner Set
Artikelnummer	55-FDM0-5200	55-SDM0-5300	55-FDA0-5300
Stärke	1x1,0.15,0.2,0.3mm +1PoliStrip	1x1,0.15,0.2mm, +2 PoliStrip	1x1,0.15,0.2mm, +2 PoliStrip
Inhalt	5 Stück	5 Stück	5 Stück

PoliStrip Set

PoliStrips aus flexiblem Kunstharz dienen zum ultimativen Polieren auf beiden Seiten in nur einem Durchgang. Packung à 12 Stück, davon 6x 0,10 mm und 6x 0,15 mm. Artikelnummer: 55-FDRA-1200





Debonding Polisher

Debonding Polisher zum einfachen und sicheren Entfernen kieferorthopädischer Kleberreste. Auf Grund von Härte und Abriebfestigkeit besteht bei der Verwendung von herkömmlichen rotierenden Bohrern oder Metallinstrumenten die Gefahr der Schmelzbeschädigung. Die Debonding Polisher mit ihren in synthetischem Kautschuk eingelagerten Mikropartikeln minimieren dieses Risiko und entfernen Kleberückstände sicher und schnell.

	Artikelnummer
Set mit 2 x 3 Polisher kegelförmig und kelchförmig	55-D000-6B00
Set mit 6 Polisher kegelförmig	55-D000-6200
Set mit 6 Polisher kelchförmig	55-D000-6100

Meßlehren-Set

6 Stärken: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm
 Artikelnummer: 55-G000-1000



Edelstahl SteriStrip

Edelstahl SteriStrip Halter für 6 DiaStrips
 Artikelnummer: 55-TDM0-6000



Multi FA

Multifunktions-Apparatur zur Klasse II und Klasse III Korrektur. Eine Apparatur für 90% aller Fälle

	Artikelnummer
Multi FA Regular	92-5001-0000
Multi FA Kurz	92-5002-0000
Multi FA Lang	92-5003-0000
Multi FA für Molarenröhrchen	92-5004-0000
Multi FA Crimp Stopps	92-5005-0000





Laborzubehör



Smile Rite Tiefziehfolien

Die Smile Rite Tiefziehfolien werden sowohl in harter als auch in weicher Qualität angeboten. Das Smile Rite Schienenmaterial ist in Aluminiumhüllen abgepackt. Dadurch gelangt kein Wasser an das Material und es entstehen bei der Herstellung der Schienen keine Blasen.

Hard	Rund 120 mm	Rund 125 mm	Kantig 125mmX125mm
1,5 mm (x 50)	—	92-1015-R125	—
1,0 mm (x100)	92-1010-R120	92-1010-R125	92-1010-S125
0,80 mm (x100)	92-1008-R120	92-1008-R125	—

Soft	Rund 120 mm	Rund 125 mm	Kantig 125mmX125mm
1,0 mm (X100)	—	92-1110-R125	92-1110-S125

Extra-oral

Die extraoralen Züge werden aus waschbaren Stoffen und Stahl-Federelementen hergestellt. In verschiedenen Farben werden sie gerne von den Patienten angenommen.



Nackenzug mit Sicherheitsmodulen

Beschreibung	Artikelnummer
Blau/rosa 450 g	55-4450-0029
Blau/gelb 450 g	55-4450-0028
Schwarz 600 g	55-4600-0027

Kopfhaube mit Sicherheitsmodulen



Beschreibung	Artikelnummer
Jeans 450 g	55-5450-0030
Farbig 600 g	55-5600-0035
Jeans 600 g	55-5600-0030

Zubehör



Wangenhalter

Beschreibung	Artikelnummer
Klar, selbstspannend mit Extensionen	55-0240-0012

NOLA Dry Field System



Beschreibung	Artikelnummer
NOLA Dry Field System groß, weiß	55-4100-0000
NOLA Dry Field System klein, rot	55-4101-0000
Zungenschild, groß (2 Stück)	55-4102-0000
Zungenschild, klein (2 Stück)	55-4103-0000
Retraktor groß, weiß	55-4104-0000
Absaugschlauch mit Y-Verbindung (4 Stück)	55-4105-0000
Y-Verbindung (4 Stück)	55-4106-0000
Silikon-Absaugschlauch (10 Stück)	55-4107-0000

