

Katalog N 07

Bukkalröhrchen





Übersicht Bukkalröhrchen




| | |
|---------------------------------------------------|-----|
| Röhrchen LEGEND LP (Low Profile) | 113 |
| Selbstligierende Molarenröhrchen EXPERIENCE | 115 |
| LEGEND LE Röhrchen (Large Entrance) | 117 |
| AXCESS Röhrchen | 118 |
| Oberkiefer Einfachröhrchen..... | 121 |
| konvertierbar..... | 121 |
| nicht konvertierbar | 122 |
| Oberkiefer Zweifachröhrchen..... | 126 |
| 1.Molar (konvertierbar)..... | 126 |
| ohne HG-Röhrchen..... | 126 |
| 1.Molar (konvertierbar) mit HG-Röhrchen | 127 |
| Oberkiefer Dreifachröhrchen | 131 |
| Unterkiefer Einfachröhrchen 1.Molar | 134 |
| konvertierbar..... | 134 |
| Einfachröhrchen 2.Molar | 136 |
| nicht konvertierbar | 136 |
| Unterkiefer Zweifachröhrchen 1Molar | 139 |
| konvertierbar mit Lip Bumper-Röhrchen | 139 |
| konvertierbar ohne Lip Bumper-Röhrchen | 139 |
| nicht konvertierbar | 142 |
| Linguale Klebeattachments | 143 |
| Linguale Schweißattachments..... | 144 |

Röhrchen LEGEND LP (Low Profile)

Einfachröhrchen Roth Type

| Zahn | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|--------------------|--------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | .018"x.025" | .022"x.028" |
| Oberkiefer | | | | | |
| U6 | -14° | 14° | R | 40-1160-0114 | 40-2160-0114 |
| | | | L | 40-1260-0114 | 40-2260-0114 |
| U7 | -14° | 14° | R | 40-1170-0114 | 40-2170-0114 |
| | | | L | 40-1270-0114 | 40-2270-0114 |
| Unterkiefer | | | | | |
| L6 | -25° | 4° | R | 40-1460-0114 | 40-2460-0114 |
| | | | L | 40-1360-0114 | 40-2360-0114 |
| L7 | -24° | 6° | R | 40-1470-0114 | 40-2470-0114 |
| | | | L | 40-1370-0114 | 40-2370-0114 |

Einfachröhrchen LP CCO

| Zahn | Torque | Offset | Angulation | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | .018"x.025" | .022"x.028" |
| Oberkiefer | | | | | | |
| U6 | -14° | 10° | 0° | R | — | 40-2160-0106 |
| | | | | L | — | 40-2260-0106 |
| U7 | -20° | 10° | 0° | R | 40-1170-0120 | 40-2170-0120 |
| | | | | L | 40-1270-0120 | 40-2270-0120 |
| U7 (kurz) CCO  | -20° | 10° | 0° | R | — | 40-2170-0007 |
| | | | | L | — | 40-2270-0007 |
| Unterkiefer | | | | | | |
| L6 CCO  | -25° | 0° | -1° | R | — | 40-2460-0007 |
| | | | | L | — | 40-2360-0007 |
| L7 | -20° | 0° | 0° | R | 40-1470-0120 | 40-2470-0120 |
| | | | | L | 40-1370-0120 | 40-2370-0120 |
| L7 (kurz) CCO  | -20° | 0° | -1° | R | — | 40-2470-0007 |
| | | | | L | — | 40-2370-0007 |





Einfachröhrchen MBT*

| Zahn | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | .018"x.025" | .022"x.028" |
| Oberkiefer | | | | | |
| U 6 | -14° | 10° | R | 40-1160-0106 | 40-2160-0106 |
| | | | L | 40-1260-0106 | 40-2260-0106 |
| U 6 | -14° | 0° | L | 40-1160-0107 | 40-2160-0107 |
| | | | G | 40-1260-0107 | 40-2260-0107 |
| U 7 | -14° | 10° | R | 40-1170-0106 | 40-2170-0106 |
| | | | L | 40-1270-0106 | 40-2270-0106 |
| U 7 | -14° | 0° | R | 40-1170-0107 | 40-2170-0107 |
| | | | L | 40-1270-0107 | 40-2270-0107 |
| Unterkiefer | | | | | |
| L6 | -20° | 0° | R | 40-1460-0106 | 40-2460-0106 |
| | | | L | 40-1360-0106 | 40-2360-0106 |
| L7 | -10° | 0° | R | 40-1470-0106 | 40-2470-0106 |
| | | | L | 40-1370-0106 | 40-2370-0106 |



Einfachröhrchen GET .022"x.028"

| Zahn | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|------------|--------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Oberkiefer | | | | | |
| U 6 | -20° | 10°d | R | 40-2160-0510 | — |
| | | | L | 40-2260-0510 | — |
| | -20° | 0° | R | 40-2160-0511 | — |
| | | | L | 40-2260-0511 | — |
| U 7 | -25° | 6°d | R | 40-2170-0510 | 41-2170-0510 |
| | | | L | 40-2270-0510 | 41-2270-0510 |
| | -25° | 0° | R | 40-2170-0511 | 41-2170-0511 |
| | | | L | 40-2270-0511 | 41-2270-0511 |

Selbstligierende Molarenröhrchen EXPERIENCE

Auf den ersten Molaren wird das EXPERIENCE System durch selbstligierende Röhrchen ergänzt. Diese verfügen über die gleichen Vorteile wie die EXPERIENCE Brackets:

- Clip, einfach über die Vestibularfläche zu öffnen und mit dem Finger zu schließen
- Große, sandgestrahlte Basis
- Flaches Profil: Komfortabler für den Patienten
- Verfügbar in Roth-, McLaughlin/Bennett/Trevisi- sowie XT-Technik.
- zwei Klebepads Größen verfügbar: Standard Basis und schmale Basis



Selbstligierende Einfachröhrchen Roth Type

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | Klebbar | Klebbar SB |
| Oberkiefer | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 14°D | R | 20-1160-0010 | — |
| | | | L | 20-1260-0010 | — |
| .022"x.028" | -10° | 14°D | R | 20-2160-0010 | 20-2160-S010 |
| | | | L | 20-2260-0010 | 20-2260-S010 |

Selbstligierende Einfachröhrchen MBT* Type

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | | Artikelnummer |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|--------------|---------------|
| | | | | Klebbar | Klebbar SB | Schweißbar |
| Oberkiefer | | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 10°D | R | 20-1160-0020 | 20-1160-S020 | 22-1160-0020 |
| | | | L | 20-1260-0020 | 20-1260-S020 | 22-1260-0020 |
| .022"x.028" | -14° | 10°D | R | 20-2160-0020 | 20-2160-S020 | 22-2160-0020 |
| | | | L | 20-2260-0020 | 20-2260-S020 | 22-2260-0020 |

Selbstligierende Zweifachröhrchen Extra Torque

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Oberkiefer | | | | | |
| .018"x.025" | -20° | 20° | R | 20-1160-0030 | — |
| | | | L | 20-1260-0030 | — |
| .022"x.028" | -20° | 20° | R | 20-2160-0030 | — |
| | | | L | 20-2260-0030 | — |



Selbstligierende Molarenröhrchen EXPERIENCE

Selbstligierendes Einfachröhrchen Roth Type

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | Klebbar | Klebbar SB |
| Unterkiefer | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 4°D | R | 20-1460-0010 | — |
| | | | L | 20-1360-0010 | — |
| .022"x.028" | -25° | 4°D | R | 20-2460-0010 | 20-2460-S010 |
| | | | L | 20-2360-0010 | 20-2360-S010 |

Selbstligierendes Einfachröhrchen MBT* Type

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | | Artikelnummer |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|--------------|---------------|
| | | | | Klebbar | Klebbar SB | Schweißbar |
| Unterkiefer | | | | | | |
| .018"x.025" | -20° | 0° | R | 20-1460-0020 | 20-1460-S020 | 22-1460-0020 |
| | | | L | 20-1360-0020 | 20-1360-S020 | 22-1360-0020 |
| .022"x.028" | -20° | 0° | R | 20-2460-0020 | 20-2460-S020 | 22-2460-0020 |
| | | | L | 20-2360-0020 | 20-2360-S020 | 22-2360-0020 |

Selbstligierendes Einfachröhrchen Extra Torque

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Unterkiefer | | | | | |
| .022"x.028" | -14° | 4° | R | 20-2460-0032 | — |
| | | | L | 20-2360-0032 | — |

Selbstligierendes Zweifachröhrchen Extra Torque

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Unterkiefer | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 4° | R | 20-1460-0030 | — |
| | | | L | 20-1360-0030 | — |
| .022"x.028" | -10° | 4° | R | 20-2460-0030 | — |
| | | | L | 20-2360-0030 | — |

LEGEND LE Röhrchen (Large Entrance)

2. Molar Klebbar

Nicht konvertierbares Einfachröhrchen. Der trichterförmige Eingang erleichtert das Einführen des Bogens. Einfaches Positionieren und gute Passform durch die anatomische Form der Basis.



Roth Type

| Dimensionen | Torque | Rotation | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|---------------|--------------|
| | | | R | L |
| Oberkiefer | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 14°D | 40-1170-0099 | 40-1270-0099 |
| .022"x.028" | -14° | 14°D | 40-2170-0099 | 40-2270-0099 |

Andrews Type

| Dimensionen | Torque | Rotation | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|---------------|--------------|
| | | | R | L |
| Oberkiefer | | | | |
| .018"x.025" | -9° | 7°D | 40-1170-0100 | 40-1270-0100 |
| .022"x.028" | -9° | 7°D | 40-2170-0100 | 40-2270-0100 |

Roth Type

| Dimensionen | Torque | Rotation | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|---------------|--------------|
| | | | R | L |
| Unterkiefer | | | | |
| .018"x.025" | -30° | 6°D | 40-1470-0099 | 40-1370-0099 |
| .022"x.028" | -30° | 6°D | 40-2470-0099 | 40-2370-0099 |

Andrews Type

| Dimensionen | Torque | Rotation | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|---------------|--------------|
| | | | R | L |
| Unterkiefer | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 0° | 40-1470-0100 | 40-1370-0100 |
| .022"x.028" | -25° | 0° | 40-2470-0100 | 40-2370-0100 |

MBT* Type

| Dimensionen | Torque | Rotation | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|---------------|--------------|
| | | | R | L |
| Unterkiefer | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 0° | 40-1470-0101 | 40-1370-0101 |
| .022"x.028" | -10° | 0° | 40-2470-0101 | 40-2370-0101 |



AXCESS Röhrrchen

Diese nicht konvertierbaren Bukkalröhrrchen werden im MIM-Spritzguß-Verfahren hergestellt. Sie sind sowohl klebbar als auch schweißbar erhältlich.

Zweifachröhrrchen 1. Molar HG .045"

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Oberkiefer | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 6°D | R | — | 41-1160-0023 |
| | | | L | — | 41-1260-0023 |
| .018"x.025" | 0° | 6°D | R | — | 41-1160-0024 |
| | | | L | — | 41-1260-0024 |
| .022"x.028" | -10° | 6°D | R | — | 41-2160-0023 |
| | | | L | — | 41-2260-0023 |
| .022"x.028" | 0° | 6°D | R | — | 41-2160-0024 |
| | | | L | — | 41-2260-0024 |

Einfachröhrrchen 1. Molar

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Oberkiefer | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 6°D | R | — | 41-1160-0026 |
| | | | L | — | 41-1260-0026 |
| .022"x.028" | -10° | 6°D | R | 40-2160-0025 | 41-2160-0025 |
| | | | L | 40-2260-0025 | 41-2260-0025 |

Einfachröhrrchen 2. Molar

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Oberkiefer | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 6°D | R | 40-1170-0088 | — |
| | | | L | 40-1270-0088 | — |
| .018"x.025" | 0° | 0° | R | 40-1170-0090 | — |
| | | | L | 40-1270-0090 | — |
| .018"x.025" | -10° | 0° | R | 40-1170-0091 | — |
| | | | L | 40-1270-0091 | — |

| | | | | | |
|-------------|------|-----|---|--------------|--------------|
| .022"x.028" | -10° | 6°D | R | 40-2170-0025 | 41-2170-0025 |
| | | | L | 40-2270-0025 | 41-2270-0025 |
| .022"x.028" | -10° | 6°D | R | 40-2170-0088 | — |
| | | | L | 40-2270-0088 | — |
| .022"x.028" | 0° | 0° | R | 40-2170-0090 | — |
| | | | L | 40-2270-0090 | — |
| .022"x.028" | -10° | 0° | R | 40-2170-0091 | — |
| | | | L | 40-2270-0091 | — |

AXCESS Röhrrchen

Einfachröhrrchen 1. Molar

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Unterkiefer | | | | | |
| .022"x.028" | -25° | 6°D | R | 40-2460-0025 | 41-2460-0025 |
| | | | L | 40-2360-0025 | 41-2360-0025 |
| .018"x.025" | -25° | 6°D | R | — | 41-1460-0025 |
| | | | L | — | 41-1360-0025 |
| .022"x.028" | 0° | 6°D | R | 40-2460-0026 | 41-2460-0026 |
| | | | L | 40-2360-0026 | 41-2360-0026 |
| .018"x.025" | 0° | 6°D | R | — | 41-1460-0026 |
| | | | L | — | 41-1360-0026 |

Einfachröhrrchen 2. Molar

| Dimensionen | Torque | Rotation | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Unterkiefer | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 0° | R | 40-1470-0090 | — |
| | | | L | 40-1370-0090 | — |
| .018"x.025" | -25° | 0° | R | 40-1470-0091 | — |
| | | | L | 40-1370-0091 | — |
| .022"x.028" | -25° | 6°D | R | 40-2470-0025 | 41-2470-0025 |
| | | | L | 40-2370-0025 | 41-2370-0025 |
| .022"x.028" | -25° | 6°D | R | 40-2470-0089 | — |
| | | | L | 40-2370-0089 | — |
| .022"x.028" | 0° | 0° | R | 40-2470-0090 | — |
| | | | L | 40-2370-0090 | — |
| .022"x.028" | -25° | 6°D | R | 40-2470-0091 | — |
| | | | L | 40-2370-0091 | — |



Oberkiefer Einfachröhrchen konvertierbar



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|--------------------|--------|----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type, 1 Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 14°D | 4.0 | R | 40-1160-0012 | 41-1160-0012 |
| | | | | L | 40-1260-0012 | 41-1260-0012 |
| .018"x.025" | -14° | 14°D | 4.0 | R | 40-1160-0061 | 41-1160-0061 |
| | | | | L | 40-1260-0061 | 41-1260-0061 |
| .022"x.028" | -10° | 14°D | 4.0 | R | 40-2160-0012 | 41-2160-0012 |
| | | | | L | 40-2260-0012 | 41-2260-0012 |
| .022"x.028" | -14° | 14°D | 4.0 | R | 40-2160-0061 | 41-2160-0061 |
| | | | | L | 40-2260-0061 | 41-2260-0061 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|--------------------|--------|----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| MBT* Type, 1 Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 10°D | 3.8 | R | 40-1160-0022 | — |
| | | | | L | 40-1260-0022 | — |
| .018"x.025" | -14° | 10°D | 4.2 | R | 40-1160-0110 | — |
| | | | | L | 40-1260-0110 | — |
| .022"x.028" | -14° | 10°D | 3.8 | R | 40-2160-0022 | 41-2160-0022 |
| | | | | L | 40-2260-0022 | 41-2260-0022 |
| .022"x.028" | -14° | 10°D | 4.2 | R | 40-2160-0110 | 41-2160-0110 |
| | | | | L | 40-2260-0110 | 41-2260-0110 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------|--------|----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type, 1 Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 7°D | 3.6 | R | 40-1160-0034 | 41-1160-0034 |
| | | | | L | 40-1260-0034 | 41-1260-0034 |
| .022"x.028" | -10° | 7°D | 3.6 | R | 40-2160-0034 | 41-2160-0034 |
| | | | | L | 40-2260-0034 | 41-2260-0034 |



nicht konvertierbar



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|--------------|--------|----------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| GET, 1 Molar | | | | | | |
| .022"x.028" | -20° | 10°D | 4.0 | R | 40-2160-0510 | — |
| | | | | L | 40-2260-0510 | — |
| .022"x.028" | -20° | 0° | 4.0 | R | 40-2160-0511 | — |
| | | | | L | 40-2260-0511 | — |
| GET, 2 Molar | | | | | | |
| .022"x.028" | -20° | 0° | 4.0 | R | 40-2170-0120 | — |
| | | | | L | 40-2270-0120 | — |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type Distale Verlängerung, 2.Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 14°D | 4.0 | R | 40-1170-0013 | — |
| | | | | L | 40-1270-0013 | — |
| .022"x.028" | -14° | 14°D | 4.0 | R | 40-2170-0013 | — |
| | | | | L | 40-2270-0013 | — |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type Distale Verlängerung, 2.Molar | | | | | | |
| .022"x.028" | -10° | 14°D | 3.0 | R | 40-2170-0039 | 41-2170-0039 |
| | | | | L | 40-2270-0039 | 41-2270-0039 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type 2.Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 0° | 4.0 | R | 40-1170-0063 | 41-1170-0063 |
| | | | | L | 40-1270-0063 | 41-1270-0063 |
| .022"x.028" | -14° | 0° | 4.0 | R | 40-2170-0063 | 41-2170-0063 |
| | | | | L | 40-2270-0063 | 41-2270-0063 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type 2.Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 14°D | 3.6 | R | — | 41-1170-0099 |
| | | | | L | — | 41-1270-0099 |
| .022"x.028" | -14° | 14°D | 3.6 | R | — | 41-2170-0099 |
| | | | | L | — | 41-2270-0099 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| MBT Type 2.Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 10°D | 4.2 | D | 40-1170-0022 | 41-1170-0022 |
| | | | | G | 40-1270-0022 | 41-1270-0022 |
| .022"x.028" | -14° | 10°D | 4.2 | D | 40-2170-0022 | 41-2170-0022 |
| | | | | G | 40-2270-0022 | 41-2270-0022 |





| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Alexander Type Distale Verlängerung, 2.Molar | | | | | | |
| .022"x.028" | -10° | 7°D | 4.0 | R | — | 41-2170-0075 |
| | | | | L | — | 41-2270-0075 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type, 2.Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 7°D | 4.0 | R | 40-1170-0034 | 41-1170-0034 |
| | | | | L | 40-1270-0034 | 41-1270-0034 |
| .022"x.028" | -10° | 7°D | 4.0 | R | 40-2170-0034 | 41-2170-0034 |
| | | | | L | 40-2270-0034 | 41-2270-0034 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type, 2.Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 7°D | 3.0 | R | 40-1170-0048 | 41-1170-0048 |
| | | | | L | 40-1270-0048 | 41-1270-0048 |
| .022"x.028" | -10° | 7°D | 3.0 | R | 40-2170-0048 | 41-2170-0048 |
| | | | | L | 40-2270-0048 | 41-2270-0048 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|---------------------------------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Type Andrews Type mit großer Basis, 2.Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 7°D | 3.0 | R | 40-1170-0049 | — |
| | | | | L | 40-1270-0049 | — |
| .022"x.028" | -10° | 7°D | 3.0 | R | 40-2170-0049 | — |
| | | | | L | 40-2270-0049 | — |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|------------------------------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type mit großer Öffnung, 1.Molar | | | | | | |
| .022"x.028" | -10° | 7°D | 5.5 | R | 40-2160-0035 | — |
| | | | | L | 40-2260-0035 | — |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|---------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type mit großer Öffnung, 2.Molar (Peucat) | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 7°D | 3.5 | R | 40-1170-0018 | 41-1170-0018 |
| | | | | L | 40-1270-0018 | 41-1270-0018 |
| .022"x.028" | -10° | 7°D | 3.5 | R | 40-2170-0018 | 41-2170-0018 |
| | | | | L | 40-2270-0018 | 41-2270-0018 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Planché Type, 2.Molar | | | | | | |
| .022"x.028" | -20° | 14°D | 4.2 | R | — | 41-2170-0071 |
| | | | | L | — | 41-2270-0071 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|---------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Polar Type, 2.Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 6°D | 4.0 | R | 40-1170-0029 | — |
| | | | | L | 40-1270-0029 | — |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Ohne Hook | Mit Hook |
| Mini Eruption Tube, 2.Molar | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 0°D | 2.0 | R | 40-1170-0112 | 40-1170-0019 |
| | | | | L | 40-1270-0112 | 40-1270-0019 |
| .022"x.028" | -10° | 0°D | 2.0 | R | 40-2170-0112 | 40-2170-0019 |
| | | | | L | 40-2270-0112 | 40-2270-0019 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|------------------------------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Mini Eruption Tube, 2.Molar, low profile | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 0°D | 2.0 | R | 40-1170-0122 | — |
| | | | | L | 40-1270-0122 | — |
| .022"x.028" | -10° | 0°D | 2.0 | R | 40-2170-0122 | — |
| | | | | L | 40-2270-0122 | — |



Oberkiefer Zweifachröhrchen

1.Molar (konvertierbar) ohne HG-Röhrchen



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot & Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|---------------------------|--------|------------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type | | | | | |
| .018"x.025" / .018"x.025" | -14° | 14°D | R | 40-1160-0011 | 41-1160-0011 |
| | | | L | 40-1260-0011 | 41-1260-0011 |
| .022"x.028" / .018"x.025" | -14° | 14°D | R | 40-2160-0011 | 41-2160-0011 |
| | | | L | 40-2260-0011 | 41-2260-0011 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| MBT* Type | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 10°D | R | 40-1160-0104 | 41-1160-0104 |
| | | | L | 40-1260-0104 | 41-1260-0104 |
| .022"x.028" | -14° | 10°D | R | 40-2160-0104 | 41-2160-0104 |
| | | | L | 40-2260-0104 | 41-2260-0104 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| MBT* Type | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 0°D | R | — | 41-1160-0105 |
| | | | L | — | 41-1260-0105 |
| .022"x.028" | -14° | 0°D | R | 40-2160-0105 | 41-2160-0105 |
| | | | L | 40-2260-0105 | 41-2260-0105 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | L/R | Artikelnummer | |
|--------------|--------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Extra Torque | | | | | |
| .022"x.028" | -20° | 20°D | R | — | 41-2160-0030 |
| | | | L | — | 41-2260-0030 |

1.Molar (konvertierbar) mit HG-Röhrchen



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|--------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type .045"/Gingival | | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 14°D | 14°D | R | — | 41-1160-0054 |
| | | | | L | — | 41-1260-0054 |
| .022"x.028" | -14° | 14°D | 14°D | R | — | 41-2160-0054 |
| | | | | L | — | 41-2260-0054 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|--------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| MBT* Type .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 10°D | 0° | R | — | 41-1160-0021 |
| | | | | L | — | 41-1260-0021 |
| .022"x.028" | -14° | 10°D | 0° | R | — | 41-2160-0021 |
| | | | | L | — | 41-2260-0021 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| MBT* Type Konvertibar - HG .045"/Gingival | | | | | | |
| .022"x.028" | -14° | 10°D | 10°D | R | — | 41-2160-0020 |
| | | | | L | — | 41-2160-0020 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|------------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| BiDimensional .051"/Okklusal | | | | | | |
| .022"x.028" | 0° | 6°D | 0° | R | — | 41-2160-0080 |
| | | | | L | — | 41-2260-0080 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Alexander Type .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 14°D | 7°D | R | — | 41-1160-0073 |
| | | | | L | — | 41-1260-0073 |
| .022"x.028" | -10° | 14°D | 7°D | R | — | 41-2160-0073 |
| | | | | L | — | 41-2260-0073 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 7° | 7°D | R | 40-1160-0079 | 41-1160-0079 |
| | | | | L | 40-1260-0079 | 41-1260-0079 |
| .022"x.028" | -10° | 7° | 7°D | R | 40-2160-0079 | 41-2160-0079 |
| | | | | L | 40-2260-0079 | 41-2260-0079 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type konvertierbar- HG .051"/Okklusal | | | | | | |
| .022"x.028" | -10° | 6° | 0° | R | — | 41-2160-0087 |
| | | | | L | — | 41-2260-0087 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type .045"/Gingival | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 7°D | 7°D | R | — | 41-1160-0033 |
| | | | | L | — | 41-1260-0033 |
| .022"x.028" | -10° | 7°D | 7°D | R | — | 41-2160-0033 |
| | | | | L | — | 41-2260-0033 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type nicht konvertierbar .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 6°D | 0° | R | — | 41-1160-0086 |
| | | | | L | — | 41-1260-0086 |
| .022"x.028" | -10° | 6°D | 0° | R | — | 41-2160-0086 |
| | | | | L | — | 41-2260-0086 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Edgewise .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 0° | R | — | 41-1160-0077 |
| | | | | L | — | 41-1260-0077 |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 0° | R | — | 41-2160-0077 |
| | | | | L | — | 41-2260-0077 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|---------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Edgewise nicht konvertierbar .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 0° | R | — | 41-1160-0084 |
| | | | | L | — | 41-1260-0084 |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 0° | R | — | 41-2160-0084 |
| | | | | L | — | 41-2260-0084 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Edgewise .045"/Okklusal | | | | | | |
| .022"x.028" | 0° | 6°D | 6°D | R | — | 41-2160-0081 |
| | | | | L | — | 41-2260-0081 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|---------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Edgewise nicht konvertierbar .045"/Okklusal | | | | | | |
| .022"x.028" | 0° | 6°D | 0° | R | — | 41-2160-0085 |
| | | | | L | — | 41-2260-0085 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Planché Type .045"/Gingival | | | | | | |
| .022"x.028" | -14° | 14°D | 0° | R | — | 41-2160-0070 |
| | | | | L | — | 41-2260-0070 |



Oberkiefer Dreifachröhrchen 1.Molar, konvertierbar mit HG-Röhrchen



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|--------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| GET .045"/Okklusal | | | | | | |
| .022"x.028" | -20° | 10°D | 0° | R | — | 41-2160-0500 |
| | | | | L | — | 41-2260-0500 |
| .022"x.028" | -20° | 0° | 0° | R | — | 41-2160-0501 |
| | | | | L | — | 41-2260-0501 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025"/ .018"x.025" | -14° | 14°D | 14°D | R | — | 41-1160-0010 |
| | | | | L | — | 41-1260-0010 |
| .022"x.028"/ .018"x.025" | -14° | 14°D | 14°D | R | — | 41-2160-0010 |
| | | | | L | — | 41-2260-0010 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|--------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 0° | 0° | R | — | 41-1160-0051 |
| | | | | L | — | 41-1260-0051 |
| .022"x.028" | -14° | 0° | 0° | R | — | 41-2160-0051 |
| | | | | L | — | 41-2260-0051 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|--------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type .051"/Okklusal | | | | | | |
| .022"x.028" | -14° | 14°D | 14°D | R | — | 41-2160-0052 |
| | | | | L | — | 41-2260-0052 |
| .022"x.028" | -14° | 0° | 0° | R | — | 41-2160-0053 |
| | | | | L | — | 41-2260-0053 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|--------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| MBT* Type .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | -14° | 10° | 0° | R | — | 41-1160-0111 |
| | | | | L | — | 41-1260-0111 |
| .022"x.028" | -14° | 10° | 0° | R | — | 41-2160-0111 |
| | | | | L | — | 41-2260-0111 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Bio-Progressive Type .045"/Gingival | | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 15°D | 15°D | R | — | 41-1160-0042 |
| | | | | L | — | 41-1260-0042 |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 0° | R | — | 41-1160-0041 |
| | | | | L | — | 41-1260-0041 |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 0° | R | — | 41-2160-0041 |
| | | | | L | — | 41-2260-0041 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Bio-Progressive Type nicht konvertierbar .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 0° | R | — | 41-1160-0040 |
| | | | | L | — | 41-1260-0040 |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 0° | R | — | 41-2160-0040 |
| | | | | L | — | 41-2260-0040 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Edgewise .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 6°D | 0° | R | — | 41-1160-0065 |
| | | | | L | — | 41-1260-0065 |
| .022"x.028" | 0° | 6°D | 0° | R | — | 41-2160-0065 |
| | | | | L | — | 41-2260-0065 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|---------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Polar Type .045"/Gingival | | | | | | |
| .018"x.025" | -20° | 10°D | 0° | R | — | 41-1160-0027 |
| | | | | L | — | 41-1260-0027 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Hilgers Type .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 15°D | 0° | R | — | 41-1160-0046 |
| | | | | L | — | 41-1260-0046 |
| .022"x.028" | -10° | 15°D | 0° | R | — | 41-2160-0046 |
| | | | | L | — | 41-2260-0046 |



| Dimensionen | Torque | Rot. Slot | Rotation HG | L/R | Artikelnummer | |
|----------------------------|--------|-----------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Melsen Type .045"/Okklusal | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 8°D | 0° | R | — | 41-1160-0068 |
| | | | | L | — | 41-1260-0068 |
| .022"x.028" | -10° | 8°D | 0° | R | — | 41-2160-0068 |
| | | | | L | — | 41-2260-0068 |



Unterkiefer Einfachröhrchen 1.Molar konvertierbar



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 0° | 4°D | 4.0 | R | 40-1460-0012 | 41-1460-0012 |
| | | | | | L | 40-1360-0012 | 41-1360-0012 |
| .018"x.025" | -30° | 0° | 4°D | 4.0 | R | 40-1460-0062 | 41-1460-0062 |
| | | | | | L | 40-1360-0062 | 41-1360-0062 |
| .022"x.028" | -25° | 0° | 4°D | 4.0 | R | 40-2460-0012 | 41-2460-0012 |
| | | | | | L | 40-2360-0012 | 41-2360-0012 |
| .022"x.028" | -30° | 0° | 4°D | 4.0 | R | 40-2460-0062 | 41-2460-0062 |
| | | | | | L | 40-2360-0062 | 41-2360-0062 |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| MBT* Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -20° | 0° | 0° | 3.8 | R | 40-1460-0119 | 41-1460-0119 |
| | | | | | L | 40-1360-0119 | 41-1360-0119 |
| .018"x.025" | -10° | 0° | 0° | 4.0 | R | 40-1460-0076 | 41-1460-0076 |
| | | | | | L | 40-1360-0076 | 41-1360-0076 |
| .022"x.028" | -20° | 0° | 0° | 3.8 | R | 40-2460-0119 | 41-2460-0119 |
| | | | | | L | 40-2360-0119 | 41-2360-0119 |
| .022"x.028" | -10° | 0° | 0° | 4.0 | R | 40-2460-0076 | 41-2460-0076 |
| | | | | | L | 40-2360-0076 | 41-2360-0076 |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|----------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Alexander Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -22° | -6° | 5°D | 3.8 | R | — | 41-1460-0074 |
| | | | | | L | — | 41-1360-0074 |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|--------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 0° | 0° | 3.6 | R | 40-1460-0034 | 41-1460-0034 |
| | | | | | L | 40-1360-0034 | 41-1360-0034 |
| .022"x.028" | -25° | 0° | 0° | 3.6 | R | 40-2460-0034 | 41-2460-0034 |
| | | | | | L | 40-2360-0034 | 41-2360-0034 |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|--------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Planché Type | | | | | | | |
| .022"x.028" | -25° | -6° | 6°D | 4.0 | R | — | 41-2460-0121 |
| | | | | | L | — | 41-2360-0121 |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Edgewise | | | | | | | |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 6°D | 4.0 | R | 40-2460-0092 | — |
| | | | | | L | 40-2360-0092 | — |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Edgewise | | | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 0° | 4.0 | R | 40-1460-0093 | 41-1460-0093 |
| | | | | | L | 40-1360-0093 | 41-1360-0093 |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 0° | 4.0 | R | 40-2460-0093 | 41-2460-0093 |
| | | | | | L | 40-2360-0093 | 41-2360-0093 |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Polar Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -22° | 0° | 4°D | 4.0 | R | 40-2460-0029 | — |
| | | | | | L | 40-2360-0029 | — |



Einfachröhrchen 2.Molar nicht konvertierbar



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 0° | 6°D | 4.0 | R | 40-1470-0012 | 41-1470-0012 |
| | | | | | L | 40-1370-0012 | 41-1370-0012 |
| .018"x.025" | -30° | -1° | 4°D | 4.0 | R | 40-1470-0064 | — |
| | | | | | L | 40-1370-0064 | — |
| .022"x.028" | -25° | 0° | 6°D | 4.0 | R | 40-2470-0012 | 41-2470-0012 |
| | | | | | L | 40-2370-0012 | 41-2370-0012 |
| .022"x.028" | -30° | -1° | 4°D | 4.0 | R | 40-2470-0064 | 41-2470-0064 |
| | | | | | L | 40-2370-0064 | 41-2370-0064 |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Type MBT | | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 0° | 0° | 3.6 | R | — | 41-1470-0101 |
| | | | | | L | — | 41-1370-0101 |
| .022"x.028" | -10° | 0° | 0° | 3.6 | R | — | 41-2470-0101 |
| | | | | | L | — | 41-2370-0101 |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|--------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 0° | 0° | 4.0 | R | 40-1470-0034 | — |
| | | | | | L | 40-1370-0034 | — |
| .018"x.025" | -25° | 0° | 4°D | 3.0 | R | 40-1470-0049 | — |
| | | | | | L | 40-1370-0049 | — |
| .022"x.028" | -25° | 0° | 0° | 4.0 | R | 40-2470-0034 | — |
| | | | | | L | 40-2370-0034 | — |
| .022"x.028" | -25° | 0° | 4°D | 3.0 | R | 40-2470-0049 | — |
| | | | | | L | 40-2370-0049 | — |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------------------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Andrews Type große Öffnung (Peucat) | | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 0° | 4°D | 3.5 | R | 40-1470-0018 | 41-1470-0018 |
| | | | | | L | 40-1370-0018 | 41-1370-0018 |
| .022"x.028" | -25° | 0° | 4°D | 3.5 | R | 40-2470-0018 | 41-2470-0018 |
| | | | | | L | 40-2370-0018 | 41-2370-0018 |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Polar Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 5° | 7°D | 4 | R | 40-1470-0029 | — |
| | | | | | L | 40-1370-0029 | — |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rota- tion | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|------|---------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Edgewise | | | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 0° | 4.6 | R | 40-1470-0094 | — |
| | | | | | L | 40-1370-0094 | — |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 0° | 4.0 | R | 40-1470-0095 | 41-1470-0095 |
| | | | | | L | 40-1370-0095 | 41-1370-0095 |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 6°D | 4.0 | R | 40-1470-0096 | — |
| | | | | | L | 40-1370-0096 | — |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 0° | 4.6 | R | 40-2470-0094 | 41-2470-0094 |
| | | | | | L | 40-2370-0094 | 41-2370-0094 |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 0° | 4.0 | R | 40-2470-0095 | 41-2470-0095 |
| | | | | | L | 40-2370-0095 | 41-2370-0095 |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 6°D | 4.0 | R | 40-2470-0096 | 41-2470-0096 |
| | | | | | L | 40-2370-0096 | 41-2370-0096 |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Edgewise | | | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 6°D | 3.2 | R | 40-1470-0097 | — |
| | | | | | L | 40-1370-0097 | — |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 0° | 3.2 | R | 40-1470-0098 | — |
| | | | | | L | 40-1370-0098 | — |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 6°D | 3.2 | R | 40-2470-0097 | — |
| | | | | | L | 40-2370-0097 | — |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 0° | 3.2 | R | 40-2470-0098 | 41-2470-0098 |
| | | | | | L | 40-2370-0098 | 41-2370-0098 |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|------|----------|----------|-----|---------------|------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Small | | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 0° | 4°D | 3.0 | R | 40-1470-0048 | — |
| | | | | | L | 40-1370-0048 | — |
| .022"x.028" | -25° | 0° | 4°D | 3.0 | R | 40-2470-0048 | — |
| | | | | | L | 40-2370-0048 | — |



| Dimensionen | Torque | Ang. | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------------------|--------|------|----------|----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Ohne Hook | Mit Hook |
| Mini Eruptionröhrchen 2.Molar | | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 0° | 0° | 2.0 | R | 40-1470-0112 | 40-1470-0019 |
| | | | | | L | 40-1370-0112 | 40-1370-0019 |
| .022"x.028" | -25° | 0° | 0° | 2.0 | R | 40-2470-0112 | 40-2470-0019 |
| | | | | | L | 40-2370-0112 | 40-2370-0019 |



| Dimensionen | Torque | Rotation | Länge mm | L/R | Artikelnummer | | |
|--------------------------------------------|--------|----------|----------|-----|---------------|------------|--|
| | | | | | Klebbar | Schweißbar | |
| Mini Eruptionröhrchen 2.Molar, low profile | | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 0°D | 2.0 | R | 40-1470-0122 | — | |
| | | | | L | 40-1370-0122 | — | |
| .022"x.028" | -25° | 0°D | 2.0 | R | 40-2470-0122 | — | |
| | | | | L | 40-2370-0122 | — | |

Unterkiefer Zweifachröhrchen 1Molar konvertierbar mit Lip Bumper-Röhrchen



| Dimensionen | Torque Slot | Torque Aux. | Rot. Slot | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| BiDimensional Type .051"/Gingival | | | | | | | |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 0° | 0° | R | — | 41-2460-0067 |
| | | | | | L | — | 41-2360-0067 |



| Dimensionen | Torque & Aux. | Ang. Tube | Rot. Slot & Aux. | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|----------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Cetlin Type .045"/Gingival | | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 0° | 4°D | 5°M | R | — | 41-1460-0037 |
| | | | | | L | — | 41-1360-0037 |
| .022"x.028" | -25° | 0° | 4°D | 5°M | R | — | 41-2460-0037 |
| | | | | | L | — | 41-2360-0037 |
| .022"x.028" | -30° | -1° | 4°D | — | R | — | 41-2460-0057 |
| | | | | | L | — | 41-2360-0057 |

konvertierbar ohne Lip Bumper-Röhrchen



| Dimensionen | Torque | Ang. Tube | Rot. Slot | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -25° | 0° | 4°D | 0° | R | 40-1460-0011 | 41-1460-0011 |
| | | | | | L | 40-1360-0011 | 41-1360-0011 |
| .022"x.028" | -25° | 0° | 4°D | 0° | R | 40-2460-0011 | 41-2460-0011 |
| | | | | | L | 40-2360-0011 | 41-2360-0011 |



| Dimensionen | Torque | Ang. Tube | Rot. Slot | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type , Okklusal | | | | | | | |
| .022"x.028" | -30° | -1° | 4°D | 0° | R | — | 41-2460-0058 |
| | | | | | L | — | 41-2360-0058 |



| Dimensionen | Torque | Ang. Tube | Rot. Slot | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|---------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type, Gingival | | | | | | | |
| .022"x.028" | -30° | -1° | 4°D | 0° | R | 40-2460-0060 | 41-2460-0060 |
| | | | | | L | 40-2360-0060 | 41-2360-0060 |



| Dimensionen | Torque | Ang. Tube | Rot. Slot | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Extra-Torque | | | | | | | |
| .018"x.025" | -10° | 0° | 4°D | 0° | R | — | 41-1460-0070 |
| | | | | | L | — | 41-1360-0070 |
| .022"x.028" | -10° | 0° | 4°D | 0° | R | 40-2460-0070 | 41-2460-0070 |
| | | | | | L | 40-2360-0070 | 41-2360-0070 |



| Dimensionen | Torque Slot & Aux. | Ang. Tube | Rot. Slot & Aux. | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----|---------------|------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Extra Torque mit großer Basis | | | | | | | |
| .022"x.028" | -10° | 0° | 4°D | 0° | R | 40-2460-0031 | — |
| | | | | | L | 40-2360-0031 | — |



| Dimensionen | Torque Slot | Torque Aux. | Rot. Slot | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Bio-Progressive Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 0° | 0° | UNI | 40-1660-0045 | 41-1660-0045 |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 0° | 0° | UNI | 40-2660-0045 | 41-2660-0045 |



| Dimensionen | Torque Slot | Torque Aux. | Rot. Slot | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Polar Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -22° | 0° | 4°D | 0° | R | — | 41-1460-0028 |
| | | | | | L | — | 41-1360-0028 |



| Dimensionen | Torque Slot | Torque Aux. | Rot. Slot | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Hilgers Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -27° | 0° | 12°D | 0° | R | — | 41-1460-0047 |
| | | | | | L | — | 41-1360-0047 |
| .022"x.028" | -27° | 0° | 12°D | 0° | R | — | 41-2460-0047 |
| | | | | | L | — | 41-2360-0047 |



| Dimensionen | Torque Slot | Torque Aux. | Rot. Slot | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Melsen Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | -27° | 0° | 8°D | 0° | R | — | 41-1460-0069 |
| | | | | | L | — | 41-1360-0069 |
| .022"x.028" | -27° | 0° | 8°D | 0° | R | — | 41-2460-0069 |
| | | | | | L | — | 41-2360-0069 |



nicht konvertierbar



| Dimensionen | Torque | Ang. Tube | Rot. Slot | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Roth Type | | | | | | | |
| .022"x.028" | -30° | -1° | 4°D | 0° | R | — | 41-2460-0059 |
| | | | | | L | — | 41-2360-0059 |



| Dimensionen | Torque Slot | Torque Aux. | Rot. Slot | Rot. Aux. | L/R | Artikelnummer | |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | Klebbar | Schweißbar |
| Bio-Progressive Type | | | | | | | |
| .018"x.025" | 0° | 0° | 0° | 0° | UNI | 40-1660-0044 | 41-1660-0044 |
| .022"x.028" | 0° | 0° | 0° | 0° | UNI | 40-2660-0044 | 41-2660-0044 |

Linguale Klebeattachments

| Knöpfchen | | | Artikelnummer |
|-----------|--|------------------------|---------------|
| | | Flache Basis | 42-0020-0000 |
| | | Gewölbte Basis | 42-0010-0000 |
| | | Gewölbte Basis Rhodium | 42-0010-RH00 |

| Häkchen | | | Artikelnummer |
|---------|--|----------------|---------------|
| | | Flache Basis | 42-0060-0000 |
| | | Gewölbte Basis | 42-0050-0000 |
| | | Öse | 42-0070-0000 |


| Chirurgische Knöpfchen | | | Artikelnummer |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| | | Gewölbte Basis | 42-0030-0000 |
| | | Flache Basis | 42-0040-0000 |


| Goldkette | | Artikelnummer |
|-----------|-------------------|---------------|
| | Runde Basis | 42-3150-0000 |
| | Rechteckige Basis | 42-3160-0000 |



| Freddy™ Keramikknöpfchen | | Artikelnummer |
|--------------------------|----------------|---------------|
| | Gewölbte Basis | 44-1010-0000 |











Linguale Schweißattachments

| Lingualknöpfechen | | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | Klein, flach | 43-0320-0000 |
| | Mittel, flach | 43-0300-0000 |

| Lingualhäkchen | | Artikelnummer |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|  | Klein | 43-0210-0000 |
| | Mittel | 43-0220-0000 |
| | Groß | 43-0240-0000 |
| | Sehr groß | 43-0230-0000 |

| Lingualhäkchen | | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|   | Kugelhäkchen | 43-0380-0000 |

| Lingualschlösser | | Artikelnummer |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|  | Standard | 43-0250-0000 |
|  | Cetlin mit 8° mesialem Offset, V-Stop und Häkchen links | 43-027L-0000 |
|  | Cetlin mit 8° mesialem Offset, V-Stop und Häkchen rechts | 43-027R-0000 |
|  | mit Häkchen und V-Stop links | 43-028L-0000 |
|  | mit Häkchen und V-Stop rechts | 43-028R-0000 |
|  | Ohne V-Stop | 43-0260-0000 |
|  | Mit Rotationsflügeln und V-Stop, OK links und UK rechts | 43-042L-0000 |
| | Mit Rotationsflügeln und V-Stop, OK rechts und UK links | 43-042R-0000 |
| | Ohne V-Stop, gekrümmt | 43-0430-0000 |

| Setzlaschen | | Artikelnummer |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|  | Flach | 43-0340-0000 |
| | Gewölbt | 43-0350-0000 |

